


# 기기 인텔리전스의 기준 높이기

Agilent 8697 헤드스페이스 샘플러





# 실험실 작업을 간소화하는 지능형 샘플링

주력 제품인 Agilent 8890 GC 및 7697A 헤드스페이스 샘플러를 기반으로 한 Agilent 8697 헤드스페이스 샘플러는 통합 GC 커뮤니케이션 기능을 갖춘 최초의 제품입니다. 이를 통해 단일 인터페이스에서 가스 크로마토그래피 워크플로를 관리하고 중요한 작업에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.

## 안내식 기기 문제 해결 및 수리

8697 헤드스페이스 샘플러는 GC와 통합되어 자동화된 진단과 함께 수십 가지 문제해결 및 유지보수 작업을 위한 시각적 연습 라이브러리를 무료 제공합니다. 또한 사용자 친화적인 터치스크린에서 쉽게 액세스할 수 있습니다.

## 시료 손실 방지에 도움을 주는 성능 추적

열악한 크로마토그래피 성능으로 인해 시퀀스가 손상되기 전에 시스템이 자동으로 경고합니다. 애질런트 피크 평가 기능을 사용하여 테일링, 머무름 및 분리를 사양에 맞게 차트로 작성할 수도 있습니다. (자세한 내용은 [5994-5353EN](#) 간행물을 참조하세요.)

## 전체 시스템 로그를 한 곳에서 관리

샘플러, 기기 및 검출기의 각 이벤트가 통합 기기 로그에 기록됩니다. 또한 로그를 쉽게 다운로드하여 사용을 추적하거나 문제해결을 위해 애질런트 고객 지원에 로그를 보낼 수 있습니다.

## 신뢰성과 성능에 대한 애질런트의 약속을 지키는 설계

비활성 시료 경로를 특징으로 하는 8697 헤드스페이스 샘플러는 분석물질 손실 또는 분해 없이 일관되고 반복 가능한 GC 결과를 제공합니다. 대기압 보상 및 밸브 기반 샘플링 기능이 있는 마이크로채널 기반 EPC 모듈과 같은 고급 하드웨어 기능이 전례 없는 정밀도와 성능을 제공합니다.



통합 인텔리전스를 통해 8697 헤드스페이스 샘플러는 단순성 및 생산성을 제공합니다.

# 최고의 정밀도, 신뢰성 및 사용 편리성

세심하게 개발한 기술 및 강력한 소프트웨어를 갖춘 Agilent 8697 헤드스페이스 샘플러는 생산성 향상을 위한 최신 기능을 갖추고 있습니다. 높은 처리량과 성능이 필요한 실험실에 이상적입니다.



## 1 입증된 시료 유동 경로

두 8697 헤드스페이스 샘플러 모두 7697A 헤드스페이스 샘플러와 동일하게 분리된 운반 가스 흐름 경로를 갖추고 있어 바이알을 안전하게 배기시킬 수 있습니다.

## 2 향상된 이송 라인

- 설치가 보다 간편. Captive Septum Retainer Nut 및 개선된 주입구 브래킷은 설치를 단순화하고 실험실의 일상 작업에서 필요로 하는 견고성을 제공
- 보다 강력. 스마트하고 새로운 엔드캡은 이송 라인이 GC에 설치되어 있지 않은 경우 용융 실리카를 보호
- 유지보수 간소화. 이송 라인 셉텀을 개선하여 셉텀을 교체하지 않고도 용융 실리카를 트리밍할 수 있음

## 3 고급 시료 전처리

- 최대 처리량. 최적화된 시료 중첩을 통해 최대 12개의 바이알을 동시에 가열하고 진탕할 수 있음
- 뛰어난 샘플링 유연성. 8697 및 8697-XL 트레이 모두 혼합 바이알 크기에 대한 제한 없이 10, 20 또는 22mL 바이알을 지원

## 4 시료 처리를 고려한 설계

- 사용자가 원하는 용량을 지원. 최대 48개의 바이알이 있는 8697 헤드스페이스 샘플러 및 최대 120개의 바이알이 있는 8697-XL 트레이
- 중단 없이 처리량 달성. 헤드스페이스 샘플러가 작동하는 동안 탈착식 시료 랙을 교체할 수 있으므로 전체 작업이 완료될 때까지 시료를 추가할 수 있음
- 더욱 편리한 시료 전처리. 샘플러는 일상적인 작업을 단순화하기 위해 랙에 바이알을 로드하고 마개를 씌우고 압착할 공간을 갖도록 설계됨
- 간소화된 시료 추적. 바코드 리더 옵션은 실험실의 디지털 전환을 지원
- 편리한 도구 액세스. 이제 필요한 헤드스페이스 도구를 위한 전용 보관 위치가 있음

## 5 진행 상태 파악

스마트 파크 버튼 및 트레이 랙 LED는 사용 중인 헤드스페이스의 상태를 알려줍니다.

## 6 통합 GC 커뮤니케이션

GC 터치스크린 및 브라우저 인터페이스에서 상태 세부 정보를 간편하게 확인할 수 있습니다.



Agilent Intuvo 9000 GC는 8697 헤드스페이스 샘플러와 함께 사용 시 매우 작은 설치 공간을 차지합니다.



Agilent 8890 GC는 8697 헤드스페이스 샘플러-XL 트레이와 결합하여 실험실의 가장 까다로운 요구를 충족하는 최고의 유연성을 제공합니다.

# 통합 인텔리전스

8697 헤드스페이스 샘플러는 Agilent 8890, 8860 및 Intuvo 9000 가스 크로마토그래프와 직접 커뮤니케이션하여 흐름 경로의 상태를 완벽하게 알려줄 수 있습니다. 터치스크린 및 브라우저 인터페이스는 안내식 진단, 문제해결 및 오류 감지를 위해 이 정보를 통합합니다.

또한 통합 인텔리전스를 통해 GC와 헤드스페이스 샘플러가 함께 작동하여 시퀀스 처리량을 최적화할 수 있습니다. GC 실행을 완료하는 데 더 많은 시간이 필요한 경우 샘플러는 다음 시료를 주입하기 전에 자동으로 대기합니다.

## 신뢰할 수 있는 애질런트 설계로 신뢰성을 높이세요


각각의 바이알은 가압하는 동안 자동 바이알 누출 시험을 거칩니다. 따라서 모든 시료가 올바르게 밀폐됨을 확인할 수 있습니다.

## 시행 착오를 제거하는 분석법 개발 및 변환 도구

이러한 헤드스페이스 샘플러에는 다음과 같은 세 가지 분석법 개발 소프트웨어 마법사가 포함되어 있습니다.

- 번거로운 재작업 없이 기존 밸브 및 루프 또는 압력 제어 헤드스페이스 분석법을 애질런트 분석법으로 변환
- 사용자의 특정 응용 분석을 기반으로 한 헤드스페이스 분석법을 생성

분석법이 있으면 Parameter Increment 기능을 통해 바이알 평형 시간, 오븐 온도 및 바이알 진탕을 쉽게 최적화할 수 있습니다.



Agilent OpenLab 대시보드는 실행 상태, 시료 형태, 수행된 시퀀스 동작과 오븐 내에 있는 바이알 등 각 바이알에 대한 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

## 직관적인 GC 터치스크린 인터페이스

기기 상태 및 정보에 대한 실시간 액세스.

### Home(홈) 화면


시스템 구성 및 유동 경로에 대한 간략한 업데이트를 제공.

### 기기 실제 화면

빠른 액세스를 위한 자주 사용하는 설정 값의 사용자 지정 및 식별 지원.

### 8697 헤드스페이스 샘플러-XL 트레이

헤드스페이스 압력, 온도 및 상태를 한 눈에 모니터링합니다.




# 사용자의 중요한 응용 분석에 필요한 데이터

## 법과학

### 신뢰할 수 있는 혈액 시료 내 에탄올 농도 측정

혈액 및 생물학적 시료와 같은 더러운 매트릭스는 광범위한 시료 전처리 없이 GC를 깨끗하게 유지할 수 있어 헤드스페이스 분석에 적합합니다. 8697 헤드스페이스 샘플러를 사용하면 일반적인 간섭으로부터 에탄올을 확실하게 분리하고 바코드 리더 옵션으로 관리 연속성을 유지할 수 있습니다.




매질린트 혈중 알코올 확인용 혼합물(품번 5190-9765)의 FID 크로마토그램으로, 모든 12가지 성분에 대한 이전과 분리능을 보여줍니다. 이 시료는 50µL의 혼합물과 0.1%(v/v) t-Butanol 수용액 450µL을 결합하여 20mL 헤드스페이스 바이알에 준비했습니다.

## 의약품

### 잔류 용매 워크플로 간소화

8697 헤드스페이스 샘플러를 사용하면 7697A와 동일한 분석법 파라미터를 사용할 수 있습니다. 따라서 분석법 개발 없이 잔류 용매 분석법(예: USP<467>)을 이전할 수 있습니다.




USP<467>를 준수하는 Class 2A 용매의 불꽃 이온화 검출기 크로마토그램.

- |                             |                           |                   |              |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Methanol                 | 6. cis-1,2-Dichloroethene | 11. MIBK/CPME     | 16. o-Xylene |
| 2. Acetonitrile             | 7. Tetrahydrofuran        | 12. Toluene       | 17. p-Xylene |
| 3. Methylene chloride       | 8. Cyclohexane            | 13. Chlorobenzene | 18. o-Xylene |
| 4. tert-Butyl Alcohol       | 9. Methylcyclohexane      | 14. Ethylbenzene  | 19. Cumene   |
| 5. trans-1,2-Dichloroethene | 10. 1,4-Dioxane           | 15. m/p-Xylene    |              |

## 환경 분석

### 휘발성 유기 화합물의 정확한 검출



SCAN 분석법 회수율: 40µg/L의 경우 90.8% ~ 122.3%; 100µg/L의 경우 90.9 ~ 105.7% SIM 분석법 회수율: 4µg/L의 경우 90.5% ~ 110.3%; 20µg/L의 경우 93.6% ~ 113.5%. 회수율 성능은 HJ810-2016 분석법의 참조 결과와 비슷합니다.

## 애질런트의 전문적인 지원을 받아보세요

CrossLab은 서비스와 소모품을 통합하여 워크플로 성공을 지원하고 생산성을 개선하며 운영 효율성을 향상시키는 애질런트 솔루션입니다. 애질런트는 모든 작업에 가치있는 정보를 제공하여 고객의 목표 달성을 지원합니다.

[www.agilent.com/crosslab](http://www.agilent.com/crosslab)에서 CrossLab에 대해 자세히 알아보세요.



자세히 알아보기:

[www.agilent.com/chem/8697](http://www.agilent.com/chem/8697)

유연한 결제 방식을 원하세요?

[www.agilent.com/chem/financing](http://www.agilent.com/chem/financing)을 방문하세요.

지원이 필요하세요?

[www.agilent.com/en/support](http://www.agilent.com/en/support)에서 도움을 요청하세요.

미국 및 캐나다:

**1-800-227-9770**

[agilent\\_inquiries@agilent.com](mailto:agilent_inquiries@agilent.com)

유럽:

[info\\_agilent@agilent.com](mailto:info_agilent@agilent.com)

아시아 태평양:

[inquiry\\_lsca@agilent.com](mailto:inquiry_lsca@agilent.com)

DE96461487

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2023  
2023년 4월 21일, 한국에서 발행  
5994-2962KO

한국애질런트테크놀로지스㈜  
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,  
A+ 에셋타워 9층, 06621  
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)  
팩스: 82-2-3452-2451  
이메일: [korea-inquiry\\_lsca@agilent.com](mailto:korea-inquiry_lsca@agilent.com)

