



Inhaltsverzeichnis

Einführung

Klassifizierung

Molekülspektroskopie

- Allgemeines
- UV-VIS-Spektroskopie
 - Allgemeiner Aufbau
 - Lichtquelle
 - Dispersionsvorrichtungen
 - Detektoren
 - System
 - Qualitative und quantitative Analyse
 - Applikationen
 - Beispiele
 - Einsatzmöglichkeiten

- Fluoreszenzspektroskopie
 - Allgemeiner Aufbau
 - Lichtquelle
 - System
 - Applikationen
 - Beispiele
 - Einsatzmöglichkeiten
- Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie
 - Allgemeiner Aufbau
 - Interferogramm
 - Qualitative und quantitative Analyse
 - System
 - Applikationen
 - Beispiele
 - Einsatzmöglichkeiten
- Weitere Informationen



Einführung Klassifizierung

Die Spektroskopie ist ein weites Feld mit vielen Unterdisziplinen, die nach der zu analysierenden Materialart eingeteilt werden können. Diese Präsentation behandelt die **Molekülspektroskopie**.

ATOME

Elementspektroskopie

- AAS
- MP-AES
- ICP-OES
- ICP-MS

MOLEKÜLE

Molekülspektroskopie

- UV-VIS
- UV-VIS-NIR
- FTIR
- Fluoreszenz

KRISTALLE

 Röntgenkristallographie

KERNE

 Kernmagnetische Resonanzspektroskopie





Molekülspektroskopie Allgemeines

Die Zusammenstellung von Atomen in Moleküle schafft einzigartige energetische Zustände und daher auch unikale Übergangsspektren zwischen den Zuständen.

Molekülspektren erhält man für:

- Elektronen-Spin-Zustände
- Molekülrotationen
- Molekülschwingung
- Elektronische Zustände

Molekülspektroskopie				
	Nach Applikation			
UV-Vis	Untersucht Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischer Energie im ultravioletten, sichtbaren und nahen Infrarot Bereich und Materie			
FTIR	Untersucht Wechselwirkungen zwischen elektromagnetischer Energie im Infrarotbereich und Materie			
Fluoreszenz	Untersucht die Emission von elektromagnetischer Energie nach der Wechselwirkung von elektromagnetischer Energie typischerweise im ultravioletten und sichtbaren Bereich mit Materie			





Einführung

Chronik der frühen Entwicklungen

												10.47
	1800	1801	1853		1882	2	194	Oer	19	941		1947
	Herschel entdeckt den R-Bereich des elektromagne- tischen Spektrums	Ritter beobachtet den Effekt von UV- Licht auf die lichtempfindliche Verbindung Silberchlorid	Zusammenha zwisch Absorption	den ang hen von und	Abney und Festing gelangen IR- Absorptions- spektren für mehr als 50 Verbindungen		Spektrometer- Prototypen wurden in den USA für die Qualitätskontrolle von synthetischem Kautschuk entwickelt		das erste kommerzielle UV-Vis- Spektrometer, das DU, ein		ko aufz Spe	Applied ysics führt das erste mmerzielle eichnende UV-Vis- ektrometer, ary 11, ein
		_								000	_	
	1969	1979	1982		1991	1	997	200	00	200	5	
	Erstes schnell scannendes FTIR	HP führt das erste kommerzielle Diodenarray- Spektral- photometer ein	Erstes FTIR- Mikroskop		Erstes unendlich- korrigiertes Infrarot- mikroskop	VI B	rstes UV- S mit Xe- litzlampe: s Cary 50	Sys chem	Erstes ATR- System für chemisches Imaging für FTIR		NanoDrop- UV-Vis- Spektral- photometer eingeführt für Mikro- Quantifizierung	
lab	_										n 1-µl- roben	

Agilent Technologies

RESEARCH



UV-Vis-Spektroskopie Allgemeines


Das elektromagnetische **Spektrum** umfasst viele Größenordnungen der Frequenz und Wellenlänge. Das sichtbare Licht stellt nur einen sehr kleinen Teil des elektromagnetischen Spektrums dar.

Ultraviolett: 190 bis 400 nm

Sichtbar: 400 bis 800 nm

Infrarot: 800 bis 100.000 nm

> "Electromagnetic-Spectrum" von Victor Blacus



Quelle: Wikipedia







UV-Vis-Spektroskopie **Allgemeines**

Ein Spektralphotometer misst die Lichtmenge, die durch eine Probe hindurchtritt oder von ihr reflektiert wird.

Alle für die Forschung geeigneten Spektralphotometer können den Prozentsatz des hindurchtretenden oder reflektierten Lichts bei allen Wellenlängen von ungefähr 190 nm (mittleres Ultraviolett) bis mindestens 900 nm (nahes Infrarot) mit einer Auflösung von weniger als 2 nm messen.

Beim Arbeiten mit Lösungen wird der Prozentsatz des hindurchtretenden Lichts als Extinktion ausgedrückt, die direkt proportional zur Konzentration ist.



Allgemeiner Aufbau




- Die Lampe (Quelle) emittiert Licht verschiedener Wellenlängen in einem bestimmten Bereich.
- Der Monochromator (Dispersionsvorrichtung) wählt eine Wellenlänge aus.
- Der Analyt absorbiert Licht (Probenbereich).
- Das hindurchtretende Licht wird gemessen (Detektor).
- Die Konzentration wird durch Vergleich mit Standardproben bestimmt.





Allgemeiner Aufbau: Einstrahl- und Zweistrahlspektrometer



Die Zweistrahllösung ermöglicht die Korrektur von Schwankungen der Lichtintensität.





UV-Vis-Spektroskopie Lichtquelle

Die ideale Lichtquelle würde bei allen Wellenlängen eine konstante Intensität mit geringem Rauschen und langfristiger Stabilität liefern.

Üblicherweise in UV-Vis-Spektralphotometern verwendete Quellen:

- Deuterium-Bogenlampe → brauchbare Intensität im ultravioletten Bereich
- Wolframhalogenlampe → gute Intensität in einem Teil des UV-Spektrums und im gesamten sichtbaren Bereich
- Xenonlampe → gutes Kontinuum im gesamten ultravioletten und sichtbaren Bereich





Deuteriumquelle (oben) und Wolframhalogenlampe (unten) für UV-Systeme





UV-Vis-Spektroskopie Dispersionsvorrichtungen

Dispersionsvorrichtungen brechen die Wellenlängen des Lichts in unterschiedlichen Winkeln. In Verbindung mit einem geeigneten Austrittsspalt können diese Vorrichtungen dazu verwendet werden, eine bestimmte Wellenlänge (oder genauer gesagt, ein schmales Wellenband) des Lichts aus einer kontinuierlichen Quelle auszuwählen.


Es gibt zwei verschiedene Arten von Vorrichtungen:

Prismen

Diese spalten das Sonnenlicht in einen Regenbogen auf. Der Nachteil ist, dass der Dispersionswinkel temperaturempfindlich ist.

• Holographische Gitter

Diese sind nicht temperaturempfindlich. Das Licht, das auf das Gitter fällt, wird abhängig von der Wellenlänge in verschiedenen Winkeln reflektiert. Schematische Darstellung von Dispersionsvorrichtungen. Die meisten modernen Spektrometer verwenden Gitter zur Dispersion.



Quelle: Fundamentals of UV-visible spectroscopy





Detektoren


Ein Detektor wandelt ein Lichtsignal in ein elektrisches Signal um. Im Idealfall sollte er über einen großen Bereich hinweg ein lineares Signal mit geringem Rauschen und hoher Empfindlichkeit liefern.


Photomultiplier-Detektor

Verbindet Signalumwandlung mit mehreren Verstärkungsstufen innerhalb der Röhre. Der gesamte Wellenlängenbereich wird gescannt.

Photodioden-Detektor

Das Licht, das auf das Halbleitermaterial fällt, ermöglicht den Fluss von Elektronen und dadurch die Verringerung der Ladung eines Kondensators, der an das Material angeschlossen ist. Die Ladungsmenge, die erforderlich ist, um den Kondensator wieder aufzuladen, ist proportional zur Lichtintensität. Der gesamte Wellenlängenbereich wird in nur einer Messung erfasst.





Schematische Darstellung eines Photomultiplier-Detektors (oben) und eines Photodioden-Arrays (unten).






Agilent Technologies

UV-Vis-Spektroskopie System

Wichtige Applikationen

- Messung von Kinetiken
- Charakterisierung unbekannter ode neu synthetisierter Verbindungen
- Bestimmung der Reinheit von DNA
- Quantifizierung von DNA und **Proteinen**
- Analyse von Nährstoffen in Wasser Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Proben









Qualitative und quantitative Analyse

UV-Vis-Spektren zeigen im Allgemeinen nur wenige breite Absorptionsbanden. Der größte Teil der Absorptionen organischer Substanzen beruht auf der Anwesenheit von π -Bindungen (d. h. ungesättigter Bindungen).

Ein Chromophor ist eine Gruppe innerhalb eines Moleküls, die üblicherweise eine π -Bindung enthält. Wird er in einen gesättigten Kohlenwasserstoff (der kein UV-Vis-Absorptionsspektrum hat) eingeführt, entsteht eine Mischung mit einer Absorption zwischen 185 und 1000 nm.

Ausgewählte Chromophore und ihre Extinktionsmaxima				
Chromophor	Formel	Beispiel	λ_{max} (nm)	
Carbonyl (Keton)	RR'C=O	Aceton	271	
Carbonyl (Aldehyd)	RHC=O	Acetaldehyd	293	
Carboxyl	RCOOH	Essigsäure	204	
Amid	RCONH ₂	Acetamid	208	
Nitro	RNO ₂	Nitromethan	271	





UV-Vis-Spektroskopie Qualitative und quantitative Analyse

Die Farbe ist eine wichtige Substanzeigenschaft. Die Farbe von Materie hängt von ihrem Absorptionsoder Reflexionsvermögen ab. Das menschliche Auge sieht die Komplementärfarbe der absorbierten Farbe.

800 Wavelength [nm] Complementary color Absorbed color 650-780 blue-green 700 595-650 greenish blue orange 560-595 yellow-green purple 600 red-purple 500-560 green 490-500 bluish green 500 greenish blue 480-490 orange 435-480 blue vellow 380-435 vellow-green violet

Transmission und Farbe (oben) Extinktion und Komplementärfarben (unten)



Quelle: Fundamentals of UV-visible spectroscopy




Applikationen

MARKT	APPLIKATIONEN
Werkstoff	 Massenware Optische Komponenten: Filter, Linsen, Spiegel, Strahlteiler, Polarisatoren, Glas Dünnfilme, optische und Antireflex-Beschichtungen, Nano-Verbundwerkstoffe, Farben und Lacke, Solarzellen Schutzbrillen Zellstoff und Papier Tarnmaterial Sonnenbrillen Gewebe/Textilien
Chemie	 QS/QK bei Rohstoffen und Fertigprodukten in der Produktion Chemische Identifizierung oder Untersuchung chemischer Prozesse: in Synthesechemielabors, in der photochemischen Forschung, bei der Charakterisierung von Nanopartikeln, in der Oberflächenbehandlungsforschung Analytische Chemie Farbmessungen: Farben/Lacke und Textilien (Farbübereinstimmung, QS/QK bei Geweben, SPF-Messungen)
Biotechnologie und Pharmazie	 Arzneimittelbindungstests Enzymatische Reaktionen Analyse getrübter biologischer Proben, von Geweben und Zellhomogenaten Intrazelluläre Ionenmessungen Nukleinsäure- (RNA/DNA) und Proteinbestimmung DNA- und Protein-Denaturierungs-/Renaturierungsmessungen





Messung der Absorption von Schott-Glasfiltern




Spektrum des UG11-Filters 1 (blau), des UG11-Filters 2 (schwarz) und das Spektrum des UG11-Filters 1 und des UG 11-Filters 2 gemeinsam (rot). Das grüne Spektrum ist das vorhergesagte Ergebnis aufgrund der Addition des blauen und schwarzen Spektrums.

Zwei Filter wurden getrennt gemessen und numerisch addiert (Voraussage). Diese Ergebnisse sind identisch mit den Ergebnissen, wenn beide Filter gemeinsam gemessen werden (Messung).

Messung des Farbtons von Farbe auf Leinwand



Die Spektren zeigen, dass die Proben clownnr1 und clowncapelli aus ähnlichen Materialien bestehen.




Quelle: Measuring the color of a paint on canvas directly with external diffuse reflectance using the Agilent Cary 60 **UV-Vis spectrophotometer**








Reinheitsanalyse und kinetische Analyse



Scans von 150-µl-Proben DNA bei 4 °C in zwei Konzentrationen. Sie zeigen den charakteristischen Absorptions-Peak bei 260 nm. Beachten Sie auch die Absorption von 1,0 Absorptionseinheiten für 50 µg/ml DNA und den Absorptions-Peak von 0,5 Absorptionseinheiten für 25 µg/ml DNA. Dies zeigt die Gültigkeit des Lambert-Beerschen Gesetzes.



Scans der Kinetik von Methylenblau bei Exposition unter einer hochintensiven UV-Lampe (Oriell 500-W-Hg(Xe)-Lampe) für 20 Minuten mittels in-situ-Messung mit Faseroptik im Bereich von 400 bis 800 nm. Angegeben sind jeweils die Wellenlängen der maximalen Absorption.

Quelle: Simple, automated measurements of the photocatalytic properties of colorimetric species using the Agilent Cary 60 UV-Vis spectrophotometer with fiber optics.

Quelle: Measuring the purity of low volumes of DNA at 4 °C using the Agilent Cary 60 UV-Vis spectrophotometer with fiber optics microprobe



UV-Vis-Spektroskopie Einsatzmöglichkeiten

Die einfache lineare Beziehung zwischen Absorption und Konzentration sowie die relativ problemlose Messung des UV-Vis-Lichts haben die UV-Vis-Spektroskopie zur Grundlage Tausender quantitativer analytischer Methoden gemacht.

UV-Vis-Spektroskopie

Vorteile

- Großer Applikationsbereich für qualitative und quantitative Analysen
- Kann für viele organische und anorganische Moleküle und lonen verwendet werden
- Einfach anzuwenden
- Schnell
- Wenig Wartung erforderlich
- Zerstörungsfreie Messung

Beschränkungen

- Höhere (schlechtere) Nachweisgrenze als bei Fluoreszenz
- Überlappende Absorptionsbanden können stören
- Kann bei Verwendung einer Deuterium- oder QI-Quelle für lichtempfindliche Verbindungen schwierig sein (gilt nicht für eine Xenonquelle).





Fluoreszenzspektroskopie Allgemeines

Fluoreszenz ist die Emission von Photonen nach der Anregung durch Photonen mit höherer Energie.

Fluoreszenzspektrometer bieten eine hohe Empfindlichkeit (pikomolar), da sie im Gegensatz zu Spektralphotometern ein Signal vor einem schwarzen Hintergrund nachweisen.

Geräte für die Forschung verwenden scannende Monochromatoren sowohl für die Anregung als auch für die Emission.

Viele Fluoreszenzsysteme können auch Phosphoreszenz und Lumineszenz messen.



Fluoreszenzspektroskopie Allgemeiner Aufbau




- Die Lampe (Quelle) emittiert Licht verschiedener Wellenlängen in einem bestimmten Bereich.
- Der Monochromator wählt die Anregungswellenlänge aus.
- Die Probe befindet sich im Probenbereich, der Analyt absorbiert Licht.
- Das emittierte Licht hat eine längere Wellenlänge.
- Der Monochromator wählt die Emissionswellenlänge aus.
- Das hindurchtretende Licht wird gemessen (im Detektor).





Fluoreszenzspektroskopie Allgemeiner Aufbau



Hinweis: Der Detektor befindet sich nicht in gerader Linie hinter der Lichtquelle, um das Risiko zu minimieren, dass hindurchtretende oder reflektierte Lichtstrahlen den Detektor erreichen.

Fluoreszenzspektroskopie Lichtquelle

In Fluoreszenzspektrometern werden verschiedene Lichtquellen verwendet:


- Xenonlampe: kontinuierliches Emissionsspektrum mit annähernd konstanter Intensität von 300 bis 800 nm
- Quecksilberdampflampe: Emittiert ein Linienspektrum, die Wellenlängen des emittierten Lichts liegen in der Nähe der Wellenlängen der Peaks
- Laser: Beschränkungen bei der Auswahl der Wellenlängen, kann nicht verändert werden

Fluoreszenzspektroskopie System

Wichtige Applikationen

- Thermische Stabilität von Biokatalysatoren
- Charakterisierung von Biomarkern für die Untersuchung lebender Zellen (Live Cell Imaging)
- Kohlenwasserstoffgemische in Erdöl
- Charakterisierung der **GPCR-Oligomerisierung**







Fluoreszenzspektroskopie Applikationen


MARKT	APPLIKATIONEN				
Ola a radio	Photochemische Forschung				
	 Charakterisierung von Nanopartikeln 				
Chemie	 Oberflächenbehandlungs-Forschung 				
	Analytische Chemie				
	Biochemische und biophysikalische Forschung				
Pharmazie und Biotechnologie	 Proteinquantifizierung und Strukturuntersuchungen: Protein- Protein-Wechselwirkungen, Membranuntersuchungen 				
	 Enzymologie: Enzymkinetiken mit fluoreszierendem Substrat 				
	 Molekularbiologie: DNA- und RNA-Quantifizierung 				






Fluoreszenzspektroskopie

Expression des grün fluoreszierenden Proteins im Zytosol





Schematische Darstellung des grün fluoreszierenden Proteins. Links: Tripeptidfluorophor in rot. Rechts: Intensität gegen Emission aufgetragen für das gesamte Spektrum der fluoreszierenden Proteine.


Quelle: Cytosolic expression of Green Fluorescent Protein (GFP) and its derivatives in the yeast Saccharomyces cerevisiae: Detection in vivo using the Agilent Cary Eclipse






Fluoreszenzspektroskopie

Quantifizierung polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe in Erdöl





Fluoreszenzspektren von Naphthalin, Anregungswellenlänge 250 nm. Anregungsspalt 10 nm. Emissionsspalt 5 nm (links): Kalibrierkurve (Punkte für gleiche Konzentration gemittelt) für die fluorometrische Bestimmung von Naphthalin bei 324 nm, Anregungswellenlänge 250 nm, Anregungsspalt 10 nm, Emissionsspalt 5 nm.

> Quelle: Quantification of complex polycyclic aromatic hydrocarbons or petroleum oils in water with Cary eclipse fluorescence spectrophotometer According to astm d 5412-93 (2000)





Agilent Technologies

Fluoreszenzspektroskopie Möglichkeiten

Bei niedrigen Konzentrationen ist die Fluoreszenz im Allgemeinen proportional zur Konzentration des Fluorophors.

Quenching-Effekte können jedoch das Ergebnis beeinflussen. Das Quenching ist die Abnahme der Fluoreszenzintensität einer gegebenen Substanz und kann das Ergebnis verschiedener Prozesse sein, z. B. Reaktionen im angeregten Zustand oder Quenching aufgrund von Kollision.

Fluoreszenzspektroskopie

Vorteile

- Extrem empfindlich für aromatische und ungesättigte Verbindungen
- Kann mit Derivatisierung oder Markierung für andere Verbindungen verwendet werden.
- Einfach anzuwenden
- Wenig Wartung erforderlich

Beschränkungen

- Beschränkt auf bestimmte Verbindungsarten
- Mischungen müssen ggf. aufgereinigt werden.
- Quenching kann auftreten.








Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie **Allgemeines**

Infrarotes Licht hat eine längere Wellenlänge und eine kleinere Frequenz als sichtbares Licht.

Das Infrarotspektrum ist unterteilt in Strahlung des nahen, des mittleren und des fernen Infrarot. Der am häufigsten verwendete Bereich ist das mittlere Infrarot (Frequenz: 4 000 und 400 cm⁻¹).

Die Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FTIR) ist eine Technik, die aus Feststoffen, Flüssigkeiten oder Gasen ein Infrarotspektrum der Absorption, Emission, Photoleitfähigkeit oder Raman-Streuung erhält.

Ein FTIR Spektrometer nimmt gleichzeitig Daten mit hoher spektraler Auflösung über einen großen Spektralbereich auf.



"Electromagnetic-Spectrum" von Victor Blacus


Quelle: Wikipedia







Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie Allgemeines

Absorbiertes Infrarotlicht kann Molekülschwingungen hervorrufen. Die Infrarotspektroskopie misst die Änderung der Amplitude.



$$\widetilde{\boldsymbol{v}} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$





$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$





Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie Allgemeines

Symmetrische Streckschwingung	Asymmetrische Streckschwingung	Spreizschwingung
Pendelschwingung	Kippschwingung	Torsionsschwingung








Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie

Allgemeines

- IR-aktive Bindungen verursachen Peaks.
- Diese Bindungen schwingen bei bestimmten Frequenzen.
- Kleine Schwankungen der Peakposition und -höhe ermöglichen eine Unterscheidung.
- Das IR-Spektrum ist der Fingerabdruck einer Verbindung.










Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie Allgemeines

Die Wellenzahl, bei der verschiedene Bindungen (meist als "funktionelle Gruppen" bezeichnet) absorbieren, gibt die Stärke der Bindung an. Stärkere Bindungen absorbieren bei höheren Wellenzahlen.

Jede funktionelle Gruppe absorbiert bei ihrer eigenen charakteristischen Frequenz, so dass es möglich ist, aus dem Infrarotspektrum eines Stoffs seine chemische Struktur abzuleiten.







Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie Allgemeines

Molekülbindungen und Wellenlängen

Bin- dung	Art	Wellenzahl Bereich (cm ⁻¹)	
С-Н	Alkan -CH ₃ -CH ₂ Alken Aromatisch Alkin Aldehyd	(Streckschwingung) (Deformationsschwingung) (Deformationsschwingung) Streckschwingung (Deformationsschwingung aus der Ebene) (Streckschwingung) (Deformationsschwingung aus der Ebene) (Streckschwingung)	3000 - 2850 1450 u. 1375 1465 3100 - 3000 1000 - 650 3150 - 3050 900 - 600 ~ 3300 2900 - 2700
C=C	Alken Aromatisch		1680 – 1600 1600 u. 1475
C≡C	Alkin		2250 - 2100
C=O	Aldehyd Keton Carbonsäure Ester Amid Anhydrid		1740 - 1720 1725 - 1705 1725 - 1700 1750 - 1730 1680 - 1630 1810 - 1760

Bin- dung	Art der Schwingung	Wellenzahl Bereich (cm ⁻¹)
C-O	Alkohole, Ester, Ether, Carbonsäuren, Anhydride	1300 – 1000
О-Н	Alkohole, Phenole Frei H-gebunden Carbonsäuren	3650 - 3600 3400 - 3200 3400 - 2400
N-H	Primäre und sekundäre Amine und Amide (Streckschwingung) (Deformationsschwingung)	3500 – 3100 1640 – 1550
C-N C=N	Amine Imine und Oxime	1350 – 1000 1690 – 1640





Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie Allgemeine Aufbau



- Die IR-Quelle erzeugt einen Infrarotstrahl (Breitband-Lichtquelle).
- Das Interferometer (Spiegelanordnung) erzeugt ein Interferenzmuster.
- Die Probe befindet sich im Probenbereich, der Infrarotstrahl tritt durch die Probe.
- Der Detektor erzeugt ein Interferogramm.
- Der Computer verwandelt das Interferogramm in ein Spektrum.





Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie

Interferogramm

Ein Interferogramm ist eine Darstellung der Infrarotintensität gegen die Position des beweglichen Spiegels.

Der Fourier-Transformations-Algorithmus verwandelt das Interferogramm in ein Spektrum, indem die einzelnen Absorptionsfrequenzen getrennt werden und die Intensität gegen die Wellenzahl aufgetragen wird.












Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie Qualitative Analyse

- Verbindungen können aufgrund ihres einzigartigen Infrarotspektrums identifiziert werden.
- Infrarotspektren liefern Erkenntnisse zur Molekülstruktur (z. B. das Vorliegen einer Cyanogruppe).
- Computer können Infrarotdatenbanken durchsuchen, um eine Verbindung zu identifizieren.













Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie **Quantitative Analyse**

Quantifizierung

- Lambert-Beersches Gesetz kann in der FTIR-Spektroskopie angewendet werden.
- Vergleich der Probe mit der Kalibrierungskurve aus der Absorption gegen die Konzentration eines Standards
- Anwendbar für Mischungen gleichzeitige Quantifizierung

Kalibrierungskurve für Fructose von 0-20 %





Quelle: Internes Schulungsmaterial von Agilent






Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie System

Wichtige Applikationen

- Biomedizinisches Imaging (Gewebe)
- Chemisches Imaging
- Prozesssteuerung (Biodiesel)
- Polymer-/Materialforschung/ Steuerung
- Forensische Applikationen (Blutalkoholgehalt)










Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie Applikationen

MARKT	APPLIKATIONEN
Werkstoffe	 Schäden an Verbundstoffen durch Hitze und UV-Strahlung oder Aushärtung von Verbundstoffen
	 Identifizierung von Oberflächenbeschichtungen, Oberflächenreinheit und -präparation von Oberflächen, Verschleiß von Beschichtungen sowie Verwitterung
	 Qualitätskontrolle, Konservierung von Kunstgegenständen und historischen Objekten, Materialforschung
Energie und Chemie	 Qualitätskontrolle von eingehenden flüssigen Rohstoffen und Fertigprodukten, einschließlich organischer Chemikalien, oberflächenaktiver Substanzen, Schmiermitteln und Speiseölen
Lebensmittel	 Qualitätskontrolle von eingehenden Rohstoffen und Fertigprodukten






Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie Untersuchung von Schäden an Verbundstoffen



Thermisch beschädigtes Epoxidharz 1-Verbundmaterial, unbesandetes Band. Die Streifen aus Verbundstoff werden 1 Stunde lang verschiedenen Temperaturen ausgesetzt. Die Absorptionsbande bei 1722 cm-1 (blauer Kreis) stammt von der Carbonyl-Streckschwingung, die auf die Oxidation des Harzes zurückzuführen ist, und deutet auf eine thermische Überexposition hin.



Thermisch beschädigtes Epoxidharz 1-Verbundmaterial, besandetes Band. Die Streifen aus Verbundstoff werden 1 Stunde lang verschiedenen Temperaturen ausgesetzt. Die Schwingung bei 1722 cm-1 fehlt in der anaeroben Umgebung.


Die Abnahme der Absorption bei 1672 cm⁻¹ stellt eine gute negative Korrelation zur Temperaturexposition dar.

Quelle: Non-Destructive Evaluation of Composite Thermal Damage with Agilent's New Handheld 4300 FTIR






Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie Messung von Biodieselkonzentrationen in Dieselkraftstoff mit hoher Cetanzahl



Überlagerte Infrarotspektren von Dieselkraftstoffen und Kalibrierung für unterschiedliche Biodieselkonzentrationen in Dieselkraftstoff mit hoher Cetanzahl. Absorptionsbereich von 1713 bis 1784 cm–1 wurde bei der Kalibrierung für einen Konzentrationsbereich von 0 bis 6 % verwendet.



Quelle: ASTM D7806-12 for Biodiesel in Petroleumbased Diesel Fuel Oil






Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie

Qualitätskontrolle von Milchpulver

Die Spektrenerfassung wurde folgendermaßen durchgeführt:

- Eine kleine Menge Proteinpulver wurde auf die Diamant-ATR-Oberfläche gegeben.
- Die Proben wurden mithilfe der angebrachten Druckklammer gegen den Diamantkristall gepresst. (Eine Rutschkupplung an der Klammer verhindert einen zu großen Druck.)
- Erfassung von 64 aufaddierten Spektren (~30 s Aufnahmezeit bei 4 cm⁻¹ Auflösung) zwischen 4000 und 650 cm⁻¹.



Infrarotspektren ausgewählter Milchpulver, aufgenommen mit einem Cary 630 ATR-FTIR-Analyzer

Quelle: QA/QC of dairy powders using the Agilent Cary 630 ATR-FTIR analyzer






Agilent Technologies

Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie Messung von Acrylamid in Kartoffelchips

Sensor	Potato Chip Type		Factors	SE (µg/L)	r
Portable Cary 630 MIR	∘Regular	Calibration	7	65	0.95
		Cross Val.	7	74	0.93
		Prediction*	7	75	0.90
	^b Seasoned	Calibration	7	59	0.96
		Cross Val.	7	75	0.92
	°Sweet	Calibration	7	74	0.99
		Cross Val.	7	98	0.98

a "Regular" refers to potato chips containing only potatoes, vegetable oils and salt.



Ergebnisse und Spektrum von Kartoffelchips, gemessen mithilfe des tragbaren FTIR-Analyzers mit einfach reflektierender Diamant-ATR-Probentechnologie.



Quelle: Molecular Spectroscopy Compendium - Ensure food quality, production, and safety



^b "Seasoned" refers to potato chips containing additional ingredients.

^{° &}quot;Sweet" refers to sweet-potato chips.

^{*} independent variable predictions made on regular potato chips only

Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie

Einsatzmöglichkeiten

Die Infrarotspektroskopie ist eine leistungsstarke und vielseitige Technik, die zur Analyse von Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen verwendet werden kann.

Sie wird häufig zur Identifizierung von Strukturen verwendet, da funktionelle Gruppen charakteristische Banden hervorrufen, sowohl was die Intensität angeht, als auch deren Lage (Frequenz).

Es ist eine einfache, zuverlässige Methode, die von der Forschung bis zur Industrie weithin angewandt wird.

Infrarotspektroskopie

Vorteile

- Einfach durchzuführen
- Schnelle und genaue Analysen
- Kann verschiedene Probentypen und größen messen
- Qualitative und quantitative Analysen möglich
- Erfordert häufig wenig oder keine Probenvorbereitung
- Zerstörungsfreie Analyse

Beschränkungen

- Moleküle müssen auf das Infrarotlicht reagieren
- Minimale Informationen über Elementarzusammensetzung





Abkürzungen

Abkürzung	Definition
А	Extinktion
b	Schichtdicke (cm)
С	Lichtgeschwindigkeit (3 × 10 ⁸ ms ⁻¹)
3	Extinktionskoeffizient oder molare Absorption (Imol ⁻¹ cm ⁻¹)
Е	oszillierendes elektrisches Feld
E	Energie
FTIR	Fourier-Transform-Infrarot
h	Plancksches Wirkungsquantum (6,62 × 10 ⁻³⁴ Js)
I	ausgesandte Strahlung
I ₀	einfallende Strahlung
λ	Wellenlänge
Т	Transmission
UV-VIS	ultraviolett – sichtbar
V	Frequenz (s ⁻¹)





Weitere Informationen

Weitere Informationen über Produkte von Agilent finden Sie unter: www.agilent.com/chem/academia

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Präsentation? Kontact academia.team@agilent.com

Early history	"The Early History of Spectroscopy" by Nicholas C. Thomas, J Chem Edu, Vol 68, 6, August 1991		
Primer	Fundamentals of UV-visible spectroscopy	5980-1397EN	
Application	Measuring optical densities over 10 Abs on the Agilent Cary 7000 Universal Measurement Spectrophotometer (UMS)		
Application	Measuring the color of a paint on canvas directly with external diffuse reflectance using the Agilent Cary 60 UV-Vis spectrophotometer	5991-3783EN	
Application	Simple, automated measurements of the photocatalytic properties of colorimetric species using the Agilent Cary 60 UV-Vis spectrophotometer with fiber optics	5990-7864EN	
Application	Cytosolic expression of Green Fluorescent Protein (GFP) and its derivatives in the yeast Saccharomyces cerevisiae: Detection in vivo using the Agilent Cary Eclipse	SI-A-1831	
Application	Quantification of complex polycyclic aromatic hydrocarbons or petroleum oils in water with Cary eclipse fluorescence spectrophotometer according to astm d 5412-93 (2000)		
Application	Non-Destructive Evaluation of Composite Thermal Damage with Agilent's New Handheld 4300 FTIR	5991-4037EN	
Application	ASTM D7806-12 for Biodiesel in Petroleum-based Diesel Fuel Oil	5991-5591EN	
Application	QA/QC of dairy powders using the Agilent Cary 630 ATR-FTIR analyzer	5991-0784EN	
Application	Molecular Spectroscopy Compendium - Ensure food quality, production, and safety	5991-3818EN	
Web	CHROMacademy – free access for students and university staff to online courses		
Videos & Images	www.agilent.com/chem/teachingresources		



