

Actualice su software ICP Expert

Disfrute de las funciones avanzadas de automatización que le permitirán aumentar la productividad



La versión 7.4 del software ICP Expert de Agilent ofrece numerosas funciones nuevas que permiten aumentar la productividad y le harán la vida más fácil

Pruebas de rendimiento del instrumento automatizadas

Asegúrese de que su instrumento funciona dentro de sus especificaciones mediante el uso de la función de prueba automatizada del instrumento. El resultado es un pasa o falla claro.

Automatice las tareas tediosas del laboratorio

El sistema de dilución automática ESI PrepFAST™ ahora se puede integrar para automatizar la compensación de la supresión de patrones y del patrón interno. También diluye automáticamente las muestras con valores fuera de rango.

Cree métodos de alta productividad con una válvula de conmutación

El control integrado de la válvula de conmutación AVS 6/7 de Agilent simplifica el desarrollo de métodos y el funcionamiento de los instrumentos.

¿Qué elementos hay en la muestra?

La función IntelliQuant permite la rápida identificación y una estimación de la concentración de más de 70 elementos en la muestra.

Reduzca los tiempos de lavado para disminuir el tiempo de análisis

La función de lavado inteligente monitoriza las intensidades de los elementos especificados durante el periodo de lavado, finalizando automáticamente el lavado cuando estas intensidades alcanzan un umbral especificado por el usuario.

Control de calidad ampliado y herramientas de conformidad con USP <232>/<233> e ICH Q3D

La función de control de calidad permite ahora monitorizar el %RSD en cada muestra o marcar los resultados de la muestra que estén por debajo del límite de detección del método. Se incluyen pruebas, métodos e informes específicamente para la conformidad con USP <232>/<233> e ICH Q3D.

Marque los potenciales problemas antes de que aparezcan

Una función de monitor del instrumento indica gráficamente el estado en directo de los gases, la potencia y el agua suministrados. Podrá solucionar los problemas rápidamente y mantener el instrumento en funcionamiento.

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2017
Publicado en EE. UU., 1 de octubre de 2017
5991-8546ES



La función IntelliQuant genera un mapa de calor que representa visualmente las concentraciones relativas de los elementos presentes en una muestra.

Oferta de descuento de duración limitada

Pregunte a su representante de Agilent por el descuento disponible para actualizar a la última versión del software de su instrumento ICP-OES de Agilent.

Para obtener más información sobre la versión 7.4 del software ICP Expert, visite:

www.agilent.com/chem/icp-expert