



Massenspektrometrie und Methodenentwicklung

Dr. Volker Gnau
Produktspezialist LC/MS
Hamburg 02. Oktober 2012

Agenda



- **Ionization Sources**
- **6100 Single Quad Series**
- **6500 QTOF Series**
- **6400 QQQ Series**

Ionization Techniques



ESI




APCI



APPI


Electrospray Ionization - ESI




- **polar compounds**
- **small and large molecules**
- **(multiple) charged compounds**
- **thermal labile compounds**
- **Samples with small amounts**

Agilent Jet Stream


Off



On







Atmospheric Pressure Chemical Ionization (APCI)




- apolar compounds
- small molecules
- single charged compounds
- thermal stable compounds

Atmospheric Pressure with Multimode Source ESI and APCI Ionization



Atmospheric Pressure Photo Ionization (APPI)




- compounds with inadequate ESI and APCI
- small molecules
- mainly single charged compounds
- thermal stable compounds

Atmospheric Pressure Ionization Solvents and Buffers

- Acetonitrile, Methanol, THF, Aceton
- Acetate acid and salts, pH 3-4
- Formate acid and salts, pH 2-3
- TFA, pH 1-2
- Ammonia, pH >7
- TEA, pH > 7

**Use only volatile
solvents and buffers**





TFA (neg, m/z 113), TEA (pos, m/z 102) cause high background

Influence of non-volatile buffers and samples on API Signal




APCI-SprayChamber after 6hrs with 25mmol phosphate buffer (0.7mL/min)



Singlequadrupol - Aufrüstbarkeit

Performance




Enhanced 6100B Installation Specifications

Specification	G6120B	G6130B	G6150B
Mass Range	10-2000 m/z	2-3000 m/z AJS ready	10-1350 m/z
Scan Speed	5000u/s	2500 u/s, 5000 u/s	10000 u/s, 2500 u/s
POS/NEG Switching	30 msec	30 msec	20 msec
SIM Sensitivity ESI POS reserpine	-----10 pg 50:1 p-p	1 pg 20:1 p-p -----10 pg 200:1 p-p	1 pg 100:1 p-p -----10 pg 1000:1 p-p
Scan Sensitivity reserpine	None	50pg 20:1 p-p	50pg 100:1 p-p
Mass Accuracy Mass Axis Stab.	+0.13u +0.1u or 100ppm 12hrs	+0.13u +0.1u or 100ppm 12hrs	+0.13u +0.1u or 100ppm 12hrs


Improved Peak Widths with Faster Scanning

Improved chromatographic resolution and compound identification

2500 u/sec



5250 u/sec



35% Improvement

6500 QTOF Product Line

Excellent Value and Performance -



6530 QTOF LC/MS

- Agilent JetStream for greatest sensitivity
- Robust, easy to use
- Wide dynamic range for qual/quant applications

6540 UHD QTOF LC/MS

- Sub 1-ppm mass accuracy for highest confidence compound identification
- Versatile system with highest resolution
- Fast scan speed to match UHPLC separations

6550 iFunnel QTOF LC/MS

- Agilent iFunnel for highest sensitivity
- Perfect for most demanding applications
- Wide dynamic range for qual/quant applications
- Fastest scan speed to match UHPLC separations

Informationsgehalt

Analyse unbekannter Verbindungen mit hochauflösender MS/MS

Beispiel für Strukturvielfalt: $M = 149$

Massengenauigkeit von **2 ppm** = $\pm 0,0003$


Zugelassene Elemente:	Anzahl an Strukturformeln *
C, H, N, O, S, P, F, Cl, Br:	120
C, H, N, O, S, P:	38
C, H, N, O:	27

*Number of isomers according to MOLGEN
(Molecular structure generation; <http://molgen.de>)


Beispiel für Strukturisomere von Cathinon

(www.chemspider.com, 829 Treffer)

Insgesamt sind **25 895 621 Strukturisomere** möglich
(Stereoisomere kommen noch dazu!!!)




$C_9H_{11}NO$




Q-TOF Software Tools



Calculation of chemical formula Scoring based on:



(Q)TOF Software: *Screening* und *Profiling*



Find by Formula



Formula Source | Formula Matching | Positive Ions | Negative Ions | Scoring

Charge carriers

- electron
- +H
- +Na
- +K
- +NH4

Neutral losses

- H2O


Charge states, if not known

Charge state range: 1

Aggregates

- Dimers e.g., [2M+H]⁺
- Trimers e.g., [3M+H]⁺

Ion Information



Ion chromatogram drawn from information

Formula Source | Formula Matching | Positive Ions | Negative Ions | Scoring | Results

Source of formulas to confirm


- These formulas: C16H25NO2
- Compound exchange file (.CEF):
- Database: D:\MassHunter\Library\RMV-R-Case.cdb
- Worklist

Database values to match

- Mass
- Mass and retention time (retention time optional)
- Mass and retention time (retention time required)

Compound information from formula or Database

Spectra extracted from integrated peak




Spectral performance calculated

m/z	Ion	Formula	Abundance
264.1961	[M+H] ⁺	C16 H26 N O2	117959.3


Best	Formula (M)	Ion Formula	Score	Cross Score	Calc m/z	Diff (ppm)	Mass Match	Abund Match	Spacing Match
<input checked="" type="checkbox"/>	C16 H25 N O2	C16 H26 N O2	99.64		264.1958	-1.02	99.41	99.87	99.82

Isotope	Calc Abund Sum%	Abund Sum%	m/z	Calc m/z	Diff (ppm)
1	83.23	83.49	264.1961	264.1958	-1.01
2	15.02	14.75	265.1995	265.1991	-1.61
3	1.62	1.64	266.2020	266.2019	-0.37
4	0.13	0.12	267.2029	267.2045	6.04

Find by Auto MS/MS or Targeted MS/MS




Find by Auto MS/MS or Targeted MS/MS automatically extract the MS and MS/MS information, aligns the spectra sorts and display the according spectra as a single compound. The data can be used to calculate empirical formulas for MS and MS/MS. In addition the information can be used to search the database with the MS data and library search the MS/MS data using the accurate mass MS/MS spectral library.




Qual B.04 extracts MFE from Auto MSMS and aligns possible product ion spectra to found features. This allows for a database search of accurate MFE compounds and an MSMS library search of the attached product ion spectra.


Molecular Feature Extractor (MFE)



- MFE is extremely fast
 - Does not use exhaustive EIC extraction
 - Uses total ion count abundance information, not just base peak
 - Can yield more false negatives than exhaustive approach
- Find chromatographic peaks
 - Subtract background
 - Locate the groups of co-variant ions in each chromatogram;
 - Adducts, dimers, isotopes ($[M+H]^+$, $[M+H+1]^+$, ...)
 - Sum all ion signals into one value



Databases and Libraries



Database

Consists of

- Name
- Empirical formula
- Accurate monoisotopic mass

Optional

- Structure
- CAS_Number
- Chemspider Number
- Retention time

Library

Same as database plus structure

In addition it contains

- Spectra from
- Different collision energies
- Different ion sources
- Different polarities

Q-TOF- Software Tools

MassHunter B.05. (Windows 64 bit)

MassHunter Acquisition
Auto MS/MS

MassHunter Qual
MFE (Molecular Feature Extractor)
Find by formula
MSC (Molecular Structure Correlator)

PCDL Manager

MassHunter Quant

PCDLs (Datenbanken und Bibliotheken)

Met ID

MPP (Mass Profiler Professional)

Qualitative und Quantitative Analyse

Bekannt, Unbekannt und Unerwartet




„unknown screening“

“Target Screening “

Quantifizierung




Agilent QQQ-Systeme - Aufrüstbarkeit...



6460 und 6490 Spezifikationen

Specification	6460	6490
S/N 1 pg reserpine	1,000:1	10,000:1
Mass Range (m/z)	3,000	1,400
Mass Resolution	0.7 Da	0.4 Da
Scan Speed, Da/s	5,000	10,000
Polarity Switching	30 msec	30 msec
MRMs/Sec no cross-talk	200	300
Data Dependent	YES	YES
Triggered MRM	YES	YES

Der neue 6490: Verbesserung der Empfindlichkeit um Faktor 50 in 4 Jahren



QQQ- Softwaretools

MassHunter

Optimizer

d-MRM Datenbanken


MassHunter Acquisition

dynamic MRM


Triggered MRM

MassHunter Quant

QQQ Software: Entwicklung neuer Methoden



MRM viewer makes optimizing pesticides easy













**Min Dwell
Time/method
2 msec**

**Max Dwell
Time/method
33 msec**

**Max
concurrent
MRMs = 131**

**Min
concurrent
MRMs - 9**

tMRM Product Ion Spectrum





tMRM Library Searching

Tebufenpyrad Standard 50 ppb

Show/Hide	Label	Polarity	Cpd	Name	Score	Start	RT	End	Width	m/z	Mass [DB]
<input checked="" type="checkbox"/>	Cpd 1: Tebufenpyrad	Positive	1	Tebufenpyrad	96.75	9.602	9.664	9.761	0.046	334.2	333.8557
Best	Name	Formula	CAS	Score	Mass [DB]	RT	Score (Lib)	Precursor	Find by MRM	Score (Acq)	ID Source
<input checked="" type="checkbox"/>	Tebufenpyrad	C18H24ClN3O	119169-77-3	96.75	333.8557	9.664	96.75				LibSearch
	Name	ID	Num Peaks	m/z (prec.)	Score (Lib)						
	Tebufenpyrad		1	9	334.2	96.75					
Best	Name	Formula	CAS	Score	Mass [DB]						
<input checked="" type="checkbox"/>	Tebufenpyrad			100							

Library match score: 96.75



Summary



- **Ionization Sources**
- **6100 Single Quad Series**
- **6500 QTOF Series**
- **6400 QQQ Series**

7200 Series Q-TOF for GC/MS

Das GC-QTOF zeigt neue Wege in der GC-MS





5975E SQ



5975C SQ



5975T LTM SQ

ASMS 2011

More Choices – Better Solutions

Agilent GC/MS & GC/MS/MS



220 IT



240 IT



7000 TQ



7200 Q-TOF



Was kann dieses System leisten?

TOF mode

- Hoch Auflösende Full Scan Spektren
- Genaue Massenbestimmung
- Schnelles Scannen von Spektren im FullScan

MS/MS mode

- Triple Quadrupol MS/MS Product Ionen Spektren
- Full Scan Product Ionen Spektren – Hochoauflösung genaue Massen

Ideales Werkzeug zur Lösung komplexer analytischer Probleme

7890 + 7000 + 6500 = 7200 GC/Q-TOF

The image shows various components of an Agilent GC/MS system, including a GC oven, a mass spectrometer, and a detector, arranged around a central text box.

**Unser neuestes GC/MS . . .
besteht aus vielen äußerst bewährten
Teilen:**

Fast eintausend 7000 TQs
Mehr als eintausend TOFs und Q-TOFs
Viele Tausend 7890 GCs

Agilent's Chimera

Neu . . . und dennoch bewährt

From 3 pg of brochure


4GHz ADC electronics enable a high sampling rate (32 Gbit/s) which improves the resolution, mass accuracy, and sensitivity for low-abundance samples. Dual gain amplifiers simultaneously process detector signals through both low-gain and high gain channels, extending the dynamic range to 10⁵.

Hot, quartz monolithic quadrupole analyzer and collision cell identical to the 7000 Quadrupole MS/MS

New Removable Ion Source includes repeller, ion volume, extraction lens and dual filaments

Split-flow turbo differentially pumps the ion source and quadrupole analyzer compartments

Dual-stage ion mirror improves second-order time focusing for high mass resolution.



Proprietary INVAR flight tube sealed in a vacuum-insulated shell eliminates thermal mass drift due to temperature changes to maintain excellent mass accuracy, 24/7. Added length improves mass resolution.


Analog-to-digital (ADC) Detector: Unlike time-to-digital (TDC) detectors which record single ion events, ADC detection records multiple ion events, allowing very accurate mass assignments over a wide mass range and dynamic range of concentrations.

New Internal Reference Mass can be delivered to the source at a low and high concentration

Two 300L/s turbos pump the focusing optics and flight tube

Hexapole collision cell accelerates ion through the cell to enable faster generation of high-quality MS/MS spectra without cross-talk

Auflösung & Massengenauigkeit



Auflösung "Resolving Power:"

$$R = m_z / \text{FWHM}$$


(FWMH = full width at half maximum)

Massengenauigkeit:

$$\Delta m_z = dm/m_z \cdot 10^6, \text{ parts per million (ppm)}$$


PFTBA mass 614

C₁₂F₂₄N=613.964203




Viele mögliche Formeln mit MSD oder IT

Aber nur einige wenige mit TOF



Octafluoronaphthalene (CAS 313-72-4)



mass uncertainty		# of Possible Formulas
ppm	amu	
1000	0.3	7657
368	0.1	4050
100	0.03	1223
37	0.01	466
10	0.003	120
4	0.001	43
1	0.0003	11
0.4	0.0001	5
0.1	0.00003	2

Formulas made of:
C, H, N, O, F, & Cl

Genauere Massen verringern das Risiko in das falsche Molekül Arbeit zu investieren

7200 Instrument Performance Spezifikationen...

Auflösung: >12.5 K at m/z 272, typisch 13500

Massen Genauigkeit: <5 ppm at m/z 272

MS Empfindlichkeit ist zwischen SIM und Scan eines Single Quad Instrument

MS/MS Empfindlichkeit ist zwischen SRM und Produkt Ionen Scan eines Tandem Quad Instrument

Dynamischer Bereich: 3-5

Quad Massen Bereich: 20-1050 Da (0.7-4.0 Da FWHM)

TOF Massen Bereich : 20-1700 Da

Spektrale Rate: 1-50 Spektren/sec

Zusammenfassung – was Sie beachten sollten

- Die Welt um uns ändert sich dauernd und neue Probleme können jederzeit auftreten
- Neue Probleme erfordern oft neue Instrumente um eine Lösung zu finden
- Das GC Q-TOF bietet Leistungsmerkmale um neue Probleme auf neue Weise zu lösen
- Höhere Auflösung (HR), bessere Massen Genauigkeit schnellere Scan Geschwindigkeit verbessern immer die analytischen Ergebnisse
- Erweitere MS/MS Produkt-Ionen durch HR und MA und Strukturaufklärung wird möglich
- **Agilent bietet die größte Palette leistungsfähiger GC/MS Geräte – SQ, IT, TQ, & Q-TOF**



Vielen Dank !!!

Fragen ???



volker_gnau@agilent.com