Agilent Technologies

Agilent 8454 紫外分光光度计安装场地准备通知

尊敬的用户：

感谢您选购了安捷伦公司的 8454 紫外 / 可见分光光度计，为了保证您的仪器能够顺利完成安装，请根据所购仪器的配置，在仪器到货前准备好以下条件，多谢合作！



环境要求

1. 推荐实验室温度为 20－27°C，温度变化＜2°C/hr，相对湿度＜80%
2. 推荐紫外 / 可见分光光度计工作台，长 2 米、宽 0.8 米，承重大于 60 公斤。建议离墙距离 0.3 米以上。



电源要求

1. 单相交流 220V，(+5% ~ -10%)，50-60Hz，有单独的良好接地。
2. 若电压不稳，需配置稳压电源，功率大于 2 千瓦。
3. 准备 1 个合格的万用接线板，总数不小于 5 个扁平三角接线插座。
4. 实验室最好配备停电保护开关（空气开关）或不间断电源 UPS。



工具要求

- 建议准备 2 个标准石英比色皿，1cm x 1cm 。



特别说明

1. 当您提货时，若发现包装已经破损或有违反运输要求的情况，请让运输部门签字确认，并务必与商检部门联系解决。
2. 仪器到货前您应完善上述工作，并在仪器到货后尽快申请安装，仪器保修期将从安装之日起开始计算。如果仪器发货后四十五天内仍无法安装，仪器将于发货后第四十六天起自动开始保修期。（特殊原因须提前提出延期安装申请，以免损失您仪器的保修期）
3. 仪器到现场后，请勿自行开箱，必须由安捷伦工程师在安装时开箱验货。

4. 为更好地安排安装工作，请于仪器到货后提前一周向用户服务中心申请安装。

安捷伦科技有限公司
生命科学与化学分析仪器部