安捷伦科技(中国)有限公司
化学分析仪器部
客户服务中心热线：
800-820-3278(免费)
400-820-3278(免费)

Agilent Technologies
Innovating the HP Way

生物芯片扫描仪(D 型)安装场地准备

尊敬的用户：

感谢您选购了安捷伦公司的生物芯片扫描仪,为了保证您的仪器能够顺利完成安装,请根据所购仪器的配置,在仪器到货前准备好以下条件,多谢合作!



- 环境要求：

1、要求实验室温度满足 15－30ºC,温度变化<3℃/小时,相对湿度<85％

2、稳定牢固的工作台,长 1.5 米、宽 0.75 米,且后部离墙至少有 0.2 米的空间供散热承重不小于 80 公斤,平稳固定,不易震动

3、若购买杂交炉,其工作台要求长 0.4 米,宽 0.4 米,且后部离墙至少 0.1 米的空间供散热承重不小于 35kg,平稳固定



- 电源要求：

1、单相交流 220V(+5%~-10%),50-60Hz,有单独的良好接地零线对地电压需小于 2.5V

2、功率：芯片扫描仪功率约 1000 瓦；杂交炉功率约 1500 瓦



- 特别说明：

1、当您提货时,若发现包装已经破损或有违反运输要求的情况,请让运输部门签字确认,并务必与商检部门联系解决

2、仪器到货前您应完善上述工作,并在仪器到货后尽快申请安装

3、仪器到现场后,请勿自行开箱,必须由安捷伦工程师在安装时开箱验货

4、为更好地安排安装工作,请于仪器到货后至少提前一周向用户服务中心申请安装

安捷伦科技(中国)有限公司