

ДЕЛАЕМ НАУКУ ЛУЧШЕ

СОКРАЩАЙТЕ РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ С НОВЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Поддерживайте системы ВЭЖХ и КЭ Agilent в безупречном состоянии!

Для поддержания максимальной производительности оборудования крайне важно регулярно и профессионально выполнять профилактические работы. Но образовательные учреждения часто сталкиваются с проблемой ограниченного бюджета на текущие расходы.

Теперь регулярная диагностика и профилактические работы системы доступны по минимальной стоимости.

Программа Agilent Lab Advisor — универсальный помощник оператора ВЭЖХ и КЭ

Agilent Lab Advisor — это система сбора и обработки хроматографических данных (Chromatography Data System, CDS), независимый пакет диагностических инструментов для вашей лаборатории. Базовая версия поставляется бесплатно с каждым приобретенным насосом для ВЭЖХ или системой КЭ. В нее входят готовые к работе процедуры испытания и калибровки оборудования и новейший инструмент обновления программного обеспечения для всех приборов ВЭЖХ Agilent серий 1100, 1200, 1200 Infinity и оборудования для КЭ серии 7100.

Расширенная версия включает дополнительные функции: доступ к более чем десяти приборным модулям, отслеживание сигнала, настройки системы заблаговременного оповещения о необходимости проведения профилактического обслуживания, вместительное хранилище диагностических данных и многое другое.

Мастер обслуживания — инновационный инструмент для автоматического обслуживания

Мастер обслуживания является дополнительной функцией программы Agilent Lab Advisor. При помощи мультимедийных средств и интуитивно понятного интерфейса он упрощает выполнение профилактического обслуживания систем ВЭЖХ Agilent. Мастер поставляется с USB-накопителем, содержащим десять сценариев регламентно-профилактических работ.

За дополнительной информацией просим обращаться к местному торговому представителю компании Agilent.

Мастер обслуживания — это идеальное решение для автоматической профилактики



Благодаря удобной системе заказа запчастей через интернет-магазин, по факсу или электронной почте, а также наличию пошаговых инструкций и видеороликов Мастер обслуживания является идеальным решением для выполнения автоматической профилактики. Доступно не во всех странах.

**Подробнее о программном
обеспечении Agilent Lab
Advisor: [www.agilent.com/
chem/LabAdvisor](http://www.agilent.com/chem/LabAdvisor)**

Подробнее:

www.agilent.com/chem/academia

© Agilent Technologies, Inc., 2015
Отпечатано в США 1 апреля 2015 г.
5991-5646RU



Agilent Technologies