

科学の向上のために

サービス費用を削減する 革新的なセルフメンテナンスツール

Agilent LC および CE システムを最高の状態に保ちます

機器を最高の性能に維持するには、専門の作業員による定期的な予防メンテナンスが極めて重要です。しかし、学術機関や教育施設においては、運用予算の制限が課題となることがあります。

ご使用のシステムの定期的な診断および予防メンテナンスを最小限の費用で実現するためのツールをアジレントは提供します。

Agilent Lab Advisor – HPLC および CE のオペレータにとっての万能ツール

Agilent Lab Advisor は、ラボで使用しているクロマトグラフィーデータシステム (CDS) の種類を問わない診断ツールです。ベーシックバージョンは LC ポンプまたは CE システムの購入時に無料で付属されています。Agilent 1100 シリーズ、1200 シリーズ、1200 Infinity LC および 7100 CE 機器すべてに対して簡単に実行できる機器のテスト、キャリブレーション手順、最先端のファームウェアアップデートツールが統合されています。

アドバンスドバージョンには、10 個以上の機器モジュールへのアクセス、シグナルモニタリング、アーリーメンテナンスフィードバック機能 (EMF) のセットアップ、高度な診断データリポジトリなどの機能が追加されています。

メンテナンスウィザード – 革新的なセルフメンテナンスツール

メンテナンスウィザードは Agilent Lab Advisor のアドオンソフトウェアで、Agilent LC システムのメンテナンス手順を、マルチメディアを用いて段階ごとにわかりやすく、かつ直観的に解説します。10 種類の予防メンテナンスが組み込まれた USB が同梱されています。

詳細は、最寄りのアジレントの販売店までお問い合わせください。

ホームページ:

www.agilent.com/chem/jp

カスタムコンタクトセンタ

0120-477-111

アジレント・テクノロジー株式会社

© Agilent Technologies, Inc. 2015.


Published in Japan, April 1, 2015

5991-5646JAJP



Agilent Technologies

メンテナンスウィザード – 理想的なセルフメンテナンス ソリューション



動画をサポートしたステップバイステップの解説により、メンテナンスウィザードは理想的なセルフメンテナンスソリューションを実現しています。

**Agilent Lab Advisor ソフトウェア
の詳細については以下を
参照してください。**

[www.agilent.com/chem/
LabAdvisor](http://www.agilent.com/chem/LabAdvisor)