



あなたのラボに安らぎと  
静かさを...

## Agilentの静音ボックス〈Quiet Cover II〉 **NEW**



アジレント・テクノロジーは、2005年にLC/MS用粗引きロータリーポンプの騒音を低減させる静音ボックス(Quiet Cover)を開発し、多くのアジレントLC/MSユーザー様でご利用いただいております。

他機種でも使用したいという要望にお応えし、このたび、対応機種を追加した、新・静音ボックスを発表しました。


BOCエドワーズ製Model : E1M18に加え、E2M18、E2M28の全3種類の粗引きロータリーポンプでのご使用が可能になりました。これまでご利用いただけなかった、LC/TOF、LC/MS/MS、ICP-MS、他社製LCMSのロータリーポンプでも使用が可能です。

ご使用中のLC/MSシステム、ICP-MSシステムの粗引きロータリーポンプに、この静音ボックス〈Quiet Cover II〉を取り付ければ、ラボの騒音が低減され、ラボに静かさと安らぎを取り戻せるでしょう。



**Agilent Technologies**

# G3199B 静音ボックスの特徴



## 【仕様】

部品番号 : G3199B

サイズ : 幅80cm(30inch)x 高さ32cm(12inch)x 奥行き42cm(16.5inch)

重量 : 18.5kg(41 lbs)

温度 : 最大周囲室内温度15℃~35℃以内(密閉状態でない条件)

サポート : 標準1年保証(オプションで保証期間延長もあります。詳細はお問合せください)

騒音 : 約60dB以下(本体より2mはなれたところ:この数値は保証基準ではありません)

電源 : +24V(ACアダプタ同梱 90-240VAC, 47~63Hz)

対応ロータリポンプ : BOCエドワーズE1M18型、E2M18型、E2M28型

※静音ボックスの設置費用は新規購入アジレントLC/MS、ICP-MSと同時オーダーの場合は不要です。  
すでに納入された機器(LC/MS等)、他社製MSへの設置はお客様自身で行っていただきます。

## 【価格】

338,000円(消費税および据付費用は含みません)

アジレント・テクノロジー株式会社

本社/〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

●カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111

※仕様は予告なく変更する場合があります。

[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

copyright © 2007 Agilent Technologies  
All Rights Reserved.

本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、法律で禁止されています。

Printed in Japan. May. 31, 2007  
5989-2270JAJP



Agilent Technologies