

Una combinazione perfetta per risultati eccezionali



Rivelatore HPLC Agilent e lampade per spettrofotometria UV

Progettate per eccellere

Le lampade per il rivelatore Agilent sono:

- costruite nel rispetto di specifiche e standard di qualità;
- progettate per migliorare l'intensità della luce e ridurre il rumore;
- rigorosamente testate per diminuire la variabilità da lampada a lampada;
- stabili, robuste e di lunga durata per contenere i costi.

Risultati cromatografici garantiti grazie alla combinazione perfetta di lampada e rivelatore

Le lampade Agilent sono le uniche progettate e costruite per adattarsi al meglio agli strumenti Agilent. Non rischiare di ottenere risultati poco accurati, poco affidabili e non riproducibili a causa di una combinazione errata o di una lampada di scarsa qualità installata sul rivelatore Agilent. Utilizzando la tabella qui sotto è possibile combinare il proprio rivelatore Agilent con la lampada più adatta, per ottenere ottime prestazioni.

Solo Agilent conosce le specifiche di allineamento dei propri rivelatori.

Rivelatore	Codice	Codice lampada originale
DAD	G1315A/B	2140-0813
	G1315C/D	2140-0820
	G4212A/B	5190-0917
MWD	G1365A/B	2140-0813
	G1365C/D	2140-0820
VWD	G1314A/B/C	G1314-60100
	G1314D/E/F	G1314-60101
UV VIS	8453A	2140-0605

Ottime prestazioni e costi ridotti grazie alle lampade per rivelatori Agilent

Una lampada non adatta può compromettere l'accuratezza dei risultati. Le lampade per rivelatori Agilent sono la soluzione ideale per risparmiare tempo e ottenere risultati garantiti.



Per ulteriori informazioni:

www.agilent.com/chem/lamps

Per ordinare: www.agilent.com/chem/store

Oppure contatta Agilent o un distributore autorizzato:

www.agilent.com/chem/contactus



Dritto al risultato. Con noi al tuo fianco.

La scelta giusta per la colonna corretta

Noi di Agilent testiamo sette volte la silice utilizzata prima di autorizzare il confezionamento, producendola in una vasta gamma di fasi e dimensioni di particelle e garantendo così la totale flessibilità nello sviluppo del metodo e nel trasferimento globale. Non è tutto: il team HPLC di Agilent mette a disposizione la propria divisione di ricerca e sviluppo e un supporto tecnico efficiente e competente.

La scelta giusta per l'integrità dei dati

Vial, tappi e altri "piccoli" componenti del sistema LC possono creare "grandi" problemi, come ad esempio danni all'iniettore, picchi fantasma e degradazione dell'analita.

Per questo motivo gli accessori Agilent sono progettati con la stessa affidabilità e riproducibilità richiesta dagli strumenti a cui sono destinati, per mantenere il sistema in condizioni ottimali con la produttività più elevata possibile.



Colonne HPLC Agilent:
ZORBAX, Poroshell

Per ulteriori informazioni sulle colonne HPLC Agilent, vai su:
www.agilent.com/chem/LCcolumns

Per acquistare on line prodotti di consumo Agilent vai su:
www.agilent.com/chem/store

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2010
Pubblicato negli Stati Uniti, 4 giugno 2010
5990-5750ITE



Agilent Technologies