




Consumibles para la Serie Agilent 1200 Infinity

The Measure of Confidence



Agilent Technologies



Indice

La nueva Serie Agilent 1200 Infinity es infinitamente mejor. Ofrece una completa gama de soluciones de LC que le proporcionan un rendimiento cromatográfico sin compromiso. Los consumibles y repuestos esenciales para instrumentos de Agilent son un elemento básico para que pueda confiar en sus resultados.

Serie Agilent 1200 Infinity 3

Soporte para el sistema LC 5

Viales 6

Consumibles para bomba 7

Válvulas de purga	7
Válvulas de entrada y salida.....	7
Pistones y sellos	8
Lavado del sello.....	8
Recipiente para disolventes y consumibles	9
Filtros de disolvente	9
Tapones de seguridad y consumibles.....	10
Repuestos.....	11
Desgasificadores de vacío.....	11

Consumibles para muestreador 12

Válvulas de inyección	12
Aguja y accesorios para asiento de la aguja.....	13
Consumibles de dispositivo de medición.....	14
Capilares de loop.....	14
Bandejas del inyector automático	15

Consumibles para válvulas 16

Válvulas de inyección	16
Válvulas de intercambio internas.....	16
Piezas de repuesto para válvulas de intercambio externas.....	17
Válvulas de inyección manual con interruptores de sensor de posición.....	17
Loops de muestra de válvulas de inyección manual.....	18
Piezas de repuesto para válvulas de inyección manual	19
Jeringas para válvulas de inyección manual.....	19

Consumibles para detectores 20

Lámparas	20
Celdas de flujo VWD y DAD	21
Capilares para celdas de flujo VWD y DAD.....	22
Consumibles para detector de fluorescencia (FLD)	
Serie 1100/1200 G1362A.....	23
Consumibles para detector de índice de refracción (RID)	
Serie 1100/1200 G1362A.....	23

Consumibles generales 24

Consumibles para detector de dispersión de luz por evaporación (ELSD) Serie 1200 G4218A	24
Capilares recomendados para sistemas LC 1100 y 1200	25
Capilares de acero inoxidable recomendados para sistemas LC 1260 Infinity y 1200 de resolución rápida.....	27
Capilares de acero inoxidable recomendados para sistemas LC 1290 Infinity.....	28
Capilares de sílice fundida recubiertos de PEEK para el uso con el rango de flujo de 20 µl/min.....	29
Capilares de sílice fundida recubiertos de PEEK para el uso con el rango de flujo de 100 µl/min	29
Capilares de sílice fundida recubiertos de PEEK para nano LC	29
Conexiones para capilares de 1/16" d.e.....	30
Conexiones y férulas para sistemas capilares y de nanoflujo.....	31
Uniones	31
Filtros en línea para HPLC.....	32
Fritas y adaptadores.....	32
Kits de capilares y conexiones	33
Kits de accesorios.....	37

Columnas LC 38

Poroshell 120	38
ZORBAX de resolución rápida y alta definición (RRHD)	39

Serie Agilent 1200 Infinity



Aumente el rendimiento de UHPLC hasta límites infinitos y lleve a cabo sus métodos convencionales con toda confianza

Tanto si necesita un sistema LC para la brega diaria de los análisis rutinarios o un sistema LC/MS de alta resolución más sofisticado, la Serie Agilent 1200 Infinity tiene lo que busca.

Junto con los consumibles y repuestos esenciales, nuestros sistemas LC de la Serie 1200 Infinity ofrecen la máxima resolución y sensibilidad, a la vez que le ayudan a disminuir el tiempo de separación. También garantizan una fácil transferencia de métodos entre sistemas, sin necesidad de volver a desarrollar ni revalidar el método.

- Pruebe las columnas de resolución rápida y alta definición (RRHD) de 1,8 μm (estables hasta 1.200 bares) para el LC 1290 Infinity.
- Pruebe las de resolución rápida y alto rendimiento (RRHT) Eclipse Plus (estables hasta 600 bares) para el LC 1260 Infinity.



LC 1220
Infinity



LC 1260
Infinity



LC 1290
Infinity

Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies

Serie Agilent 1200 Infinity



LC Agilent 1290 Infinity: infinitamente más potente

Con el LC Agilent 1290 Infinity, ya no se verá limitado a la hora de elegir aspectos como la dimensión de columna, el tipo de partícula, la fase móvil y estacionaria, la velocidad de flujo o la presión. Ello se debe a que el LC 1290 Infinity es el primer sistema que sienta las bases para la transferencia de métodos entre sistemas de UHPLC o HPLC tanto de Agilent como de terceros.

También se beneficia de la confianza que le ofrece:

- **El máximo rendimiento mediante *cualquier* medida**, con funciones como la compensación activa, la mezcla microfluídica y la tecnología de detección de guía de ondas optofluídica
- **La máxima flexibilidad** para HPLC, RRLLC y UHPLC
- **Productividad de UHPLC** con costes de servicio de HPLC



LC Agilent 1260 Infinity: infinitamente más fiable

En última instancia, un sistema LC que satisface sus exigencias de rendimiento cromatográfico, al tiempo que se adapta a sus limitaciones presupuestarias. Con el LC Agilent 1260 Infinity se beneficia de la confianza que le aporta:

- **La elevación del estándar en HPLC analítica**, hasta los 600 bar, con un detector de alta velocidad de 80 Hz, y una sensibilidad hasta 10 veces superior
- **Compatibilidad 100%** con HPLC y RRLLC
- **Rendimiento RRLLC** a un precio de HPLC
- **Se suministra con una columna Poroshell 120**



LC Agilent 1220 Infinity: infinitamente más asequible

Una solución asequible y de alta calidad que maximiza el funcionamiento continuado, minimiza el mantenimiento y le proporciona la máxima recuperación de su inversión. Dispone de:

- **La calidad de Agilent:** a un precio altamente asequible
- **Compatibilidad con HPLC y RRLLC:** operación hasta 600 bares y detector de alta velocidad de 80 Hz
- **Diseño integrado:** resistente y fácil de utilizar

Soporte para el sistema LC



Ahorre hasta
un 25%
de espacio
en la mesa



Referencia 5001-3726

Altura	99 cm
Anchura	48 cm
Profundidad	43 cm
Peso	27 kg

Recupere su espacio esencial en la mesa

Este soporte sólido y estable le proporciona una respuesta a la necesidad de disponer de más espacio útil en la mesa con un montaje extremadamente sencillo. El diseño robusto y abierto también le ofrece una completa protección de su sensible sistema LC, así como un mantenimiento fácil para un acceso rápido y seguro a los instrumentos y cables. Se ha diseñado para todo el sistema de apilamiento en módulos LC de Agilent y dispone de las siguientes características:

- **Montaje sencillo** que le ayuda a ahorrar tiempo y dinero (consulte el diagrama)
- **Estantes ajustables** que permiten una total personalización para todos los módulos LC de Agilent
- **Diseño abierto** que garantiza una adecuada gestión del flujo de aire y distribución energética del equipo y el cableado

También puede fijar el soporte para LC de Agilent a su mesa de trabajo para lograr la máxima estabilidad.

Incluidos con el soporte:

- 6 placas
- 4 varillas
- Soportes de montaje
- Espaciadores para todas las alturas de módulo
- Instrucciones y herramientas de montaje

Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/rack

Viales



Viales

Descripción	Cantidad	Referencia
Kit de viales analizados para MS; incluye viales de rosca transparentes de 2 ml más tapones de rosca azules con septa de PTFE/silicona	100/paq.	5190-2277
Kit de viales analizados para MS; incluye viales de rosca transparentes de 2 ml con zona de escritura más tapones de rosca azules con septa de PTFE/silicona	100/paq.	5190-2278
Kit de viales analizados para MS; incluye viales de rosca ámbar de 2 ml más tapones de rosca azules con septa de PTFE/silicona	100/paq.	5190-2279
Kit de viales analizados para MS; incluye viales de rosca ámbar de 2 ml con zona de escritura más tapones de rosca azules con septa de PTFE/silicona	100/paq.	5190-2280
Vial de tapón de rosca, silanizado transparente, 2 ml	100/paq.	5183-2070
Vial de tapón de rosca, silanizado transparente con zona de escritura, 2 ml	100/paq.	5183-2071
Vial de tapón de rosca, silanizado ámbar con zona de escritura, 2 ml	100/paq.	5183-2072
Viales certificados de tapón de rosca, transparentes	100/paq.	5182-0714
Vial certificado de vidrio transparente, de rosca, de boca ancha, con zona de escritura, 2 ml	100/paq.	5182-0715
Vial de vidrio de rosca ámbar, 2 ml	100/paq.	5188-6535
Vial certificado de vidrio ámbar, de rosca, de boca ancha, con zona de escritura, 2 ml	100/paq.	5182-0716
Vial certificado transparente, de rosca, de boca ancha, 2 ml	100/paq.	5183-2067
Vial certificado transparente, de rosca, con zona de escritura, 2 ml	1000/paq.	5183-2068
Vial certificado ámbar, de rosca, de boca ancha, 2 ml	1000/paq.	5183-2069
Vial de rosca de vidrio con inserto fijo, (300 µl), transparente	100/paq.	5188-6591
Vial de rosca de vidrio con inserto fijo, (300 µl), ámbar	100/paq.	5188-6592
Tapones de rosca azules certificados con septa integrados	100/paq.	5182-0717
Tapones de rosca azules certificados con septa integrados	500/paq.	5185-5820
Tapones de rosca verdes certificados con septa integrados	100/paq.	5182-0718
Paquetes de viales de 2 ml, de vidrio, de rosca, de boca ancha, preensamblados		
Viales transparentes, tapones de rosca azules, septa de PTFE/silicona roja	100/paq.	5182-0553
Viales transparentes con zona de escritura, tapones de rosca azules, septa de PTFE/silicona roja	100/paq.	5182-0864
Viales ámbar con zona de escritura, tapones de rosca verdes, septa de PTFE/goma de silicona roja	100/paq.	5182-0554
Viales transparentes, tapones de rosca azules, septa de PTFE/silicona/PTFE	100/paq.	5182-0555
Viales de polipropileno de encapsulado/sellado a presión		
1 ml	100/paq.	5182-0567
300 µl	100/paq.	5182-2788
250 µl	1000/paq.	9301-0978
100 µl	100/paq.	9301-0977

Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/vials

Consumibles para bomba



Válvulas de purga

Descripción	Comentarios	Referencia
Conjunto de válvula de purga	Para bombas LC 1260 Infinity isocráticas/cuaternarias/binarias/SFC, incluye frita de PTFE	G1312-60061
Conjunto de válvula de purga	Para bombas LC 1220 Infinity, incluye frita de PTFE	G4280-60061
Conjunto de válvula de purga	Para bomba 1120 Infinity, incluye frita de PTFE	G4280-60031
Conjunto de válvula de purga, 400 bares	Para bombas 1100/1200 y bombas 1260 capilares y nano, incluye frita de PTFE	G1311-60009
Conjunto de válvula de purga, 600 bares	Para bomba 1200 RRLC, incluye frita de PTFE	G1312-60023
Sello del rotor de 5 posiciones/ 7 puertos	Para válvula de purga de LC 1290 Infinity	5068-0005
Estátor de 5 posiciones/7 puertos	Para válvula de purga de LC 1290 Infinity	5068-0004
Actuador de válvula de purga	Para bomba 1120	G4280-60033
Fritas de PTFE, 5/paq.	Para bombas 1100/1120/1200/1200 RRLC y LC 1220/1260/1290 Infinity	01018-22707
Sello para válvula de purga	Para bomba 1120	0905-1192
Sello de oro, salida	Para bombas 1100/1200/1200 RRLC, 1120 y 1290	5001-3707
Tapones de salida, 4/paq.	Para bombas 1100/1200/1200 RRLC y 1120	5062-2485
Tapón de sello	Para válvula de purga de LC 1260/1220 Infinity G1312-60061/G4280-60061, Compatible con válvulas de purga G1311-60009 y G1312-60023	5067-4728



Válvulas de entrada y salida

Descripción	Comentarios	Referencia
Válvula de entrada activa (AIV)		
Válvula de entrada activa, sin cartucho	Para bombas 1100/1200/1200 RRLC, LC 1260 Infinity binarias/capilares/nano	G1312-60025
Cartucho para válvula de entrada activa, 400 bares	Para bombas 1100/1200, LC 1260 Infinity capilares/nano	5062-8562
Cartucho para válvula de entrada activa, 600 bares	Para bombas 1200 RRLC, LC 1260 Infinity binarias	G1312-60020
Válvula de entrada pasiva (PIV)		
Válvula de entrada pasiva	Para bombas LC 1260 Infinity SFC	G1312-60066
Válvula de entrada pasiva	Para bombas LC 1260 Infinity isocráticas/cuaternarias y bombas LC 1120 y 1220 Infinity	G4280-60036
Válvula de entrada pasiva	Para LC 1290 Infinity	G4220-60022
Válvula		
Conjunto de válvula, entrada/salida	Para bombas prep. 1200/1260 Infinity	G1361-60012
Válvula de salida		
Válvula de salida	Para bombas LC capilares/nano/SFC 1260 Infinity	G1312-60067
Válvula de bola de salida	Para bombas cuaternarias, isocráticas 1100/1200 y 1120	G1311-60012
	Para bombas 1100/1200 binarias, bombas 1120, 400 bares	G1312-60012
	Para bombas SL binarias, bombas LC 1260 Infinity isocráticas/cuaternarias/binarias/1220, 600 bares	G1312-60022
	Para LC 1290 Infinity	G4220-60028
Sello de oro, salida	Para bombas 1100/1200/1200 RRLC y 1120	5001-3707
Tapones de salida, 4/paq.	Para bombas 1100/1200/1200 RRLC y 1120	5062-2485
Tamices para válvula de bola de salida, 10/paq.	Para la válvula G1312-60012	5063-6505
Tapón de sello	Para válvula de bola de salida LC 1290 Infinity G4220-60028, Compatible con G1311-60012, G1312-60012 y G1312-60022	5067-4728

Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies

Consumibles para bomba



Pistones y sellos

Descripción del pistón	Uso recomendado	Referencia	Descripción del sello	Referencia
Pistón de zafiro	Para bomba 1260 Infinity SFC	5067-4695	Sellos de pistón, PTFE relleno de grafito (fase reversa), 2/paq.	5063-6589
			Sellos de pistón, polietileno (fase normal)	0905-1420
	Para bombas 1100/1200/1260/1120/1220	5063-6586	Sellos de pistón, PTFE relleno de grafito (fase reversa), 2/paq.	5063-6589
			Sellos de pistón, polietileno (fase normal)	0905-1420
Pistón SSiC	Para 1290 y LC Infinity	5067-4603	Sello de la bomba de PE para la bomba binaria 1290 Infinity	0905-1719
Émbolo de zafiro	Para bomba preparativa 1200	G1361-22402	Sello de pistón para bomba preparativa G1361A	5022-2188

Lavado de sellos

Descripción	Comentarios	Referencia
Cassette para bomba peristáltica con tubo de silicona	Para bombas 1100/1200/1200 RRLC/LC 1260 Infinity	5042-8507
Tubo de silicona, 1 mm d.i., 3 mm d.e., 5 m		5065-9978
Bomba peristáltica con tubos ChemSure®	Para bombas 1100/1200/1200 RRLC/LC 1260 Infinity	5065-9952
Tubos ChemSure® para bomba peristáltica		5042-8954
Sello de lavado y retén del sello		
Sello de lavado	Para bombas 1100/1200/1200 RRLC, 1120 y 1260/LC 1220 Infinity	0905-1175
Retén de sello	Para bombas 1100/1200/1200 RRLC y 1120	5001-3743
Junta de sello de lavado, 6/paq.	Para bombas 1100/1200/1200 RRLC/1120/LC 1260 y 1220 Infinity	5062-2484
Sello de lavado, PE	Para bomba 1260/1220/LC 1290 Infinity	0905-1718
Anillo de soporte	Para bomba 1260/1220/LC 1290 Infinity	G4220-63010
Anillo de repuesto para soporte de sellos	Para bomba 1260/1220/LC 1290 Infinity	G4220-24013
Retén de sello	Para bomba 1260/1220/LC 1290 Infinity	G4220-26210
Kits de lavado del sello		
Kit de lavado activo de los sellos Para bombas isocráticas o cuaternarias 1100/1200	Incluye 2 juntas de sello de lavado, 2 sellos de bomba, bomba peristáltica (se incluye cassette de bomba y motor), 2 retenes de sello, 2 conjuntos de anillos de soporte, herramienta para inserción de sellos y tubo de silicona	G1311-68711
Kit de lavado activo de los sellos Para bombas binarias 1100/1200	Incluye 4 juntas de sello de lavado, 4 sellos de bomba, 2 bombas peristálticas (se incluye cassette de bomba y motor), 4 retenes de sello, 4 conjuntos de anillos de soporte, herramienta para inserción de sellos y tubo de silicona	G1312-68711
Kit de lavado continuo de los sellos Para bombas 1100/1200/1200 RRLC	Incluye 2 juntas para sello de lavado, 4 m de tubo flexible, 2 sellos de bomba, 1 regulador de flujo, 2 retenes de sello, 2 conjuntos de anillos de soporte, jeringa de cierre Luer de 20 ml, herramienta de inserción de sellos y papel abrasivo	01018-68722

Consumibles para bomba



Recipientes para disolventes y sus consumibles

Descripción	Referencia
Recipiente para disolvente	
Recipiente para disolvente, 1 l	9301-1420
Recipiente para disolvente, 1 l con tapón	9301-1421
Recipiente para disolvente, 1 F29/32	9301-0656
Recipiente para disolvente, ámbar, 1 l	9301-1450
Botella de disolvente, transparente, 2 l, 2 entradas	5065-4421
Botella de disolvente, ámbar, 2 l	9301-6341
Botella de disolvente, transparente, 2 l	9301-6342
Cabeza de botella	
Cabeza de botella para botella de rosca	G1311-60003
Cabeza de botella, para botella de disolvente de cuello cónico F29/32	G1312-68716
Cabeza de botella con tubos y filtro Para sistemas capilares y nano (con filtro de disolvente de acero inoxidable)	G1376-60003
Cabeza de botella para sistema preparativo	G1361-60022
Cabeza de botella para sistema LC 1290 Infinity	G4220-60007
Tapón de botella con inserto de 3 orificios	5063-6531

Filtros de disolvente



Descripción	Uso recomendado	Referencia	Adaptador de fritas	Referencia
Filtro de vidrio, entrada de disolvente, 20 µm de tamaño de poro	Escala analítica, microescala	5041-2168	Adaptador de fritas, 3 mm, PTFE, 4/paq.	5062-8517
Filtro de vidrio, entrada de disolvente, 40 µm de tamaño de poro	LC preparativa	3150-0944	Adaptador de fritas, 4 mm, PTFE	G1361-23204
	Para inyector automático de doble loop G2258A	3150-0944	Adaptador de fritas, PTFE, para tubo de 1/8" d.e.	G2258-23201
Filtro de entrada de disolvente, de 12 a 14 µm, acero inoxidable	Para uso en sistemas capilares y nano	01018-60025		



Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies

Consumibles para bomba

Tapones de seguridad y consumibles

Descripción	Comentarios	Referencia
Tapón de seguridad II con 2 puertos – NS29/32	Para botellas de cuello esmerilado NS29/32 Incluye: 1 tapón básico, PP (azul), NS29/32, con cono de PTFE de 2 puertos, 2 conexiones, PFA de 3,2 mm (1 azul, 1 roja), 1 válvula de venteo con membrana de PTFE de 1 µm	5043-0221
Tapón de seguridad II con 2 puertos – GL45	Para botellas roscadas GL45 Incluye: 1 tapón básico, PP (azul), GL45, con cono de PTFE de 2 puertos, 2 conexiones, PFA de 3,2 mm (1 azul, 1 roja), 1 válvula de venteo con membrana de PTFE de 1 µm	5043-0222
Tapón de seguridad I con 1 puerto – GL45	Para botellas roscadas GL45 Incluye: 1 tapón básico, PP (azul), GL45, con cono de PTFE de 1 puerto, 1 conexión, PFA de 3,2 mm (negro), 1 válvula de venteo con membrana de PTFE de 1 µm	5043-0223
Tapón de seguridad II con 2 válvulas de cierre – GL45	Para botellas roscadas GL45 Incluye: 1 tapón básico, PP (azul), GL45, con cono de PTFE de 2 puertos, 2 válvulas de cierre, 2 conexiones, PFA de 3,2 mm, (1 azul, 1 roja), 2 conexiones, PTFE de 3,2 mm, (blanco), 1 válvulas de venteo con membrana de PTFE de 1 µm	5043-0224
Tapón de seguridad I con 1 válvula de cierre – GL45	Para botellas roscadas GL45 Incluye: 1 tapón básico, PP (azul), GL45, con cono de PTFE de 1 puerto, 1 válvula de cierre, 1 conexión, PFA de 3,2 mm, (negro), 1 conexión, PTFE de 3,2 mm, (blanco), 1 válvula de venteo con membrana de PTFE de 1 µm	5043-0225
Bidón de desechos de 5L, GL45	Incluye: tapón de seguridad IV de 4 puertos 1 puerto de fugas – GL45 (5043-0226), colector de 2 puertos (PTFE) (5043-0235)	5043-0242
Bidón de desechos de 10L, S60	Incluye: tapón de seguridad IV de 4 puertos 1 puerto de fugas – GL45 (5043-0227), colector de 2 puertos (PTFE) (5043-0235)	5043-0243



Consumibles para bomba



Repuestos

Descripción	Referencia
Conexión para tubo de 3,2 mm PFA (6/paq.)	5043-0255
Conexión para tubo de 2,3 mm PFA (5/paq.)	5043-0228
Conexión para tubo de 1,6 mm PFA (5/paq.)	5043-0229
Filtro de carbón (48 g)	5043-0230
Cierre de rosca de 1/8" (PTFE)	5043-0231
Válvula de venteo con membrana de PTFE de 1 µm*	5043-0232
Cierre de rosca de 1/4" (PTFE) (5/paq.)	5043-0233
Adaptador roscado GL45-GL40 (PTFE)	5043-0234
Colector de 2 puertos (PTFE)	5043-0235
Bidón de desechos de 5L, GL45	5043-0236
Bidón de desechos de 10L, S60	5043-0237
Colector de 3 puertos	5043-0238
Adaptador para dos tubos de 3,2 mm	5043-0239

*Se recomienda sustituir la válvula cada 6 meses

Desgasificadores de vacío



Descripción	Comentarios	Referencia
Kit de tubos, desgasificador a bomba, 4/paq., piezas de 30 cm de tubo con tornillos y cojinetes	Para G1322A, G1379A/B	G1322-67300
Herramienta de montaje para tuercas sin brida	Para G1322A, G1379A/B	0100-1710
Cortador de tubo de plástico	Para G1322A, G1379A/B	8710-1930
Férrulas de Tefzel y arandelas de cierre de acero inoxidable, 1/8", 10/paq.	Para G1322A, G1379A/B	5063-6598
Tuercas de PPS, 1/8", rosca 1/4-28, 10/paq.	Para G1322A, G1379A/B	5063-6599
Unión, rosca 1/4-28, polipropileno	Para G1322A, G1379A/B	5022-2155
Tubo para disolvente PTFE, 5 m, 1,5 mm d.i., 3 mm d.e.	Para G1322A, G1379A/B	5062-2483
Jeringas desechables, 20 ml, 10/paq.	Para G1322A	5062-8534
Adaptador de jeringa, 1/16" d.e., 2" de longitud	Para G1322A	9301-1337
Cámara de vacío para microdesgasificador de doble canal	Para G1379A	G1379-60010
Kit de tubos, microdesgasificador de vacío, para G1379A	Para G1379A	G1379-67310
Kit de tubos, microdesgasificador de vacío, para G1379B	Para G1379B	5042-8922
Kit de accesorios del desgasificador en línea Incluye 8 tornillos, 8 cojinetes, 4 marcadores, tubo, jeringa y adaptador de jeringa	Para G1322A, G1379A/B	G1322-68705


Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies

Consumibles para muestreador

Válvulas de inyección

Descripción	Presión máxima	Utilizar con	Referencia	Kit RheBuild Referencia	Sello del rotor Material	Sello del rotor Referencia	Estátor Referencia	Frente del estátor Referencia
2 posiciones/6 puertos	400 bares	G1313A, G1329A, 1120, G1367A/B	0101-0921	0101-1257	Vespel	0100-1853	0100-1850	0100-1851
					Tefzel	0100-1849		
					PEEK	0100-2231		
Micro de 2 posiciones/ 6 puertos	400 bares	G1377A, G1389A	0101-1050		Vespel	0100-2088	0100-2089	
2 posiciones/6 puertos	600 bares	G1329B, G1367C SL, G1367D SL Plus, G1367E, 1220	0101-1422		PEEK	0101-1416	0101-1417	
Válvula de doble loop, 10 puertos	400 bares	G2258A	0101-1385		Vespel	0101-2415	0101-1390	
MBB de 2 posiciones/ 6 puertos	400 bares	G2260A	0101-1267	0101-1268	PEEK	0101-1268*	0100-2195	
2 posiciones/6 puertos presión ultraalta	1200 bares	G4226A	5067-4117		Vespel	5068-0007	5068-0006	

*Incluye sello y frente de estátor



Consumibles para muestreador



Aguja y accesorios para asiento de la aguja

Inyector automático Agilent	Conjunto de aguja Descripción	Referencia	Compatible con asiento de la aguja	Referencia
G1313A, G1329A/B, 1120, LC 1220 Infinity (solo inyector automatizado)	Conjunto de aguja, inyector automático estándar	G1313-87201	Asiento de la aguja estándar 0,17 mm d.e., capilar, 2,3 µl	G1313-87101
			Asiento de la aguja estándar 0,12 mm d.e., capilar, 1,2 µl	G1313-87103
G1313A, G1329A, 1120, LC 1220 Infinity (solo inyector automatizado)	Conjunto de aguja para utilizar con asiento de PEEK	G1313-87203	Asiento de la aguja estándar, PEEK 0,17 mm d.e., capilar, 2,3 µl	G1313-87102
	Conjunto de aguja, actualización a 900 µl	G1313-87202	Asiento de la aguja estándar 0,17 mm d.e., capilar, 2,3 µl	G1313-87101
G1389A	Conjunto de aguja, inyector automático de microLC	G1329-80001	Asiento de la aguja de microLC 100 µm d.i. capilar, 1,2 µl	G1329-87101
			Asiento de la aguja de microLC 50 µm d.i. capilar, 0,3 µl	G1329-87103
G1367A/B	Conjunto de aguja, inyector automático de placa de pocillos (verde)	G1367-87200	Asiento de la aguja, inyector automático de placa de pocillos capilar de 0,17 mm d.i., 2,3 µl	G1367-87101
	Conjunto de aguja, inyector automático de placa de pocillos (azul)	G1367-87201	Asiento de la aguja, inyector automático de placa de pocillos capilar de 0,12 mm d.i., 1,2 µl	G1367-87102
G1367C SL y G1367D SL Plus	Conjunto de aguja, inyector automático de placa de pocillos (negro)	G1367-87202	Asiento de la aguja, 600 bares, con asiento capilar, 0,17 mm d.i. x 100 mm, 0,8 mm d.e.	G1367-87017
			Asiento de la aguja, 600 bares, con asiento capilar, 0,12 mm d.i. x 100 mm, 0,8 mm d.e.	G1367-87012
G1367E	Conjunto de aguja, inyector automático para LC 1260-1290 Infinity	G4226-87201	Asiento de la aguja, 600 bares, con asiento capilar, 0,12 mm d.i. x 100 mm, 0,8 mm d.e.	G1367-87012
G1377A	Conjunto de aguja, inyector de microplacas de pocillos	G1377-87201	Asiento de microaguja con asiento capilar, 100 µm	G1377-87000
			Asiento de microaguja con asiento capilar, 75 µm	G1377-87001
			Asiento de microaguja con asiento capilar, 50 µm	G1377-87002
G2258A	Conjunto de aguja, inyector automático de doble loop	G2258-68710	Asiento de la aguja doble, inyector automático de doble loop	G2258-87102
G2260A	Conjunto de aguja, inyector automático prep.	G2260-87201	Asiento de la aguja, inyector automático prep., 0,5 mm d.i., 20 µl	G2260-87101
G4226A	Conjunto de aguja, inyector automático para LC 1260-1290 Infinity	G4226-87201	Conjunto de asientos, 0,12 mm, inyector automático para LC 1290 Infinity	G4226-87012



Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies

Consumibles para muestreador

Accesorios para conjuntos de agujas

Descripción	Utilizar con	Referencia
Adaptador de asiento	G1313A, G1329A, G1389A, G2260A, 1120 y LC 1220 Infinity	G1313-43204
Tapones de dedo 15/paq.	G1313A, G1329A, G1389A, G2260A, 1120 y LC 1220 Infinity	5063-6506
Herramienta de montaje para los microsellos capilares	G1377A	G1377-44900




Consumibles del cabezal de la bomba

Descripción del pistón	Utilizar con	Referencia	Descripción del sello	Referencia
Pistón de zafiro, 40 µl	G1367D, G1389A, G1377A, G4226A	5064-8293	Sello de pistón, 2 mm, para G1367D, G1389A, G1377A	5022-2175
			Sello de pistón para G4226A	0905-1717
Pistón de zafiro, 100 µl	G1313A, G1329A/B, G1367A/B/C, 1120, 1260/LC 1220 Infinity	5063-6586	Sellos de pistón, PTFE relleno de grafito (fase reversa), 2/paq.	5063-6589
Pistón de zafiro, 900 µl	G1313A, G1329A/B, inyector para LC 1120, 1260/1220 Infinity	5062-8587	Sello de la válvula	0905-1294
Pistón, 5 ml	G2258A	G2258-60003	Sello de pistón	0905-1599



Capilares de loop

Descripción	Inyector automático Agilent	Referencia
Capilar de loop de acero inoxidable, 100 µl	G1313A, G1329A/B, 1120, LC 1220 Infinity	01078-87302
	G1367A/B/C	G1367-87300
	G1367E	5067-4710
	G4226A	5067-4710
Capilar de loop de acero inoxidable, 900 µl	G1329A/B, G2260A	G1313-87303
Capilar de loop, 40 µl	G1367D	G1377-87310
	G1367E	5067-4703
	G4226A	5067-4703
	G1377A	G1377-87300
	G1389A	G1329-87302
Capilar de loop, 20 µl	G4226A, G1367E	G4226-60310
Capilar de loop, 8 µl	G1389A	G1375-87303
	G1377A	G1375-87315
Capilar de loop, 5 ml	G2260A	G2260-68711



Consumibles para muestreador



Bandejas de inyector automático

Descripción	Comentarios	Referencia
Bandeja de 100 posiciones para viales de 2 ml	Para inyector para LC 1120, 1220 Infinity, G1313A, G1329A/B	G1313-44510
Bandeja de 100 posiciones para viales de 2 ml, termostatzable		G1329-60011
Bandeja de 40 posiciones para viales de 2 ml		G1313-44512
Bandeja de 15 posiciones para viales de 6 ml		G1313-44513
Bandeja externa de viales para 17 viales (posición de residuos)		G1313-60004
Tubo de residuos para bandeja de viales externa		G1313-27302
Bandeja de placas de pocillos, 2 placas de pocillos, 10 viales (soporta placas de 50 mm)	Para G1367A/B/C/D/E G2258A, G4226A	G2258-60011
Placa de viales para 54 viales de 2 ml, 6/paq.		G2255-68700
Placa de viales para 15 viales de 6 ml		5022-6539
Bandeja de 100 posiciones para microviales	Para G1367A/B/C/D/E G4226A	G4226-60021
Bandeja para 27 tubos Eppendorf con cierre de seguridad de 0,5/1,5/2 ml	Para G1367A/B/C/D/E	5022-6538
Gradilla de placa de pocillos de 8,5", 2/paq. Para 16 placas de pocillos poco profundos, 4 placas de pocillos profundos (48 mm de altura máxima) o 6 gradillas de viales	Para G2257A	G2255-68709
Gradilla de placa de pocillos de 10 pulgadas, 2/paq. Para 20 placas de pocillos poco profundos (16 mm de altura máxima), no compatible con placas de pocillos profundos	Para G2257A	G2255-68710
Extensión para gradilla de placa de pocillos de 8,5 pulgadas Incluye 3 gradillas para placa de pocillos poco profundos de 3 x 16, placas de pocillos profundos de 2 x 4 (48 mm de altura máx.) o gradillas para viales de 3 x 6	Para G2257A	G2255-68720
Extensión para gradilla de placa de pocillos de 10 pulgadas Incluye 3 gradillas para placas de pocillos poco profundas de 3 x 20 (16 mm de altura máx.), no compatible con placas de pocillos profundas	Para G2257A	G2255-68730
Gradilla 205H, dos placas de 96 pocillos profundos	Para G2250A	G2250-04504
Gradilla 200, 96 tubos de 13 x 100 mm (9 ml)		G2250-04503
Gradilla 207, 75 tubos de 16 x 100 mm (12 ml)		G2250-04502
Gradilla 209, 96 tubos de 12 x 32 mm (12 ml)		G2250-04501
Bandeja 1100 de soporte especial 94A		G2250-04500



Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies


Consumibles para válvulas

Válvulas de intercambio internas

Descripción	Presión máxima	Utilizar con	Válvula completa	Cabeza de la válvula	Sello del rotor Material	Sello del rotor	Frente del estátor	Cabeza del estátor	Anillo de rodamiento/ sello de aislamiento	Kit RheBuild (incluye rotor y estátor)
2 posiciones/ 6 puertos	400 bares	G1316A/B	0101-0920		Tefzel	0100-1854	0100-1851	0100-1850	0100-1852	0101-1258
					Vespel	0100-1855				
					PEEK	0100-2233				
2 posiciones/ 6 puertos presión ultraalta	1200 bares	G1316C		5067-4117		5068-0008		5068-0006	1535-4045	
Micro de 2 posiciones/ 6 puertos	400 bares	G1316A/B	0101-1051			0100-2087	0100-2089			
2 posiciones/ 6 puertos alta presión	600 bares	G1316B	0101-1420	5067-4137		0101-1409		0101-1417		
2 posiciones/ 10 puertos presión ultraalta	1200 bares	G1316C		5067-4118		5068-0012		5068-0011	1535-4045	
Micro de 2 posiciones/ 10 puertos	400 bares	G1316A/B	0101-1343		PEEK	0101-1361		0101-1362		0101-1360
Micro de 2 posiciones/ 10 puertos	600 bares	G1316B	0101-1419	5067-4144		0101-1415		0101-1421		
8 posiciones/ 9 puertos baja presión	400 bares	G1316C		5067-4108		5067-4113		5067-4112	1535-4045	5067-4113
8 posiciones/ 9 puertos alta presión	600 bares	G1316C		5067-4107		5067-4111		5067-4110	0100-1852	
8 posiciones/ 9 puertos presión ultraalta	1200 bares	G1316C		5067-4121		5068-0002		5068-0001	1535-4045	



Consumibles para válvulas



Piezas de repuesto para válvulas de intercambio externas

Descripción	Utilizar con	Kit RheBuild Referencia	Sello del rotor Material	Sello del rotor Referencia	Estátor Referencia
Válvula de selección de disolvente preparativa, 12 posiciones/13 puertos	G1160A	0101-1288			0101-1365
Válvula de selección de columna, 6 posiciones/14 puertos (selector de 6 columnas)	G1159A	0101-1290			0101-1364
Válvula de 2 posiciones/10 puertos, MBB bilateral	G1157A	0101-1359 0101-1289			0101-1362
Válvula de intercambio de 2 posiciones/6 puertos	G1158A	0101-1358 (con sello de rotor de PEEK)	Vespel	0100-1855	0100-1850
			Tefzel	0100-1854	
			PEEK	0100-2233	
Válvula de intercambio de 2 posiciones/6 puertos, 600 bares	G1158B		Mezcla HP de PEEK	0101-1409	0101-1417
Válvula de microintercambio de 2 posiciones/6 puertos	G1162A			0100-2087	0100-2089
Válvula de microintercambio de 2 posiciones/10 puertos	G1163A			0101-1361	0101-1363
Válvula de selección de 6 posiciones/7 puertos	G1156A			0101-1361	0101-1410

Válvulas de inyección manual con interruptores de sensor de posición

Descripción	Comentarios	Referencia	Sello del rotor Material	Sello del rotor Referencia	Estátor Referencia	Fronte del estátor Referencia	Kit RheBuild Referencia
7125			Vespel	0101-0623		0101-0624	
			Tefzel	0101-0620			
			PEEK	0101-1255			
7725i, acero inoxidable	Escala analítica	5063-6502	PEEK	0101-1255	0100-1860	0100-1859	0101-1254
9725i, PEEK	Escala analítica	0101-1253	PEEK	0101-1255			
3725i, válvula preparativa de acero inoxidable	Escala preparativa	0101-1232	PEEK	0101-1233			
7010/7000/7040			PEEK	0101-1256			
Kit de válvula de inyección manual preparativa, acero inoxidable	Con sensor de posición, loop de 10 ml, jeringa de 25 ml, soporte de montaje de arandela, cable de inicio y capilares de conexión de acero inoxidable de 0,5 mm d.i., 40 cm y 60 cm	5065-9922					
Válvula de inyección manual de 2 posiciones y 6 puertos para 1120	No incluye loop de 20 µl y puerto de aguja	5067-4104	Vespel	5067-4105	0100-1850		



Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies


Consumibles para válvulas



Loops de muestra de válvulas de inyección manual

Volumen	Diámetro interno (mm)	Material	Utilizar con	Referencia
5 µl	0,18	Inox.	7125 y 7010	1535-4860
	0,18	Inox.	7725	0101-1248
	0,18	PEEK	9725	0101-1241
10 µl	0,3	Inox.	7125 y 7010	0101-0376
	0,3	Inox.	7725	0100-1923
	0,25	PEEK	9725	0101-1240
20 µl	0,51	Inox.	7125 y 7010	0101-0377
	0,3	Inox.	7725	0100-1922
	0,25	PEEK	9725	0101-1239
50 µl	0,51	Inox.	7125 y 7010	0101-0378
	0,51	Inox.	7725	0100-1924
	0,51	PEEK	9725	0101-1238
100 µl	0,51	Inox.	7125 y 7010	0101-0379
	0,51	Inox.	7725	0100-1921
	0,51	PEEK	9725	0101-1242
200 µl	0,76	Inox.	7125 y 7010	0101-1252
	0,76	Inox.	7725	0101-1247
	0,51	PEEK	9725	0101-1237
500 µl	0,76	Inox.	7125 y 7010	0101-1251
	0,76	Inox.	7725	0101-1246
	0,76	PEEK	9725	0101-1236
1 ml	0,76	Inox.	7125 y 7010	0101-1219
	0,76	Inox.	7725	0101-1245
	0,76	PEEK	9725	0101-1235
2 ml	1,00	Inox.	7125 y 7010	0101-1250
	1,00	Inox.	7725	0101-1244
	0,76	PEEK	9725	0101-1234
	1,6	PEEK	3725	0101-1229
5 ml	1,00	Inox.	7125 y 7010	0101-1249
	1,00	Inox.	7725	0101-1243
	0,76	PEEK	9725	0101-1230
	1,6	PEEK	3725	0101-1228
10 ml	2,00	PEEK	3725	0101-1227
20 ml	2,00	PEEK	3725	0101-1226

Consumibles para válvulas



Piezas de repuesto para válvulas de inyección manual

Descripción	Comentarios	Referencia
Sello de aislamiento	Para Rheodyne Series 7725, 9725, 3725	1535-4046
Soporte de montaje de arandela		1400-3166
Adaptador de PEEK, 1/8" a 1/16"	Para 3725i	5067-1503
Interruptor de sensor de posición para válvulas manuales		0490-1849




Jeringas para válvulas de inyección manual


Volumen (µl)	Descripción	Aguja	Referencia
10	Desmontable	22/51/3	5190-1485
10	Fija	22/51/3	5190-1484
25	Desmontable	22/51/3	5190-1499
25	Fija	22/51/3	5190-1494
50	Desmontable	22/51/3	5190-1505
50	Fija	22/51/3	5190-1501
100	Desmontable	22/51/3	5190-1512
100	Fija	22/51/3	5190-1508
250	Desmontable	22/51/3	5190-1520
250	Fija	22/51/3	5190-1515
500	Desmontable	22/51/3	5190-1526
500	Fija	22/51/3	5190-1522



Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies



Consumibles para el detector




Lámparas

Descripción	Comentarios	Referencia
Detector de longitud de onda variable (VWD)		
Lámpara de deuterio de larga duración con identificación por RF	Para G1314D/E/F	G1314-60101
Lámpara de deuterio de larga duración	Para G1314A/B/C y 1120/1220	G1314-60100
Detector de diodos (DAD)/ Detector de longitud de onda múltiple (MWD)		
Lámpara de deuterio de larga duración HiS (8-pin) con identificación por RF	Para G4212A/B	5190-0917
Lámpara de deuterio de larga duración con identificación por RF	Para G1315C/D y G1365C/D	2140-0820
Lámpara de deuterio de larga duración	Para G1315A/B y G1365A/B	2140-0813
Lámpara de deuterio de larga duración sin temporizador	Para G1315A/B y G1365A/B	5181-1530
Lámpara de deuterio	Para G1315A/B y G1365A/B	2140-0590
Lámpara de wolframio	Para G1315A/B/C/D y G1365A/B/C/D	G1103-60001



Consumibles para el detector



Celdas de flujo de VWD y DAD

Descripción	Utilizar con	Comentarios	Referencia	Kit de reparación Referencia
VWD				
Celda de flujo estándar, RFID	G1314D/E/F	10 mm, 14 µl, 40 bares	G1314-60186	G1314-65061
Celda de flujo de tipo "D" estándar	G1314A/B/C	10 mm, 14 µl, 40 bares	G1314-60086	
Celda de semimicroflujo, RFID	G1314D/E/F	6 mm, 5 µl, 40 bares	G1314-60183	G1314-65056
Celda de semimicroflujo	G1314A/B/C	6 mm, 5 µl, 40 bares	G1314-60083	
Celda de microflujo, 3 mm, RFID	G1314D/E/F	2 µl, 120 bares	G1314-60187	G1314-65056
Celda de microflujo, 3 mm	G1314A/B/C	2 µl, 120 bares	G1314-60087	
Celda de microflujo, 5 mm	G1314A/B/C	1 µl, 40 bares	G1314-60081	G1314-65052
Celda de flujo de alta presión, RFID	G1314D/E/F	10 mm, 14 µl, 400 bares	G1314-60182	G1314-65054
Celda de flujo de alta presión	G1314A/B/C	10 mm, 14 µl, 400 bares	G1314-60082	
DAD				
Celda de flujo estándar, RFID	G1315C/D, G1365C/D	10 mm, 13 µl, 120 bares	G1315-60022	G1315-68712
Celda de flujo estándar	G1315A/B, G1365A/B	10 mm, 13 µl, 120 bares	G1315-60012	
Celda de semimicroflujo, RFID	G1315C/D, G1365C/D	6 mm, 5 µl, 120 bares	G1315-60025	G1315-68713
Celda de semimicroflujo	G1315A/B, G1365A/B	6 mm, 5 µl, 120 bares	G1315-60011	
Celda de microflujo, RFID	G1315C/D, G1365C/D	3 mm, 2 µl, 120 bares	G1315-60024	G1315-68713
Celda de microflujo de alta presión	G1315A/B, G1365A/B	6 mm, 1,7 µl, 400 bares	G1315-60015	79883-68700
Celda de flujo de 500 nl		10 mm, 500 nl, 50 bares	G1315-68724	
Celda de flujo de 80 nl		6 mm, 80 nl, 50 bares	G1315-68716	
Celda de flujo preparativa	G1315A/B, G1365A/B	3 mm, 120 bares, acero inoxidable	G1315-60016	G1315-68712
		0,3 mm, 20 bares, cuarzo	G1315-60017	
		0,06 mm, 20 bares, cuarzo	G1315-60018	
Celda con cartucho Max-Light	DAD para LC Infinity G4212A/B	10 mm, 1,0 µl, 60 bares	G4212-60008	
Celda de prueba con cartucho Max-Light	Debe utilizarse para realizar pruebas incorporadas del detector	Debe utilizarse para realizar pruebas incorporadas del detector	G4212-60011	
Celda con cartucho Max-Light	G4212A/B	60 mm, 4,0 ul, 60 bares	G4212-60007	



Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies




Consumibles para el detector

Capilares para celdas de flujo de VWD y DAD

Utilizar con	Referencia	Capilar de entrada	Referencia	Capilar de salida	Referencia
VWD					
Celda de flujo estándar, RFID	G1314-60186	Capilar de entrada, 600 mm, 0,17 mm d.i.	5062-8522	Capilar para residuos, PEEK, 0,25 mm d.i.	5062-8535
Celda de flujo de tipo "D" estándar	G1314-60086			Conexión de ajuste manual	0100-1516
Celda de semimicroflujo, RFID	G1314-60183	Capilar de entrada, 400 mm, 0,12 mm d.i.	5021-1823	Capilar para residuos, PEEK, 0,25 mm d.i.	5062-8535
Celda de semimicroflujo	G1314-60083			Conexión de ajuste manual	0100-1516
Celda de microflujo, 3 mm, RFID	G1314-60187	Capilar de entrada, 310 mm, 0,12 mm d.i.	G1314-87301	Capilar de salida, 120 mm x 0,17 mm d.i.	G1314-87302
Celda de microflujo, 3 mm	G1314-60087				
Celda de microflujo, 5 mm	G1314-60081	Capilar de entrada, 400 mm, 0,12 mm d.i.	5021-1823		
Celda de flujo de alta presión, RFID	G1314-60182	Capilar de entrada, 380 mm, 0,17 mm d.i.	G1315-87311		
Celda de flujo de alta presión	G1314-60082				
DAD					
Celda de flujo estándar con identificación por RF	G1315-60022	Capilar de entrada con intercambiador de calor, 0,17 mm d.i., 590 mm de longitud	G1315-87321	Capilar de salida, 0,17 mm d.i., 200 mm de longitud	G1315-87302
Celda de flujo estándar	G1315-60012				
Celda de semimicroflujo con identificación por RF	G1315-60025	Capilar para intercambiador de calor de DAD, 0,17 mm d.i., 310 mm de longitud	G1315-87319	Capilar de salida, 0,17 mm d.i., 200 mm de longitud	G1315-87302
Celda de semimicroflujo con identificación por RF	G1315-60011			Capilar de salida, 0,12 mm d.i., 200 mm de longitud	G1315-87306
Celda de microflujo con identificación por RF	G1315-60024	Capilar para intercambiador de calor de DAD, 0,12 mm d.i., 310 mm de longitud	G1315-87339	Capilar de salida, 0,12 mm d.i., 200 mm de longitud	G1315-87302
Celda de microflujo de alta presión	G1315-60015	Capilar de entrada con intercambiador de calor, 0,12 mm d.i., 290 mm de longitud	G1315-87325	Capilar de salida, 0,17 mm d.i., 200 mm de longitud	G1315-87306

Consumibles para el detector



Consumibles para detector de fluorescencia (FLD) Serie 1100/1200 G1321A/B

Descripción	Referencia
Lámpara de detector de destello de xenón	2140-0600
Celdas de flujo	G1321-60005
Kit de cubeta, 8 µl, 20 bares Incluye tubo, conexión de acero inoxidable, férula frontal y posterior, conexión de PEEK, aguja de jeringa y jeringa	G1321-60007
Kit de filtro de corte	
389, 408, 450, 500, 550 nm	5061-3327
380, 399, 418, 470, 520 nm	5061-3328
280, 295, 305, 335, 345 nm	5061-3329
Tubo corrugado, polipropileno, 6,5 mm d.i., 5 m	5062-2463
Tubo de PTFE, FEP, 0,7 mm d.i., 5 m	5062-2462
1/16" Conexiones de PEEK de ajuste manual, beige, 2/paq.	0100-1516
Capilar de conexión de columna con conexiones, 380 x 0,17 mm	G1315-87311
1/16" férula frontal, acero inoxidable, 10/paq.	5180-4108
1/16" férula posterior, acero inoxidable, 10/paq.	5180-4114
1/16" conexiones macho, acero inoxidable, 10/paq.	5061-3303
Llave hexagonal, 4,0 mm, mango recto de 10 cm de longitud	5965-0027
Llave hexagonal, 2,5 mm, mango recto de 10 cm de longitud	5965-0028
Muestra de calibración del detector de fluorescencia, 1 g de glicógeno	5063-6597
Juego de llaves hexagonales, 1-5 mm	8710-0641
Llave fija, 6,35 mm y 7,92 mm	8710-0510
Jeringa de vidrio	9301-1446
Aguja de jeringa	9301-0407

Consumibles para detector de índice de refracción (RID) Serie 1100/1200 G1362A

Descripción	Referencia
Kit de tubos Incluye 300 mm de válvula de reciclaje a puerto de reciclaje, 200 mm de válvula de reciclaje a puerto de residuos, 120 mm de válvula de purga a válvula de reciclaje, 270 mm de válvula de purga a celda de muestra, 170 mm de válvula de purga a celda de referencia	G1362-68709
Kit de tubos de interfase Incluye férula de 1/8", tuerca de 1/3", tubos de PTFE	G1362-68706
Capilar de interfase, 400 mm, 0,17 mm d.i.	G1362-87300
Capilar de restricción, 0,17 mm d.i.	G1362-87301




Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies




Consumibles generales

Consumibles para detector de dispersión de luz por evaporación (ELSD) Serie 1200, ref. G4218A

Descripción	Referencia
Nebulizador de flujo estándar	G4218-20000
Nebulizador de flujo semimicro	G4218-20001
Nebulizador de flujo alto	G4218-20002
Nebulizador de microflujo	G4218-20003
Nebulizador RRLC	G4218-20004
Cámara de nebulización de vidrio	G4218-40000
Tuerca de plástico negro, 13 mm de diámetro, de vidrio	G4218-40010
Tuerca de plástico negro, 22 mm de diámetro, de vidrio	G4218-40011
Tubo de escape negro, 2,5 m	G4218-40110
Cabeza gruesa	G4218-40130
Cartucho, 0,01 µm para regulador de gas	G4218-40150
Tubo neumático con conexiones de acero inoxidable	G4218-40220
Tubo de drenaje con conexiones de acero inoxidable	G4218-40100
Regulador de gas con filtro de 0,01 µm y manómetro	G4218-60100
Kit de sellado para cámara de nebulización	G4218-68010
Estándar de cafeína, 250 µg/ml	G4218-85000



Consumibles generales



Capilares de acero inoxidable recomendados para sistemas 1100 y 1200

Desde	Hasta	Diámetro interno (mm)	Longitud (mm)	Material*	Código de color	Conexiones/conexión	Referencia
Bomba	inyector automático	0,17	600	Inox.	Verde	Premontado	G1312-67305
		0,25	130	Inox.	Azul	Premontado	01090-87308
		0,25	320	Inox.	Azul	Premontado	79835-87638
		0,17	500	Inox.	Verde	Sin montar	G1328-87600
	Válvula manual	0,17	900	Inox.	Verde	1 extremo premontado	G1329-87300
	Universal	0,25	700	Inox.	Azul	1 extremo premontado	01018-67305
	1 montaje múltiple	0,6	173	Inox.		Macho a macho	G1361-67300
	1 montaje múltiple	0,6	175	Inox.		Macho a macho	G1361-67301
	Capilar de restricción			Inox.		A/A	G1312-67302
SSV/MCGV	AIV		Premontado	PTFE		Premontado	G1311-67304
OBV	Pistón 2	0,6	230	Inox.		Premontado	G1312-67300
Capilar de mezcla	Amortiguador	0,17	495	Inox.	Verde	Premontado	G1312-67304
Amortiguador	Mezclador	0,25	130	Inox.	Azul	Premontado	01090-87308
Amortiguador	Válvula de purga			Inox.		A/A	G1312-67301
Filtro	EMPV			Inox.		A/A	G1375-87400
Asiento de aguja	Válvula de inyección			Inox.		-C	G1329-87101
EMPV	Módulo siguiente	0,6	400	Inox.		Macho a macho	G1361-67302
EMPV	Montaje múltiple	0,5	160	Inox.		Macho a macho	G1361-67303
Unión	EMPV2	0,6	111	Inox.		Macho a hembra	G1361-67304
Unión	Mezclador	0,6	40	Inox.		Macho a hembra	G1361-67305
EMPV1	Unión	367	0,6	Inox.		Macho a hembra	G1361-67306
Inyector automático	Columna	0,12	180	Inox.	Rojos	1 extremo premontado	G1313-87304
		0,12	280	Inox.	Rojos	1 extremo premontado	01090-87610
		0,12	105	Inox.	Rojos	1 extremo premontado	01090-87611
		0,17	180	Inox.	Verde	1 extremo premontado	G1313-87305
		0,17	280	Inox.	Verde	1 extremo premontado	01090-87304
		0,17	800	Inox.	Verde	1 extremo premontado	01048-87302
		0,17	130	Inox.	Verde	1 extremo premontado	01090-87305
		0,5	600	Inox.			G2260-87300

*Inox. = acero inoxidable

Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies



Consumibles generales

Capilares de acero inoxidable recomendados para sistemas 1100 y 1200


Desde	Hasta	Diámetro interno (mm)	Longitud (mm)	Material*	Código de color	Conexiones/conexión	Referencia
Válvula manual	Columna	0,17	500	Inox.	Verde	Sin montar	G1328-87600
Compartimento de la columna	Columna	0,12	70	Inox.	Rojo	1 extremo premontado	G1316-87303
Detector	Residuos	0,17	90	Inox.	Verde	Sin montar	G1316-87300
Columna	DAD	0,12	150	Inox.	Rojo	Premontado	G1315-87312
		0,17	380	Inox.	Verde	Premontado	G1315-87311
Columna	VWD	0,18	40	PEEK	Capilar de entrada, 600 mm, 0,17 mm d.i.	Con conexiones	5062-8522
		0,12	105	Inox.	Rojo	Sin conexiones	5021-1820
		0,12	150	Inox.	Rojo	Sin conexiones	5021-1821
		0,12	280	Inox.	Rojo	Sin conexiones	5021-1822
		0,12	400	Inox.	Rojo	Sin conexiones	5021-1823
		0,12	70	Inox.	Rojo	1 extremo premontado	G1316-87303
		0,17	105	Inox.	Verde	Sin conexiones	5021-1816
		0,17	150	Inox.	Verde	Sin conexiones	5021-1817
		0,17	280	Inox.	Verde	Sin conexiones	5021-1818
		0,17	400	Inox.	Verde	Sin conexiones	5021-1819
		0,17	90	Inox.	Verde	Con conexiones	G1316-87300
VWD	Residuos	0,25	48	PEEK	Capilar de residuos, 0,25 mm d.i.	Sin conexiones	5062-8535
Válvula del inyector	Residuos	0,25	120	Inox.	Azul		G1377-87301
Válvula del inyector	Cabeza preparativa	0,5	160	Inox.			G2258-87301

Descripción	Diámetro interno (mm)	Longitud (mm)	Material*	Código de color	Conexiones/conexión	Referencia
Capilar de acero inoxidable	0,12	210	Inox.	Rojo	Premontado	G1316-87328
Capilar de acero inoxidable	0,17	250	Inox.	Verde	Premontado	G1367-87304
Capilar de acero inoxidable	0,12	250	Inox.	Rojo	1 extremo premontado	G1373-87300

*Inox. = acero inoxidable



Consumibles generales




Capilares de acero inoxidable recomendados para sistemas LC 1260 Infinity y LC 1200 de resolución rápida

Desde	Hasta	Diámetro interno (mm)	Longitud (mm)	Conexión	Conexiones	Referencia
Bomba	Inyector automático	0,17	400	Macho a macho	Premontado	G1312-87303
	Inyector automático refrigerado	0,17	700	Macho a macho	Premontado	G1312-87304
Amortiguador	Sensor de presión	0,17	150	Macho a macho	Premontado	G1312-87305
Amortiguador Mezclador	Mezclador Válvula de salida	0,17	105	Macho a macho	Premontado	G1312-87306
Columna	Celdas de flujo	0,17	150	Macho a hembra	Sin montar	G1315-87303
Salida de la celda	MS	0,12	500	Macho a macho	1 extremo premontado	G1315-87307
Capilar para intercambiador de calor de DAD		0,17	310	Macho a macho	1 extremo premontado	G1315-87319
		0,12	310	Macho a macho	1 extremo premontado	G1315-87339
Válvula	Válvula	0,12	100	Macho a macho	Sin montar	G1316-27301*
Microválvula	Bomba de regeneración	0,12	130	Macho a hembra	Sin montar	G1316-87304*
WPS	Microválvula	0,12	340	Macho a macho	1 extremo premontado	G1316-87305*
Microválvula	Intercambiador de calor	0,12	75	Macho a macho	Sin montar	G1316-87306*
TCC VWD	MS	0,12	500	Macho a macho	1 extremo premontado	G1316-87309
Columna	Celda DAD	0,12	50	Macho a hembra	Sin montar	G1316-87312
		0,12	70	Macho a hembra	Sin montar	G1316-87313
		0,12	90	Macho a hembra	Sin montar	G1316-87314
		0,12	130	Macho a hembra	Sin montar	G1316-87315
		0,17	150	Macho a hembra	Sin montar	G1315-87303
WPS	TCC	0,12	170	Macho a macho	Sin montar	G1316-87316
		0,12	210	Macho a macho	Sin montar	G1316-87317
WPS refrigerado	TCC	0,12	300	Macho a macho	Sin montar	G1316-87318
		0,12	340	Macho a macho	Sin montar	G1316-87319
Columna	Refrigerador (columna de 50 a 150 mm)	0,17	105	Macho a macho	Sin montar	G1316-87321
	Refrigerador (columna de 20 a 30 mm)	0,17	170	Macho a macho	Sin montar	G1316-87323
Microválvula	Detector	0,12	75	Macho a hembra	Sin montar	G1316-87326*
Columna	Celda DAD	0,12	170	Macho a hembra	Sin montar	G1316-87327
WPS	Válvula de 10 puertos	0,12	210	Macho a macho	Premontado	G1316-87328*
Válvula de 10 puertos	Columna	0,12	100	Macho a macho	Sin montar	G1367-87303*
WPS	TCC	0,17	250	Macho a macho	Premontado	G1367-87304

*Capilares de acero inoxidable de 0,8 mm d.e., para utilizar con conexiones de 0,8 mm d.i.

Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies



Consumibles generales

Capilares de acero inoxidable recomendados para sistemas LC 1260 Infinity y LC 1200 de resolución rápida (continuación)

Descripción	Diámetro interno (mm)	Longitud (mm)	Conexión	Conexiones	Referencia
Capilar para intercambiador de calor de DAD	0,17	310	Macho a macho	1 extremo premontado	G1315-87319
	0,12	310	Macho a macho	1 extremo premontado	G1315-87339
Capilar del amortiguador, 500 µl	0,17	1770	Macho a macho	Premontado	G1312-87300
Conjunto de capilares de calibración					G1312-67500
Capilar de restricción de acero inoxidable, pieza en T al sensor de presión	0,17				G1312-87301
Capilar de conexión de columna con conexiones	0,17	90	Macho a macho	Sin montar	G1316-87300
Capilar flexible	0,17	280		Sin conexiones	5021-1818
Capilar de acero inoxidable	0,17	230	Macho a macho	Premontado	5067-1570
Capilar de acero inoxidable	0,17	320	Macho a macho	Premontado	5067-1571
Capilar de acero inoxidable	0,17	150	Macho a hembra	Premontado	5067-1572

Capilares de acero inoxidable recomendados para sistemas LC 1290 Infinity

Desde	Hasta	Diámetro interno (mm)	Longitud (mm)	Conexiones	Referencia
Bomba	Inyector automático	0,17	300	Premontado	5067-4657
Bomba	Inyector automático termostatzado	0,17	450	Premontado	5067-4658
Inyector automático	TCC	0,12	340	Sin montar	5067-4659
TCC	DAD	0,12	220	Sin montar	5067-4660
Sistema LC 1290	Inyector automático CTC	0,17	600	Premontado	5067-4670
Inyector automático CTC	Columna	0,12	600	Sin montar	5067-4669
Inyector automático	Válvula	0,12	340	Premontado	5067-4647
Inyector automático	Válvula	0,12	340	Conexión desmontable de 1200 bares	5067-4744
Inyector automático	Válvula (sistema de apilamiento doble)	0,12	500	Conexión desmontable de 1200 bares	5065-4745
Segunda bomba	Válvula	0,17	700	Premontado	5067-4648
Válvula	HX1-HX2	0,12	90	Premontado	5067-4649
Válvula	Intercambiador de calor	0,12	150	Premontado	5067-4735
Columna	Válvula (corta)	0,12	150	Sin montar	5067-4650
Columna	Válvula (corta)	0,12	170	Sin montar	5067-4736
Columna	Válvula (larga)	0,12	280	Sin montar	5067-4651
Válvula	Válvula	0,12	120	Premontado	5067-4652
Válvula	Válvula	0,12	150	Premontado	5067-4737
Válvula	Detector	0,12	200	Premontado	5067-4653
Válvula	Detector	0,12	200	Conexión desmontable de 1200 bares	5067-4746
Filtro	Válvula de purga	0,25	250	Premontado	5067-4655
Sensor de presión	Válvula de purga	0,25	80	Premontado	5067-4656
Mezclador	Válvula de purga	0,17	140	Premontado	G4220-87000
Válvula	Dispositivo de medición	0,17	160	Premontado	G4226-60301

Consumibles generales



Capilares de sílice fundida recubierta con PEEK para el uso con un rango de flujo de 20 µl/min

Desde	Hasta	Diámetro interno (mm)	Longitud (mm)	Conexiones	Referencia
EMPV	Sensor de flujo	50	220	B/B	G1375-87301
Sensor de flujo	Válvula de inyección	50	550	B/C	G1375-87310
Válvula de inyección	Dispositivo de medición	50	200	B/C	G1375-87302
Dispositivo de medición	Aguja	100	110	B/B	G1375-87303
Válvula de inyección	Columna	50	500	C/D	G1375-87304
Columna	Detector	50	400	D/E	G1315-68703
Detector	Residuos	75	700	E/-	G1315-68708
Válvula de microintercambio	Columna	50	280	C/D	G1375-87309

Capilares de sílice fundida recubierta con PEEK para el uso con un rango de flujo de 100 µl/min

Desde	Hasta	Diámetro interno (mm)	Longitud (mm)	Conexiones	Referencia
EMPV	Sensor de flujo	100	220	B/B	G1375-87305
Sensor de flujo	Válvula de inyección	100	550	B/C	G1375-87306
Válvula de inyección	Dispositivo de medición	100	200	B/C	G1375-87312
Dispositivo de medición	Aguja	100	110	B/B	G1375-87303
Válvula de inyección	Columna	75	500	C/D	G1375-87311
Columna	Detector	75	400	D/E	G1375-87308
Detector	Residuos	75	700	E/-	G1315-68708
Válvula de microintercambio	Columna	50	280	C/D	G1375-87309

Capilares de sílice fundida/PEEK para sistema nano LC

Desde	Hasta	Diámetro interno (mm)	Longitud (mm)	Conexiones	Referencia
Válvula de cambio	Columna	25	100	C/D	G1375-87320
		25	700	C/D	G1375-87324
Válvula de cambio	Columna	50	100	C/D	G1375-87325
EMPV	Sensor de flujo	25	220	B/B	G1375-87321
Sensor de flujo	Válvula de inyección	25	350	B/C	G1375-87322
Válvula de inyección	Sensor de flujo	25	550	C/D	G1375-87323
Válvula de inyección	Asiento de inyector o 2ª bomba	75	650	C/D	G1375-87327

Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies

Consumibles generales



Conexiones para capilares de 1/16" d.e.

Descripción	Comentarios	Referencia
1/16" conexión de acero inoxidable	Incluye tuerca, férrulas frontales y posteriores (10/paq.)	5062-2418
1/16" conexión larga de acero inoxidable	Incluye tuerca, férrulas frontales y posteriores (10/paq.)	5065-4454
1/16" conexión extralarga de acero inoxidable	Incluye tuerca, férrulas frontales y posteriores (10/paq.)	5065-9967
1/16" conexión de acero inoxidable	10/paq.	5061-3303
1/16" férrula frontal de acero inoxidable	10/paq.	5180-4108
1/16" férrula posterior de acero inoxidable	10/paq.	5180-4114
1/16" conexión de PEEK de ajuste manual	1 pieza, beige (10/paq.)	5063-6591
1/16" conexión de PEEK de ajuste manual	1 pieza, beige (2/paq.)	0100-1516
1/16" conexión larga de PEEK de ajuste manual	1 pieza, beige (10/paq.)	5062-8541
1/16" conexión de PEEK de ajuste manual	1 pieza, amarillo, azul, negro, verde, rojo (10/paq.)	5065-4426
1/16" conexiones de PEEK de palomilla	Incluye tuerca y férrula, (10/paq.)	5042-6500
1/16" conexiones RheFlex de PEEK	Incluye tuerca y férrula, (5/paq.)	0100-1631
1/16" conexiones RheFlex de PEEK	Incluye tuerca y férrula, de colores (10/paq.)	0100-2175
Identificadores ChromTrac	2 c.u.: negro, verde, blanco; 4 c.u.: amarillo, azul, rojo (20/paq.)	0350-1402
1/16" tuerca ciega de acero inoxidable		01080-83202
1/16" tuerca de acero inoxidable, férrula de PEEK	Incluye tuerca de acero inoxidable y férrula de PEEK, (6/paq.)	5067-1540
1/16" férrula de PEEK	Para uso con conexión 5067-1540 (6/paq.)	5067-1547
1/16" conexión en plástico	Cierre	0100-1259
1/16" conexiones de policetona de ajuste manual	10/paq.	5042-8957
1/16" férrula de acero inoxidable de 0,8 mm d.i.	6/paq.	5067-1557
1/16" conexión de acero inoxidable de 0,8 mm d.i.	M4/4 mm (6/paq.)	5067-1558
1/16" conexión desmontable de 1200 bares	Hasta 1200 bares	5067-4733
1/16" conexión larga desmontable de 1200 bares	Hasta 1200 bares	5067-4738
1/16" conexión extralarga desmontable de 1200 bares	Hasta 1200 bares	5067-4739



Consumibles generales




Conexiones y ferrulas para sistemas capilares y de nanoflujo

Descripción	Comentarios	Referencia
1/16" conexiones de acero inoxidable	Tipo A: incluye tuerca, ferrulas frontales y posteriores (10/paq.)	5062-2418
1/16" tuerca de acero inoxidable	Tipo B: 4 mm (10/paq.)	5063-6593
1/32" ferrula y arandela de cierre de acero inoxidable	Tipo B: para uso con tuercas 5063-6593 (10/paq.)	5065-4423
6 conexiones, 2 cierres, PEEK para μ -válvulas	Tipo C	5065-4410
1/32" conexión de PEEK de palomilla	Tipo D: incluye tuerca y ferrula (10/paq.)	5065-4422
1/32" conexión larga de PEEK	Tipo D	5022-6536

Uniones

Descripción	Utilizar con	Referencia
Unión ZDV verdadera, sin conexiones	Nano LC	5022-2145
Unión ZDV universal, acero inoxidable, sin conexiones	LC 5022-2184 capilar/nano/estándar	5022-2184
Unión ZDV, con conexiones	LC estándar	0100-0900
Unión ZDV, PEEK, con conexiones	Bioaplicaciones	0100-2441
Unión para flujo alto, sin conexiones	LC preparativo	5022-2133
Adaptador PEEK 1/4-28 a 10-32		0100-1847
Adaptador, PEEK, interna 1/4-28 a externa 10-32		0100-2298
Conector en Y con lengüetas de PP para tubo de 3/16" d.i., 10/paq.		5065-9971
Adaptador, hembra a hembra 1/4-28		5042-8517
Adaptador, luer macho a hembra 1/4-28		5042-8518
Conector en T, PEEK, volumen de barrido 0,57 μ l	Para tubo de 1/16" d.e.	5022-2144
Microconector en T, PEEK, volumen de barrido 29 μ l, con conexiones de 1/32" d.i.		5042-8519
Adaptador, hembra/macho 10-32 a 1/4-28 INOX.		5023-1803



Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies



Consumibles generales

Filtros en línea para HPLC

Descripción	Porosidad de fritas (µm)	D.i de entrada de frita (mm)	Comentarios	Referencia	Fritas de repuesto
Filtro en línea para RRLC filtro de tamaño de poro de 0,2 µm, 4,6 mm, capilar de conexión, máx. 600 bares	0,2	4,6 máx.	600 bares	5067-1553	5067-1562, 10/paq.
Filtro en línea para RRLC filtro de tamaño de poro de 0,2 µm, 2,1 mm, capilar de conexión, máx. 600 bares	0,2	2,1 máx.	600 bares	5067-1551	5067-1555, 10/paq.
Filtro en línea de baja dispersión Incluye dos fritas, de 2,1 mm, 2 µm de tamaño de poro, soporte de filtro con insertos, capilar de conexión de 60 x 0,12 mm	2	2,1	< 1 ml/min	01090-68702	280959-904, 10/paq.
	0,5				280959-907, 10/paq.
Filtro en línea universal Incluye dos fritas, de 4,8 mm, 2 µm de tamaño de poro, soporte de filtro con insertos, capilar de conexión de 130 x 0,25 mm	2	4,8	1-5 ml/min	01090-68703	01090-27609, 2/paq.
Filtro semipreparativo	0,5	12,7	1-5 ml/min	5064-8273	5022-2185
Filtro semipreparativo de alta presión	10	19	5-10 ml/min	5022-2165	5022-2166, 10/paq.
Filtro preparativo	10		10-100 ml/min	5065-4500	5065-9901 Cartucho de vidrio de repuesto
Filtro en línea para G1311A	Recomendado cuando se utilizan concentraciones altas de sal			G1311-60006	
Filtro en línea 1290	0,3	2	1200 bares	5067-4638	5023-0271, 5/paq.



Fritas y adaptadores

Descripción	Referencia
Mezclador de disolvente, Serie 1100	G1312-87330
Mezclador de disolvente, corto, 200 µl	5067-1565
Adaptador de frita, PTFE, para tubo de 4,7 mm d.e.	G1361-23205
Adaptador de frita, PTFE, para tubo de 1/8" d.e., para inyector automático de doble loop G2258A	G2258-23201
Arandela, Viton, 30 mm	0905-1516
Conjunto de filtro de acero inoxidable con arandela de PEEK, tamaño de poro 2 µm	5022-2192



Consumibles generales



Kits de capilares y conexiones


Descripción	Contenido	Referencia
Kit de iniciación de capilares/ conexiones, 0,12 mm d.i.	El kit incluye: Ctd. 1: capilar de PEEK, 0,13 mm d.i., 1,5 m Ctd. 4: capilar de acero inoxidable, 105 x 0,12 mm Ctd. 4: capilar de acero inoxidable, 150 x 0,12 mm Ctd. 2: capilar de acero inoxidable, 170 x 0,12 mm Ctd. 2: capilar de acero inoxidable, 200 x 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 220 x 0,12 mm Ctd. 2: capilar de acero inoxidable, 280 x 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 400 x 0,12 mm Ctd. 3: unión ZDV, acero inoxidable Cortador de tubos para capilares de PEEK Conexiones de acero inoxidable de 1/16", 10/paq. Conexiones de PEEK de 1/16", color, 10/paq. Conexiones de PEEK de 1/16", 10/paq. Rheotool Cybertool	5065-9937
Kit de iniciación de capilares/ conexiones, 0,17 mm d.i.	El kit incluye: Ctd. 1: capilar de PEEK 0,18 mm d.i., 1,5 m Ctd. 4: capilar de acero inoxidable, 105 x 0,17 mm Ctd. 4: capilar de acero inoxidable, 150 x 0,17 mm Ctd. 2: capilar de acero inoxidable, 200 x 0,17 mm Ctd. 2: capilar de acero inoxidable, 280 x 0,17 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 400 x 0,17 mm Ctd. 3: unión unión ZDV, acero inoxidable Cortador de tubos para capilares de PEEK Conexiones de acero inoxidable de 1/16", 10/paq. Conexiones de PEEK de 1/16", color, 10/paq. Conexiones de PEEK de 1/16", 10/paq. Rheotool Cybertool	5065-9939
Kit de iniciación de capilares/ conexiones para sistema LC capilar 1100	El kit incluye: Ctd. 2: capilar de sílice fundida/PEEK, 50 µm, 55 cm Ctd. 1: capilar de sílice fundida/PEEK, 50 µm, 20 cm Ctd. 1: capilar de sílice fundida/PEEK, 100 µm, 110 cm Ctd. 2: capilar de sílice fundida/PEEK, 50 µm, 50 cm Ctd. 2: capilar de sílice fundida/PEEK, 50 µm, 40 cm Ctd. 4: conexión de acero inoxidable de 4 mm, macho 10-32 Ctd. 4: férula de PEEK de 1/32" y arandela de cierre de acero inoxidable Ctd. 4: conexiones de PEEK para µ-válvulas Ctd. 4: tuercas de PEEK de palomilla y férulas de 1/32" Ctd. 1: Cybertool	5065-9938

Consumibles generales

Kits de capilares y conexiones (continuación)

Descripción	Contenido	Referencia
Kit de capilares de resolución rápida y alto rendimiento	El kit incluye: Ctd. 1: conexión de PEEK larga para capilares de 1/32" d.e. Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 280 mm x 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 150 mm x 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 70 mm x 0,12 mm Ctd. 1: capilar de asiento de la aguja, 1,2 µl x 0,12 mm Ctd. 1: capilar de PEEK, 550 mm x 0,125 mm	5065-9947
Kit de capilares 1200 para 0,12 mm d.i.	El kit incluye: Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 130 mm, 0,12 mm Ctd. 2: capilar de acero inoxidable, 170 mm, 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 210 mm, 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 300 mm, 0,12 mm Ctd. 3: capilar de acero inoxidable, 500 mm, 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 500 mm, 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 700 mm, 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 340 mm, 0,12 mm Ctd. 1: asiento de arrastre bajo Ctd. 1: capilar para intercambiador de calor de DAD, 310 mm, 0,12 mm	G1316-68716
Kit de tubos capilares flexibles de acero inoxidable	El kit incluye: Ctd. 10: férulas posteriores de acero inoxidable de 1/16" Ctd. 10: férulas frontales de acero inoxidable de 1/16" Ctd. 10: conexiones de acero inoxidable Ctd. 3: capilar de acero inoxidable, 105 mm, 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 150 mm, 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 280 mm, 0,12 mm	5061-3304
Kit de tubos capilares flexibles de acero inoxidable	El kit incluye: Ctd. 2: capilar de acero inoxidable, 35 mm, 0,12 mm Ctd. 3: capilar de acero inoxidable, 105 mm, 0,12 mm Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 280 mm, 0,12 mm	5061-3315
Kit de capilares de baja dispersión	El kit incluye: Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 200 mm, 0,12 mm con conexiones Swagelok Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 340 mm, 0,12 mm con conexiones Swagelok Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 500 mm, 0,12 mm con conexiones Swagelok Ctd. 4: capilar de acero inoxidable, 150 mm, 0,12 mm con una conexión desmontable de 1200 bares Ctd. 1: capilar de acero inoxidable, 150 mm, 0,17 mm con conexiones Swagelok Ctd. 4: capilar de acero inoxidable, 170 mm, 0,12 mm con una conexión desmontable de 1200 bares Ctd. 2: intercambiador de calor largo-ascendente, 1,6 µl Ctd. 2: intercambiador de calor largo-descendente, 1,6 µl Ctd. 2: portador para intercambiador de calor TCC SL Plus Ctd. 2: dispositivo de soporte de las conexiones Ctd. 1: juego de pinzas para columnas, ocho colores	5067-4729

Consumibles generales



Kits de capilares y conexiones (continuación)

Descripción	Referencia
Kit de capilares de 0,17 mm d.i. para válvula QuickChange de 2 posiciones/10 puertos de TCC 1290 Infinity	5067-4730
Kit de capilares de 0,12 mm d.i. para válvula QuickChange de 2 posiciones/6 puertos de TCC 1290 Infinity, con intercambiadores de calor de baja dispersión	5067-4646
Kit de capilares de 0,12 mm d.i. para válvula QuickChange de 2 posiciones/10 puertos de TCC 1290 Infinity, con intercambiadores de calor de baja dispersión	5067-4682
Kit de capilares de 0,12 mm d.i. para válvula QuickChange de 6 posiciones/14 puertos de TCC 1290 Infinity, con intercambiadores de calor de baja dispersión	5067-4729
Kit de capilares de 0,12 mm d.i. para kit de válvula QuickChange de 8 posiciones/9 puertos de TCC 1290 Infinity (desarrollo de métodos) para hasta 8 columnas cortas, con intercambiadores de calor de baja dispersión	5067-1595
Kit de capilares de 0,17 mm d.i., válvula G1316C 8/9, Kit de capilares de 0,17 mm d.i. para 1290 Infinity Kit de válvula TCC QuickChange 8 posiciones/9 puertos (desarrollo de métodos), para hasta 6 columnas largas	5067-1596
Kit de capilares de 0,12 mm d.i. para kit de válvula QuickChange de 8 posiciones/9 puertos de TCC 1290 Infinity (desarrollo de métodos) para hasta 6 columnas largas, con intercambiadores de calor de baja dispersión	5067-1597

Visite www.agilent.com/chem para descripciones detalladas del contenido

Kits de mantenimiento preventivo

Descripción	Comentarios	Referencia
Bombas		
Kit PM para bombas 1220 y bombas isocráticas o cuaternarias LC 1260 Infinity	Incluye 1 sello de bomba de PTFE (0905-1503), 1 paquete con 5 fritas de PTFE (01018-22707), 1 tapón de sello (5067-4728)	G1310-68741
Kit PM para bomba binaria LC 1260 Infinity	Incluye 2 sellos de bomba de PTFE (0905-1503), 1 paquete con 5 fritas de PTFE (01018-22707), 1 tapón de sello (5067-4728), 1 paquete con 10 tamices para válvula de salida (5063-6505)	G1312-68741
Kit PM para bombas isocráticas/cuaternarias 1100/1200	Incluye sello de pistón, fritas de PTFE, 2 sellos de oro y 2 tapones de salida	G1310-68730
Kit PM para bombas binarias 1100/1200	Incluye 4 sellos de pistón, fritas de PTFE, 3 sellos de oro, 2 tamices y 3 tapones de salida	G1312-68730
Kit PM ampliado Para bombas 1100/1200/1200 RRLC	Incluye 2 sellos de pistón 5063-6589, fritas de PTFE 01018-22707 (5/paq.), cartucho de válvula de entrada activa 5062-8562, válvula de bola de salida G1311-60012 y 2 pistones 5063-6586	5065-4499
Kit PM para bomba capilar LC 1100/1200/1260 Infinity	Incluye 4 sellos de bomba, 4 tamices de acero inoxidable, 4 sellos de oro, 1 frita de acero inoxidable y 4 tapones de salida	G1376-68710
Kit PM de lavado del sello para bombas LC 1260 Infinity	Kit PM de lavado del sello para bombas 1260. Incluye 2 sellos de lavado de PTFE (0905-1175), 2 sellos de lavado de juntas (01018-07102)	G1310-68742
Kit PM para bomba preparativa LC 1100/1200/1260 Infinity	Incluye 1 copa de filtro (3150-0942), 4 bridas para prep. de sello (5022-2188), 1 dispositivo de filtro (5022-2192), 1 tubo para bomba peristáltica 0890-1764 y 4 sellos para bomba preparativa	G1361-68710
Kit PM para inyector manual	Para sistemas 1220 de inyector manual Incluye sellos de pistón, fritas de PTFE, sellos de oro y sello de rotor	G4280-68750
Kit PM para inyector automático	Para sistemas 1220 de inyector automático Incluye sellos de pistón, fritas de PTFE, sellos de oro, sello de rotor, aguja y asiento de la aguja	G4280-68770
Kit PM para inyector manual	Para sistemas 1120 de inyector manual Incluye sellos de pistón, fritas de PTFE, sellos de oro y sello de rotor	G4280-68710
Kit PM para inyector automático	Para sistemas 1120 de inyector automático Incluye sellos de pistón, fritas de PTFE, sellos de oro, sello de rotor, aguja y asiento de la aguja	G4280-68730

Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies




Consumibles generales

Kits de mantenimiento preventivo (continuación)



Descripción	Comentarios	Referencia
Inyectores		
Kit PM para inyectores G1329B	Incluye 1 sello de rotor de PEEK, 1 asiento de la aguja, 1 aguja	G1313-68719
Kit PM estándar para inyectores G1313A, G1329A	Incluye 1 sello de rotor Vespel, 1 asiento de la aguja, 1 aguja, 2 sellos de medidor y 15 tapones manuales	G1313-68709
Kit PM ampliado para inyectores G1313A, G1329A	Incluye 1 sello de rotor Vespel, 1 asiento de la aguja, 1 aguja, 1 sello de medidor y 1 frente del estátor	5065-4498
Kit PM para inyectores G1313A, G1329A	Incluye 1 sello de rotor Vespel, 1 asiento de la aguja, 1 aguja	G1313-68730
Kit PM para inyectores G1367A/B	Incluye 1 sello de rotor Vespel, 1 asiento de la aguja, 1 aguja, 1 cartucho para bomba peristáltica, 1 tuerca de apriete del sello	G1367-68730
Kit PM para inyector G1367E	Incluye 1 sello de rotor de PEEK, 1 asiento de la aguja, 1 aguja, 1 cartucho para bomba peristáltica, 1 sello de medida	G1367-68741
Kit PM para inyector manual 1220	Incluye 1 sello de pistón, 5 fritas de PTFE y 1 sello del rotor de PEEK	G4280-68750
Kit PM para inyector automático 1220	Incluye 1 sello de pistón, 5 fritas de PTFE, 1 sello del rotor Vespel, 1 aguja y 1 asiento de la aguja	G4280-68770
Kit PM para inyector manual 1120	Incluye 1 sello de pistón, 5 fritas de PTFE, 2 sellos de oro, 4 tapones de salida y 1 sello del rotor de PEEK	G4280-68710
Kit PM para inyector automático 1120	Incluye 1 sello de pistón, 5 fritas de PTFE, 2 sello de oro, 4 tapones de salida, 1 sello del rotor Vespel, 1 aguja y 1 asiento de la aguja	G4280-68730
Detectores		
Kit de reparación de la celda	Incluye kit de tornillos de ventana, llave hexagonal de 4 mm y kit de sellos	G1315-68712
Kit de reparación de la celda, semimicro	Incluye kit de tornillos de ventana, llave hexagonal de 4 mm y kits de sellos	G1315-68713
Kit de celda de flujo de alta presión	Incluye 2 ventanas, 2 juntas de Kapton y 2 anillos de PEEK	G1314-65054
Kit de celda de flujo estándar, tipo "D"	Incluye 2 ventanas, 2 juntas n.º 1, 2 juntas n.º 2	G1314-65061

Consumibles generales



Kits de accesorios

Descripción	Comentarios	Referencia
BOMBAS		
Kits de iniciación		
Kit de iniciación de la bomba Para bombas 1100/1200/1200 RRLC	Incluye 1 tapón de salida, 5 fritas de PTFE, 4 sellos de pistón, 1 sello de oro para salida, 2 filtros de vidrio de entrada de disolvente, 20 µm, y 1 cartucho para válvula de entrada activa	G1311-68710
Kit de iniciación para LC de nanoflujo	Incluye capilares de sílice fundida recubierta con PEEK, columna y conexiones para iniciar un sistema LC de nanoflujo	G2228-68700
Kits de accesorios		
Kit de accesorios de bomba binaria para LC 1260 Infinity	Incluye 1 conjunto de tubos (5063-6527), 1 cable CAN (5181-1519), 1 configurador del sistema RRLC, 1 capilar de acero inoxidable de 0,17 x 400 mm (G1312-87303), 1 capilar de acero inoxidable de 0,17 x 700 mm (G1312-87304)	G1312-68755
Kit de accesorios de la bomba 1100/1200	Incluye 3 llaves, 5 fritas de PTFE, tubo, capilar y muñequera	G1311-68705
Kit de configuración de bombas para G1312B con válvula G1158B de 2 posiciones/6 puertos	Incluye cubierta lateral con rail fijo, cubiertas superior y derecha para la carcasa de la bomba, más 6 capilares de conexión. Permite cambiar automáticamente entre diferentes volúmenes de retardo para optimizar el sistema para columnas de 2,1 mm de d.i. o 4,6 mm de d.i.	G1312-68726
Kit de accesorios de la bomba capilar	Incluye válvula de purga y soporte, llaves hexagonales de 2,5 y 3 mm, 2 llaves inglesas de 1/2" x 1/16", llaves inglesas de 1/4" x 5/16" y 14 mm, muñequera, adaptador del par de torsión y frita de acero inoxidable de 0,5 µm	G1376-68705
Kit de accesorios para bomba preparativa/ de gradiente G1361A	Incluye capilares de conexión de acero inoxidable, mezclador de disolventes, botella de disolvente de 2 litros, cabeza de botella, filtro, válvula de tope de vidrio, unión de acero inoxidable, tubos y otras piezas	G1361-68707
Kit de accesorios del desgasificador en línea	Incluye 8 tornillos, 8 cojinetes, 4 marcadores, tubo, jeringa y adaptador de jeringa	G1322-68705
Kit de rango de flujo ampliado, 100 µl/min	Incluye todas las piezas necesarias para pasar de una velocidad de flujo de 20 µl/min a una velocidad de flujo de 100 µl/min en un sistema LC capilar	G1376-68707
Kit de válvula de inyección manual preparativa, acero inoxidable	Con sensor de posición, loop de 10 ml, jeringa de 25 ml, soporte de montaje de arandela, cable de inicio y capilares de conexión de acero inoxidable de 0,5 mm d.i., 40 cm y 60 cm	5065-9922
INYECTORES		
Kits de sustitución de puertas		
Kit de actualización de cabinas para inyector para LC 1260 Infinity	Incluye panel lateral, cubierta superior y puerta frontal	G1329-68736
Kit de sustitución de puertas para inyector para LC 1260 Infinity	Incluye puertas frontal y lateral	G1329-68737
Kit de protección de la luz para G1329A	Incluye cubierta frontal y puertas frontal y lateral opacas	G1329-68718
Kit de sustitución de puertas para G1329A	Incluye puertas frontal y lateral transparentes	G1329-68727
Kits de actualización		
Kit de actualización multiextracción para inyectores automáticos G1313A/G1327A/ G1329A	Incluye capilar de 500 µl, capilar de 1500 µl y unión ZDV	G1313-68711

Para hacer un pedido, visite www.agilent.com/chem/Infinitysupplies

Columnas LC

Usted no se rinde hasta conseguirlo; nosotros tampoco

Con más de 40 años en el negocio de la fabricación de columnas para HPLC, Agilent Technologies ofrece más de 2.000 configuraciones de columnas, que proporcionan a los cromatógrafos una escalabilidad y flexibilidad globales para las transferencias de métodos. El sílice que incorporan las columnas Agilent ZORBAX y Poroshell está completamente fabricado y controlado por Agilent; además, el proceso de fabricación incluye estrictos controles de calidad y pruebas rigurosas antes de que el sílice sea apto para el uso.

El equipo de I+D de columnas para HPLC de Agilent trabaja para responder mejor a las cambiantes necesidades de los clientes de mejor calidad de los datos, compatibilidad con LC/MS y mayor productividad. Los esfuerzos de I+D en cuanto a las columnas de Agilent han llevado a adelantos como el exclusivo proceso de enlace y desactivación que hace posible que las columnas ZORBAX Eclipse Plus ofrezcan unas formas de pico excepcionales, y el proceso de carga exclusivo que permite a las columnas de resolución rápida y alta definición (RRHD) ZORBAX soportar presiones de hasta 1200 bares.

Este equipo también desarrolló la tecnología patentada de coacervación de fase única, que simplifica el proceso de fabricación de Poroshell 120, para mejorar la reproducibilidad. Las nuevas columnas Poroshell 120 proporcionan una eficiencia excepcional y llevan el rendimiento a un nuevo nivel con HPLC y UHPLC.




Las columnas para HPLC más nuevas de Agilent le ofrecen más potencia para su desarrollo de métodos

Poroshell 120

- Poroshell 120 mejora de arriba abajo la productividad del laboratorio: aumenta la velocidad y resolución de las separaciones en instrumentos HPLC convencionales y le permite sacar el máximo provecho de sus instrumentos UHPLC a hasta 600 bares.
- Fabricadas mediante un proceso patentado de fase única de cubierta porosa, para mejorar la uniformidad.
- Las columnas Poroshell 120 disponen de fritas estándar de 2 µm, por lo que son menos sensibles a las muestras sucias.
- Poroshell 120 ofrece una transferencia de métodos sencilla para obtener resultados rápidamente.



Columnas LC



Poroshell 120 está disponible en una gran variedad de fases

Descripción	Tamaño de partícula (µm)	EC-C18	SB-C18	EC-C8
Analítica	4,6 x 150	693975-902	683975-902	693975-906
Analítica	4,6 x 100	695975-902	685975-902	695975-906
Analítica	4,6 x 75	697975-902	687975-902	697975-906
Analítica	4,6 x 50	699975-902	689975-902	699975-906
Analítica	4,6 x 30	691975-902	681975-902	691975-906
Solvent Saver	3,0 x 150	693975-302	683975-302	693975-306
Solvent Saver	3,0 x 100	695975-302	685975-302	695975-306
Solvent Saver	3,0 x 75	697975-302	687975-302	697975-306
Solvent Saver	3,0 x 50	699975-302	689975-302	699975-306
Solvent Saver	3,0 x 30	691975-302	681975-302	691975-306
Diámetro estrecho	2,1 x 150	693775-902	683775-902	693775-906
Diámetro estrecho	2,1 x 100	695775-902	685775-902	695775-906
Diámetro estrecho	2,1 x 75	697775-902	687775-902	697775-906
Diámetro estrecho	2,1 x 50	699775-902	689775-902	699775-906
Diámetro estrecho	2,1 x 30	691775-902	681775-902	691775-906



ZORBAX de resolución rápida y alta definición (RRHD)

- Las columnas ZORBAX RRHD se cargan utilizando un proceso especial que les permite soportar hasta 1200 bares de presión. Ninguna otra columna de menos de 2 µm puede trabajar a hasta 1200 bares.
- Las columnas de RRHD ofrecen una mayor estabilidad y una vida útil más larga en comparación con otras columnas de UHPLC, incluso a presiones más elevadas, lo cual aumenta la fiabilidad.
- Disponibles en diversas fases ligadas ZORBAX (incluidas Eclipse Plus y StableBond) para una transferencia de métodos o desarrollo de métodos más sencillos en columnas de menos de 2 µm.

Para obtener una lista completa de referencias de columnas, solicite la guía de selección de columnas para HPLC (número de publicación 5990-3534EN) en www.agilent.com/chem

Para obtener más información, visite www.agilent.com/chem/hplccolumns

Los productos Agilent Bond Elut SPE contribuyen a garantizar unos resultados precisos y reproducibles desde el primer momento



La diferencia Bond Elut:

- **Legado de fiabilidad:** tras años de uso en algunos de los laboratorios analíticos más exigentes del mundo
- **Opciones que se ajustan a sus necesidades:** con una oferta de soluciones de extracción para la gama más amplia de analitos y matrices, así como la mayor gama de formatos y absorbentes del mercado
- **Productos innovadores diseñados para aumentar la eficacia en el laboratorio:** independientemente de que se trate de partículas poliméricas de flujo rápido o de nuestro diseño de placa de 96 pocillos patentado, la facilidad de uso y la flexibilidad del diseño de todos los productos Bond Elut permiten cumplir todo tipo de requisitos, tanto manuales como automatizados
- **Servicio de soporte técnico en todos los pasos:** un equipo global de científicos analíticos a su disposición para resolver problemas técnicos ocasionales o ayudarle con sus aplicaciones específicas
- **Fabricación y calidad de primera categoría:** control de fabricación sin competencia, además de rigurosas inspecciones conformes con ISO 9001:2000 a fin de garantizar un nivel de calidad constante en la gama Bond Elut

Para obtener más información, visite:
www.agilent.com/chem/samplepreparation

Para obtener más información, visite:
www.agilent.com/chem/infinitysupplies

Compra en línea:
www.agilent.com/chem/onlinestore

Búsqueda de un centro de atención al cliente de Agilent en cada país:
www.agilent.com/chem/contactus

EE. UU. y Canadá:
1-800-227-9770
agilent_inquiries@agilent.com

Europa:
info_agilent@agilent.com

India:
India-Isca_marketing@agilent.com

Pacífico asiático:
inquiry_Isca@agilent.com

O póngase en contacto con su distribuidor autorizado o representante de Agilent.

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2010
Impreso en Estados Unidos, 18 de noviembre de 2010
5990-6511ES



Agilent Technologies