



Agilent CrossLab

用于
岛津高效液相色谱系统
的备件
快速参考指南



The Measure of Confidence



Agilent Technologies

检测器的灯, 1/包				
型号	说明	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号	
SPD-M10Avp	长寿命氘灯, 2000小时	228-34016-00	8001-0701	
SPD-M20A	钨灯, 1200小时	228-34410-91 228-34410-00	8001-0703	
SPD-20A/AV SPD-10A/AVvp SPD-10AV	长寿命氘灯, 2000小时	228-34016-02	8001-0702	
SPD-20AV SPD-10AVvp SPD-10AV	钨灯, 1200小时	670-14602-00	8001-0705	
LC-2010 LC-2010HT	长寿命氘灯, 2000小时	228-37401-00	8001-0704	



长寿命氘灯, 8001-0701



长寿命氘灯, 8001-0702



钨灯, 1200 小时, 8001-0705



长寿命氘灯, 8001-0704

自动进样器进样针, 1/盒						
型号	容量 (μL)	说明	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 进样针	安捷伦 CrossLab 可更换的推杆	安捷伦 CrossLab 可更换的针筒
SIL-10A SIL-10Ai	500	Chem (1/4-28 UNF 螺纹), 气密	228-25237-04	8001-0401	8001-0403	8001-0405
SIL-10A SIL-10Ai	2500	Chem (1/4-28 UNF 螺纹), 气密	228-25237-06	8001-0402	8001-0406	

泵的备件, 1/包			
型号	说明	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
柱塞杆和密封垫			
LC-10ADvp LC-2010 (HT)	蓝宝石柱塞杆	228-35601-92 228-34498-91	8001-0503
LC-20AD LC-20ADXR LC-20AB	蓝宝石柱塞杆	228-35601-93	8001-0504



自动进样器进样针, 8001-0401



可更换的进样针推杆, 500 μL, 8001-0403

LC-20AT	蓝宝石柱塞杆组件	228-35009-93	8001-0501
LC-2010	蓝宝石柱塞杆组件	228-35281-93	8001-0514
LC-10ATvp	陶瓷柱塞杆组件	228-35009-92	8001-0533
LC-10ADvp	陶瓷柱塞杆组件	228-35601-91	8001-0534
LC-10ADvp	柱塞杆支架	228-35602-91	8001-0515
LC-20AD/20ADXR/AB LC-30			
LC-10AD/ADvp/LC-600/LC-9A LC-20AD/AB LC-2010 A/C (HT)	柱塞杆密封垫, 石墨填充PTFE (GFP)	228-35146-00	8001-0502
LC-10ATvp SIL-10ADvp SIL-20A/AC LC-20AT LC-2010 A/C LC-2010HT SIL-HT	柱塞杆密封垫, 石墨填充PTFE (GFP)	228-35145-00	8001-0522
LC-20AD/20AB LC-10ADvp	柱塞杆密封垫, 聚乙烯	228-32628-00	8001-0530
LC-10ATvp/10AT/10AS	柱塞杆密封垫, 聚乙烯	228-21975-00	8001-0527
LC-10AS/10AT/10ATvp	柱塞杆冲洗密封垫, 聚乙烯	228-28499-00	8001-0615
LC-20AT	冲洗密封垫	228-35935	8001-0520
LC-20AT	环密封垫的支持环	228-35934	8001-0516
LC-20AT	柱塞杆密封垫衬垫	228-42700	8001-0510

(接转下页)

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原始设备制造商 (OEM) 产品部件号的相互对照供参考, 表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容, 虽然与 OEM 产品相比, 某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有安捷伦的 90 天质量保证。



蓝宝石柱塞杆, 8001-0504



蓝宝石柱塞杆组件, 8001-0501



柱塞杆密封垫, 8001-0502

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

泵的备件, 1/包			
型号	说明	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
单向阀和阀芯			
LC-10AT/ATvp	单向阀入口	228-32166-91	8001-0528
LC-10ADvp	单向阀入口	228-39093-92	8001-0535
LC-10ADvp/ATvp	单向阀出口	228-34976-91	8001-0532
LC-10AD LC-600 LC-9A	单向阀入口	228-33492-91	8001-0531
LC-10AT/AD LC-600 LC-9A	单向阀出口	228-32531-92	8001-0529
LC-20AD/AB XR	单向阀入口	228-48249-91 228-45557-91	8001-0511
LC-20AD/AB LC-10ADvp/ATvp	出口单向阀	228-45705-91 228-45563-95	8001-0521
LC-2010 LC-2010HT	入口单向阀	228-37149-92 228-37149-91	8001-0519
LC-2010 LC-2010HT	出口单向阀	228-37147-93 228-37147-92	8001-0506
LC-20AT	初级入口单向阀组件	228-48249-93	8001-0512

阀更换部件, 1/包			
型号	说明	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部 件号
SIL-10A/10Ai/10A _{XL}	转子, 6 通阀	228-21217-91	8001-0601
SIL-10Ai	转子密封垫, Vespel, 6 通阀	228-32511-31	8001-0606
SIL-10ADvp	转子, 6V 组件, 不锈钢环绕	228-21217-97	8001-0603
SIL-10A/10Ai	定子, 6 通阀	228-21220-91	8001-0604
SIL-10AP	转子组件, Vespel, 制备型	228-21217-93	8001-0602
SIL-20A/AC SIL-HT	转子, PEEK, 高压阀 (HPV)	228-41310-92 228-40750-92	8001-0612



转子, 6 通阀, 8001-0601



转子, 6 通阀, 8001-0606

LC-2010	转子, Vespel, 高压阀 (HPV)	228-38556-01	8001-0609
LC-2010	转子, PEEK, 低压阀 (LPV)	228-36923-00	8001-0608
LC-2010HT			
SIL-20			
SIL-HT			
LC-10ADvp	放空阀O形圈, 全氟橡胶	670-11518	8001-0614
LC-10ATvp			
SIL-10ADvp			
LC-20AT			
LC-2010/HT			



定子, 6 通阀, 8001-0604



PEEK 转子, 低压阀 (LPV), 8001-0608

样品定量环, 1/包				
Model	容量 (μL)	材料	对应 OEM 的部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
SIL-20A/AC	100	不锈钢	228-45402-91 228-45402-95	8001-0814
SIL-10ADvp	100	不锈钢, 扩展为预处理使用	228-39751-92	8001-0812
LC-2010	100	不锈钢	228-41370-91	8001-0809
LD-2010HT			228-37549-91	
SIL-HT				
	100	不锈钢, 1/16 英寸	220-90800-20	8001-0801
	100	不锈钢, 1/8 英寸	220-90800-30	8001-0802

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原始设备制造商 (OEM) 产品部件号的相互对照供参考, 表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容, 虽然与 OEM 产品相比, 某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有安捷伦的 90 天质量保证。

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

性能维护工具包				
型号	说明	工具包	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
泵的性能维护工具包				
LC-20AD	LC-20AD 性能维护工具包	包括 2 个石墨填充 PTFE (GFP) 柱塞杆密封垫、1 个不锈钢在线过滤器、1 个不锈钢抽滤组件、1 个柱塞杆支架组件、4 个不锈钢垫圈 1.6 F、4 个不锈钢外螺纹螺母 1.6 MN、适用于 1/16 英寸管线、4 个 PEEK 手紧外螺纹螺母、适用于 1/16 英寸管线、1 根不锈钢毛细管 (1.6 mm 外径 x 0.3 mm 内径 x 2 m 长)	228-45593-91	8001-0901
LC-20AT	LC-20AT 性能维护工具包	包括 2 个石墨填充 PTFE (GFP) 柱塞杆密封垫、1 个不锈钢在线过滤器、1 个不锈钢抽滤组件、2 个柱塞杆支架组件、1 个蓝宝石柱塞杆组件、1 个冲洗密封垫支架组件 (包括冲洗密封垫、密封垫支架、支撑环和 O 形环)、4 个不锈钢垫圈 1.6 F、4 个不锈钢外螺纹螺母 1.6 MN、适用于 1/16 英寸管线、4 个 PEEK 手紧外螺纹螺母、适用于 1/16 英寸管线、1 根不锈钢毛细管 (1.6 mm 外径 x 0.3 mm 内径 x 2 m 长)	228-45593-92	8001-0902
LC-20AT	冲洗密封垫支架组件	包括 1 个冲洗密封垫、1 个不锈钢冲洗支架、1 个支持环、1 个放空阀全氟橡胶 O 形环	228-35946-92	8001-0517
阀的性能维护工具包				
SIL-10ADvp	SIL-10ADvp 定子组件	包括 1 个陶瓷转子、1 个定子、1 个含中间板的外罩 C 多路管	228-36730-91 228-39349-01 228-39755-91	8001-0610
自动进样器性能维护工具包				
SIL-10ADvp	SIL-10ADvp 性能维护工具包	包括 1 个 6 通进样阀转子、1 个针座 (Vespel)、1 个不锈钢溶剂过滤器、1 个石墨填充 PTFE (GFP) 柱塞杆密封垫、1 个不锈钢进样传输管线 (0.13 mm 内径 x 200 mL)、3 个开槽隔垫、2 个 PEEK 外螺纹螺母、1 个管线弹簧夹	228-39835-91	8001-0903
Rheodyne 阀的性能维护工具包				
Rheodyne 进样阀, 3725 (i)	Rheodyne 3725 预防性维护工具包	包括 1 个转子密封垫 (PEEK)、1 个定子面组件 (PEEK)、1 个绝缘密封垫、1 个针头导杆、1 个针头清洗器、1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手		8005-0901
Rheodyne 进样阀, 7010	Rheodyne 7010 预防性维护工具包	包括 1 个绝缘密封垫、1 个转子密封垫 (Vespel)、1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手		8005-0902
Rheodyne 进样阀, 7125 与 7126	Rheodyne 7125-7126 预防性维护工具包	包括 1 个转子密封垫 (Vespel)、1 个定子面组件 (PEEK/陶瓷)、1 个绝缘密封垫、1 个针头导杆、1 个针头清洗器、1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手, 说明书		8005-0903
Rheodyne 进样阀, 7725(i)	Rheodyne 7725i 预防性维护工具包	包括 1 个定子面组件 (PEEK/陶瓷)、1 个转子密封垫 (Vespel)、1 个绝缘密封垫、1 个针头导杆、1 个针头清洗器、1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手, 说明书		8005-0904
Rheodyne 进样阀, 7750E	Rheodyne 7750E 预防性维护工具包	包括 1 个定子面组件 (PEEK/陶瓷)、1 个转子密封垫 (Vespel)、1 个绝缘密封垫、1 个 9/64 英寸六角扳手、说明书		8005-0907
Rheodyne 进样阀, 7750E-075	Rheodyne 7750E-075 预防性维护工具包	包括 1 个转子密封垫 (PEEK)、1 个定子面组件 (PEEK)、1 个绝缘密封垫、1 个 9/64 英寸六角扳手, 说明书		8005-0908

Rheodyne 进样阀, 8125 与 8126	Rheodyne 8125 预防 性维护工具包	包括 1 个定子面组件 (PEEK/陶瓷)、1 个转子密封垫 (PEEK)、1 个绝缘密封垫、1 个针头导杆、1 个针头清洗器、 1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手, 说明书	8005-0905
Rheodyne 进样阀, 9125 与 9126	Rheodyne 9125 预防 性维护工具包	包括 1 个定子面组件 (PEEK/陶瓷)、1 个转子密封垫 (Tefzel)、1 个绝缘密封垫、1 个针头导杆、1 个针头清洗器、 1 个 5/64 英寸六角扳手、1 个 9/64 英寸六角扳手, 说明书	8005-0906



Rheodyne 7725(i) 预防性维护工具包 8005-0904



Rheodyne 9125 预防性维护工具包, 8005-0906

液相色谱毛细管, 1/包

型号	起始端	结束端	材料	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	接头	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
LC-2010	自动进样器	色谱柱	不锈钢软管	0.6	0.17	200	无接头	228-38043-91	8001-0810
SIL-10ADvp	进样器	高压阀口 #1	不锈钢软管	0.6	0.13	200	带接头, 未预装	228-39756-92	8001-8020
SIL-10ADvp SIL-20A/AC	泵	自动进样器	不锈钢	1.6	0.3	600	无接头	228-22306-00	8001-0818
LC-20AP			不锈钢	1.6	0.8	2000	无接头	228-49820-00 228-50579-43	8001-0821
LC-20AT LC-20AD SIL-10ADvp			不锈钢	1.6	0.3	2000	无接头	228-36993-96 228-50579-91	8001-0822

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原始设备制造商 (OEM) 产品部件号的相互对照供参考, 表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容, 虽然与 OEM 产品相比, 某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有安捷伦的 90 天质量保证。



毛细管组件, 不锈钢软管, 8001-8020

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

管线							
型号	说明	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	接头	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
LC-2010 LC-20AD	ETFE 管线, 适用于进样口与单向阀之间	1.6	0.8	3000	无接头	228-18495-01	8001-0807
LC-2010 SIL-20A/AC	PEP 管线	3	1.5	3000	无接头	670-10321-05	8001-0823
SPD-20A/AV SPD-M20A	PEEK 管路	1.6	0.25	500	无接头	670-10324-01 228-33376-50	8001-0824

液相色谱接头、垫圈和两通				
型号	说明	单位	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
LC-2010	PTFE 垫圈, 3.0 F-T	1/包	228-12493-00	8001-0803
LC-20AT LD-20AD	不锈钢垫圈, 1.6 F		228-16000-10	8001-0816
LC-2010	无凸缘螺母, M6	1/包	228-39999-05	8001-0813
SIL-20A/AC LC-20AT LC-20AD	不锈钢外螺纹螺母, 1.6 MN, 适用于 1/16 英寸 管线	1/包	228-16001-00	8001-0805
SIL-10ADvp SIL-20A/AC	不锈钢外螺纹螺母, 1.6 MN, W6 (高位六角)	1/包	228-16001-03	8001-0806
LC-20AD/AB LC-10ADvp	PEEK 外螺纹螺母 1.6 MN, 适用于进样模块和单向 阀之间的管线	1/包	228-35403-00	8001-0819
	PEEK 外螺纹螺母, 手紧, 适用于 1/16 英寸管线	1/包	228-18565-84	8001-0817

液相色谱在线过滤器				
型号	说明	单位	对应 OEM 的 部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
LC-2010 LC-20AD/AB/AT LC-10ADvp/ATvp	不锈钢在线过滤器	1/包	228-35871-96 228-35871-94	8001-0808



ETFE 管线, 适用于进样口与单向阀之间,
8001-0807



PTFE 垫圈, 3.0 F-T, 8001-0803



无凸缘螺母, M6, 8001-0813

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原始设备制造商 (OEM) 产品部件号的相互对照供参考，表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容，虽然与 OEM 产品相比，某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有安捷伦的 90 天质量保证。



不锈钢外螺纹螺母，1.6 MN，适用于 1/16 英寸
管线，8001-0805



不锈钢外螺纹螺母，1.6 MN，W6（高位六角），
8001-0806



不锈钢在线过滤器，8001-0808

要联系您的安捷伦授权经销商，或想了解更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

CrossLab 样品瓶和密封件

本快速参考指南包括部分安捷伦 CrossLab 样品瓶和密封件，还含有交叉参考目录。要了解完整目录，请参考 CrossLab 产品选择指南（出版号 5991-1484CHCN）也可使用在线选择工具，请访问：www.agilent.com/chem/selectvials

CrossLab 样品瓶交叉参考目录

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原始设备制造商（OEM）产品部件号的相互对照作为参考，表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容，虽然与 OEM 产品相比，某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。

适用于岛津的 CrossLab 样品瓶

对应岛津部件号	安捷伦 CrossLab 部件号	对应岛津部件号	安捷伦 CrossLab 部件号	对应岛津部件号	安捷伦 CrossLab 部件号
038-00165-06	8010-0011	220-94562-00	8010-0412	221-34271-92	8010-0054
220-90384-00	8010-0055	220-94563-00	8010-0413	221-34271-92	8010-0056
220-90393-00	8010-0020	220-94796-01	8010-0042	221-34271-92	8010-0072
220-90394-00	8010-0096	220-94796-02	8010-0119	228-21290-91	8010-0098
220-91521-14	8010-0095	220-94796-07	8010-0038	228-45450-91	8010-0198
				228-45452-91	8010-0199



透明，2 mL 广口 (9 mm) 螺纹口玻璃样品瓶，8010-0015

2 mL 广口 (9 mm) 螺纹口玻璃样品瓶		
说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0015
透明，带书写签	100/包	8010-0014
	1000/盒	8010-0175
	100/包	8010-0017
琥珀色	100/包	8010-0016
琥珀色，带书写签	100/包	8010-0176
	1000/盒	
带固定内插管螺纹口样品瓶		
透明，300 μ L 内插管	100/包	8010-0008
琥珀色，300 μ L 内插管	100/包	8010-0009



广口螺纹口样品瓶，带书写签，8010-0014

用于广口 (9 mm) 样品瓶的螺纹口瓶盖

颜色	隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
蓝色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0086
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0087
	预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫	100/包	8010-0078
	PTFE/硅橡胶一体隔垫	100/包	8010-0077
	PTFE 内衬	100/包	8010-0080
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0079
红色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0088
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0089
	预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫	100/包	8010-0082
	PTFE/硅橡胶一体隔垫	100/包	8010-0081
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0083
橙色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0084
		1000/盒	8010-0186
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0085
		1000/盒	8010-0187
	预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫	100/包	8010-0075
	PTFE/硅橡胶一体隔垫	100/包	8010-0074
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0076



橙色螺纹口瓶盖带 PTFE/硅橡胶隔垫用于广口 (9 mm) 样品瓶, 8010-0084



CrossLab 瓶盖, 螺纹口, 9 mm, PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫, 8010-0085

为了保证所有样品瓶和密封件的完美配套和密封性, 我们强烈推荐您购买全套 CrossLab 样品瓶组件 (包括样品瓶、瓶盖和隔垫, 如果需要还包括样品瓶内插管)。请避免将任何 CrossLab 样品瓶与其它任何品牌的密封件混用和匹配, 或者任何 CrossLab 密封件与其它任何品牌的样品瓶混用和匹配。

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

2 mL 标准口 (8 mm) 螺纹口玻璃瓶		
说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0011
透明, 带书写签	100/包	8010-0010
琥珀色	100/包	8010-0013
琥珀色, 带书写签	100/包	8010-0012



透明, 2 mL 广口 (8 mm) 螺纹口玻璃样品瓶,
8010-0011

用于标准口 (8 mm) 样品瓶的螺纹口瓶盖			
颜色	隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
蓝色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0061
	预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫	100/包	8010-0062
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0063
	PTFE/丁基橡胶	100/包	8010-0064
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0065
红色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0066
	预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫	100/包	8010-0067
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0068
	PTFE/丁基橡胶	100/包	8010-0069
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0070
橙色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0056
	预穿孔的 PTFE/硅橡胶隔垫	100/包	8010-0057
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0058
	PTFE/丁基橡胶	100/包	8010-0059
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0060
黑色	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0054
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0055



橙色螺纹口瓶盖带 PTFE/硅橡胶隔垫, 用于标准
口样品瓶, 8010-0056

4 mL (13 mm) 螺纹口玻璃样品瓶		
说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0020
琥珀色	100/包	8010-0021

用于 4 mL (13 mm) 样品瓶的螺纹口瓶盖			
颜色	隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
黑色	红色 PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0095
	开口, 无隔垫	100/包	8010-0096

为了保证所有样品瓶和密封件的完美配套和密封性，我们强烈推荐您购买全套 CrossLab 样品瓶组件（包括样品瓶、瓶盖和隔垫，如果需要还包括样品瓶内插管）。请避免将任何 CrossLab 样品瓶与其它任何品牌的密封件混用和匹配，或者任何 CrossLab 密封件与其它任何品牌的样品瓶混用和匹配。



黑色螺纹口瓶盖，带红色 PTFE/硅橡胶隔垫，用于 4 mL (13 mm) 样品瓶，8010-0095

要联系您的安捷伦授权经销商，或想了解更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

10 mL (22 mm) 螺纹口玻璃样品瓶		
说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0563

用于 10 mL (22 mm) 样品瓶的螺纹盖			
隔垫类型	颜色	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
无隔垫	黑色	100/包	8010-0565

用于 10 mL (22 mm) 样品瓶的隔垫		
隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0564

为了保证所有样品瓶和密封件的完美配套和密封性，我们强烈推荐您购买全套 CrossLab 样品瓶组件（包括样品瓶、瓶盖和隔垫，如果需要还包括样品瓶内插管）。请避免将任何 CrossLab 样品瓶与其它任何品牌的密封件混用和匹配，或者任何 CrossLab 密封件与其它任何品牌的样品瓶混用和匹配。



CrossLab 样品瓶，螺纹口，10 mL，22 mm，透明，8010-0563



CrossLab 样品瓶隔垫，22 mm，PTFE/硅橡胶，8010-0564

要联系您的安捷伦授权经销商，或想了解更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

2 mL (11 mm) 钳口玻璃样品瓶		
说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0002
透明, 带书写签	100/包	8010-0001
	1000/盒	8010-0170
琥珀色, 带书写签	100/包	8010-0003
	1000/盒	8010-0172
带固定内插管的钳口样品瓶		
透明, 300 µL 内插管	100/包	8010-0006
透明, 300 µL 内插管	100/包	8010-0007



钳口玻璃样品瓶, 带书写签, 8010-0001

带 11 mm 隔垫的钳口盖			
瓶盖颜色	隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
银色铝	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0049
		1000/盒	8010-0182
	PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0050
		1000/盒	8010-0183
	预穿孔 PTFE/硅橡胶	100/包	8010-0582
	PTFE/丁基橡胶	100/包	8010-0051
	薄膜橡胶	25/包	8010-0053
	PTFE/红色橡胶	100/包	8010-0045
		1000/盒	8010-0181
蓝色铝	PTFE/红色橡胶	100/包	8010-0046
绿色铝	PTFE/红色橡胶	100/包	8010-0047
红色铝	PTFE/红色橡胶	100/包	8010-0048
金色铝	磁性	100/包	8010-0052



带 PTFE/硅橡胶/PTFE 11 mm 隔垫的钳口瓶盖, 8010-0049



带 PTFE/硅橡胶 11 mm 隔垫的钳口瓶盖, 8010-0050

为了保证所有样品瓶和密封件的完美配套和密封性, 我们强烈推荐您购买全套 CrossLab 样品瓶组件 (包括样品瓶、瓶盖和隔垫。如果需要还包括样品瓶内插管)。请避免将任何 CrossLab 样品瓶与其它任何品牌的密封件混用和匹配, 或者任何 CrossLab 密封件与其它任何品牌的样品瓶混用和匹配。



磁性钳口盖, 8010-0052

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

2 mL (11 mm) 卡口玻璃样品瓶		
说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	100/包	8010-0024
透明, 带书写签	100/包	8010-0023
	1000/盒	8010-0177
琥珀色	100/包	8010-0026
琥珀色, 带书写签	100/包	8010-0025
	1000/盒	8010-0178



卡口玻璃样品瓶, 带书写签, 8010-0025

带 11 mm 隔垫的卡口盖			
瓶盖颜色	隔垫类型	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	PTFE/红色硅橡胶	100/包	8010-0104
	PTFE/硅橡胶/PTFE	100/包	8010-0105
	预穿孔的 PTFE/白色硅橡胶隔垫	100/包	8010-0106
	透明聚乙烯膜	100/包	8010-0107
蓝色	PTFE/红色硅橡胶	100/包	8010-0108
	PTFE/白色硅橡胶	100/包	8010-0112
绿色	PTFE/红色硅橡胶	100/包	8010-0109
橙色	PTFE/红色硅橡胶	100/包	8010-0103
	PTFE/红色硅橡胶	1000/盒	8010-0189
	PTFE/白色硅橡胶	100/包	8010-0111
	预穿孔 PTFE/白色硅橡胶	1000/盒	8010-0190
	预穿孔 PTFE/白色硅橡胶	100/包	8010-0113
红色	PTFE/红色硅橡胶	100/包	8010-0110
聚氨酯		100/包	8010-0115



带 11 mm PTFE/红色硅橡胶隔垫的
橙色卡口瓶盖, 8010-0103

1 mL (8 mm) 卡口 Shell 样品瓶方便包装, 100/包

样品瓶类型	瓶盖	安捷伦 CrossLab 部件号
透明	聚丙烯	8010-0574
琥珀色	聚丙烯	8010-0575

为了保证所有样品瓶和密封件的完美配套和密封性, 我们强烈推荐您购买全套 CrossLab 样品瓶组件 (包括样品瓶、瓶盖和隔垫, 如果需要还包括样品瓶内插管)。请避免将任何 CrossLab 样品瓶与其它任何品牌的密封件混用和匹配, 或者任何 CrossLab 密封件与其它任何品牌的样品瓶混用和匹配。



CrossLab 样品瓶, 卡口 Shell 样品瓶, 1 mL, 8 mm, 透明, 带聚丙烯瓶盖, 8010-0574



CrossLab 样品瓶, 卡口 Shell 样品瓶, 1 mL, 8 mm, 琥珀色, 带聚丙烯瓶盖, 8010-0575

要联系您的安捷伦授权经销商, 或想了解更多信息, 请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

聚丙烯样品瓶				
说明	推荐填充容量	最大填充容量	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
聚丙烯, 钳口/卡口	250 µL	440 µL	100/包	8010-0158
聚丙烯, 钳口/卡口	250 µL	440 µL	1000/盒	8010-0193
聚丙烯, 钳口/卡口	0.7 mL	1 mL	100/包	8010-0159
聚丙烯, 螺纹口	250 µL	440 µL	100/包	8010-0161
聚丙烯, 螺纹口	250 µL	440 µL	1000/盒	8010-0194
带玻璃内插管的聚丙烯, 钳口/卡口	250 µL	350 µL	100/包	8010-0160
带玻璃内插管的聚丙烯, 螺纹口	250 µL	350 µL	100/包	8010-0162



CrossLab 聚丙烯样品瓶, 钳口/卡口, 8010-0158

用于 8 mm 螺纹口样品瓶的微量内插管				
说明	推荐填充容量	最大填充容量	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
带聚合物支架的锥形玻璃内插管	150 µL	200 µL	100/包	8010-0124
深达底部的玻璃内插管	150 µL	200 µL	100/包	8010-0125
平底内插管	200 µL	250 µL	100/包	8010-0126



带玻璃内插管的聚丙烯钳口/卡口样品瓶, 8010-0160

用于 11 mm 钳口或 9 mm 螺纹口样品瓶的微量内插管				
说明	推荐填充容量	最大填充容量	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
带聚合物支架的锥形内插管	250 µL	350 µL	100/包	8010-0131
深达底部的玻璃内插管	250 µL	350 µL	100/包	8010-0132
平底内插管	400 µL	440 µL	500/包	8010-0136



250 µL 带聚合物支脚的锥形内插管, 8010-0131

微量内插管用于 4 毫升 (13 mm) 螺口瓶				
说明	推荐填充容量	最大填充容量	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
深达底部的凸缘内插管	250 µL	350 µL	100/包	8010-0558

为了保证所有样品瓶和密封件的完美配套和密封性，我们强烈推荐您购买全套 CrossLab 样品瓶组件（包括样品瓶、瓶盖和隔垫，如果需要还包括样品瓶内插管）。请避免将任何 CrossLab 样品瓶与其它任何品牌的密封件混用和匹配，或者任何 CrossLab 密封件与其它任何品牌的样品瓶混用和匹配。



400 μ L 平底玻璃内插管，8010-0136



250 μ L 深达底部的玻璃内插管，8010-0132

要联系您的安捷伦授权经销商，或想了解更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

CrossLab 孔板和密封盖

安捷伦 CrossLab 提供一系列带各种密封选件的聚丙烯 96 孔或 384 孔板，用于样品收集、储存和用于自动进样器。

孔板								
说明	孔体积 (mL)	材料	板高度 (mm)	孔深 (mm)	孔形状	孔底形状	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
96 孔板	0.2	聚丙烯	20.9	20.9	圆形	锥形	50/包	8010-0532
96 孔板	0.5	聚丙烯	26.5	21.6	圆形	圆形	56/包	8010-0533
96 孔板	1.0	聚丙烯	39.1	37.1	圆形	圆形	32/包	8010-0534
96 孔板	2.0	聚丙烯	44	41.85	圆形	圆形	32/包	8010-0536
384 孔板	0.1	聚丙烯	14.4	11.7	方形	圆形	120/包	8010-0538
384 孔板	0.25	聚丙烯	22	19.5	方形	圆形	60/包	8010-0539

密封盖和附件		
说明	单位	安捷伦 CrossLab 部件号
密封盖，用于 0.2 mL 96 孔板，热塑性弹性体 (TPE)	5/包	8010-0577
密封盖，用于 0.5 mL 和 1.0 mL 96 孔板，热塑性弹性体 (TPE)	50/包	8010-0535
密封盖，用于 2 mL 96 孔板，乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA)	50/包	8010-0537
密封带，用于 384 孔板，聚乙烯	100/包	8010-0540
密封箔，自黏贴，高透明度，用于所有孔板，聚对苯二甲酸乙二酯 (PET)	100/包	8010-0541
密封箔，自粘，用于所有孔板，聚丙烯	100/包	8010-0578

这里列出了安捷伦 CrossLab 产品与原始设备制造商 (OEM) 产品部件号的相互对照供参考，表明安捷伦 CrossLab 产品是 OEM 产品的可行替代品。CrossLab 产品与相应的 OEM 仪器兼容，虽然与 OEM 产品相比，某些 CrossLab 产品的设计会有细微差别。所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有安捷伦的 90 天质量保证。



密封盖，用于 0.2 mL 96 孔板，
热塑性弹性体 (TPE)，8010-0577



密封盖，用于 2 mL 96 孔板，乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA)，
8010-0537



带可拆下密封盖的 96 孔板，8010-0534



安捷伦 CrossLab 备件能够显著简化实验室的工作流程和
备件订购,还能大幅提高生产率,该系列产品新增了 pH 电
极和缓冲溶液。使用互动选择工具找到您需要的备件：
www.agilent.com/chem/SelectCrossLab

要联系您的安捷伦授权经销商，或想了解更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

安捷伦的创新技术和非凡质量为您实验室的各种气相色谱和高效液相色谱保驾护航

Agilent CrossLab 是一个不断扩增的对仪器性能和分析效率至关重要的备件产品系列，适用于所有仪器制造商的产品。

它们享有无风险的兼容性保证，让您时刻充满信心。一旦出现任何问题，我们承诺：

- 所有备件享受 90 天质量保证
- 若有需要，可提供免费的仪器维修或服务

- 提供技术支持咨询

所有的安捷伦 CrossLab 备件都享有 90 天质保。也就是说，您可以零风险试用。

此外，我们还提供安捷伦 CrossLab 服务 – 这个全套的服务解决方案可有效提高您整个实验室的生产率和工作效率。

- 可对多供应商的仪器提供维修和维护服务
- 实验室移机服务
- 法规认证

气相色谱备件

- 自动进样针
- 色谱柱密封垫圈
- 色谱柱螺母
- 安捷伦专利脱活的进样口衬管
- 衬管 O 形圈
- 超高惰性脱活的进样口衬管
- 进样口隔垫

高效液相色谱备件

- 自动进样针
- 自动进样器备件
- 毛细管、管线和接头
- 检测器光源
- 性能维护套件
- 泵备件
- 样品定量环
- 阀备件

通用型备件

- 孔板和密封垫
- 自动进样器样品瓶和密封件

电化学备件

- pH 电极
- pH 缓冲溶液
- pH 参比溶液
- 其他备件

本资料中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2013
2014 年 3 月 27 日，中国印制
5991-2267CHCN

如需了解更多信息，请访问：

www.agilent.com/chem/CrossLabHPLC

使用互动指南选择产品：

www.agilent.com/chem/SelectCrossLab

在线购买：

www.agilent.com/chem/CrossLabstore

查找当地的安捷伦客户中心或
安捷伦授权经销商：

www.agilent.com/chem/contactus



Agilent Technologies