


Agilent
OpenLAB

Agilent OpenLAB 色谱数据系统

**未来近在眼前
专为您的实验室而设计**



Agilent Technologies



围绕您的实验室需求专门设计的全新高级软件

作为 30 多年来气相色谱仪值得信赖的供应商和高品质液相色谱仪的制造商，我们见证了实验室的变化历程。我们了解化学和石化实验室如何维持成功的运营。我们还深知您面临的挑战包括人员配置、预算管理，以及在更短时间内提供更多结果且不牺牲准确度的压力。



科学家的评价

“采用高阶数据处理技术能够帮助我们生成大量数据，这些技术能让我们更充分地分析数据并提取相关信息。”

时机成熟时不妨考虑采用 OPENLAB CDS

您的需求我们非常清楚。实际上，您这样实验室的反馈促使我们开发最新款 OpenLAB 色谱数据系统 (CDS)，这款软件值得您的始终信赖，它能够在未来几年让您的安捷伦仪器充分发挥出色性能，实现高产高效运行。

易学易用

采用直观的开创性界面，随时为用户准确显示所需要的控件。这一界面与自选学习工具相结合，使您的新员工也可快速掌握该软件，大大减少培训相关的时间和成本。

一个实验室，一套软件系统

OpenLAB CDS 提供对生产环境中最常用仪器的访问和控制。其中包括安捷伦和第三方色谱仪以及安捷伦单四极杆质谱仪。通过缩短培训员工使用不同软件产品所花费的时间，您的实验室将更加高效。



消除误差，更快提供结果

您能够在一天更准确地完成更多分析工作。强大的内置计算功能可在数据分析中直接提供结果，无需生成完整报告。当您需要这份报告时，OpenLAB CDS 会将关键数据保存在系统内，从而在加快输出速度时有效避免数据导出或人工抄录引入的错误。您可以快速捕捉到假象，例如丢失或额外增加的峰、保留时间漂移或积分问题。诸如 Peak Explorer 等新工具能够快速浏览数据，帮助您轻松发现异常值和假象，从而更深入地了解数据。

专注于科学而非 IT 问题


在样品而非仪器的背景下查看您的工作。将宝贵的时间投入到科学问题上，而将 IT 任务交给专业人员，并确信实验室中每台仪器的数据备份和数据安全都能自动得到适当处理。

集中化操作为您节省宝贵时间

在客户端/服务器环境中，您可以快速检查仪器状态、查看正在分析哪些样品，并在整个实验室和世界各地共享信息，这一切均可在您的办公桌前完成。

简化积分，提高确定性

当您面临手动积分任务时，OpenLAB CDS 能够让您轻松应对。该软件采用专利手动积分轮，仅显示色谱图中任一点处最合适的功能，从而消除臆测并避免浪费时间。



OpenLAB CDS 可根据您的需求进行扩展，可支持单个工作站也可支持更大的分布式网络实验室环境

三个强大的功能使 AGILENT OPENLAB CDS 脱颖而出

1 PEAK EXPLORER 加快数据处理

先进的数据分析软件能够加快对大型数据集的处理和查看，从而使您能够即刻识别出数千个峰和化合物中的伪峰，只需轻点鼠标即可对峰进行积分。

2 报告 关注重要信息

现在您可以在简洁、易于查看的软件中收集和展示关键数据。模板、直观的拖放式报告创建方式以及丰富的定制计算功能能够更快速、更轻松地生成更复杂的报告。

3 用户体验 缩短学习过程

新颖且一致的用户界面使新用户更快掌握操作并根据他们的需要进行学习。交互式自选教程将引导他们完成特定任务或步骤中的每一步。

简化数据/方法迁移

更顺利的迁移、尽可能短的停机时间、更低的成本

OpenLAB CDS 的一切均围绕化学和石化实验室的需求进行规划，能够满足您的日常工作流程以及独特的培训需求。

最终得到的无可比拟的色谱数据系统可帮助您更快速地采集、分析和共享准确的数据并提高可信度。

同样重要的是，我们能够让您从 ChemStation 或 EZChrom 的迁移变得前所未有的简单。我们经验丰富的团队将与您合作，以尽可能短的停机或中断时间实施这一改进工作流程，并在任何迁移过程中始终维持客户服务水平。

这意味着需要突然迁移时不会措手不及，迁移过程也比您想象的要快得多。

OPENLAB 软件助您开启未来

OpenLAB 软件助您全面掌控实验室。这款集成软件包将帮助您通过增加商业价值的方式采集、分析并共享数据。我们经验丰富的专业服务顾问将在各个阶段为您提供全面帮助，让您尽快享受这款综合性软件带来的巨大优势。

色谱数据处理系统


- 控制安捷伦与非安捷伦仪器
- 加速数据处理与报告
- 使用实验室一览图进行实验室监控
- 简化实验室与 IT 流程

内容管理

- 随时随地访问数据和信息
- 自始至终保护实验文件
- 支持法规认证工作并管理知识产权
- 减少用纸

电子实验室记录本

- 从多个分析系统中采集实验室结果
- 利用高级查询管理功能加速数据检索
- 促进合作与协作
- 保护知识产权并维护记录的可追溯性



如需了解更多信息, 请访问

www.agilent.com/chem/openlab

查找当地的安捷伦客户服务中心, 请访问

www.agilent.com/chem/contactus-cn

安捷伦客户服务中心:

800-820-3278,

400-820-3278 (手机用户)

联系我们:

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价:

www.agilent.com/chem/erfq-cn

安捷伦培训中心:

<https://www.agilent.com.cn/zh-cn/training-events/events/agilent-education>

浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊:

www.agilent.com/chem/accessagilent-cn

本文中的信息、说明和指标如有变更, 恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2016

2016 年 1 月 18 日, 中国出版

5991-6620CHCN



Agilent Technologies