



Einsparungen beim GC-Zubehör - aber **nicht an der Qualität**

Der Einkauf von GC-Zubehör in großen Mengen muss nicht mit Einbußen bei der Benutzerfreundlichkeit, Sauberkeit oder Qualität verbunden sein. Denn die beliebtesten GC-Zubehörprodukte von Agilent sind jetzt in günstigen Bulkpackungen erhältlich.

Vorteile:

- **Geringere Gesamtkosten:** Durch den Einkauf häufig verwendeter Zubehörartikel in Bulkmenen können Sie Geld sparen.
- **Praktische Nutzung:** Bei Agilent ist Bulkpackung *nicht* gleichbedeutend mit unordentlicher Verpackung. Alle Produkte sind in kleinen, einfach zu handhabenden Untermengen verpackt, damit die kritischen Zubehörprodukte sauber und griffbereit aufbewahrt werden können.
- **Einfache Bestellung und Lieferung:** Weltweite Verfügbarkeit der Produkte, *wann immer sie benötigt werden.*

GC Zubehör von Agilent resultiert aus 40 jähriger Marktführung und Wissen im Bereich der Chromatographie. Sie bieten den besten technischen Support und haben eine 90 tägige Gewährleistung ab Auslieferdatum.



Jetzt das wichtigste Zubehör von Agilent nachbestellen und **konsistente Höchstleistungen sichern**

Einlass-Liner

Die beliebtesten Liner von Agilent werden einem proprietären Deaktivierungsverfahren unterzogen, um aktive Stellen zu beseitigen und maximale Empfindlichkeit für die untersuchten Analyte zu erreichen. Jedes Paket enthält 20 Packungen mit je 5 einzeln verpackten Linern, damit die Sauberkeit gewährleistet bleibt.



Beschreibung	Best.-Nr. 100 St.	Best.-Nr. 1 St.
Split-Liner, geringer Druckabfall	5190-2275	5183-4647
Splitlos-Liner, doppelt konisch, keine Wolle	5190-2272	5181-3315
Splitlos-Liner, einseitig konisch, keine Wolle	5190-2270	5181-3316
Splitlos-Liner, einseitig konisch, Wolle	5190-2271	5062-3587

Spritzen mit fester Nadel

Garantiert voll kompatibel mit automatischen Probengebern von Agilent.

Die **Gold Standard Spritzen** enthalten ein Konformitätszertifikat und einen Nachweis zur Chargenrückverfolgung.

Die **Blue Line Spritzen** bieten hohe Leistung und Produktivität und gleichzeitig eine reduzierte Verschleppung und längere Lebensdauer des Kolbens.

Best.-Nr.	Beschreibung	Nadelstärke	Menge
Gold Standard			
5181-8810	5- μ L-Spritze, konisch	23-26 s/42/HP	6 St.
5182-0875	5- μ L-Spritze	23 G, pt. HP	6 St.
5181-3360	10- μ L-Spritze, konisch	23-26 s/42/HP	6 St.
9301-0725	10- μ L-Spritze, gerade	23/42/HP	6 St.
Blue Line			
G4513-80201	5- μ L-Spritze	23-26 s/42/HP	6 St.



Nicht klebende Liner-O-Ringe

Durch die einzelne Verpackung kann jeder der Chromatographie-fähigen, vorgereinigten und konditionierten O-Ringe entnommen werden, ohne die anderen zu berühren – so werden punktuelle Verunreinigungen reduziert. Die proprietäre Vorreinigung und Plasmabehandlung verhindert ein Anhaften der O-Ringe an heißem Metall im Einlass.

Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
5190-2269	Liner-O-Ring, nicht klebend	100 St.
5190-2268	Liner-O-Ring, nicht klebend, Flip Top	100 St.



Nicht klebende Einlass-Septen

So lässt sich die Routinewartung schnell und einfach durchführen! Die Agilent Septen werden vorgereinigt und konditioniert und dann einzeln in Blisterpackungen medizinischer Qualität verpackt, um Verunreinigungen zu reduzieren und die analytische Empfindlichkeit zu verbessern.

Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
5190-3157	Nicht klebende, schwach blutende und temperaturoptimierte Einlass-Septen, 11 mm	400 St.
5190-3158	Nicht klebende Advance Green Septen, 11 mm	400 St.



Goldeinlassdichtungen und Unterlegscheiben

Das Metall-Spritzgussverfahren verbessert die Reproduzierbarkeit durch eine von Dichtung zu Dichtung konsistente Rillentiefe und bietet eine glatte Oberfläche zur Verbesserung der Abdichtung und Vermeidung schädlicher Lecks. Die neue Einzelverpackung ermöglicht eine saubere und einfache Lagerung und senkt die Nutzungskosten.

Best.-Nr.	Beschreibung	Menge
5190-2209	Vergoldete Einlassdichtung und Unterlegscheibe	10 St.



Weitere Informationen unter www.agilent.com/chem/thinkBIG

Zertifizierte Agilent Probenflaschen

Die Probenflaschen von Agilent werden mit derselben technischen Expertise, einem qualitativ hochwertigen Design und exakten Spezifikationen gefertigt wie alle Agilent Geräte.

Jedes praktische und preisgünstige Paket enthält 10 Packungen mit je 100 Probenflaschen, d. h. zusammen 1000 Stück – alle einzeln verpackt, um die Sauberkeit und Qualität zu gewährleisten, und garantiert kompatibel mit den automatischen Probengebern von Agilent.



Best.-Nr.	Beschreibung	Menge*
5183-2067	Klare 2-mL-Probenflasche aus Glas, Schraubverschluss	1000 St.
5188-6536	Braune 2-mL-Probenflasche aus Glas, Schraubverschluss	1000 St.
5183-2068	Klare 2-mL-Probenflasche aus Glas, Schraubverschluss mit Beschriftungsfeld	1000 St.
5183-2069	Braune 2-mL-Probenflasche aus Glas, Schraubverschluss mit Beschriftungsfeld	1000 St.
5183-4491	Klare 2-mL-Probenflasche aus Glas, Bördekkappe	1000 St.
5183-4492	Klare 2-mL-Probenflasche aus Glas, Bördekkappe, mit Beschriftungsfeld	1000 St.
5183-4493	Braune 2-mL-Probenflasche aus Glas, Bördekkappe, mit Beschriftungsfeld	1000 St.
5183-4499	Bördekkappen mit 11-mm-Septen, silberfarbenes Aluminium, PTFE/Silikon/PTFE-Septen,	1000 St.
5183-4500	Bördekkappen mit 11-mm-Septen, silberfarbenes Aluminium, PTFE/Silikon-Septen	1000 St.
9301-0978	Probenflaschen aus Polypropylen, Bördekkappe/Schnappverschluss 300 µL	1000 St.

*Paket enthält 10 Packungen mit je 100 Probenflaschen

Jetzt bestellen

Besuchen Sie www.agilent.com/chem/thinkBIG oder wählen Sie innerhalb von Deutschland 0800-603-1000 (gebührenfrei)

Um Ihren örtlichen Vertreter oder autorisierten Vertriebspartner von Agilent zu finden, besuchen Sie www.agilent.com/chem/wheretobuy

Um mehr über unser komplettes Angebot an GC- und GC/MS-Produkten, einschließlich GC-Säulen und Probenvorbereitungszubehör, zu erfahren, besuchen Sie:

GC-Säulen:

www.agilent.com/chem/mygccolumns

Probenvorbereitung:

www.agilent.com/chem/samplepreparation

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2010
Gedruckt in den USA, 14. Dezember 2010
5990-6729DEE



Agilent Technologies