

Mantener la uniformidad y minimizar los errores de muestreo

Microplacas y puntas de pipeta para la plataforma de manipulación de líquidos Bravo





Menos variables de las que preocuparse

Para integrar con éxito la automatización en su laboratorio, sus consumibles deben funcionar de forma fiable y predecible en todos sus experimentos. Los consumibles Agilent para la automatización de laboratorios están diseñados y probados para los instrumentos de automatización Agilent, lo que permite maximizar el tiempo de uso continuado y evitar errores de muestreo.

- Las puntas de pipeta desechables de calidad superior garantizan transferencias de líquidos precisas y exactas sin contaminación cruzada. Cada lote se somete a análisis completos de control de calidad y rendimiento funcional, y está optimizado para la plataforma de manipulación automatizada de líquidos Agilent Bravo y los cabezales AssayMAP Bravo.
- Las microplacas validadas, incluidas las microplacas de almacenamiento/análisis y los depósitos de reactivos, se fabrican con características estándar, como dimensiones ANSI, condición bioinerte, poco ligantes y con resistencia al calor.

Las soluciones de automatización Agilent, en combinación con nuestro completo soporte técnico, de aplicaciones y de hardware, ayudan simplificar la preparación de muestras, reducir el trabajo manual y mantener la reproducibilidad en el laboratorio.



Puntas de pipeta diseñadas para obtener los mejores resultados

La obtención de resultados experimentales uniformes se basa en la capacidad de dispensar los líquidos de manera precisa y repetible que, a su vez, depende del uso de unas puntas de pipeta de alta calidad. Las puntas de pipeta Agilent se fabrican en un entorno estrictamente controlado (registrado y auditado según la norma ISO 9001) y se someten a rigurosos procedimientos de análisis. En cada lote, se garantiza el cumplimiento de las siguientes características:

- Ausencia de actividad desoxirribonucleasa ni ribonucleasa detectables
- Ausencia de ADN humano
- Ausencia de contaminación por endotoxinas (pirógenos)
- Ausencia de actividad peptidasa
- Ausencia de trifosfato de adenosina (ATP)
- Ausencia de metales pesados

Una amplia gama de tamaños y configuraciones para cubrir sus necesidades experimentales

Estas puntas de pipeta y configuraciones de gradillas de alta calidad se construyen en función de las aplicaciones para las que se utiliza cualquier cabezal Bravo. Para reducir la acumulación de carga estática y ahorrar espacio, las puntas de pipeta se diseñan y crean con procesos y envases innovadores.

Puntas estériles

Las puntas de pipeta estériles Agilent, que cuentan con el certificado de esterilización con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10^{-6} , están diseñadas para aplicaciones biológicas delicadas en las que se utilizan células, ADN o ARN. Se irradian y envasan para evitar la contaminación.



Las gradillas de puntas de pipeta se envían en envases estériles.

Puntas con filtro

Las puntas de pipeta con filtro son óptimas para las aplicaciones de PCR, NGS, biología celular y biología molecular. Crean una barrera eficaz mediante un filtro integrado que protege el eje de la pipeta de aerosoles y contaminantes líquidos. Además, reducen significativamente los errores causados por la contaminación por arrastre entre pocillos de microplacas.



Las puntas con filtro están disponibles en varios tamaños.

Puntas de orificio ancho

Las puntas de pipeta de orificio ancho tienen un orificio mayor que una punta estándar del mismo volumen. Están diseñadas para transferir líquidos viscosos, células frágiles, ADN y muestras que contengan partículas grandes o perlas.

Comparación de orificios de puntas de pipeta Agilent

Puntas de pipeta	Diámetro del orificio
70 µl de orificio ancho	0,78 mm (0,031 pulgadas)
70 µl estándar	0,36 mm (0,014 pulgadas)
250 µl de orificio ancho	1,52 mm (0,060 pulgadas)
250 µl estándar	0,61 mm (0,024 pulgadas)



Comparación entre una punta estándar de 250 µl con una abertura de 0,61 mm (0,024 pulgadas) (superior) y una punta de orificio ancho con una abertura de 1,52 mm (0,060 pulgadas) (inferior).

Gradillas conductoras

Todas las puntas de pipeta son susceptibles de tener una carga estática debido a la fricción que se produce durante el embalaje, el transporte y el almacenamiento en las gradillas de laboratorio. Debido a esta carga, es posible que algunos de los materiales circundantes repelan o atraigan las puntas, lo que puede provocar que se pierdan o que se monten incorrectamente. Las gradillas conductoras Agilent incluyen una resina que alivia la acumulación de carga estática, proporcionando resultados fiables y evitando las preocupaciones debidas a los tiempos de inactividad.



Evite la carga estática en sus puntas de pipeta gracias a las gradillas conductoras Agilent.

Puntas anidadas

Reduzca los residuos y gane más espacio de trabajo. Las gradillas de puntas de pipeta anidadas Agilent permiten almacenar hasta tres veces más puntas en el espacio de trabajo o apiladas. Estas gradillas conductoras no tienen tapa, son más cortas que las gradillas estándar y reducen la acumulación de carga estática, lo cual es importante a la hora de manipular materiales peligrosos.



15 gradillas de puntas de pipeta anidadas requieren el mismo espacio que cinco gradillas de puntas de pipeta estándar para puntas del mismo tamaño.

Microplacas Agilent para todos los flujos de trabajo

Las microplacas de alta calidad le ayudan a evitar la necesidad de repetición del análisis de la muestra y a cumplir los plazos más ajustados. Confíe en Agilent, líder mundial en diseño y fabricación, para el suministro de productos de primera calidad para sus flujos de trabajo. Además, nuestra cadena de suministro global significa que los productos que necesita estarán disponibles cuando los necesite, lo que permite planificar y ejecutar los proyectos a tiempo.

Las características estándar de la microplaca incluyen:

- Dimensiones ANSI
- Poco ligante
- Polipropileno resistente al calor
- Pocillos elevados para sellado
- Condición bioinerte
- Compatibilidad con la automatización

Microplacas de análisis, recogida y almacenamiento

Estas microplacas, moldeadas con polímeros de calidad médica resistentes a productos químicos, son ideales para reacciones químicas, análisis biológicos, almacenamiento a baja temperatura y filtrados. Hay disponibles sellos y tapas.

Elija entre varias configuraciones:

- Volumen de los pocillos: De 58 µl a 10 ml
- Número de pocillos: 24, 48, 96 y 384
- Altura de la microplaca: De 14 a 78 mm
- Geometría del fondo en V, redonda, plana y piramidal
- Opciones irradiadas y no irradiadas

Consulte más información en

www.agilent.com/lifesciences/storage-assay-microplates



Microplacas con depósito de polipropileno

Estas microplacas se recomiendan para aplicaciones de escalado y reducción de métodos, y para crear microarrays de diseño de experimentos (DOE). Cada microplaca se moldea utilizando polímeros resistentes a productos químicos según las especificaciones estándar ANSI/SLAS, con geometría de la base optimizada para minimizar los volúmenes muertos.

Hay varias opciones disponibles:

- Volúmenes de partición: De 2,6 a 300 ml
- Número de particiones: De 0 a 24
- Particiones para los controles
- Geometría de las particiones abiertas, en columnas o en filas
- Geometría del fondo en V, plano y piramidal
- Opciones irradiadas y no irradiadas

Consulte más información en

www.agilent.com/lifesciences/reservoir-microplates



Accesorios de microplacas

Las tapas universales para microplacas están disponibles en resina de poliestireno transparente o negra. Además, hay disponibles tapas a medida para el sellado de microplacas Agilent de 24, 48 y 96 pocillos cuadrados. Todas las tapas a medida están moldeadas en Santoprene, un elastómero termoplástico resistente a productos químicos.

Consulte más información en


www.agilent.com/lifesciences/microplate-lids-seals



Guía de selección de puntas de pipeta


Gradillas de puntas de pipeta

	Descripción	Intervalo de volumen (µl)	Cabezal Bravo	Acceso a las microplacas	Referencia
--	-------------	---------------------------	---------------	--------------------------	------------



Gradillas de puntas de pipeta Agilent de 10 µl

	Puntas de 10 µl, gradilla de 384, caja de 50	De 0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	10734-202
	Puntas de 10 µl, estériles, gradilla de 384, caja de 50	De 0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	10734-212
	Puntas de 10 µl, conductoras, gradilla de 384, caja de 50	De 0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	10734-302
	Puntas de 10 µl, anidadas, conductoras, gradilla de 384, caja de 90	De 0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	21740-202
	Puntas de 10 µl, estériles, conductoras, gradilla de 384, caja de 50	De 0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	10734-312
	Puntas de 10 µl, anidadas, estériles, conductoras, gradilla de 384, caja de 90	De 0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	21740-212



Gradillas de puntas de pipeta Agilent de 30 µl

	Puntas de 30 µl, gradilla de 384, caja de 50	De 0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	11484-202
	Puntas de 30 µl, estériles, gradilla de 384, caja de 50	De 0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	11484-212
	Puntas de 30 µl, conductoras, gradilla de 384, caja de 50	De 0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	11484-302
	Puntas de 30 µl, anidadas, conductoras, gradilla de 384, caja de 90	De 0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	21750-202
	Puntas de 30 µl, estériles, conductoras, gradilla de 384, caja de 50	De 0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	11484-312
	Puntas de 30 µl, anidadas, estériles, conductoras, gradilla de 384, caja de 90	De 0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	21750-212
	Puntas de 30 µl, estériles, con filtro, conductoras, gradilla de 384, caja de 50	De 0,5 a 15	96ST, 384ST	96, 384, 1536	11484-322


Gradillas de puntas de pipeta *continuación*

	Descripción	Intervalo de volumen (µl)	Cabezal Bravo	Acceso a las microplacas	Referencia
--	-------------	---------------------------	---------------	--------------------------	------------



Gradillas de puntas de pipeta Agilent de 70 µl

	Puntas de 70 µl, gradilla de 384, caja de 50	De 0,75 a 70	96ST, 384ST	96, 384	19133-102
	Puntas de 70 µl, estériles, gradilla de 384, caja de 50	De 0,75 a 70	96ST, 384ST	96, 384	19133-112
	Puntas de 70 µl, conductoras, gradilla de 384, caja de 50	De 0,75 a 70	96ST, 384ST	96, 384	19133-202
	Puntas de 70 µl, estériles, conductoras, gradilla de 384, caja de 50	De 0,75 a 70	96ST, 384ST	96, 384	19133-212
	Puntas de 70 µl, estériles, con filtro, conductoras, gradilla de 384, caja de 50	De 0,75 a 50	96ST, 384ST	96, 384	19133-142
	Puntas de 70 µl, de orificio ancho, estériles, conductoras, gradilla de 384, caja de 50	De 2,0 a 70	96ST, 384ST	Solo 96	19134-012
	Puntas de 70 µl, orificio ancho, conductoras, gradilla de 384, caja de 50	De 2,0 a 70	96ST, 384ST	Solo 96	19134-002
	Puntas de 70 µl, orificio ancho, con filtro, estériles, conductoras, gradilla de 384, caja de 50	De 2,0 a 50	96ST, 384ST	Solo 96	19134-022



Gradillas de puntas de pipeta Agilent de 250 µl

	Puntas de 250 µl, gradilla de 96, caja de 50	De 2,0 a 250	96LT	96, 384	19477-002
	Puntas de 250 µl, estériles, gradilla de 96, caja de 50	De 2,0 a 250	96LT	96, 384	19477-012
	Puntas de 250 µl, con filtro, estériles, gradilla de 96, caja de 50	De 2,0 a 180	96LT	96, 384	19477-022
	Puntas de 250 µl, orificio ancho, gradilla de 96, caja de 50	De 5,0 a 250	96LT	Solo 96	19477-032
	Puntas de 250 µl, orificio ancho, estériles, gradilla de 96, caja de 50	De 5,0 a 250	96LT	Solo 96	19477-072
	Puntas de 250 µl, orificio ancho, con filtro, estériles, gradilla de 96, caja de 50	De 5,0 a 180	96LT	Solo 96	19477-082

Guía de selección de microplacas

Microplacas de análisis, recogida y almacenamiento

Descripción	Volumen de los pocillos (ml)	Referencia
-------------	------------------------------	------------



Placas de análisis/recogida/almacenamiento Agilent de 24 pocillos

Placa de 24 pocillos de polipropileno, pocillos cuadrados, fondo piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	10	201272-100
Placa de 24 pocillos de polipropileno, pocillos cuadrados, fondo redondo, 44 mm de altura, irradiada, caja de 25	10	202061-100
Placa de 24 pocillos de polipropileno, pocillos cuadrados, fondo redondo, 44 mm de altura, caja de 25	10	202061-300
Placa de 24 pocillos de polipropileno irradiado, pocillos cuadrados, fondo piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	10	204023-100



Placas de análisis/recogida/almacenamiento Agilent de 48 pocillos

Placa de 48 pocillos (6 filas × 8 columnas) de polipropileno, pocillos cuadrados, fondo piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	4,8	201306-100
Placa de 48 pocillos (8 filas × 6 columnas) de polipropileno, pocillos rectangulares, fondo piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	5	201238-100
Placa de 48 pocillos (8 filas × 6 columnas) de polipropileno metaloceno, pocillos rectangulares, fondo piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	5	203903-100
Placa de 48 pocillos (8 filas × 6 columnas) de polipropileno, pocillos rectangulares, fondo piramidal, 44 mm de altura, irradiada, caja de 25	5	204351-100
Placa de 48 pocillos (8 filas × 6 columnas) de polipropileno, pocillos rectangulares, fondo piramidal, 68 mm de altura, caja de 15	7,5	201236-100



Microplacas de análisis, recogida y almacenamiento *continuación*

Descripción	Volumen de los pocillos (ml)	Referencia
-------------	------------------------------	------------


Placas de 96 pocillos para análisis/recogida/almacenamiento

Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos redondos, fondo redondo, 14,3 mm de altura, caja de 50	0,5	203942-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos redondos, fondo redondo, 14,3 mm de altura, caja de 25	0,5	204600-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos redondos, fondo redondo, 14,3 mm de altura, irradiada, caja de 25	0,5	204601-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos redondos, fondo redondo, 14,3 mm de altura, irradiada, caja de 50	0,5	204602-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos cuadrados, fondo plano, 19 mm de altura, caja de 50	0,7	201242-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos redondos, fondo redondo, 32 mm de altura, caja de 25	1	203426-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos redondos, fondo redondo, 32 mm de altura, irradiada, caja de 25	1	204357-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos redondos, fondo redondo, 32 mm de altura, blanca, caja de 25	1	204392-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos cuadrados, fondo en V, 30,6 mm de altura, caja de 25	1,1	201276-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos cuadrados, fondo en V, 30,6 mm de altura, irradiada, caja de 25	1,1	204355-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos cuadrados, fondo piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	2	201240-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno de pureza ultra alta, pocillos cuadrados, fondo piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	2	201379-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno, pocillos cuadrados, fondo piramidal, 44 mm de altura, irradiada, caja de 25	2	204353-100
Placa de 96 pocillos de polipropileno de pureza ultra alta, pocillos cuadrados, fondo piramidal, 44 mm de altura, irradiada, caja de 25 unidades	2	204379-100


Placas de 384 pocillos para análisis/recogida/almacenamiento

Placa de polipropileno de 384 pocillos, pocillos cuadrados, fondo esférico, 14,5 mm de altura, caja de 60	0,058	201288-100
Placa de polipropileno negro de 384 pocillos, pocillos cuadrados, fondo esférico, 14,5 mm de altura, caja de 60	0,058	201290-100
Placa de polipropileno de 384 pocillos, pocillos cuadrados, fondo esférico, 14,5 mm de altura, irradiada, caja de 60	0,058	204369-100
Placa de polipropileno de 384 pocillos, pocillos cuadrados, fondo esférico, 19 mm de altura, caja de 10	0,2	204586-100
Placa de polipropileno de 384 pocillos, pocillos cuadrados, fondo esférico, 19 mm de altura, irradiada, caja de 10	0,2	204587-100

Microplacas con depósito de polipropileno

Descripción	Volumen de la cavidad (ml)	Referencia
-------------	----------------------------	------------



Depósitos de cavidad única

Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 96 pirámides, 44 mm de altura, caja de 25	300	201244-100
Depósito de cavidad única de polipropileno negro, geometría de la base con 96 pirámides, 44 mm de altura, caja de 25	300	201246-100
Depósito de cavidad única de polipropileno irradiado, geometría de la base con 96 pirámides, 44 mm de altura, caja de 25	300	204017-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 12 columnas, 44 mm de altura, caja de 25	290	201250-100
Depósito de cavidad única de polipropileno irradiado, geometría de la base con 12 columnas, 44 mm de altura, caja de 25	290	204093-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 8 filas, 44 mm de altura, caja de 25	290	201252-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 8 filas, 44 mm de altura, irradiado, caja de 25	290	204504-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 384 pirámides, 44 mm de altura, caja de 25	282	201264-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 384 pirámides, 30,6 mm de altura, caja de 25	170	201302-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 384 pirámides, 30,6 mm de altura, irradiado, caja de 25	170	204377-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 12 columnas, 30,6 mm de altura, caja de 25	170	200686-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 12 columnas, 30,6 mm de altura, irradiado, caja de 25	170	204363-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 384 pirámides, 19 mm de altura, caja de 25	92	201266-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 384 pirámides, 19 mm de altura, irradiado, caja de 25	92	204612-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base plana, 19 mm de altura, caja de 25	90	201270-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 96 pirámides, 19 mm de altura, caja de 25	86	201254-100
Depósito de cavidad única de polipropileno, geometría de la base con 96 pirámides, 19 mm de altura, irradiado, caja de 25	86	204484-100

Microplacas con depósito de polipropileno *continuación*

Descripción	Volumen de la cavidad (ml)	Referencia
-------------	----------------------------	------------


Depósitos de 2 a 24 columnas

Depósito de 2 columnas de polipropileno, máximo de 292 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	146	203852-100
Depósito de 2 columnas de polipropileno, máximo de 292 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, irradiado, caja de 25	146	204359-100
Depósito de 3 columnas de polipropileno, máximo de 285 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	95	204249-100
Depósito de 3 columnas de polipropileno, máximo de 285 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, irradiado, caja de 25	95	204361-100
Depósito de 4 columnas de polipropileno, máximo de 292 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	73	201308-100
Depósito de 4 columnas de polipropileno, máximo de 292 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, irradiado, caja de 25	73	204282-100
Depósito de 6 columnas de polipropileno, máximo de 282 ml, geometría de la base con 24 pirámides, 44 mm de altura, caja de 25	47	201284-100
Depósito de 6 columnas de polipropileno, máximo de 282 ml, geometría de la base con 24 pirámides, 44 mm de altura, irradiado, caja de 25	47	204284-100
Depósito de 12 columnas de polipropileno, máximo de 252 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	21	201256-100
Depósito de 12 columnas de polipropileno irradiado, máximo de 252 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	21	204095-100
Depósito de 12 columnas de polipropileno, máximo de 84 ml, geometría de la base piramidal, 19 mm de altura, caja de 25	7	201280-100
Depósito de 12 columnas de polipropileno, máximo de 84 ml, geometría de la base piramidal, 19 mm de altura, irradiado, caja de 25	7	204365-100
Depósito de 24 columnas de polipropileno, máximo de 78 ml, geometría de la base piramidal, 19 mm de altura, caja de 25	3,25	201296-100
Depósito de 24 columnas de polipropileno, máximo de 78 ml, geometría de la base piramidal, 19 mm de altura, irradiado, caja de 25	3,25	204373-100


Depósitos de 4 a 16 filas

Depósito de 4 filas de polipropileno, máximo de 292 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	73	201312-100
Depósito de 4 filas de polipropileno, máximo de 292 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, irradiado, caja de 25	73	204280-100
Depósito de 8 filas de polipropileno, máximo de 256 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	32	201260-100
Depósito de 8 filas de polipropileno irradiado, máximo de 256 ml, geometría de la base piramidal, 44 mm de altura, caja de 25	32	204019-100
Depósito de 8 filas de polipropileno, máximo de 85 ml, geometría de la base piramidal, 19 mm de altura, caja de 25	10,6	201282-100
Depósito de 8 filas de polipropileno, máximo de 85 ml, geometría de la base piramidal, 19 mm de altura, irradiado, caja de 25	10,6	204367-100
Depósito de 16 filas de polipropileno, máximo de 78 ml, geometría de la base piramidal, 19 mm de altura, caja de 25	4,9	201294-100
Depósito de 16 filas de polipropileno, máximo de 78 ml, geometría de la base piramidal, 19 mm de altura, irradiado, caja de 25	4,9	204371-100

Microplacas con depósito de polipropileno *continuación*

Descripción	Volumen de la cavidad (ml)	Referencia
 Depósitos de cavidad única y de 3, 5 y 24 cavidades		
Depósito de 3 cavidades de polipropileno, 2 pocillos de control (columna de 7 ml con 24 filas, A-L, y columna de 2 ml con 24 filas, M-P) y pocillo principal de 273 ml, geometría de la base con 384 pirámides, 44 mm de altura, caja de 25		201286-100
Depósito de 5 cavidades de polipropileno, 4 pocillos de control (columnas de 23-24 filas, A-H, I-P) de 2,6 ml cada uno y pocillo principal de 145 ml, geometría de la base con 384 pirámides, 30,6 mm de altura, caja de 25		201300-100
Depósito de 5 cavidades de polipropileno, 4 pocillos de control (columnas 1, 2, 11, 12) de 3,25 ml cada uno y pocillo principal de 86,3 ml, geometría de la base con 24 pirámides, 19 mm de altura, caja de 25		201278-100
Depósito de 24 cavidades de polipropileno, 2 filas × 12 columnas, 3,5 ml/cavidad, máximo de 84 ml, geometría de la base piramidal, 19 mm de altura, caja de 25		201298-100
Depósito de 24 cavidades de polipropileno, 2 filas × 12 columnas, 3,5 ml/cavidad, máximo de 84 ml, geometría de la base piramidal, 19 mm de altura, irradiado, caja de 25		204375-100

¿Necesita una microplaca personalizada?

Independientemente de si el diseño de su flujo de trabajo requiere códigos de barras, embalaje personalizado, encapsulación de medios o configuraciones exclusivas de placas y membranas filtrantes, nosotros nos encargamos de todo.

Para obtener más información, visite explore.agilent.com/custom-microplate-sample



Le ayudamos a tener éxito

CrossLab es una herramienta de Agilent que integra servicios y consumibles para respaldar el éxito del flujo de trabajo y mejorar la productividad y la eficiencia operativa. En cada interacción, nos esforzamos por poner a su disposición nuestros conocimientos para ayudarle a conseguir sus objetivos. Disponemos de una gran variedad de productos y servicios, desde optimización de métodos y formación hasta traslados del laboratorio al completo y análisis de operaciones, todo ello con el propósito de ayudarle a gestionar sus instrumentos y su laboratorio para que, de este modo, consiga el máximo rendimiento posible.

Puede obtener más información acerca de CrossLab en www.agilent.com/crosslab

¿Desea que le facilitemos las compras? Abra una cuenta en la tienda en línea de Agilent.

¿Por qué estresarse con la burocracia cada vez que realiza pedidos de piezas y consumibles para su laboratorio? Cree una cuenta en la tienda en línea de Agilent. Vaya a www.agilent.com/lifesciences/register.

Esto le permitirá acceder a ventajas, como generar presupuestos con facilidad, hacer un seguimiento de los envíos y obtener precios personalizados. Además, contará con acceso a la comunidad Agilent: nuestro portal único en línea para conectar, colaborar y compartir ideas.

Se trata de ayudarle a encontrar rápidamente lo que busca para que pueda volver a sus análisis.

Más información:

www.agilent.com/lifesciences/pipettetips

www.agilent.com/lifesciences/microplates

Encuentre un centro local de ventas y asistencia en su país:

www.agilent.com/lifesciences/contactus

España

901 11 68 90

customercare_spain@agilent.com

Europa

info_agilent@agilent.com

Asia-Pacífico

inquiry_lsca@agilent.com

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

DE-000461

© Agilent Technologies, Inc. 2022, 2024
Publicado en EE. UU., 26 de agosto de 2024
5994-5118ES