

Manter a consistência e minimizar os erros de amostragem

Microplacas e ponteiros de pipeta para a plataforma de manuseio de líquidos Bravo





Menos variáveis para se preocupar

Para integrar com sucesso a automação em seu laboratório, seus consumíveis devem funcionar de forma confiável e previsível em todos os seus experimentos. Os consumíveis Agilent para automação de laboratório são projetados e testados para os instrumentos de automação da Agilent, para que você possa maximizar o tempo em atividade e evitar erros de amostragem.

- As ponteiros de pipeta descartáveis de qualidade superior garantem transferências de líquidos precisas e exatas sem contaminação cruzada. Cada lote passa por testes completos de controle de qualidade e de desempenho funcional e é otimizado para a plataforma de manuseio automatizado de líquidos Bravo Agilent e para os cabeçotes AssayMAP Bravo.
- As microplacas validadas, incluindo microplacas para armazenamento/ensaio e os reservatórios de reagentes, são fabricadas com características padrão, como dimensões ANSI, biocompatibilidade, baixa aderência e resistência ao calor.

Juntamente com nosso abrangente suporte técnico, de aplicações e de hardware, as soluções de automação da Agilent ajudam seu laboratório a simplificar o preparo de amostras, reduzir o trabalho manual e manter a reprodutibilidade.



Ponteiras de pipeta projetadas para garantir seus melhores resultados

Resultados experimentais consistentes dependem da dispensação precisa e reprodutível de líquidos, que por sua vez, depende de ponteiras de pipeta de alta qualidade. As ponteiras de pipeta Agilent são fabricadas em um ambiente rigorosamente controlado (com registro e auditoria ISO 9001) e são submetidas a rigorosos procedimentos de teste. Todos os lotes são certificados como:

- Livre de atividade detectável de nucleases DNase e RNase
- Livre de contaminação por endotoxina (pirogênio)
- Livre de adenosina trifosfato (ATP)
- Livre de DNA humano
- Livre de atividade de protease
- Livre de metais pesados

Ampla variedade de tamanhos e configurações para atender às suas necessidades experimentais

Essas ponteiras de pipeta de alta qualidade e as configurações de rack são construídas com base em suas aplicações que usam qualquer cabeçote Bravo. Para reduzir o acúmulo de estática e economizar espaço na bancada, as ponteiras de pipeta são projetadas e criadas com processos e embalagens inovadores.

Ponteiras estéreis

Certificadas como estéreis com um nível de garantia de esterilidade (SAL) de 10^{-6} , as ponteiras de pipeta estéreis da Agilent são projetadas para aplicações biológicas sensíveis que envolvem células, DNA ou RNA. Elas são irradiadas e embaladas para evitar contaminação.



Os racks para ponteiras de pipeta são enviados em embalagens estéreis.

Ponteiras com filtro

As ponteiras de pipeta com filtro são ideais para aplicações de PCR, NGS, biologia celular e biologia molecular. Elas criam uma barreira eficaz usando um filtro integrado que protege o eixo da pipeta contra aerossóis e contaminantes líquidos. Além disso, elas reduzem significativamente os erros causados pela contaminação cruzada entre poços da microplaca.



As ponteiras com filtro estão disponíveis em vários tamanhos.

Ponteiras com diâmetro grande

As ponteiras de pipeta de diâmetro grande têm um orifício maior do que uma ponteira padrão de mesmo volume. Elas são projetadas para a transferência de líquidos viscosos, células frágeis, DNA e amostras contendo partículas ou esferas grandes.

Comparação entre os orifícios das ponteira de pipeta Agilent


Ponteira da pipeta	Diâmetro do orifício
70 µL de diâmetro grande	0,78 mm
70 µL padrão	0,36 mm
250 µL de diâmetro grande	1,52 mm
250 µL padrão	0,61 mm



Comparação entre uma ponteira padrão de 250 µL com abertura de 0,61 mm (superior) e uma ponteira de diâmetro grande com uma abertura de 1,52 mm (inferior).

Racks condutivos

Todas as ponteiras de pipeta são suscetíveis a uma carga estática devido ao atrito encontrado durante a embalagem, o transporte ou o armazenamento em racks de laboratório. Essa carga pode fazer com que as ponteiras sejam repelidas ou atraídas pelos materiais ao redor, resultando em ponteiras perdidas ou montadas de forma inadequada. Os racks condutivos da Agilent incluem uma resina que alivia o acúmulo de carga estática, fornecendo resultados confiáveis e tempo de autonomia sem preocupações.



Mantenha suas ponteiras de pipeta livres de estática com os racks condutivos da Agilent.

Ponteiras empilháveis

Reduza o desperdício e ganhe mais espaço na bancada. Os racks para ponteiras de pipeta empilháveis da Agilent permitem armazenar até três vezes mais ponteiras na bancada ou empilhadas. Esses racks condutivos não têm tampa e são mais curtos do que os racks padrão, além de reduzirem o acúmulo de carga estática – considerações importantes no manuseio de materiais perigosos.



Quinze racks para ponteiras de pipeta empilháveis ocupam o mesmo espaço que cinco racks para ponteiras de pipeta padrão para ponteiras do mesmo tamanho.

Microplacas Agilent para qualquer fluxo de trabalho

As microplacas de alta qualidade ajudam a evitar a reanálise das amostras e a cumprir prazos críticos. Você pode contar com a Agilent, líder mundial em design e fabricação, para fornecer produtos de qualidade superior para seus fluxos de trabalho. Além disso, nossa cadeia de suprimentos global garante que os produtos que você precisa estarão disponíveis quando você precisar deles, permitindo o planejamento e a execução pontual de seus projetos.

Os recursos de microplaca padrão incluem:

- Dimensões ANSI
- Baixa aderência
- Polipropileno resistente ao calor
- Poços elevados para vedação
- Biocompatibilidade
- Compatibilidade com automação

Microplacas de ensaio, coleta e armazenamento

Moldadas com polímeros de grau médico e resistentes a produtos químicos, essas microplacas são ideais para produtos químicos reativos, ensaios biológicos, armazenamento em baixa temperatura e filtrados. Telas de vedação e tampas estão disponíveis.

Escolha entre várias configurações:

- Volume do poço: 58 μ L a 10 mL
- Número de poços: 24, 48, 96 e 384
- Altura das microplacas: 14 a 78 mm
- Geometrias de fundo em V, redondo, plano e piramidal
- Opções irradiadas e não irradiadas

Saiba mais em www.agilent.com/lifesciences/storage-assay-microplates



Microplacas com reservatório de polipropileno

Essas microplacas são recomendadas para aplicações de aumento e redução de escala de métodos e para a criação de matrizes de design de experimentos (DoE). Cada microplaca é moldada com polímeros resistentes a produtos químicos, de acordo com os tamanhos-padrão ANSI/SLAS, com geometrias de base otimizadas para minimizar os volumes mortos.

Diversas opções estão disponíveis:

- Volumes de partição: 2,6 a 300 mL
- Número de partições: 0 a 24
- Partições para controles
- Geometrias de partição aberta, em coluna ou em linha
- Geometrias de fundo em V, plano e piramidal
- Opções irradiadas e não irradiadas

Saiba mais em www.agilent.com/lifesciences/reservoir-microplates



Acessórios para microplacas

As tampas universais para microplacas estão disponíveis em resina de poliestireno transparente ou preta. Além disso, estão disponíveis borrachas seladoras personalizadas para vedação de microplacas de 24, 48 e 96 poços quadrados Agilent. Todas as borrachas seladoras personalizadas são moldadas em Santoprene, um elastômero termoplástico resistente a produtos químicos.

Saiba mais em www.agilent.com/lifesciences/microplate-lids-seals





Guia de seleção de ponteira de pipeta

Racks para ponteiras de pipeta

	Descrição	Faixa de volume (µL)	Cabeçote Bravo	Acesso à microplaca	Part Number
--	-----------	----------------------	----------------	---------------------	-------------



Racks para ponteiras de pipeta de 10 µL Agilent

	Ponteiras de 10 µL, 384 no rack, caixa com 50	0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	10734-202
	Ponteiras de 10 µL, estéreis, 384 no rack, caixa com 50	0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	10734-212
	Ponteiras de 10 µL, condutivas, 384 no rack, caixa com 50	0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	10734-302
	Ponteiras de 10 µL, empilháveis, condutivas, 384 no rack, caixa com 90	0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	21740-202
	Ponteiras de 10 µL, estéreis, condutivas, 384 no rack, caixa com 50	0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	10734-312
	Ponteiras de 10 µL, empilháveis, estéreis, condutivas, 384 no rack, caixa com 90	0,3 a 10	96ST, 384ST	96, 384, 1536	21740-212



Racks para ponteiras de pipeta de 30 µL Agilent

	Ponteiras de 30 µL, 384 no rack, caixa com 50	0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	11484-202
	Ponteiras de 30 µL, estéreis, 384 no rack, caixa com 50	0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	11484-212
	Ponteiras de 30 µL, condutivas, 384 no rack, caixa com 50	0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	11484-302
	Ponteiras de 30 µL, empilháveis, condutivas, 384 no rack, caixa com 90	0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	21750-202
	Ponteiras de 30 µL, estéreis, condutivas, 384 no rack, caixa com 50	0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	11484-312
	Ponteiras de 30 µL, empilháveis, estéreis, condutivas, 384 no rack, caixa com 90	0,5 a 30	96ST, 384ST	96, 384, 1536	21750-212
	Ponteiras de 30 µL, estéreis, com filtro, condutivas, 384 no rack, caixa com 50	0,5 a 15	96ST, 384ST	96, 384, 1536	11484-322

Racks para ponteiros de pipeta *continuação*

	Descrição	Faixa de volume (µL)	Cabeçote Bravo	Acesso à microplaca	Part Number
--	-----------	----------------------	----------------	---------------------	-------------



Racks para ponteiros de pipeta de 70 µL Agilent

	Ponteiras de 70 µL, 384 no rack, caixa com 50	0,75 a 70	96ST, 384ST	96, 384	19133-102
	Ponteiras de 70 µL, estéreis, 384 no rack, caixa com 50	0,75 a 70	96ST, 384ST	96, 384	19133-112
	Ponteiras de 70 µL, condutivas, 384 no rack, caixa com 50	0,75 a 70	96ST, 384ST	96, 384	19133-202
	Ponteiras de 70 µL, estéreis, condutivas, 384 no rack, caixa com 50	0,75 a 70	96ST, 384ST	96, 384	19133-212
	Ponteiras de 70 µL, estéreis, com filtro, condutivas, 384 no rack, caixa com 50	0,75 a 50	96ST, 384ST	96, 384	19133-142
	Ponteiras de 70 µL, diâmetro grande, estéreis, condutivas, 384 no rack, caixa com 50	2,0 a 70	96ST, 384ST	Somente 96	19134-012
	Ponteiras de 70 µL, diâmetro grande, condutivas, 384 no rack, caixa com 50	2,0 a 70	96ST, 384ST	Somente 96	19134-002
	Ponteiras de 70 µL, diâmetro grande, com filtro, estéreis, condutivas, 384 no rack, caixa com 50	2,0 a 50	96ST, 384ST	Somente 96	19134-022



Racks para ponteiros de pipeta de 250 µL Agilent

	Ponteiras de 250 µL, 96 no rack, caixa com 50	2,0 a 250	96LT	96, 384	19477-002
	Ponteiras de 250 µL, estéreis, 96 no rack, caixa com 50	2,0 a 250	96LT	96, 384	19477-012
	Ponteiras de 250 µL, com filtro, estéreis, 96 no rack, caixa com 50	2,0 a 180	96LT	96, 384	19477-022
	Ponteiras de 250 µL, com diâmetro grande, 96 no rack, caixa com 50	5,0 a 250	96LT	Somente 96	19477-032
	Ponteiras de 250 µL, com diâmetro grande, estéreis, 96 no rack, caixa com 50	5,0 a 250	96LT	Somente 96	19477-072
	Ponteiras de 250 µL, com diâmetro grande, com filtro, estéreis, 96 no rack, caixa com 50	5,0 a 180	96LT	Somente 96	19477-082

Guia de seleção de microplacas

Microplacas de ensaio, coleta e armazenamento

Descrição	Volume do poço (mL)	Part Number
-----------	---------------------	-------------



Placas de ensaio/coleta/armazenamento de 24 poços Agilent

24 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	10	201272-100
24 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo redondo, altura de 44 mm, irradiada, caixa com 25	10	202061-100
24 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo redondo, altura de 44 mm, caixa com 25	10	202061-300
24 poços de polipropileno irradiado, poço quadrado, fundo piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	10	204023-100



Placas de ensaio/coleta/armazenamento de 48 poços Agilent

48 poços (6 linhas x 8 colunas) de polipropileno, poço quadrado, fundo piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	4,8	201306-100
48 poços (8 linhas x 6 colunas) de polipropileno, poço retangular, fundo piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	5	201238-100
48 poços (8 linhas x 6 colunas) de polipropileno metaloceno, poço retangular, fundo piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	5	203903-100
48 poços (8 linhas x 6 colunas) de polipropileno, poço retangular, fundo piramidal, altura de 44 mm, irradiada, caixa com 25	5	204351-100
48 poços (8 linhas x 6 colunas) de polipropileno, poço retangular, fundo piramidal, altura de 68 mm, caixa com 15	7,5	201236-100



Microplacas de ensaio, coleta e armazenamento *continuação*

Descrição	Volume do poço (mL)	Part Number
-----------	---------------------	-------------


Placas de ensaio/coleta/armazenamento de 96 poços

96 poços de polipropileno, poço redondo, fundo redondo, altura de 14,3 mm, caixa com 50	0,5	203942-100
96 poços de polipropileno, poço redondo, fundo redondo, altura de 14,3 mm, caixa com 25	0,5	204600-100
96 poços de polipropileno, poço redondo, fundo redondo, altura de 14,3 mm, irradiada, caixa com 25	0,5	204601-100
96 poços de polipropileno, poço redondo, fundo redondo, altura de 14,3 mm, irradiada, caixa com 50	0,5	204602-100
96 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo plano, altura de 19 mm, caixa com 50	0,7	201242-100
96 poços de polipropileno, poço redondo, fundo redondo, altura de 32 mm, caixa com 25	1	203426-100
96 poços de polipropileno, poço redondo, fundo redondo, altura de 32 mm, irradiada, caixa com 25	1	204357-100
96 poços de polipropileno, poço redondo, fundo redondo, altura de 32 mm, branco, caixa com 25	1	204392-100
96 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo em V, altura de 30,6 mm, caixa com 25	1,1	201276-100
96 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo em V, altura de 30,6 mm, irradiada, caixa com 25	1,1	204355-100
96 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	2	201240-100
96 poços de polipropileno de pureza ultra-alta, poço quadrado, fundo piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	2	201379-100
96 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo piramidal, altura de 44 mm, irradiada, caixa com 25	2	204353-100
96 poços de polipropileno de pureza ultra-alta, poço quadrado, fundo piramidal, altura de 44 mm, irradiada, caixa com 25	2	204379-100


Placas de ensaio/coleta/armazenamento de 384 poços

384 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo esférico, altura de 14,5 mm, caixa com 60	0,058	201288-100
384 poços de polipropileno preto, poço quadrado, fundo esférico, altura de 14,5 mm, caixa com 60	0,058	201290-100
384 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo esférico, altura de 14,5 mm, irradiada, caixa com 60	0,058	204369-100
384 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo esférico, altura de 19 mm, caixa com 10	0,2	204586-100
384 poços de polipropileno, poço quadrado, fundo esférico, altura de 19 mm, irradiada, caixa com 10	0,2	204587-100

Microplacas com reservatório de polipropileno

Descrição	Volume da cavidade (mL)	Part Number
-----------	-------------------------	-------------



Reservatórios de cavidade única

Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 96 pirâmides, altura de 44 mm, caixa com 25	300	201244-100
Polipropileno preto de cavidade única, geometria de base de 96 pirâmides, altura de 44 mm, caixa com 25	300	201246-100
Polipropileno irradiado de cavidade única, geometria de base de 96 pirâmides, altura de 44 mm, caixa com 25	300	204017-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 12 colunas, altura de 44 mm, caixa com 25	290	201250-100
Polipropileno irradiado de cavidade única, geometria de base de 12 colunas, altura de 44 mm, caixa com 25	290	204093-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 8 linhas, altura de 44 mm, caixa com 25	290	201252-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 8 linhas, altura de 44 mm, irradiada, caixa com 25	290	204504-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 384 pirâmides, altura de 44 mm, caixa com 25	282	201264-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 384 pirâmides, altura de 30,6 mm, caixa com 25	170	201302-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 384 pirâmides, altura de 30,6 mm, irradiada, caixa com 25	170	204377-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 12 colunas, altura de 30,6 mm, caixa com 25	170	200686-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 12 colunas, altura de 30,6 mm, irradiada, caixa com 25	170	204363-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 384 pirâmides, altura de 19 mm, caixa com 25	92	201266-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 384 pirâmides, altura de 19 mm, irradiada, caixa com 25	92	204612-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base plana, altura de 19 mm, caixa com 25	90	201270-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 96 pirâmides, altura de 19 mm, caixa com 25	86	201254-100
Polipropileno de cavidade única, geometria de base de 96 pirâmides, altura de 19 mm, irradiada, caixa com 25	86	204484-100

Microplacas com reservatório de polipropileno *continuação*

Descrição	Volume da cavidade (mL)	Part Number
-----------	-------------------------	-------------


Reservatórios de 2 a 24 colunas

Polipropileno de 2 colunas, máx. de 292 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	146	203852-100
Polipropileno de 2 colunas, máx. de 292 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, irradiada, caixa com 25	146	204359-100
Polipropileno de 3 colunas, máx. de 285 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	95	204249-100
Polipropileno de 3 colunas, máx. de 285 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, irradiada, caixa com 25	95	204361-100
Polipropileno de 4 colunas, máx. de 292 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	73	201308-100
Polipropileno de 4 colunas, máx. de 292 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, irradiada, caixa com 25	73	204282-100
Polipropileno de 6 colunas, máx. de 282 mL, geometria de base de 24 pirâmides, altura de 44 mm, caixa com 25	47	201284-100
Polipropileno de 6 colunas, máx. de 282 mL, geometria de base de 24 pirâmides, altura de 44 mm, irradiada, caixa com 25	47	204284-100
Polipropileno de 12 colunas, máx. de 252 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	21	201256-100
Polipropileno irradiado de 12 colunas, máx. de 252 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	21	204095-100
Polipropileno de 12 colunas, máx. de 84 mL, geometria de base piramidal, altura de 19 mm, caixa com 25	7	201280-100
Polipropileno de 12 colunas, máx. de 84 mL, geometria de base piramidal, altura de 19 mm, irradiada, caixa com 25	7	204365-100
Polipropileno de 24 colunas, máx. de 78 mL, geometria de base piramidal, altura de 19 mm, caixa com 25	3,25	201296-100
Polipropileno de 24 colunas, máx. de 78 mL, geometria de base piramidal, altura de 19 mm, irradiada, caixa com 25	3,25	204373-100


Reservatórios de 4 a 16 linhas

Polipropileno de 4 linhas, máx. de 292 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	73	201312-100
Polipropileno de 4 linhas, máx. de 292 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, irradiada, caixa com 25	73	204280-100
Polipropileno de 8 linhas, máx. de 256 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	32	201260-100
Polipropileno irradiado de 8 linhas, máx. de 256 mL, geometria de base piramidal, altura de 44 mm, caixa com 25	32	204019-100
Polipropileno de 8 linhas, máx. de 85 mL, geometria de base piramidal, altura de 19 mm, caixa com 25	10,6	201282-100
Polipropileno de 8 linhas, máx. de 85 mL, geometria de base piramidal, altura de 19 mm, irradiada, caixa com 25	10,6	204367-100
Polipropileno de 16 linhas, máx. de 78 mL, geometria de base piramidal, altura de 19 mm, caixa com 25	4,9	201294-100
Polipropileno de 16 linhas, máx. de 78 mL, geometria de base piramidal, altura de 19 mm, irradiada, caixa com 25	4,9	204371-100

Microplacas com reservatório de polipropileno *continuação*

Descrição	Part Number
 Reservatórios únicos de 3, 5 e 24 cavidades	
Polipropileno único de 3 cavidades, 2 poços de controle (7 mL, coluna 24, linhas A-L e 2 mL, coluna 24, linhas M-P) e principal de 273 mL, geometria de base de 384 pirâmides, altura de 44 mm, caixa com 25	201286-100
Polipropileno único de 5 cavidades, 4 poços de controle (colunas 23-24, linhas A-H, I-P) de 2,6 mL cada e principal de 145 mL, geometria de base de 384 pirâmides, altura de 30,6 mm, caixa com 25	201300-100
Polipropileno único de 5 cavidades, 4 poços de controle (colunas 1, 2, 11, 12) de 3,25 mL cada e principal de 86,3 mL, geometria de base de 24 pirâmides, altura de 19 mm, caixa com 25	201278-100
Polipropileno único de 24 cavidades, 2 linhas x 12 colunas, 3,5 mL/cavidade, máx. de 84 mL, geometria de base piramidal, altura de 19 mm, caixa com 25	201298-100
Polipropileno único de 24 cavidades, 2 linhas x 12 colunas, 3,5 mL/cavidade, máx. de 84 mL, geometria de base piramidal, altura de 19 mm, irradiada, caixa com 25	204375-100

Precisa de uma microplaca personalizada?

Independentemente de o seu projeto exigir código de barras, embalagem personalizada, encapsulamento de meios ou configurações exclusivas de membrana de filtro e placas, nós faremos o trabalho para você.

Para saber mais, acesse explore.agilent.com/custom-microplate-sample



Apoiando o seu sucesso

O CrossLab é um recurso da Agilent que integra serviços e consumíveis para apoiar o sucesso do fluxo de trabalho, melhorar a produtividade e aumentar a eficiência operacional. Em cada interação, esforçamo-nos para fornecer insights que o ajudam a alcançar as suas metas. Oferecemos uma ampla gama de produtos e serviços, desde otimização de método e treinamento a realocações de laboratório completo e análise de operações, para ajudá-lo a gerenciar os seus instrumentos e o seu laboratório para o melhor desempenho.

Saiba mais sobre o CrossLab em www.agilent.com/crosslab

Quer ter uma experiência de compra facilitada? Crie uma conta na Agilent Online Store.

Por que lidar com o estresse e a documentação toda vez que você solicita peças e consumíveis para o seu laboratório? Crie uma conta na Agilent store. Acesse www.agilent.com/lifesciences/register.

Você obterá benefícios, como geração fácil de cotações, rastreamento de envios, preços personalizados e muito mais. Além disso, você terá acesso à Comunidade Agilent, nosso destino online completo para conexão, colaboração e compartilhamento de informações.

O objetivo é ajudá-lo a encontrar rapidamente o que procura, para que você possa voltar à sua análise.

Saiba mais:

www.agilent.com/lifesciences/pipettetips

www.agilent.com/lifesciences/microplates

Encontre um centro de vendas e suporte local em seu país:

www.agilent.com/lifesciences/contactus

Brasil

0800 7281405

chem_vendas@agilent.com

Europa

info_agilent@agilent.com

Ásia e Pacífico

inquiry_lsca@agilent.com

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

DE-000461

© Agilent Technologies, Inc., 2022, 2024
Publicado nos EUA em 26 de agosto de 2024
5994-5118PTBR