


# Quantificação incrivelmente poderosa e excepcionalmente eficiente

Agilent MassHunter Productivity App para screening de pesticidas-alvo por LC/TQ



# E se você pudesse dar aos seus analistas de laboratório 40% a mais de tempo?

Quando surgem prazos, os pacotes de software complexos e completos podem, às vezes, prejudicar a produtividade na rotina do usuário. O Agilent MassHunter Productivity App para screening de pesticidas-alvo por LC/TQ oferece a funcionalidade de que seu pessoal precisa, feito para máxima eficiência. As vantagens incluem:



Menor necessidade de treinamento do operador



Tempo reduzido no PC



Revisão simplificada de dados e geração de relatórios

## Não é de admirar que os usuários relatem ganhos de produtividade de até 40%

O Productivity App combina aquisição de dados e revisão de dados em uma única interface de usuário simplificada. Escolha entre os métodos de aquisição e quantificação que fornecemos, use os seus próprios ou deixe que a equipe de especialistas científicos e técnicos da Agilent ajude você a criar novos.



### Aqui está o que o aplicativo inclui:

- Software MassHunter Productivity App
- Banco de dados de pesticidas dMRM, incluindo mais de 700 compostos, cada um com duas a quatro transições MRM otimizadas e tempos de retenção
- Guia de fluxo de trabalho abrangente
- Aquisição e métodos quantitativos de LC/TQ
- Consumíveis opcionais e padrão de pesticidas
- Modelos de relatórios personalizáveis do MassHunter

## Vá pela rota mais rápida para o conhecimento



**Fácil e intuitivo:** Alterne entre as visualizações "por amostra" ou "por composto" com um clique e acelere a revisão de dados aplicando sinalizadores individuais ou filtros definidos pelo administrador.

### Interface de usuário única

Limite a complexidade do software com a combinação entre aquisição e revisão de dados

### Criação de sequência com um clique

Reduza o tempo de configuração da sequência importando automaticamente listas de amostras usando modelos de sequência

### Edição rápida do método

Reduza o tempo de edição do método carregando listas de compostos e tabelas de calibração salvas

### Configuração de corrida sem erros

Reduza o tempo gasto com erros evitáveis do operador com validação abrangente da configuração

### Análise hands-off

Economize tempo do operador com análise automatizada e otimização de método sob medida para cada corrida

### Revisão de dados direcionados

Analise intuitivamente apenas os resultados que são importantes para você e seus clientes com agrupamento, filtragem e marcação

### Relatórios flexíveis

Crie seu relatório ideal mais rapidamente com modelos flexíveis de relatórios e visualização de relatórios integrada

### Benefícios imediatos

Use os métodos fornecidos como estão, sem configurações dispendiosas, ou use seus métodos existentes sem tempo de inatividade custosos

## Desempenho inacreditavelmente eficiente

O sistema LC/MS triplo quadrupolo Ultivo Agilent inclui novas tecnologias para maximizar o desempenho quantitativo, aprimorar a confiabilidade do instrumento e melhorar a robustez. Tudo em uma fração do tamanho. Além disso, quando o Ultivo é equipado com o software Agilent MassHunter, ele permite uma análise de MS mais rápida e produtiva com:

- uma interface de usuário atualizada e modos de coleta de dados que simplificam as interações do método e da lista de trabalhos,
- autotune 50% mais rápido para resposta otimizada e tempo de atividade máximo,
- leituras de diagnóstico inteligentes que identificam problemas rapidamente.

Para obter mais informações, acesse: [www.agilent.com/chem/ultivo](http://www.agilent.com/chem/ultivo)



Saiba mais sobre o MassHunter Productivity App para screening de pesticidas-alvo por LC/TQ:

[www.agilent.com/chem/masshunter-productivity-apps](http://www.agilent.com/chem/masshunter-productivity-apps)

Compras on-line:

[www.agilent.com/chem/store](http://www.agilent.com/chem/store)

Para saber mais sobre o software MassHunter:

[www.agilent.com/chem/masshunter](http://www.agilent.com/chem/masshunter)

Solicite uma cotação para consultoria de método ou aplicação:

[www.agilent.com/chem/workflows](http://www.agilent.com/chem/workflows)

Brasil

**0800 7281405**

[chem\\_vendas@agilent.com](mailto:chem_vendas@agilent.com)

Europa

[info\\_agilent@agilent.com](mailto:info_agilent@agilent.com)

Índia

[india-lsca\\_marketing@agilent.com](mailto:india-lsca_marketing@agilent.com)

Ásia e Pacífico

[inquiry\\_lsca@agilent.com](mailto:inquiry_lsca@agilent.com)

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2018  
Publicado nos EUA, 12 de setembro de 2018  
5991-9492PTBR