

Desempenho ideal da lâmpada para os instrumentos da série LC Agilent Infinity

Lâmpadas Agilent InfinityLab



Economize tempo e obtenha o máximo do investimento em seu instrumento

Sua cromatografia líquida (LC) pode ser afetada quando lâmpadas de má qualidade produzem intensidade inconsistente. Além disso, linhas de base com ruído levam a perda de tempo com solução de problemas, enquanto trocas frequentes de lâmpadas podem aumentar os custos a longo prazo.

As lâmpadas Agilent oferecem desempenho excepcional e duradouro, e contam com nossos recursos de engenharia, testes de qualidade e suporte técnico.

O que torna as lâmpadas Agilent InfinityLab tão diferentes?

Ótimo desempenho

As lâmpadas são rigorosamente testadas quanto às especificações de ruído e drift, tensões operacionais, intensidade de luz e alinhamento.

Vida útil mais longa

As lâmpadas de deutério de longa duração Agilent InfinityLab oferecem mais de 2.000 horas de uso, devido ao nosso processo de revestimento aprimorado.

Maior razão sinal-ruído

A abertura mais estreita da lâmpada de deutério Agilent oferece maior intensidade de luz, ruído reduzido e limites de detecção mais baixos.

Melhor sensibilidade

Você poderá ampliar as capacidades de detecção e melhorar a qualificação em nível de traços.

Tempo de parada reduzido

As lâmpadas Agilent InfinityLab com identificação por radiofrequência fornecem informações essenciais e rastreabilidade de uso para manutenção planejada, solução de problemas facilitada e menores custos de propriedade.

Testadas e comprovadas

Todas as lâmpadas Agilent são fabricadas em um ambiente com certificação ISO 9001 e são rigorosamente testadas e totalmente rastreáveis em todas as etapas do processo de produção. Os certificados de teste estão disponíveis para todas as lâmpadas de deutério.

Agilent
InfinityLab



Projetadas para durar

As lâmpadas de deutério de longa duração Agilent InfinityLab são:

- Produzidas de acordo com as especificações e padrões de qualidade mais rígidos.
- Projetadas para aumentar a intensidade da luz e diminuir o ruído.
- Rigorosamente testadas para a menor variabilidade entre lâmpadas.
- Estáveis, robustas e duradouras, reduzindo o custo de propriedade.

Peça suas lâmpadas agora em
www.agilent.com/chem/lamps



Maximize o desempenho e a eficiência com consumíveis para LC Agilent InfinityLab

Os consumíveis Agilent InfinityLab funcionam perfeitamente com os instrumentos da série LC InfinityLab para atingir o mais alto desempenho, eficiência operacional e segurança de laboratório.

Os consumíveis inteligentes rastreiam o uso para aumentar a confiança em sua análise.

Saiba mais em www.agilent.com/en/promotions/infinitylab

Informação para pedidos

Descrição da lâmpada	Compatível com	Part Number
Lâmpada de deutério de longa duração InfinityLab (8-pinos) com etiqueta RFID	Detector de arranjo de diodos Série Infinity 1260/1290: G4212A/B Série Infinity II 1260/1290: G7117A/B/C	5190-0917
Lâmpada de deutério de longa duração InfinityLab com etiqueta RFID	Detector de arranjo de diodos Série 1200: G1315C/D Série 1220 com DAD Série Infinity 1260: G1315C/D Série Infinity II 1260: G7115A Detector de vários comprimentos de onda Série 1200: G1365C/D Série Infinity 1260: G1365C/D Série Infinity II 1260: G7165A	2140-0820
Lâmpada de tungstênio (VIS)	Detector de vários comprimentos de onda e de arranjo de diodos Série 1100: G1315A/B Série 1100: G1365A/B Série 1200: G1315C/D e G1365C/D Série Infinity 1260: G1315C/D e G1365C/D	G1103-60001
Lâmpada de deutério de longa duração InfinityLab com etiqueta RFID	Detector de comprimento de onda variável Série 1200: G1314D Série Infinity 1260/1290: G1314E/F Série Infinity II 1260/1290: G7114A/B	G1314-60101

Para fazer pedidos, acesse www.agilent.com/chem/lamps

Encontre seu representante de vendas local da Agilent ou distribuidor autorizado Agilent em www.agilent.com/chem/contactus

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.