




Uso della ChemStation Plus Agilent e amministrazione del sistema

Corsi di formazione Divisione Analitica Agilent

H1189A

Due giorni
Corso con esercitazioni pratiche

Descrizione

Spiega in modo approfondito come utilizzare al meglio i moduli della ChemStation Plus di Agilent per l'accesso remoto (ChemAccess) e per l'organizzazione e l'archiviazione dei dati (ChemStore).

ChemAccess consente il controllo a distanza on line delle analisi e delle condizioni, oltre a fornire una panoramica di tutti gli strumenti del laboratorio.

ChemStore centralizza l'archiviazione dei dati, consentendo agli utenti di gestire, vedere e preparare i risultati per differenti serie di dati da più tecniche cromatografiche. Il software permette inoltre l'accesso sicuro ai dati, la presentazione personalizzata dei risultati, l'audit trail completo e la revisione ed approvazione dei dati automatizzata.

Contenuti del corso

Primo giorno

- Creazione di un caso e campi personalizzati
- Trasferimento di dati dalla ChemStation a ChemStore
- Preparazione di una Query e utilizzo della funzione di filtro
- Revisione dei dati
- Rapporti personalizzati
- ChemAccess

Secondo giorno

- Introduzione all'amministrazione del sistema
- Sicurezza di ChemStore
- Amministrazione degli utenti di ChemStore
- Amministrazione dei Client di ChemStore
- Archiviazione con ChemStore
- Diagnosi dei problemi con ChemStore
- Amministrazione di ChemAccess
- Configurazione della memorizzazione dei dati
- Diagnosi dei problemi con ChemAccess

Prerequisiti

Corsi di tre giorni sulla ChemStation Agilent per l'elaborazione dei dati (H4053A, H4076A e H4039A) oppure una conoscenza equivalente della ChemStation Agilent per GC, LC o LC-MSD, oppure uno dei corsi Agilent di più giorni sul funzionamento degli strumenti.

A chi si rivolge

A chiunque desideri aumentare le proprie conoscenze sull'uso dei software ChemStore e ChemAccess Agilent. Ai responsabili dell'amministrazione di questi moduli software.

Strumenti utilizzati durante il corso

- Computer con Microsoft® Windows® NT
- Software ChemStation Plus Agilent

Copyright © 2000
Agilent Technologies, Inc.
DIRITTI RISERVATI

6/00
5980-1785IT

