

Étalons de pesticides, HAP et lipides

Votre ressource essentielle pour les étalons chimiques Agilent ULTRA





Sommaire

Introduction	3
Les étalons Agilent	3
Produits	3
Secteurs	3
Produits à façon	3
Laboratoire de contrôle qualité	4
Les niveaux de validation de contrôle qualité	4
Triple certification	5
Certificat d'analyse d'un matériau de référence de niveau 2	6
Conformité au SGH	7
Étalons de pesticides, purs et en solution	8
Kits de pesticides purs	23
Étalons d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	25
Étalons de lipides	28
Kits de lipides	32
Services et assistance Agilent	35

Les étalons Agilent

Agilent est un leader mondial en chromatographie et en spectroscopie, ainsi qu'un expert dans la fabrication d'étalons chimiques. Agilent propose des matériaux de référence certifiés, des étalons de CQ, des réactifs et des tampons qui viennent compléter notre vaste gamme d'instruments, de colonnes, de produits pour la préparation d'échantillons, des consommables et des services. Notre gamme offre aux laboratoires des solutions intégrales pour un processus efficace et des résultats précis.

Agilent possède une longue liste d'étalons chimiques, ainsi qu'une grande expertise dans la conception et la formulation d'étalons à façon répondant à de strictes spécifications. Les produits d'Agilent sont disponibles auprès de nos canaux de distribution mondiaux et grâce à nos capacités logistiques, nous garantissons des délais de traitement rapides pour toutes les commandes.

Avec plus de 40 années d'expertise technique en science des mesures, nous fournissons des produits de qualité innovants pour couvrir l'ensemble du processus analytique dans les laboratoires du monde entier.

Produits

- Matériaux de référence certifiés (MRC)
- Matériaux de référence (MR)
- Mélanges étalon
- Étalons de QI/QO/QP
- Étalons de linéarité
- Échantillons de vérification de la qualité
- Tampons et réactifs
- Solution de rinçage et diluants

Secteurs

Environnement	Industrie agroalimentaire	Sciences de la vie	Industrie et mines
– Produits pétrochimiques – PCB/PBB – Hydrocarbures halogénés – COV/COSV – Pesticides – Dioxines et furanes	– Allergènes – Composés aromatiques aminés et nitrés – Médicaments pharmaceutiques et vétérinaires – HAP – Lipides – Authenticité des aliments – Phénols – Colorants	– Produits pharmaceutiques – Biopharmacie – Université et recherche – Université – Organismes d'État	Pétrochimie – Huiles de matrice – Métaux dans du biodiesel – Composés organométalliques Analyse élémentaire – Monoélément – Multiélément

Produits à façon

Avez-vous besoin d'un matériau de référence sur mesure ou d'une solution chimique spécifique à votre laboratoire ou à votre procédure d'analyse ? Si le produit que vous recherchez n'est pas disponible parmi les produits d'Agilent, nous pouvons le préparer sur mesure. Les matériaux de référence à façon sont une réponse rapide et économique aux besoins spécifiques de votre laboratoire.

Agilent dispose d'une vaste base de données de compatibilité, qui intègre 40 ans de données sur la fabrication et le contrôle qualité pour le développement de formulations de produits à façon d'une grande stabilité et fiabilité.

Choisissez parmi nos trois niveaux de validation de contrôle qualité (voir [page 4](#)).

Rendez-vous sur www.agilent.com/chem/standards pour demander un devis.

Laboratoire de contrôle qualité

Agilent dispose d'un laboratoire de contrôle qualité accrédité ISO 17025 et ISO Guide 34 en tant que producteur de matériaux de référence pour la fabrication de matériaux de référence certifiés (MRC).

Fiez-vous à l'expertise de notre équipe de développement d'applications pour :

- le développement de méthodes ;
- l'analyse avant et après remplissage ;
- les tests de stabilité et les protocoles ;
- les tests d'homogénéité.



Les niveaux de validation de contrôle qualité

Les étalons chimiques fabriqués par Agilent sont fournis avec un certificat d'analyse spécifique au lot (CoA) qui reflète le niveau de validation de contrôle qualité associé. Les certificats d'analyse peuvent être expédiés avec le produit et sont disponibles en ligne. Sauf indication contraire, tous les produits d'Agilent sont des matériaux de référence de niveau II fabriqués en conformité avec l'ISO Guide 34.

		Valeur rapportée	Incertitude rapportée	Ancien nom	Solutions	Purs	Délai d'exécution (produits à façon)
Niveau I	ISO Guide 34 RM	Réelle (calculée)	$I_{\text{caractérisée}}$	Gravimétrie	Oui	Oui	5 jours ouvrables
Niveau II	ISO Guide 34 RM	Réelle (analytique)	$I_{\text{caractérisée}}$	Validation complète	Oui	Oui	7 à 10 jours ouvrables
Niveau III	ISO Guide 34	Certifié	$I_{\text{élargie}}$	ISO Guide 34	Oui		15 à 20 jours ouvrables

Solution de niveau I : Matériau de référence (MR) préparé par gravimétrie conformément à l'ISO Guide 34 et au système de contrôle qualité certifié ISO 9001 d'Agilent. Les matériaux purs utilisés pour le produit sont contrôlés par un laboratoire Agilent certifié ISO 17025, en conformité avec l'accréditation ISO Guide 34 d'Agilent. Pour chaque composé, la valeur réelle est indiquée, ainsi que son incertitude calculée avec un niveau de confiance de 95 %.

Matériau pur de niveau I : MR préparé conformément à l'ISO Guide 34 et au système de contrôle qualité certifié ISO 9001 d'Agilent. La valeur réelle (pourcentage de pureté) est rapportée.

Solution de niveau II : MR préparé par gravimétrie conformément à l'ISO Guide 34 et au système de contrôle qualité certifié ISO 9001 d'Agilent. Les matériaux purs utilisés pour le produit sont contrôlés par un laboratoire Agilent certifié ISO 17025, en conformité avec l'accréditation ISO Guide 34 d'Agilent. Les concentrations en composés sont vérifiées par un laboratoire certifié ISO 17025 d'Agilent. Pour chaque composé, la valeur réelle est indiquée, ainsi que son incertitude calculée avec un niveau de confiance de 95 %.

Matériau pur de niveau II : MR préparé conformément à l'ISO Guide 34 et au système de contrôle qualité certifié ISO 9001 d'Agilent. Les matériaux utilisés pour ce produit sont contrôlés par un laboratoire Agilent certifié ISO 17025, en conformité avec l'accréditation ISO Guide 34 d'Agilent. La valeur réelle est rapportée (pourcentage de pureté) ainsi que son incertitude calculée avec un niveau de confiance de 95 %.

Solution de niveau III : MR préparé par gravimétrie conformément à l'ISO Guide 34 et au système de contrôle qualité certifié ISO 9001 d'Agilent. Les matériaux purs utilisés pour ce produit sont contrôlés par un laboratoire Agilent certifié ISO 17025, en conformité avec l'accréditation ISO Guide 34 d'Agilent. Les concentrations en composés sont vérifiées par un laboratoire certifié ISO 17025 d'Agilent. Pour chaque composé, la valeur certifiée est rapportée avec une valeur d'incertitude calculée sous forme d'incertitude élargie, en conformité avec la norme ISO Guide 35.

Triple certification

Agilent s'engage à assurer l'intégrité des produits en offrant aux clients la garantie d'une triple certification aux normes ISO.

Agilent procède conformément à un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001, dans lequel un organisme d'accréditation (TÜV) atteste de la qualité de nos méthodes, procédures, tests, production et tenue de dossiers.

Notre laboratoire de contrôle qualité est certifié ISO 17025 (ANAB) pour la compétence technique d'effectuer les tests de matériaux organiques et inorganiques, ainsi que de matériaux de référence certifiés, comme défini dans notre portée d'accréditation disponible en ligne sur www.agilent.com/chem/17025.

Agilent est en outre certifiée ISO Guide 34 (ANAB) pour la compétence technique de producteur de matériaux de référence certifiés. Cela implique qu'Agilent identifie et documente les composantes principales de l'incertitude, notamment l'homogénéité, la stabilité à court et à long terme, ainsi que l'incertitude due à la fabrication et à la caractérisation analytique.

Les certifications d'Agilent les plus récentes sont disponibles sur www.agilent.com/quality.

Conseils et outils

Pour consulter notre gamme complète de plus de 7 000 étalons, tous fabriqués en conformité avec la norme ISO 17025/Guide 34, rendez-vous sur www.agilent.com/chem/standards.

Certificat d'analyse d'un matériau de référence de niveau 2


Agilent

Certificate of Analysis
ISO Guide 34

C4-C24 Even Carbon Saturated FAME Mix

Product Number: 5191-4278
Lot Number: CR-5364


Page: 1 of 1
Lot Issue Date: 17-Nov-2017
Expiration Date: 31-Dec-2019

This ISO Guide 34 Reference Material (RM) was manufactured and verified in accordance with Agilent's ISO 9001 registered quality system, and the analyte concentrations were verified by our ISO 17025 accredited laboratory. The true value and uncertainty value at the 95% confidence level for each analyte, determined gravimetrically, is listed below.

Analyte	CAS#	Analyte Lot	True Value
methyl butanoate	000623-42-7	RM04575	1005 ± 5 µg/mL
methyl hexanoate	000106-70-7	NT01630	1005 ± 5 µg/mL
methyl octanoate	000111-11-5	NT01094	1003 ± 5 µg/mL
methyl decanoate	000110-42-9	NT00187	1004 ± 5 µg/mL
methyl laurate	000111-82-0	NT01095	1003 ± 5 µg/mL
methyl tetradecanoate	000124-10-7	NT00188	1003 ± 5 µg/mL
methyl palmitate	000112-39-0	RM07128	1001 ± 5 µg/mL
methyl octadecanoate	000112-61-8	RM12285	1002 ± 5 µg/mL
methyl arachidate	001120-28-1	RM11588	1003 ± 5 µg/mL
methyl docosanoate	000929-77-1	NT01096	1004 ± 5 µg/mL
tetracosanoic acid methyl ester	002442-49-1	NT01097	1004 ± 5 µg/mL

Matrix: hexane
Storage: Store Refrigerated (2° - 8°C).

Agilent uses balances calibrated with weights traceable to NIST in compliance with ANSI/NCCL Z-540-1 and ISO 9001, and calibrated Class A glassware in the manufacturing of these standards.


 Monica Bourgeois
 QMS Representative


 ISO Guide 34 Cert No.
 AR-1936

Produced in accordance with TUV USA Inc 56 100 18560026
 registered ISO 9001 Quality Management System


 ISO17025 Cert No.
 AT-1937

250 Smith Street North Kingstown, Rhode Island 02852 www.agilent.com/quality

Exemple de certificat d'analyse pour un matériau de référence Agilent.

Conformité au SGH

Agilent est certifiée SGH pour l'étiquetage conforme aux normes relatives aux FDS et au SGH. Les produits chimiques fabriqués et distribués par Agilent sont conformes au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH). Les fiches de données de sécurité (FDS) et les étiquettes sont préparées conformément aux réglementations dans les langues suivantes :

Règlement CLP européen

Règlement 1272/2008

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - Chinois (mandarin standard) | - Italien |
| - Tchèque | - Japonais |
| - Danois | - Coréen |
| - Néerlandais | - Polonais |
| - Anglais | - Portugais |
| - Estonien | - Roumain |
| - Finnois | - Russe |
| - Français | - Espagnol |
| - Allemand | - Suédois |

Règlement OSHA de mise en œuvre du SGH aux États-Unis

Hazcom 2012

- Anglais
- Espagnol
- Français

Règlement de mise en œuvre du SGH en Chine

GB/T 17519-2013 et

GB/T 16483-2008

- Chinois (mandarin standard)
- Anglais

D'autres langues sont disponibles sur demande.

À mesure que les réglementations seront actualisées et enrichies, Agilent maintiendra des copies à jour en ligne sur www.agilent.com.

Conseils et outils

Pour consulter notre gamme complète de plus de 7 000 étalons, tous fabriqués en conformité avec la norme ISO 17025/Guide 34, rendez-vous sur www.agilent.com/chem/standards.

Étalons de pesticides, purs et en solution

Les étalons Agilent sont disponibles en ampoules ou en flacons et conviennent à une utilisation immédiate ou au stockage à long terme. Pour obtenir les meilleurs résultats possible, utilisez les étalons dès l'ouverture des flacons et ne les transférez pas en vue d'une utilisation ultérieure. Si vous devez stocker les étalons, les flacons CERTAN sont la solution la plus sûre et la plus innovante.

Chaque composant d'un étalon de référence est préanalysé et les solvants sont de la meilleure qualité disponible. Les étalons purs sont expédiés avec un certificat indiquant la pureté du composé disponible pour chaque étalon. Les solutions d'étalons sont préparées par gravimétrie avec une précision de $\pm 0,5\%$ et expédiées avec un certificat indiquant la concentration réelle du pesticide dans l'étalon.

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
AAtrex	Voir atrazine	
Abamectine	71751-41-2	PST-1870
Abate (téméphos)	3383-96-8	PST-1875
AC 26691	Voir cythioate	
Acarben	Voir chlorobenzilate	
Acéphate	30560-19-1	PST-1210
Acétochlore	34256-82-1	PST-1880
Acéquinocyle	57960-19-7	PST-3655
Acétamipride	135410-20-7	PST-3355
Acibenzolar-S-méthyl	135158-54-2	PST-3660
Acifluorène	50594-66-6	PST-1755
Ester méthylique de l'acifluorène	50594-67-7	PST-4095
Acionifen	74070-46-5	PST-2055
Acrinathrine	101007-06-1	PST-2060
Akton	1757-18-2	PST-6485
Alachlore (lasso)	15972-60-8	PST-625
Aldicarbe (témik)	116-06-3	PST-940
Aldicarbe sulfoné (aldoxycarbe)	1646-88-4	PST-1215
Sulfoxyde d'aldicarbe	1646-87-3	PST-1760
Aldrine (octalène)	309-00-2	PST-010
Alkron	Voir parathion	
Alléthrine (cinérine allylique) (tech.)	584-79-2	PST-020
Allidochlore (radox)	93-71-0	PST-867
Alloxydime-sodium	66003-55-2	PST-6585

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Cinérine allylique	Voir alléthrine	
Amétryne (EVIK)	834-12-8	PST-024
Amiben	Voir chloramben	
Aminocarbe (matacil)	2032-59-9	PST-660
4-aminopyridine	504-24-5	PST-4670
Aminopyralide	150114-71-9	PST-6190
Amitraze	33089-61-1	PST-1895
Amitrole (amizol)	61-82-5	PST-030
Amizol	Voir amitrole	
Ancymidole	12771-68-5	PST-5090
Anilazine (dyrène)	101-05-3	PST-2995
Antraquinone	84-65-1	PST-4360
Aprocarbe	Voir propoxur	
Arathane	Voir dinocap	
Aramite (total)	140-57-8	PST-4000
Aspon	3244-90-4	PST-2755
Asana	66230-04-4	PST-1900
Atraton	1610-17-9	PST-1220
Atrazine (AAtrex)	1912-24-9	PST-005
Déséthyl-atrazine	6190-65-4	PST-4010
Déséthylatrazine, 2-hydroxy-atrazine	19988-24-0	PST-1005
Désisopropyl-atrazine	1007-28-9	PST-4005
Avadex	Voir diallate	
Avolin	Voir phtalate de diméthyle	

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Azaconazole	60207-31-0	PST-2065
Azadirachtine	11141-17-6	PST-5085
Azaméthiphos	035575-96-3	PST-5370
Azinphos-méthyl (guthion)	86-50-0	PST-560
Aziprotryne	4658-28-0	PST-2760
Azinphos-éthyl (guthion éthyl)	2642-71-9	PST-1225
Azobenzène	103-33-3	PST-4480
Azocyclotine	41083-11-8	PST-3675
Azoxystrobine	131860-33-8	PST-1905
Azodrine	Voir monocrotophos	
Azolamide (isocarbamide)	30979-48-7	PST-2765
Azoxystrobine	131860-33-8	PST-1905
Banvel D	Voir dicamba	
Barbane	101-27-9	PST-1230
Basudine	Voir diazinone	
Baycor (bitertanol)	55179-31-2	PST-2070
Baygon	Voir propoxur	
Baytex	Voir fenthion	
Baythroide (cyfluthrine)	68359-37-5	PST-1910
BDMC	672-99-1	PST-4015
Beam	Voir tricyclazole	
Benalaxyl	71626-11-4	PST-2075
Bénazoline	3813-05-6	PST-2770
Ester éthylique de la bénazoline	25059-80-7	PST-5240
Bendiocarbe	22781-23-3	PST-1235
Benefin (benfluraline)	1861-40-1	PST-1240
Benfluraline	Voir benefin	
Benfuracarbe	82560-54-1	PST-2775
Bénodanil	15310-01-7	PST-2780
Bénomyl	17804-35-2	PST-1245
Bénoxacor	98730-04-2	PST-2785
Bensulfuron-méthyl	83055-99-6	PST-2790

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Bensulide	741-58-2	PST-1250
Bensultap	17606-31-4	PST-5165
Bentazone	25057-89-0	PST-1255
Dérivé de méthyl-bentazone	61592-45-8	PST-4070
Benzoaminopurine	1214-39-7	PST-4795
Benzoximate	29104-30-1	PST-2795
Benzoylprop-éthyl	22212-55-1	PST-1260
Benzthiazuron	1929-88-0	PST-2800
Benzoate de benzyle	120-51-4	PST-4555
Mélange de BCH (tech.)	608-73-1	PST-070
α -BHC (α -HCH)	319-84-6	PST-071
β -BHC (β -HCH)	319-85-7	PST-072
δ -BHC (δ -HCH)	319-86-8	PST-073
γ -BHC	Voir lindane	
Bifénazate	149877-41-8	PST-3690
Bifénox	42576-02-3	PST-2805
Bifenthrine	82657-04-3	PST-1915
Binapacryl	485-31-4	PST-4650
Bioalléthrine	28057-48-9	PST-2080
S-bioalléthrine (esbiol)	28434-00-6	PST-5290
Bioresméthrine	28434-01-7	PST-2650
Biphényle	92-52-4	PST-4405
Bispyribac-sodium	125401-92-5	PST-6060
Oxyde de bis(tributylétain)	56-35-9	PST-4240
Bitertanol	Voir baycor	
Boscalid	188425-85-6	PST-3365
Botran	Voir dicloran	
Brodifacoum	056073-10-0	PST-5525
Bromacil	314-40-9	PST-1265
Bromadiolone	28772-56-7	PST-1270
Brominil	Voir bromoxynil	
Bromofume	Voir EDB	

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Bromophos-éthyl	4824-78-6	PST-2085
Bromophos-méthyl	2104-96-3	PST-2815
Bromopropylate	18181-80-1	PST-2090
Bromoxynil (brominil)	1689-84-5	PST-1050
Octanoate de bromoxynile	1689-99-2	PST-2820
Bromuconazole	116255-48-2	PST-2095
Bronopol	52-51-7	PST-4225
Bupirimate	41483-43-6	PST-2100
Buprofézine	69327-76-0	PST-2105
Butachlore	23184-66-9	PST-1275
Butacide	Voir butoxyde de pipéronyle	
Butocarboxime	34681-10-2	PST-2825
Butraline	33269-47-9	PST-2830
Buturon	3766-60-7	PST-2835
Butylate	2008-41-5	PST-1280
Cadusafos	95465-99-9	PST-3375
Carbétamide	16118-49-3	PST-2840
Caparol	Voir prométryne	
Captafol (difolatan)	2425-06-1	PST-410
Captane (orthocide 406)	133-06-2	PST-090
Carbaryl (sévin)	63-25-2	PST-100
Carbendazime	10605-21-7	PST-1285
Carbofuran (furalane)	1563-66-2	PST-1295
Carbofuran phénol	1563-38-8	PST-6710
Carbophénothion (trithion)	786-19-6	PST-990
Carbophos	Voir malathion	
Carbosulfan	55285-14-8	PST-2655
Carboxine	5234-68-4	PST-1305
Carfentrazone-éthyl	128639-02-1	PST-6075
Chlorhydrate de cartap	15263-52-2	PST-4035
Chinométhionate (quinométhionate)	2439-01-2	PST-2845
Chlorambène (amiben)	133-90-4	PST-025

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Ester méthylique de chlorambène	7286-84-2	PST-4135
Chlorbenside	103-17-3	PST-2850
Chlorbromuron	13360-45-7	PST-2110
Chlorbufame	1967-16-4	PST-2115
Chlordiméforme	6164-98-3	PST-2855
Chloréthoxyfos	54593-83-8	PST-5495
Chlorfenprop-méthyl	14437-17-3	PST-2860
Chlorfluazuron	71422-67-8	PST-3385
Ester méthylique de chlorflurécól	2536-31-4	PST-4900
Chloridazone	1698-60-8	PST-2125
Chlorimuron-éthyl	90982-32-4	PST-1920
Chlordane (octachlore) (tech.)	57-74-9	PST-110
α -chlordane (<i>cis</i> -chlordane)	5103-71-9	PST-111
γ -chlordane (<i>trans</i> -chlordane)	5103-74-2	PST-112
Chlordécone	Voir képone	
Chlordène	3734-48-3	PST-1310
Chlorfénapyr	122453-73-0	PST-2120
Chlorofénizon	Voir ovex	
Chlorfenvinphos	470-90-6	PST-1325
Chlorméphos	24934-91-6	PST-2865
Chlorure de clorméquat	999-81-5	PST-2870
Acide chloroacétique	79-11-8	PST-4315
Chlorobenzilate (acaraben)	510-15-6	PST-120
Chloronèbe	2675-77-6	PST-1330
Chlorophacinone	3691-35-8	PST-4975
Acide 4-chlorophénoxyacétique	122-88-3	PST-4020
Chlorophos	Voir trichlorfon	
Chloropicrine	76-06-2	PST-1335
Chloropropylate	5836-10-2	PST-2660
Chlorothalonil	1897-45-6	PST-1340
Chlortoluron	15545-48-9	PST-2130
Chloroxuron	1982-47-4	PST-2135

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Chlorprophame	101-21-3	PST-1345
Chlorpyrifos	2921-88-2	PST-480
Chlorsulfuron	64902-72-3	PST-2875
Chlorthiamide	1918-13-4	PST-2880
Chlorthion	500-28-7	PST-2885
Chlorpyrifos (dursban)	2921-88-2	PST-480
Chlorpyrifos-méthyl	5598-13-0	PST-1350
Chlozolinate	84332-86-5	PST-2890
Cinosulfuron	94593-91-6	PST-5850
Cléthodime	99129-21-2	PST-1925
Clodinafop-propargyl	105512-06-9	PST-5920
Clofentézine	74115-24-5	PST-2145
Clomazone (command)	81777-89-1	PST-2900
Cloprop	101-10-0	PST-4475
Clopyralide	Voir Iontrel	
Cloransulam-méthyl	147150-35-4	PST-6175
Clothianidine	210880-92-5	PST-3395
Co-Ral	Voir coumaphos	
Coumaphène	Voir warfarine	
Coumatétralyl	5836-29-3	PST-5035
Coumaphos (co-Ral)	56-72-4	PST-130
Crimidine	535-89-7	PST-2905
Crotoxyphos	7700-17-6	PST-1355
Crufomate (ruéléne) (>93 %)	299-86-5	PST-900
Cyanazine	21725-46-2	PST-1360
Cyanofenphos	13067-93-1	PST-2910
Cyanophos	2636-26-2	PST-2915
Cyazofamide	120116-88-3	PST-3400
Cyclanilide	113136-77-9	PST-5950
Cycloate	1134-23-3	PST-1365
Cycloheximide	66-81-9	PST-1930
2-cyclohexyl-4,6-dinitrophénol	131-89-5	PST-2725

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Cyclosulfamuron	136849-15-5	PST-3905
Cycluron	2163-69-1	PST-2920
Cygon	Voir diméthoate	
Cyhalofop-butyl	122008-85-9	PST-3410
Lambda-cyhalothrine	91465-08-6	PST-1990
Cymoxanile	57966-95-7	PST-2925
α -cyperméthrine	67375-30-8	PST-1890
Cyperméthrine (méthyl dursban)	52315-07-8	PST-1370
Cyphénothrine	39515-40-7	PST-5410
Cyprazine	22936-86-3	PST-4025
Cyproconazole	94361-06-5	PST-2150
Cyprodinil	121552-61-2	PST-2155
Cyromazine	66215-27-8	PST-1935
Cythioate (AC 26691)	115-93-5	PST-1380
Cythion	Voir malathion	
2,4-D	94-75-7	PST-140
Ester butoxyéthylrique de 2,4-D	1929-73-3	PST-4860
Ester butylique de 2,4-D	94-80-4	PST-2720
Ester éthylique de 2,4-D	533-23-3	PST-4685
Ester isooctylique de 2,4-D (mélange)	25168-26-7	PST-5245
Ester isopropylique de 2,4-D	94-11-1	PST-4420
Ester méthylique de 2,4-D	1928-38-7	PST-150
Dacthal	Voir DCPA	
Dalf	Voir parathion-méthyl	
Dalapon (dowpon)	75-99-0	PST-170
Ester méthylique du dalapon	17640-02-7	PST-171
Daminozide	1596-84-5	PST-4045
DATC	Voir diallate	
Dazomet	533-74-4	PST-2930
2,4-DB	94-82-6	PST-1170
Ester méthylique de 2,4-DB	18625-12-2	PST-1171
DBCP (fumazone)	96-12-8	PST-180

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
DCNA	Voir dicloran	
DCPA (dacthal)	1861-32-1	PST-160
DDA	83-05-6	PST-200
2,4'-DDD (<i>o,p'</i> -DDD)	53-19-0	PST-210
4,4'-DDD (<i>p,p'</i> -DDD)	72-54-8	PST-220
2,4'-DDE (<i>o,p'</i> -DDE)	3424-82-6	PST-241
4,4'-DDE (<i>p,p'</i> -DDE)	72-55-9	PST-250
4,4'-DDMU	1022-22-6	PST-2740
Mélange de DDT (tech.)	50-29-3	PST-260
2,4'-DDT (<i>o,p'</i> -DDT)	789-02-6	PST-271
4,4'-DDT (<i>p,p'</i> -DDT)	50-29-3	PST-280
DDVP	Voir dichlorvos	
Décaméthrine	Voir deltaméthrine	
Deet	134-62-3	PST-298
DEF (>94 %)	78-48-8	PST-300
Delnav	Voir dioxathion	
Deltaméthrine (décaméthrine)	52918-63-5	PST-1385
Déméton-O	298-03-3	PST-4620
Déméton (systox)	8065-48-3	PST-920
Déméton-S	126-75-0	PST-1940
Déméton-S-méthyl	Voir métasystox I	
Déméton-S-méthyl sulfone	17040-19-6	PST-2665
Desméthipame	13684-56-5	PST-5105
Desmétryne	1014-69-3	PST-2160
Dévrinol	Voir napropamide	
Dexon	Voir fénaminosulf	
Diafenthion	80060-09-9	PST-3910
Dialifos	10311-84-9	PST-2165
Diallate (avadox)	2303-16-4	PST-035
Diazinone (basudine) (>92 %)	333-41-5	PST-320
Diazinon-O-analog	962-58-3	PST-2935
Dibrom	Voir naled	

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Dibutyl chloredate	1770-80-5	PST-1160
Dicamba (banvel D)	1918-00-9	PST-050
Ester méthylique du dicamba	6597-78-0	PST-051
Dicaphon (dicaptan)	2463-84-5	PST-1070
Dichlobénil	1194-65-6	PST-2170
Dichlofenthion	97-17-6	PST-1390
Dichlofluamide	1085-98-9	PST-2175
Dichlone	117-80-6	PST-1395
Dicloran (DCNA)	99-30-9	PST-190
Dichlormide	37764-25-3	PST-5385
Dichlorobenzamide	2008-58-4	PST-2180
1,2-dichlorobenzène	95-50-1	PST-4435
1,4-dichlorobenzène	106-46-7	PST-4490
Dichlorophène	97-23-4	PST-2940
1,2-dichloropropane	78-87-5	PST-4310
1,3-dichloro-1-propène (mélange)	542-75-6	PST-4700
Dichlorprop (2,4-DP)	120-36-5	PST-370
Ester méthylique du dichlorprop	57153-17-0	PST-371
Dichlorprop-P	15165-67-0	PST-5315
Dichlorvos (DDVP)	62-73-7	PST-380
Diclobutrazol	75736-33-3	PST-2945
Dicofol (kelthane) (>92 %)	115-32-2	PST-391
Diclofop	40843-25-2	PST-2950
Diclofop-méthyl	51338-27-3	PST-2955
Dicrotophos	141-66-2	PST-2960
Dieldrine (HEOD)	60-57-1	PST-400
Diénochlor	2227-17-0	PST-2965
Diéthofencarbe	87130-20-9	PST-2185
Diéthatyl-éthyl	38727-55-8	PST-5400
Diéthyl dithiobis(thionoformate)	502-55-6	PST-4665
Difénacoum	56073-07-5	PST-5520
Difénoconazole	119446-68-3	PST-2190

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Difénoxuron	14214-32-5	PST-2195
Méthylsulfate de 1,2-diméthyl-3,5-diphénylpyrazolium	43222-48-6	PST-5450
Dowpon	Voir dalapon	
2,4-DP	Voir dichlorprop	
Duphar	Voir tétradifon	
Dursban	Voir chlorpyrifos	
Dyfonate	Voir fonofos	
Dylox	Voir trichlorfon	
Dyrène	101-05-3	PST-2995
EDB (dibromure d'éthylène)	106-93-4	PST-1040
Édifénphos	17109-49-8	PST-3000
Émamectine	119791-41-2	PST-6000
Endosulfan (thiodan) (tech.)	115-29-7	PST-500
Endosulfan I (thiodan I)	959-98-8	PST-501
Endosulfan II (thiodan II)	33213-65-9	PST-502
Sulfate d'endosulfan	1031-07-8	PST-503
Endothal	145-73-3	PST-1845
Endrine	72-20-8	PST-510
Endrine aldéhyde	7421-93-4	PST-512
Endrine cétone	53494-70-5	PST-513
Entex	Voir fenthion	
EPN	2104-64-5	PST-520
Époxiconazole	133855-98-8	PST-2235
EPTC	759-94-4	PST-1420
Estonmite	Voir ovex	
Étaconazole	60207-93-4	PST-3010
Éthalfuraline	55283-68-6	PST-3015
Éthametsulfuron-méthyl	97780-06-8	PST-5865
Éthéphon	16672-87-0	PST-5160
Éthidimuron	30043-49-3	PST-5320
Éthiofencarbe	29973-13-5	PST-2240

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Éthiofencarbe sulfone	53380-23-7	PST-2245
Éthiofencarbe sulfoxyde	53380-22-6	PST-2250
Éthion (nialate)	563-12-2	PST-530
Éthofumasate	26225-79-6	PST-2255
Éthoprophos (prophos)	13194-48-4	PST-1425
Éthoxysulfuron	126801-58-9	PST-6065
Éthoxyquine	91-53-2	PST-2675
Éthylène thiourée (imidazolidinethione)	96-45-7	PST-6530
Dibromure d'éthylène	Voir EDB	
Étofenprox	80844-07-1	PST-2260
Étoxazol	153233-91-1	PST-2265
Étridiazole (terrazole)	2593-15-9	PST-1770
Étrimfos	38260-54-7	PST-2270
EVIK	Voir amétryne	
Famophos	Voir famphur	
Famoxadone	131807-57-3	PST-2275
Famphur (famophos)	52-85-7	PST-1430
Fénac	85-34-7	PST-4375
Fénamidone	161326-34-7	PST-2280
Fénaminosulf (daxon) (tech.)	140-56-7	PST-310
Fénamiphos	22224-92-6	PST-1435
Fénamiphos sulfone	31972-44-8	PST-3020
Fénamiphos-sulfoxyde	31972-43-7	PST-6385
Fénarimol	60168-88-9	PST-1775
Fénazaquine	120928-09-8	PST-2285
Fenbuconazole	114369-43-6	PST-2290
Fenbutatin-oxyde	13356-08-6	PST-3705
Fenchlorphos	Voir ronnel	
Fenchlorphos-oxon	3983-45-7	PST-6435
Fenfuram	24691-80-3	PST-3025
Fenhexamide	126833-17-8	PST-2295
Fénitrothion	122-14-5	PST-1080

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Fenobucarbe	3766-81-2	PST-3435
Fénoxaprop-éthyl	66441-23-4	PST-3030
Fénoxaprop-p	95617-09-7	PST-3035
Fénoxaprop-p-éthyl (énantiomère R)	71283-80-2	PST-6395
Fénoxycarbe	79127-80-3	PST-2300
Fenpiclonil	74738-17-3	PST-2305
Fenpropathrine	39515-41-8	PST-2310
Fenpropidine	67306-00-7	PST-2315
Fenpropimorphe	67306-03-0	PST-2320
Fenpyroximate	111812-58-9	PST-3040
Fenson	80-38-6	PST-3045
Fensulfothion	115-90-2	PST-1440
Fenthion (baytex)	55-38-9	PST-540
Fenthion-éthyl	1716-09-2	PST-4845
Fenthion-sulfone	3761-42-0	PST-6365
Fenthion-sulfoxyde	3761-41-9	PST-3050
Fenthion-oxon	6552-12-1	PST-6475
Hydroxyde de fentine	76-87-9	PST-4300
Fénuron	101-42-8	PST-1780
Fénuron TCA	4482-55-7	PST-5010
Fenvalérate (sanmarton)	51630-58-1	PST-1445
Ferbame	14484-64-1	PST-5125
Fipronil	120068-37-3	PST-1950
Fipronil-sulfone	120068-36-2	PST-6445
Sulfure de fipronil	120067-83-6	PST-6720
Flamprop	58667-63-3	PST-3055
Flamprop-isopropyl	52756-22-6	PST-3060
Flamprop-méthyl	52756-25-9	PST-5480
Flocoumafen	90035-08-8	PST-5825
Flonicamide	158062-67-0	PST-3710
Fluazifop	69335-91-7	PST-5645
Fluazifop-butyl	69806-50-4	PST-2325

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Fluazifop-p-butyl	79241-46-6	PST-3065
Fluaziname	79622-59-6	PST-3670
Flubendiamide	272451-65-7	PST-3460
Flucarbazone-sodium	181274-17-9	PST-6230
Fluchloraline	33245-39-5	PST-3070
Flucycloxuron	113036-88-7	PST-2330
Flucythrinate	70124-77-5	PST-2335
Fludioxonil	131341-86-1	PST-2340
Flufénacet	142459-58-3	PST-3925
Flufénoxuron	101463-69-8	PST-2345
Flumétraline	62924-70-3	PST-5595
Flumetsulame	98967-40-9	PST-3075
Flumiclorac-pentyl	87546-18-7	PST-5810
Fluométuron	2164-17-2	PST-1450
Fluorodifon	15457-05-3	PST-5140
Fluoroglycofen-éthyl	77501-90-7	PST-2350
Fluquinconazole	136426-54-5	PST-2355
Fluridone (sonar)	59756-60-4	PST-1785
Fluroxypyr	69377-81-7	PST-3080
Fluroxypyr-meptyl	81406-37-3	PST-5740
Flurprimidol	56425-91-3	PST-5530
Flusilazole	85509-19-9	PST-2360
Flutolanil	66332-96-5	PST-2365
Flutriafol	76674-21-0	PST-2680
tau-fluvalinate (mavrik)	102851-06-9	PST-2580
Folex	Voir merphos	
Folicur (tébuconazole)	107534-96-3	PST-1955
Folidol	Voir parathion	
Folpet (phaltane)	133-07-3	PST-550
Fomésafen	72178-02-0	PST-3085
Fonofos (dyfonate)	944-22-9	PST-1090
Foramsulfuron	173159-57-4	PST-6220

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Forchlorfénuron (CPPU)	68157-60-8	PST-3475
Chlorhydrate de formétanate	23422-53-9	PST-5220
Formothion	2540-82-1	PST-3090
Fosétyl-aluminium	39148-24-8	PST-5405
Fosthiazate	98886-44-3	PST-3480
Fubéridazole	3878-19-1	PST-2370
Fumazone	Voir DBCP	
Furadan	Voir carbofuran	
Furalaxyl	57646-30-7	PST-2375
Furathiocarbe	65907-30-4	PST-3095
Furilazole	141980-03-2	PST-3100
Garrathion	Voir carbophénouthion	
Gesagard	Voir prométryne	
Gesamil	Voir propazine	
Gesafram	Voir prométoxe	
Gesaprimé	Voir atrazine	
Gésatop	Voir simazine	
Acide gibbérellique	77-06-5	PST-3930
Glufosinate d'ammonium	77182-82-2	PST-1960
Glyodin	556-22-9	PST-4705
Glyphosate	1071-83-6	PST-1850
Glyphosate (sel d'isopropylamine)	38641-94-0	PST-1965
Guthion	Voir azinphos-méthyl	
Guthion (éthyl)	Voir azinphos-éthyl	
HCB	Voir hexachlorobenzène	
HCH	Voir BHC	
α -HCH	Voir α -BHC	
β -HCH	Voir β -BHC	
δ -HCH	Voir δ -BHC	
γ -HCH	Voir lindane	
HEOD	Voir dieldrine	
Halofénoside	112226-61-6	PST-5940

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Halosulfuron-méthyl	100784-20-1	PST-3935
Heptachlore	76-44-8	PST-571
Heptachlore époxyde (isomère A)	28044-83-9	PST-581
Heptachlore époxyde (isomère B)	1024-57-3	PST-582
Hepténophos	23560-59-0	PST-2380
Hexachlorobenzène (HCB)	118-74-1	PST-590
Hexachlorocyclohexane	Voir mélange de BHC	
Hexachlorophène	70-30-4	PST-4260
Hexaconazole	79983-71-4	PST-2385
Hexaflumuron	86479-06-3	PST-3105
Hexythiazox	78587-05-0	PST-3110
Hexazinone (velpar)	51235-04-2	PST-1460
Hydraméthylnon	67485-29-4	PST-5635
S-hydroprène	65733-18-8	PST-5630
3-hydroxycarbofuran	16655-82-6	PST-1290
Hymexazol	10004-44-1	PST-3715
Imazalil	35554-44-0	PST-1970
Imazaméthabenz-méthyl	81405-85-8	PST-2390
Imazamox	14311-32-9	PST-3115
Imazapic	104098-48-8	PST-5910
Imazapyr	81334-34-1	PST-3120
Imazaquine	81335-37-7	PST-3125
Imazéthapyr	81335-77-5	PST-1975
Imidaclopride	138261-41-3	PST-1980
Imidan	Voir phosmet	
Indoxacarbe	173584-44-6	PST-2685
Iodofenphos (jodfenphos)	18181-70-9	PST-3130
Ioxynil	1689-83-4	PST-3135
Octanoate d'ioxynil	3861-47-0	PST-4990
Ioxynil-méthyl	3336-40-1	PST-4055
Iprobenfos	26087-47-8	PST-3500
Iprodione	36734-19-7	PST-1985

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Isoprothiolane	50512-35-1	PST-3510
Isazophos	42509-80-8	PST-3140
Isodrine	465-73-6	PST-1855
Isofenphos	25311-71-1	PST-2690
Isoprocarbe	2631-40-5	PST-1470
Isopropaline	33820-53-0	PST-1475
Isoproturon	34123-59-6	PST-2395
Isoxabène	82558-50-7	PST-5755
Isoxaflutole	141112-29-0	PST-6150
Ivermectine	70288-86-7	PST-5680
Karathane	Voir dinocap	
Kelthane	Voir dicofol	
Képone (chlordécone)	143-50-0	PST-620
Kinétine	525-79-1	PST-4675
Kinoprène	42588-37-4	PST-5440
Korlan	Voir ronnel	
Krésoxim-méthyl	143390-89-0	PST-2405
Lactofen	77501-63-4	PST-5725
Lambda-cyhalothrine	91465-08-6	PST-1990
Lannate	Voir méthomyl	
Lasso	Voir alachlore	
Lénacil	2164-08-1	PST-2410
Leptophos (phosvel)	21609-90-5	PST-1480
Léthane 384	112-56-1	PST-1485
Lindane (γ-BHC)	58-89-9	PST-630
Linuron	330-55-2	PST-1490
Lontrel (clopyralide)	1702-17-6	PST-1995
Lufénuron	103055-07-8	PST-3515
Malathion (carbophos)	121-75-5	PST-641
Malaaxon	1634-78-2	PST-3145
Hydrazide maléique (3,6-dihydroxypyridazine)	123-33-1	PST-4565

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Mancozèbe	8018-01-7	PST-3150
Manèbe (dithane M-22)	12427-38-2	PST-650
Manzate	Voir manèbe	
Marlate	Voir méthoxychlore	
Matacil	Voir aminocarbe	
Mavrik	Voir tau-fluvalinate	
MCPA	94-74-6	PST-1180
Ester méthylique du MCPA	2436-73-9	PST-1181
MCPB	94-81-5	PST-3155
Ester méthylique du MCPB	57153-18-1	PST-5540
MCPP (mécoprop)	93-65-2	PST-1190
Ester méthylique du MCPP	23844-56-6	PST-1191
Mécarbame	2595-54-2	PST-2415
Mécoprop-P	16484-77-8	PST-5150
Médiben	Voir dicamba	
Méfénacet	73250-68-7	PST-3525
Méfénpyr-diéthyl	135590-91-9	PST-6120
Méfuidide	53780-34-0	PST-5485
Mépanipyrime	110235-47-7	PST-2420
Méphosfolan	950-10-7	PST-4785
Chlorure de mépiquat	24307-26-4	PST-5230
Mépronil	55814-41-0	PST-2425
Mercaptobenzothiazole	149-30-4	PST-1860
Merphos (folex)	150-50-5	PST-1500
Mésotrione	104206-82-8	PST-5915
Métalaxyl-M	70630-17-0	PST-3970
Métaldéhyde	9002-91-9	PST-6420
Metconazole	125116-23-6	PST-2440
Métadelphène	Voir deet	
Métalaxyl	57837-19-1	PST-2000
Métamitron	41394-05-2	PST-2430
Métasystox I (déméton-S-méthyl)	919-86-8	PST-2005

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Métasystox R	Voir oxydéméton-méthyl	
Métazachlore	67129-08-2	PST-2435
Méthabenzthiazuron	18691-97-9	PST-2445
Méthacrifos	62610-77-9	PST-2695
Métham-sodium	137-42-8	PST-1505
Méthamidophos (monitor)	10265-92-6	PST-1510
Méthidathion	950-37-8	PST-1520
Méthiocarbe	2032-65-7	PST-1525
Méthiocarbe-sulfone	2179-25-1	PST-2450
Méthiocarbe-sulfoxyde	2635-10-1	PST-2455
Méthomyl (Iannate)	16752-77-5	PST-680
Méthoprène	40596-69-8	PST-3160
Méthoprotryne	841-06-5	PST-4755
Méthoxychlore (DMDT)	72-43-5	PST-691
4,4'-méthoxychlore oléfine	2132-70-9	PST-6375
Méthoxyfénozide	161050-58-4	PST-3530
4-méthoxy-1,3-phénylènediamine	615-05-4	PST-2745
Méthyl-3,5-dichlorobenzoate	2905-67-1	PST-4110
Méthylursban	Voir cyperméthrine	
Parathion-méthyl (dalf)	298-00-0	PST-700
Métobromuron	3060-89-7	PST-3165
Métolachlore	51218-45-2	PST-1530
Métolachlore OA	152019-73-3	PST-6660
S-métolachlore	87392-12-9	PST-5805
Métolcarbe	1129-41-5	PST-3535
Métoxuron	19937-59-8	PST-2460
Métribuzine	21087-64-9	PST-1535
Metsulfuron-méthyl	74223-64-6	PST-3170
Mevinphos (phosdrin) (tech.)	7786-34-7	PST-710
Mexacarbate (zectran) (>94 %)	315-18-4	PST-1010
Mélange d'isomères MGK-264	113-48-4	PST-1790
Mildex	Voir dinocap	

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Milogard	Voir propazine	
Mintacol	Voir paraoxon	
Mirex	2385-85-5	PST-720
Mitotane	Voir 2,4'-DDD	
Molinate	2212-67-1	PST-1540
Monitor	Voir méthamidophos	
Monocrotophos (azodrine)	6923-22-4	PST-040
Monolinuron	1746-81-2	PST-2465
Méthane arsonate de sodium sesquihydrate	2163-80-6	PST-4875
Monuron	150-68-5	PST-1545
Monuron TCA	140-41-0	PST-1550
Myclobutanil	88671-89-0	PST-2470
Nabam	142-59-6	PST-4605
Naled (dibrom) (>93 %)	300-76-5	PST-730
Nankor	Voir ronnel	
Napropamide (dévriol)	15299-99-7	PST-1555
Anhydride 1,8-naphtalique	81-84-5	PST-4340
Acide β -naphtoxyacétique	120-23-0	PST-2810
1-naphtylacétamide	86-86-2	PST-4380
Acide 1-naphtylacétique	86-87-3	PST-2710
Acide N-1-naphtylphthalamique	132-66-1	PST-2010
Néburon	555-37-3	PST-1560
Nemafume, nemagone	Voir DBCP	
Nialate	Voir éthion	
Niclosamide	50-65-7	PST-4215
Nicosulfuron	111991-09-4	PST-3180
Nicotine	54-11-5	PST-4230
Niran	Voir parathion	
Nitraline	4726-14-1	PST-5015
Nitrapyrine	1929-82-4	PST-4865
Nitrofène	1836-75-5	PST-1565

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Nitrothal-isopropyl	10552-74-6	PST-2475
Nitrox 80	Voir parathion-méthyl	
<i>Cis</i> -nonachlore	5103-73-1	PST-1200
<i>Trans</i> -nonachlore	39765-80-5	PST-1201
Norflurazone	27314-13-2	PST-1795
Novaluron	116714-46-6	PST-3540
Nuarimol	63284-71-9	PST-2480
Nuvacron	Voir monocrotophos	
Octachlor	Voir chlordane	
Octalène	Voir aldrine	
Octachlorostyrène	29082-74-4	PST-3185
Ométhoate	1113-02-6	PST-2015
Orbencarbe	34622-58-7	PST-3190
Orthocide 406	Voir captane	
Oryzalin	19044-88-3	PST-1570
Ovex (chlorofénizon)	80-33-1	PST-1100
Oxadiazon	19666-30-9	PST-1575
Oxadixyl	77732-09-3	PST-2485
Oxamyl	23135-22-0	PST-1580
Acide oxolinique	14698-29-4	PST-3720
Oxycarboxine	5259-88-1	PST-5025
Oxychlordane	027304-13-8	PST-2705
Oxydéméton-méthyl	301-12-2	PST-3195
Oxyfluorène	42874-03-3	PST-1590
Chlorhydrate d'oxytétracycline	2058-46-0	PST-4870
Paclobutrazole	76738-62-0	PST-2490
Palatinol M	Voir phtalate de diméthyle	
Paraoxon (mintacol)	311-45-5	PST-1110
Dichlorure de paraquat	1910-42-5	PST-740
Parathion (alkron)	56-38-2	PST-761
PCNB	Voir quintozone	
PCP (pentachlorophénol)	87-86-5	PST-780

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Pébulate	1114-71-2	PST-1595
Penconazole	66246-88-6	PST-2495
Pencycuron	66063-05-6	PST-3555
Pendiméthaline (prowl)	40487-42-1	PST-1600
Pentachloroaniline	527-20-8	PST-3610
Pentachloroanisole	1825-21-4	PST-4190
Pentachloronitrobenzène	82-68-8	PST-770
Pentachlorophénol	Voir PCP	
Perméthrine, mélange d'isomères	52645-53-1	PST-1605
<i>Cis</i> -perméthrine	61949-76-6	PST-2895
<i>Trans</i> -perméthrine	61949-77-7	PST-3965
Perthane	72-56-0	PST-790
Phaltane	Voir folpet	
Phénacide	Voir toxaphène	
Phenmédipharm	13684-63-4	PST-5110
Phénothrine (tech.)	26002-80-2	PST-2700
Phenthoate	2597-03-7	PST-2020
Chlorure de phénylmercure	100-56-1	PST-4470
<i>o</i> -phénylphénol	90-43-7	PST-1610
Phorate sulfone	2588-04-7	PST-6550
Phorate oxon	2600-69-3	PST-3200
Phorate sulfoxyde	2588-03-6	PST-1455
Phorate (thimet) (tech.)	298-02-2	PST-800
Phosalone	2310-17-0	PST-2500
Phosdrin	Voir mévinphos	
Phosfolan	947-02-4	PST-4780
Phosmet (imidan)	732-11-6	PST-600
Phosphamidon (dimécron)	13171-21-6	PST-810
Phoxim	14816-18-3	PST-3205
Phosvel	Voir leptophos	
Piclorame	1918-02-1	PST-1620
Ester méthylique de picloram	14143-55-6	PST-4145

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Pinoxadène	243973-20-8	PST-6280
Pipéraline	3478-94-2	PST-4960
Butoxyde de pipéronyle (butacide)	51-03-6	PST-820
Pirimicarbe	23103-98-2	PST-2505
Pyrimiphos-éthyl	23505-41-1	PST-2510
Pyrimiphos-méthyl	29232-93-7	PST-1625
Plifénate	21757-82-4	PST-3210
Cyanate de potassium	590-28-3	PST-4710
Pralléthrine	23031-36-9	PST-5215
Pramitol	Voir prométone	
Prétilachlor	51218-49-6	PST-5455
Primatol	Voir simazine	
Primatol A	Voir atrazine	
Probénazole	27605-76-1	PST-3565
Prochloraz	67747-09-5	PST-2515
Procyazine	32889-48-8	PST-5340
Procymidone	32809-16-8	PST-2520
Prodiamine	29091-21-2	PST-5310
Profénophos	41198-08-7	PST-1635
Profluraline	26399-36-0	PST-1640
Prohexadione	88805-35-0	PST-5820
Prohexadione-calcium	127277-53-6	PST-6070
Prolate	Voir phosmet	
Promécarbe	2631-37-0	PST-1645
Prométone (gesapram)	1610-18-0	PST-830
Prométryne (caparol)	7287-19-6	PST-840
Pronamide	23950-58-5	PST-1650
Propachlore (ramrod)	1918-16-7	PST-865
Propamocarbe	24579-73-5	PST-3215
Chlorhydrate de propamocarbe	25606-41-1	PST-5260
Propanil	709-98-8	PST-1655
Propaquizafop	111479-05-1	PST-3220

*Uniquement disponible en solution

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Propargite	2312-35-8	PST-1660
Propazine (gesamil)	139-40-2	PST-850
Propéтамphos	31218-83-4	PST-3225
Prophame	122-42-9	PST-1665
Prophos	Voir éthoprophos	
Propiconazole	Voir tilt	
Propinèbe	12071-83-9	PST-3950
Propoxur (Baygon)	114-26-1	PST-060
Prosulfocarbe	52888-80-9	PST-2525
Prosulfuron	94125-34-5	PST-5845
Prowl	Voir pendiméthaline	
Pymétrozine	123312-89-0	PST-3725
Pyraclofos	89784-60-1	PST-3570
Pyraclostrobine	175013-18-0	PST-3575
Pyraflufène-éthyl	129630-19-9	PST-6090
Pyrazosulfuron-éthyl	93697-74-6	PST-5835
Pyrazophos	13457-18-6	PST-2530
Pyrazoxyfène	71561-11-0	PST-5685
Pyresyn	Voir alléthrine	
Pyréthrines	8003-34-7	PST-2535
Pyridabène	96489-71-3	PST-2540
Pyridaphenthion	119-12-0	PST-2545
Pyridate	55512-33-9	PST-5510
Pyrifénox	88283-41-4	PST-2550
Pyriméthanol	53112-28-0	PST-2555
Pyriproxifène	95737-68-1	PST-2560
Pyrihiobac-sodium	123343-16-8	PST-6035
Quinalphos	13593-03-8	PST-1675
Quinclorac	84087-01-4	PST-3230
Quinmérac	90717-03-6	PST-3235
Quinométhionate	Voir chinométhionate	
Quinoxiphené	124495-18-7	PST-2565

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Quintozène (PCNB)	82-68-8	PST-770
Quizalofop	76578-12-6	PST-5715
Quizalofop-p-éthyl	100646-51-3	PST-5885
Quizalofop-éthyl	76578-14-8	PST-2570
Ramrod	Voir propachlore	
Randox	Voir allidochlore	
Resméthrine	10453-86-8	PST-870
Rhothane	Voir 4,4'-DDD	
Rimsulfuron	122931-48-0	PST-6030
Ronnel (fenchlorphos)	299-84-3	PST-880
Roténone	83-79-4	PST-890
Ruélène	Voir crufomate	
Sanmarton	Voir fenvalérate	
Santophen 20	Voir PCP	
Sarolex	Voir diazinone	
Sébuthylazine	7286-69-3	PST-3240
Secbuméton	26259-45-0	PST-1800
Séthoxydim	74051-80-2	PST-5705
Sévin	Voir carbaryl	
Siduron	1982-49-6	PST-1680
Fénoprop (2,4,5-TP)	93-72-1	PST-911
Ester méthylique de fénoprop	4841-20-7	PST-912
Simazine (primatol)	122-34-9	PST-1130
Simétryne	1014-70-6	PST-1805
Sonar	Voir fluridone	
Spectracide	Voir diazinone	
Spinosad	168316-95-8	PST-3735
Spirodiclofen	148477-71-8	PST-3630
Spiromésifen	283594-90-1	PST-3635
Spiroxamine	118134-30-8	PST-2575
Stiropos	Voir tétrachlorvinphos	
Sel de sulfate de streptomycine	3810-74-0	PST-4985

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Strobane (tech.)	8001-50-1	PST-1140
Succinate de di- <i>n</i> -butyle	141-03-7	PST-4600
Sulfaquinoxaline	59-40-5	PST-6845*
Sulfathiazole	72-14-0	PST-6410
Sulfentrazone	122836-35-5	PST-6025
Sulfométuron-méthyl	74222-97-2	PST-2030
Sulfosulfuron	141776-32-1	PST-6155
Sulfotepp	3689-24-5	PST-1810
Sulfoxyde	120-62-7	PST-4560
Sulprophos	35400-43-2	PST-1685
Swep	1918-18-9	PST-1815
Systox	Voir déméton	
2,4,5-T	93-76-5	PST-930
Ester butoxyéthylque du 2,4,5-T	2545-59-7	PST-4905
Ester <i>n</i> -butylique du 2,4,5-T	93-79-8	PST-4410
Ester méthylique du 2,4,5-T	1928-37-6	PST-931
TCMTB	21564-17-0	PST-5195
TCNB	Voir tecnazène	
Tébufénozide	112410-23-8	PST-3245
Tébufenpyrad	119168-77-3	PST-2585
Tébupirimphos	96182-53-5	PST-3250
Tébutame	35256-85-0	PST-3255
Tébuthiuron	34014-18-1	PST-1820
Tecnazène (TCNB)	117-18-0	PST-1690
Tédion	Voir tétradifon	
Téflubenzuron	83121-18-0	PST-3260
Téfluthrine	79538-32-2	PST-2590
Télodrine	297-78-9	PST-3265
Téméphos	Voir abate	
Témik	Voir aldicarbe	
TEPP	107-49-3	PST-3270
Terbacile	5902-51-2	PST-1695

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Terbucarbe	1918-11-2	PST-6730
Terbuméton	33693-04-8	PST-3280
Terbutryne	886-50-0	PST-1710
Terbutylazine	5915-41-3	PST-1705
Terraclor	Voir quintozone	
Terrazole	Voir étridiazole	
2,3,4,6-tétrachlorophénol	58-90-2	PST-950
Tétrachlorvinphos (stirofos)	22248-79-9	PST-1715
Tétraconazole	112281-77-3	PST-2595
Tétradifon (duphar)	116-29-0	PST-960
Cis-1,2,3,6-tétrahydrophthalimide	27813-21-4	PST-2140
Tétraméthrine	7696-12-0	PST-2035
Disulfure de tétraméthylthiurame	Voir thirame	
Thiabendazole	148-79-8	PST-1720
Thiaclopride	111988-49-9	PST-3285
Thiaméthoxame	153719-23-4	PST-3290
Thiazopir	117718-60-2	PST-3640
Thidiazuron	51707-55-2	PST-5465
Thifensulfuron-méthyl	79277-27-3	PST-3300
Thimet	Voir phorate	
Thiobencarbe	28249-77-6	PST-1725
Thiodan	Voir endosulfan	
Thiodicarbe	59669-26-0	PST-3305
Thiométon	640-15-3	PST-2600
Thionazine (zinophos)	297-97-2	PST-1030
Thiophanate méthyle	23564-05-8	PST-1730
Thirame (disulfure de tétraméthylthiurame)	137-26-8	PST-3310
Tilt (propiconazole)	60207-90-1	PST-2040
Tiocarbazil	36756-79-3	PST-3315
Tokuthion	34643-46-4	PST-1825
Tolclofos-méthyl	57018-04-9	PST-2605

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Tolfenpyrad	129558-76-5	PST-6080
Tolylfluanide	731-27-1	PST-2610
Topramézone	210631-68-8	PST-6250
Toxaphène (phénacide) (tech.)	8001-35-2	PST-970
2,4,5-TP	Voir fénoprop	
Tralkoxydime	87820-88-0	PST-5815
Tralométhrine	66841-25-6	PST-3320
Transfluthrine	118712-89-3	PST-5985
Triadiméfon	43121-43-3	PST-1830
Triadiménol	55219-65-3	PST-2615
Triallate	2303-17-5	PST-2620
Triasulfuron	82097-50-5	PST-5745
1,2,4-triazole	288-88-0	PST-6495
Triazophos	24017-47-8	PST-2045
Tribénuron-méthyl (tech.)	101200-48-0	PST-5890
Acide tribromoacétique	75-96-7	PST-3325
Trichlorfon (dylox)	52-68-6	PST-490
Acide trifluoroacétique	76-03-9	PST-4290
Trichloronate	327-98-0	PST-1835
2,4,6-trichlorophénol	88-06-2	PST-980
Triclopyr	55336-06-3	PST-1735
Triclopyr-butotyl	64700-56-7	PST-5620
Triclopyr-méthyl	60825-26-5	PST-3330
Tricyclazole (beam)	41814-78-2	PST-1840
Triétazine	1912-26-1	PST-3335
O,O,O-triéthylphosphorothioate	126-68-1	PST-1865
Trifloxystrobine	141517-21-7	PST-2630
Trifloxysulfuron-sodium	199119-58-9	PST-3980
Triflumizole	68694-11-1	PST-2635
Triflururon	64628-44-0	PST-3340
Trifluraline	1582-09-8	PST-1740
Triflursulfuron-méthyl	126535-15-7	PST-2730

(Suite)

Pesticides, purs à 95–99 %

Pesticide	Numéro CAS	Réf.
Triforine	26644-46-2	PST-3745
2,3,5-triméthacarbe	2655-15-4	PST-2715
Trinexapac-éthyl	95266-40-3	PST-3985
Trithion	Voir carbophénothion	
Unden	Voir propoxur	
Uniconazole-P	83657-17-4	PST-5775
Vamidothion	2275-23-2	PST-2645
Vapona	Voir dichlorvos	
Velpar	Voir hexazinone	
Sulfallate	95-06-7	PST-3345
Vernolate	1929-77-7	PST-1745
Vinclozoline	50471-44-8	PST-2050
Warfarine (coumaphène) (tech.)	81-81-2	PST-1000
Weedazol	Voir amitrole	
Zectran	Voir mexacarbate	
Zinèbe	12122-67-7	PST-1020
Zirame	137-30-4	PST-1750



PST-1225 (voir page 9)

Conseils et outils

Assurez la fiabilité de vos analyses de pesticides au niveau de traces avec les colonnes et consommables de GC ultra-inertes d'Agilent

L'inertie du circuit n'est pas seulement essentielle pour vos analyses ; elle est aussi à la pointe de la chromatographie en phase gazeuse. C'est pourquoi les colonnes et consommables de GC ultra-inertes d'Agilent dépassent les normes de l'industrie pour apporter sensibilité, exactitude et reproductibilité, même avec les composés les plus difficiles à analyser.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agilent.com/chem/inertflowpath.

Kits de pesticides purs

Kit d'étalons de pesticides

Description	Composés		Vol.	Réf.
Kit, contient 20 flacons	Aldrine	Dieldrine	1 x 10 mg de chaque composé	FRSP-180
	α -BHC	Heptachlore		
	β -BHC	Heptachlore époxyde (B)		
	δ -BHC	Lindane (γ -BHC)		
	<i>o,p'</i> -DDD	Malathion		
	<i>o,p'</i> -DDD	Méthoxychlore		
	<i>o,p'</i> -DDE	Mirex		
	<i>p,p'</i> -DDE	Parathion		
	<i>o,p'</i> -DDT	Carbaryl (sévin)		
	<i>p,p'</i> -DDT	Toxaphène		
Kit, contient 15 flacons	Aldrine	<i>o,p'</i> -DDT	1 x 10 mg de chaque composé	KPST-102
	α -BHC	<i>p,p'</i> -DDT		
	β -BHC	Heptachlore		
	Dieldrine	Heptachlore époxyde		
	<i>o,p'</i> -DDD	Lindane (γ -BHC)		
	<i>p,p'</i> -DDD	Malathion		
	<i>o,p'</i> -DDE	Parathion		
	<i>p,p'</i> -DDE			

Conseils et outils

Pour consulter notre gamme complète de plus de 7 000 étalons, tous fabriqués en conformité avec la norme ISO 17025/Guide 34, rendez-vous sur www.agilent.com/chem/standards.

Kits de pesticides purs

Kit de pesticides pour déchets solides

Description	Composés		Vol.	Réf.
Kit, contient 6 flacons	2,4-D Endrine Lindane (γ-BHC)	Méthoxychlore Fénoprop (2,4,5-TP) Toxaphène	1 x 100 mg de chaque composé	FRSP-181

Commandez chez Agilent

Rendez-vous sur **www.agilent.com** à tout moment et recherchez les produits dont vous avez besoin. Si un article n'est pas listé sur notre site, vous pouvez demander un devis personnalisé en ligne.

Vous avez aussi la possibilité d'appeler nos représentants du service client pour toute demande d'informations sur les produits d'Agilent et votre commande.

Rendez-vous sur **www.agilent.com/chem/contactus** pour découvrir comment procéder.

Étalons d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Les HAP sont des polluants persistants très répandus. Certains d'entre eux sont toxiques ou cancérogènes. Tous ces produits sont fabriqués conformément au système de contrôle qualité certifié ISO 9001 d'Agilent. Un certificat indiquant la pureté du composé est disponible pour chaque étalon.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques, purs à 95–99 %

Composé	Vol.	Numéro CAS	Réf.
Acénaphène	100 mg	83-32-9	RAH-001
Acénaphthylène	100 mg	208-96-8	RAH-064
Anthanthrène (dibenzo[def,mno]chrysène)	10 mg	191-26-4	RAH-082
Anthracène	100 mg	120-12-7	RAH-002
Azulène	10 mg	275-51-4	RAH-003
Benz[a]anthracène (tétrapène)	20 mg	56-55-3	RAH-004
Benzo[b]fluoranthène (benz[e]acéphénanthrylène)	10 mg	205-99-2	RAH-072
Benzo[k]fluoranthène	10 mg	207-08-9	RAH-073
Benzo[a]fluorène (1,2-benzofluorène)	10 mg	30777-18-5	RAH-005
Benzo[b]fluorène (2,3-benzofluorène)	10 mg	243-17-4	RAH-006
Benzo[g,h,i]pérylène (1,12-benzopérylène)	10 mg	191-24-2	RAH-009
Benzo[a]pyrène	10 mg	50-32-8	RAH-010
Benzo[e]pyrène	10 mg	192-97-2	RAH-081
1,1'-binaphtyle	50 mg	604-53-5	RAH-012
2,2'-binaphtyle	50 mg	612-78-2	RAH-013
Biphényle	500 mg	92-52-4	RPC-001
Chrysène (benzo[a]phénanthrène)	100 mg	218-01-9	RAH-007
Coronène	10 mg	191-07-1	RAH-015
4h-cyclopenta[d,e,f]phénanthrène (4,5-méthylène phénanthrène)	10 mg	203-64-5	RAH-088
Décacyclène	100 mg	191-48-0	RAH-016
Décahydronaphtalène (mélange d'isomères)	100 mg	91-17-8	RAH-017
Trans-décahydronaphtalène	100 mg	493-02-7	RAH-075
Cis-décahydronaphtalène	100 mg	493-01-6	RAH-074
Dibenz[a,c]anthracène (1,2:3,4-dibenzanthracène)	10 mg	215-58-7	RAH-018
Dibenz[a,h]anthracène (1,2:5,6-dibenzanthracène)	10 mg	53-70-3	RAH-019

(Suite)

Étalons d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques, purs à 95–99 %

Composé	Vol.	Numéro CAS	Réf.
Dibenzo[a,l]pentacène (1,2:8,9-dibenzopentacène)	10 mg	227-09-8	RAH-083
9,10-dihydroanthracène	100 mg	613-31-0	RAH-021
1,2-dihydronaphtalène	100 mg	447-53-0	RAH-022
1,4-dihydronaphtalène	100 mg	612-17-9	RAH-023
Diindéno[1,2,3-c,d:1',2',3'-lm]pérylène (périflanthène)	5 mg	188-94-3	RAH-084
9,10-diméthylantracène	10 mg	781-43-1	RAH-024
7,12-diméthylbenz[a]anthracène	10 mg	57-97-6	RAH-025
2,2'-diméthylbiphényle	10 mg	605-39-0	RAH-071
3,3'-diméthylbiphényle	20 mg	612-75-9	RAH-062
4,4'-diméthylbiphényle	100 mg	613-33-2	RAH-026
1,2-diméthylnaphtalène	100 mg	573-98-8	RAH-068
1,3-diméthylnaphtalène	50 mg	575-41-7	RAH-066
1,4-diméthylnaphtalène	100 mg	571-48-4	RAH-027
1,5-diméthylnaphtalène	100 mg	571-61-9	RAH-029
1,6-diméthylnaphtalène	100 mg	575-43-9	RAH-028
2,3-diméthylnaphtalène	100 mg	581-40-8	RAH-067
2,6-diméthylnaphtalène	100 mg	581-42-0	RAH-030
2,7-diméthylnaphtalène	10 mg	582-16-1	RAH-097
3,6-diméthylphénanthrène	10 mg	1576-67-6	RAH-085
9,10-diphénylanthracène	100 mg	1499-10-1	RAH-086
1,2-diphényléthane (bibenzyle)	100 mg	103-29-7	RAH-020
Dodécahydrotriphénylène	100 mg	1610-39-5	RAH-087
Fluoranthène	100 mg	206-44-0	RAH-031
Fluorène	100 mg	86-73-7	RAH-032
9-fluorénone	100 mg	486-25-9	RAH-033
Indane	100 mg	496-11-7	RAH-065
1,3-indanedione	100 mg	606-23-5	RAH-034
Indène	100 mg	95-13-6	RAH-035
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène (o-phénylène pyrène)	5 mg	193-39-5	RAH-077
1-méthylantracène	10 mg	610-48-0	RAH-098
2-méthylantracène	100 mg	613-12-7	RAH-036
9-méthylantracène	100 mg	779-02-2	RAH-037

(Suite)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques, purs à 95–99 %

Composé	Vol.	Numéro CAS	Réf.
2-méthylbiphényle (2-phényltoluène)	100 mg	643-58-3	RAH-038
3-méthylbiphényle (3-phényltoluène)	100 mg	643-93-6	RAH-039
4-méthylbiphényle (4-phényltoluène)	100 mg	644-08-6	RAH-040
3-méthylcholanthrène (20-méthylcholanthrène)	10 mg	56-49-5	RAH-041
1-méthylfluorène	100 mg	1730-37-6	RAH-043
1-méthylnaphtalène	500 mg	90-12-0	RAH-044
2-méthylnaphtalène	500 mg	91-57-6	RAH-045
1-méthylphénanthrène	10 mg	832-69-9	RAH-046
Naphthacène (benz[b]anthracène,tétracène)	10 mg	92-24-0	RAH-078
Naphtalène	100 mg	91-20-3	RAH-080
Pentacène	10 mg	135-48-8	RAH-049
Pérylène	10 mg	198-55-0	RAH-050
Phénanthrène	100 mg	85-01-8	RAH-051
9-phénylanthracène	100 mg	602-55-1	RAH-089
1-phénylanthracène	100 mg	605-02-7	RAH-099
Pyrène (benzo[d,e,f]phénanthrène)	100 mg	129-00-0	RAH-008
<i>p</i> -quaterphényle	100 mg	135-70-6	RAH-054
<i>m</i> -quinquephényle	10 mg	16716-13-5	RAH-063
<i>p</i> -quinquephényle	10 mg	3073-05-0	RAH-100
Rubrène	10 mg	517-51-1	RAH-055
<i>o</i> -terphényle	100 mg	84-15-1	RAH-056
<i>m</i> -terphényle	100 mg	92-06-8	RAH-057
<i>p</i> -terphényle	100 mg	92-94-4	RAH-058
1,2,3,4-tétrahydrofluoranthène	10 mg	42429-92-5	RAH-091
1,2,3,4-tétrahydronaphtalène (tétraline)	100 mg	119-64-2	RAH-079
1,2,3,4-tétraphénylnaphtalène	10 mg	751-38-2	RAH-092
2,3,5-triméthylnaphtalène	10 mg	2245-38-7	RAH-069
Triphénylène (9,10-benzophénanthrène)	10 mg	217-59-4	RAH-059
Triptycène	10 mg	477-75-8	RAH-060
Truxène	100 mg	548-35-6	RAH-061



FLSA-054 (voir page 28)

Étalons de lipides

Étalons de lipides, purs à 99 %

Composé	Vol.	Numéro CAS	Réf.
Acide acétique (acide éthanoïque)	1 g	64-19-7	FLSA-001
Ester méthylique de l'acide acétique (acétate de méthyle)	1 g	79-20-9	FLSA-016
Acide adipique	Voir acide hexanedioïque		
Acide arachidique	Voir acide eicosanoïque		
Acide arachidonique	100 mg	506-32-1	FLSA-098
Ester méthylique de l'acide arachidonique	100 mg	2566-89-4	FLSA-107
Acide azélaïque	Voir acide nonanedioïque		
Acide béhénique	Voir acide docosanoïque		
Acide butanedioïque (acide succinique)	1 g	110-15-6	FLSA-115
Ester diméthylique de l'acide butanedioïque	1 g	106-65-0	FLSA-132
Acide butanoïque (acide butyrique)	1 g	107-92-6	FLSA-002
Ester méthylique de l'acide butanoïque	1 g	623-42-7	FLSA-017
Acide caprique	Voir acide décanoïque		
Acide caproïque	Voir acide hexanoïque		
Acide caprylique	Voir acide octanoïque		
Acide cérotique	Voir acide hexacosanoïque		
Acide décanedioïque (acide sébacique)	500 mg	111-20-6	FLSA-121
Ester diméthylique de l'acide décanedioïque	500 mg	106-79-6	FLSA-138
Acide décanoïque (acide caprique)	1 g	334-48-5	FLSA-005
Ester méthylique de l'acide décanoïque	1 g	110-42-9	FLSA-020
Acide docosahexaénoïque (98 %)	100 mg	6217-54-5	FLSA-100
Ester méthylique de l'acide docosahexaénoïque	100 mg	301-01-9	FLSA-109
Acide docosanoïque (acide béhénique)	1 g	112-85-6	FLSA-011
1-docosanol (alcool béhénylique)	100 mg	661-19-8	FLMS-018
Acide dodécanoïque (acide laurique)	1 g	143-07-7	FLSA-006
Ester méthylique de l'acide dodécanoïque	1 g	111-82-0	FLSA-021
Acide 11,14-éicosadiénoïque	100 mg	2091-39-6	FLSA-091

Étalons de lipides, purs à 99 %

Composé	Vol.	Numéro CAS	Réf.
Ester méthylique de l'acide 11,14-éicosadiénoïque	100 mg	205671	FLSA-094
Acide eicosanoïque (acide arachidique)	1 g	506-30-9	FLSA-010
Ester méthylique de l'acide eicosanoïque	1 g	1120-28-1	FLSA-025
1-eicosanol (alcool arachidylique)	500 mg	629-96-9	FLMS-016
Acide 11,14,17-éicosatriénoïque	100 mg	2091-27-2	FLSA-097
Ester méthylique de l'acide 11,14,17-éicosatriénoïque	100 mg	55682-88-7	FLSA-106
Acide 11-éicosénoïque	100 mg	5561-99-9	FLSA-072
Ester méthylique de l'acide 11-éicosénoïque	100 mg	179215	FLSA-086
Acide élaïdique	100 mg	112-79-8	FLSA-066
Ester méthylique de l'acide élaïdique	100 mg	2462-84-2	FLSA-080
Acide érucique	100 mg	112-86-7	FLSA-073
Ester méthylique de l'acide érucique	100 mg	1120-34-9	FLSA-087
Acide éthanedioïque (acide oxalique)	1 g	6153-56-6	FLSA-113
Ester diméthylique de l'acide éthanedioïque	1 g	553-90-2	FLSA-130
Acide éthanoïque (acide acétique)	Voir acide acétique		
Acide formique (acide méthanoïque)	1 g	64-18-6	FLSA-031
Ester méthylique de l'acide formique (formate de méthyle)	1 g	107-31-3	FLSA-046
Acide hendécanoïque (acide undécylrique)	100 mg	112-37-8	FLSA-036
Ester méthylique de l'acide hendécanoïque	100 mg	1731-86-8	FLSA-051
Acide hénéicosanoïque	100 mg	2363-71-5	FLSA-041
Ester méthylique de l'acide hénéicosanoïque	100 mg	6064-90-0	FLSA-056
1-hénéicosanol	100 mg	15594-90-8	FLMS-017
Ester méthylique de l'acide heptacosanoïque	50 mg	55682-91-2	FLSA-059
1-heptacosanol	50 mg	2004-39-9	FLMS-023
Acide heptadécanoïque (acide margarique)	100 mg	506-12-7	FLSA-039

(Suite)

Étalons de lipides, purs à 99 %

Composé	Vol.	Numéro CAS	Réf.
Ester méthylique de l'acide heptadécanoïque	100 mg	1731-92-6	FLSA-054
1-heptadécanol	100 mg	1454-85-9	FLMS-013
Acide heptanedioïque (acide pimélique)	1 g	111-16-0	FLSA-118
Ester diméthylique de l'acide heptanedioïque	1 g	1732-08-7	FLSA-135
Acide heptanoïque (acide heptylique)	100 mg	111-14-8	FLSA-034
Ester méthylique de l'acide heptanoïque	100 mg	106-73-0	FLSA-049
Acide heptylique	Voir acide heptanoïque		
Acide hexacosanoïque (acide cérotique)	100 mg	506-46-7	FLSA-013
Ester méthylique de l'acide hexacosanoïque	100 mg	5802-82-4	FLSA-028
1-hexacosanol (alcool cérylique)	50 mg	506-52-5	FLMS-022
Acide hexadécanoïque (acide palmitique)	1 g	57-10-3	FLSA-008
Ester méthylique de l'acide hexadécanoïque	1 g	112-39-0	FLSA-023
1-hexadécanol (alcool cétylique)	1 g	36653-82-4	FLMS-012
Acide hexanedioïque (acide adipique)	1 g	124-04-9	FLSA-117
Ester diméthylique de l'acide hexanedioïque	1 g	627-93-0	FLSA-134
Acide hexanoïque (acide caproïque)	1 g	142-62-1	FLSA-003
Ester méthylique de l'acide hexanoïque	1 g	106-70-7	FLSA-018
Acide isoarachidique	Voir acide 18-méthylnonadécanoïque		
Acide isocaprique	Voir acide 8-méthylnonanoïque		
Acide isocaproïque	Voir acide 4-méthylpentanoïque		
Acide isocaprylique	Voir acide 6-méthylheptanoïque		
Acide isolaurique	Voir acide 10-méthylhendécanoïque		
Acide isopalmitique	Voir acide 14-méthylpentadécanoïque		
Acide isostéarique	Voir acide 16-méthylheptadécanoïque		
Acide laurique	Voir acide dodécanoïque		
Acide lignocérique	Voir acide tétracosanoïque		
Acide linoléique	100 mg	60-33-3	FLSA-089
Ester méthylique de l'acide linoléique	100 mg	112-63-0	FLSA-092
Acide linoléaidique	100 mg	506-21-8	FLSA-090
Ester méthylique de l'acide linoléaidique	100 mg	2566-97-4	FLSA-093

Étalons de lipides, purs à 99 %

Composé	Vol.	Numéro CAS	Réf.
Acide linoléique	100 mg	463-40-1	FLSA-095
Ester méthylique de l'acide linoléique	100 mg	301-00-8	FLSA-104
Acide γ-linolénique	100 mg	506-26-3	FLSA-096
Ester méthylique de l'acide γ-linolénique	100 mg	16326-32-2	FLSA-105
Acide homo-γ-linolénique	100 mg	1783-84-2	FLSA-147
Ester méthylique de l'acide homo-γ-linolénique	100 mg	21061-10-9	FLSA-148
Acide malonique	Voir acide propanedioïque		
Acide margarique	Voir acide heptadécanoïque		
Acide mélistique	Acide triacontanoïque		
Acide méthanoïque	Voir acide formique		
Acétate de méthyle	Ester méthylique de l'acide acétique		
Acide 2-méthylbutanoïque (acide antéisovalérique)	50 mg	116-53-0	FLBA-021
Ester méthylique de l'acide 2-méthylbutanoïque	50 mg	868-57-5	FLBA-030
Ester méthylique de l'acide 18-méthyleicosanoïque	25 mg	–	FLBA-038
Acide 10-méthylhendécanoïque (acide isolaurique)	50 mg	2724-56-3	FLBA-004
Ester méthylique de l'acide 10-méthylhendécanoïque	50 mg	–	FLBA-014
Acide 16-méthylheptadécanoïque (acide isostéarique)	10 mg	2724-58-5	FLBA-007
Ester méthylique de l'acide 16-méthylheptadécanoïque	10 mg	5129-61-3	FLBA-017
Acide 6-méthylheptanoïque (acide isocaprylique)	50 mg	929-10-2	FLBA-002
Ester méthylique de l'acide 6-méthylheptanoïque	50 mg	–	FLBA-012
Acide 14-méthylhexadécanoïque (acide antéisomargarique)	10 mg	5918-29-6	FLBA-027
Ester méthylique de l'acide 14-méthylhexadécanoïque	10 mg	2490-49-5	FLBA-036
Acide 4-méthylhexanoïque (acide antéisoheptylique)	50 mg	–	FLBA-022
Ester méthylique de l'acide 4-méthylhexanoïque	50 mg	–	FLBA-031
Acide 18-méthylnonadécanoïque (acide antéisoarachidique)	25 mg	6250-72-2	FLBA-008
Ester méthylique de l'acide 18-méthylnonadécanoïque	25 mg	65301-91-9	FLBA-018
Acide 8-méthylnonanoïque (acide isocaprique)	50 mg	5963-14-4	FLBA-003

(Suite)

Étalons de lipides, purs à 99 %

Composé	Vol.	Numéro CAS	Réf.
Ester méthylique de l'acide 8-méthylnonanoïque	50 mg	–	FLBA-013
Acide 16-méthyltétradécanoïque (acide antéisononadécylrique)	25 mg	–	FLBA-028
Acide 14-méthylpentadécanoïque (acide isopalmitique)	10 mg	1011396	FLBA-006
Ester méthylique de l'acide 14-méthylpentadécanoïque	10 mg	5129-60-2	FLBA-016
Acide 4-méthylpentanoïque (acide isocaproïque)	50 mg	646-07-1	FLBA-001
Ester méthylique de l'acide 4-méthylpentanoïque	50 mg	2412-80-8	FLBA-011
Phytanate de méthyle	Ester méthylique de l'acide phytanique		
Acide 12-méthyltétradécanoïque (acide antéisopentadécylrique)	10 mg	5502-94-3	FLBA-026
Ester méthylique de l'acide 12-méthyltétradécanoïque	10 mg	–	FLBA-035
Ester méthylique de l'acide 12-méthyltridécanoïque	10 mg	5129-58-8	FLBA-015
Acide montanique	Voir acide octacosanoïque		
Acide myristique	Voir acide tétradécanoïque		
Acide myristoléique	100 mg	544-64-9	FLSA-062
Ester méthylique de l'acide myristoléique	100 mg	124-10-7	FLSA-076
Acide nervonique	100 mg	506-37-6	FLSA-074
Ester méthylique de l'acide nervonique	100 mg	2733-88-2	FLSA-088
Acide nonadécanoïque (acide nonadécylrique)	100 mg	646-30-0	FLSA-040
Ester méthylique de l'acide nonadécanoïque	100 mg	1731-94-8	FLSA-055
1-nonadécanol	100 mg	1454-84-8	FLMS-015
Acide nonadécylrique	Voir acide nonadécanoïque		
Acide nonanedioïque (acide azélaïque)	500 mg	123-99-9	FLSA-120
Ester diméthylique de l'acide nonanedioïque	500 mg	1732-10-1	FLSA-137
Acide nonanoïque (acide pélargonique)	100 mg	112-05-0	FLSA-035
Ester méthylique de l'acide nonanoïque	100 mg	1731-84-6	FLSA-050
Acide octacosanoïque (acide montanique)	100 mg	506-48-9	FLSA-014

Étalons de lipides, purs à 99 %

Composé	Vol.	Numéro CAS	Réf.
Ester méthylique de l'acide octacosanoïque	100 mg	55682-92-3	FLSA-029
1-octacosanol (alcool montanylique)	50 mg	557-61-9	FLMS-024
Acide octadécanedioïque	50 mg	871-70-5	FLSA-127
Ester diméthylique de l'acide octadécanedioïque	50 mg	1472-93-1	FLSA-144
Acide octadécanoïque (acide stéarique)	1 g	57-11-4	FLSA-009
Ester méthylique de l'acide octadécanoïque	1 g	112-61-8	FLSA-024
1-octadécanol (alcool stéarylique)	1 g	112-92-5	FLMS-014
Acide <i>cis</i> -11-octadécénoïque	100 mg	506-17-2	FLSA-067
Ester méthylique de l'acide <i>cis</i> -11-octadécénoïque	100 mg	1937-63-9	FLSA-081
Acide <i>trans</i> -11-octadécénoïque (acide vaccénique)	100 mg	693-72-1	FLSA-068
Ester méthylique de l'acide <i>trans</i> -11-octadécénoïque	100 mg	6198-58-9	FLSA-082
Acide octanedioïque (acide subérique)	500 mg	505-48-6	FLSA-119
Ester diméthylique de l'acide octanedioïque	500 mg	1732-09-8	FLSA-136
Acide octanoïque (acide caprylique)	1 g	124-07-2	FLSA-004
Ester méthylique de l'acide octanoïque	1 g	111-11-5	FLSA-019
Acide oléique	100 mg	112-80-1	FLSA-065
Ester méthylique de l'acide oléique	100 mg	112-62-9	FLSA-079
Acide oxalique	Voir acide éthanedioïque		
Acide palmitélaïdique	100 mg	10030-73-6	FLSA-064
Ester méthylique de l'acide palmitélaïdique	100 mg	10030-74-7	FLSA-078
Acide palmitique	Voir acide hexadécanoïque		
Acide palmitoléique	100 mg	373-49-9	FLSA-063
Ester méthylique de l'acide palmitoléique	100 mg	1120-25-8	FLSA-077
Acide pélargonique	Voir acide nonanoïque		
Ester méthylique de l'acide pentacosanoïque	50 mg	55373-89-2	FLSA-058
1-pentacosanol	50 mg	26040-98-2	FLMS-021

(Suite)

Étalons de lipides, purs à 99 %

Composé	Vol.	Numéro CAS	Réf.
Acide pentadécanoïque (acide pentadécylique)	100 mg	1002-84-2	FLSA-038
Ester méthylique de l'acide pentadécanoïque	100 mg	7132-64-1	FLSA-053
Acide pentadécylique	Voir acide pentadécanoïque		
Acide pentanoïque (acide valérique)	100 mg	109-52-4	FLSA-033
Ester méthylique de l'acide pentanoïque	100 mg	624-24-8	FLSA-048
Acide pétrosélinique	100 mg	593-39-5	FLSA-071
Ester méthylique de l'acide pétrosélinique	100 mg	2777-58-4	FLSA-085
Acide phytanique (acide 3,7,11,15-tétraméthylhexadécanoïque)	25 mg	14721-66-5	FLBA-042
Ester méthylique de l'acide phytanique (phytanate de méthyle)	25 mg	1118-77-0	FLBA-043
Phytol (3,7,11,15-tétraméthyl-2-hexadécén-1-ol) (tech.)	1 g	7541-49-3	FLMS-035
Acide pimélique	Voir acide heptanedioïque		
Acide propanedioïque (acide malonique)	1 g	141-82-2	FLSA-114
Ester diméthylique de l'acide propanedioïque	1 g	108-59-8	FLSA-131
Acide propanoïque (acide propionique)	1 g	79-09-4	FLSA-032
Ester méthylique de l'acide propanoïque	1 g	554-12-1	FLSA-047
Ester méthylique de l'acide ricinélaidique	100 mg	2120605	FLSA-084
Acide ricinoléique	100 mg	141-22-0	FLSA-069
Ester méthylique de l'acide ricinoléique	100 mg	141-24-2	FLSA-083
Acide sébacique	Voir acide décanedioïque		
Acide stéarique	Voir acide octadécanoïque		
Acide subérique	Voir acide octanedioïque		

Étalons de lipides, purs à 99 %

Composé	Vol.	Numéro CAS	Réf.
Acide succinique	Voir acide butanedioïque		
Acide tétracosanoïque (acide lignocérique)	100 mg	557-59-5	FLSA-012
Ester méthylique de l'acide tétracosanoïque	100 mg	2442-49-1	FLSA-027
1-tétracosanol (alcool lignocérylique)	50 mg	506-51-4	FLMS-020
Acide tétradécanedioïque	100 mg	821-38-5	FLSA-125
Ester diméthylique de l'acide tétradécanedioïque	100 mg	5024-21-5	FLSA-142
Acide tétradécanoïque (acide myristique)	1 g	544-63-8	FLSA-007
Ester méthylique de l'acide tétradécanoïque	1 g	124-10-7	FLSA-022
1-tétradécanol (alcool myristylique)	1 g	112-72-1	FLMS-010
Acide 3,7,11,15-tétraméthylhexadécanoïque	Voir acide phytanique		
3,7,11,15-tétraméthylhexadécén-1-ol	Voir phytol		
Acide triacontanoïque (acide mélissique)	100 mg	506-50-3	FLSA-015
Ester méthylique de l'acide triacontanoïque	100 mg	629-83-4	FLSA-030
1-triacontanol (alcool mélissylique)	50 mg	593-50-0	FLMS-026
Ester méthylique de l'acide tricosanoïque	100 mg	2433-97-8	FLSA-057
1-tricosanol	100 mg	450350	FLMS-019
Acide tridécanoïque (acide tridécylique)	100 mg	638-53-9	FLSA-037
Ester méthylique de l'acide tridécanoïque	100 mg	1731-88-0	FLSA-052
Acide tridécylique	Voir acide tridécanoïque		
Acide undécylique	Voir acide hendécanoïque		
Acide vaccénique	Voir acide <i>trans</i> -11-octadécénoïque		
Acide valérique	Voir acide pentanoïque		

Conseils et outils

Pour consulter notre gamme complète de plus de 7 000 étalons, tous fabriqués en conformité avec la norme ISO 17025/Guide 34, rendez-vous sur www.agilent.com/chem/standards.

Kits de lipides

Kit d'acides gras à chaîne linéaire et nombre pair de carbones avec leurs esters méthyliques

Description	Composés		Vol.	Réf.
	Acides gras	Esters méthyliques		
Kit, contient 20 flacons	C ₆	Acide caproïque	Caproate de méthyle	1 x 100 mg de chaque composé (sauf indication contraire) FLPK-004
	C ₈	Acide caprylique	Caprylate de méthyle	
	C ₁₀	Acide caprique	Caprate de méthyle	
	C ₁₂	Acide laurique	Laurate de méthyle	
	C ₁₄	Acide myristique	Myristate de méthyle	
	C ₁₆	Acide palmitique	Palmitate de méthyle	
	C ₁₈	Acide stéarique	Stéarate de méthyle	
	C ₂₀	Acide arachidique	Arachidate de méthyle	
	C ₂₂	Acide béhénique	Béhénate de méthyle	
	C ₂₄	Acide lignocérique (25 mg)	Lignocérate de méthyle (25 mg)	

Kit d'acides gras à chaîne linéaire et nombre impair de carbones avec leurs esters méthyliques

Description	Composés		Vol.	Réf.
	Acides gras	Esters méthyliques		
Kit, contient 16 flacons	C ₉	Acide nonanoïque	Nonanoate de méthyle	1 x 25 mg de chaque composé FLPK-003
	C ₁₁	Acide undécanoïque	Undécanoate de méthyle	
	C ₁₃	Acide tridécanoïque	Tridécanoate de méthyle	
	C ₁₅	Acide pentadécanoïque	Pentadécanoate de méthyle	
	C ₁₇	Acide heptadécanoïque	Heptadécanoate de méthyle	
	C ₁₉	Acide nonadécanoïque	Nonadécanoate de méthyle	
	C ₂₁	Acide hénéicosanoïque	Hénéicosanoate de méthyle	
	C ₂₃	Acide tricosanoïque	Tricosanoate de méthyle	

Conseils et outils

Pour consulter notre gamme complète de plus de 7 000 étalons, tous fabriqués en conformité avec la norme ISO 17025/Guide 34, rendez-vous sur www.agilent.com/chem/standards.

Kit d'acides gras volatils

Description	Composés		Vol.	Réf.
Kit, contient 11 flacons et 1 solution test d'acides à 0,1 %, C1–C5, dans H ₂ O, 5 mL	C ₁	Acide formique (acide méthanoïque)	1 x 1 g de chaque composé	FLPK-005
	C ₂	Acide acétique (acide éthanoïque)		
	C ₃	Acide propionique (acide propanoïque)		
	C ₄	Acide butyrique (acide butanoïque)		
	C ₄	Acide isobutyrique		
	C ₅	Acide valérique (acide pentanoïque)		
	C ₅	Acide isovalérique		
	C ₆	Acide caproïque (acide hexanoïque)		
	C ₇	Acide heptylique (acide heptanoïque)		
	C ₈	Acide caprylique (acide octanoïque)		

Conseils et outils

Colonnes GC Agilent J&W Ultra Inert

La famille de colonnes GC « Agilent J&W Ultra Inert » redéfinit les normes en vigueur dans l'industrie en termes d'inertie chimique et de ressuage de colonne exceptionnellement faible, avec des limites de détection toujours plus basses et des données toujours plus précises pour les composés difficiles. Chaque colonne Ultra Inert est testée avec l'échantillon le plus exigeant qui soit et nous le prouvons en fournissant un récapitulatif des performances avec chaque colonne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agilent.com/chem/uicolumn.

Kit d'acides gras insaturés avec leurs esters méthyliques

Description	Composés		
Kit, contient 20 flacons	Acides gras :	1 x 25 mg de chaque composé	FLPK-001
	C ₁₄ ¹⁼	Acide <i>cis</i> -9-tétradécénoïque (acide myristoléique)	
	C ₁₆ ¹⁼	Acide <i>cis</i> -9-hexadécénoïque (acide palmitoléique)	
	C ₁₆ ¹⁼	Acide <i>trans</i> -9-hexadécénoïque (acide palmitélaïdique)	
	C ₁₈ ¹⁼	Acide <i>cis</i> -9-octadécénoïque (acide oléique)	
	C ₁₈ ¹⁼	Acide <i>trans</i> -9-octadécénoïque (acide élaïdique)	
	C ₁₈ ²⁼	Acide <i>cis</i> -9- <i>cis</i> -12-octadécadiénoïque (acide linoléique)	
	C ₁₈ ²⁼	Acide <i>trans</i> -9- <i>trans</i> -12-octadécadiénoïque (acide linolélaïdique)	
	C ₁₈ ³⁼	Acide <i>cis</i> -9- <i>cis</i> -12- <i>cis</i> -15-octadécatriénoïque (acide linoléinique)	
	C ₂₀ ¹⁼	Acide <i>cis</i> -11-eicosénoïque (acide gondoïque)	
	C ₂₂ ¹⁼	Acide <i>cis</i> -13-docosénoïque (acide érucique)	
	Esters méthyliques :		
	C ₁₄ ¹⁼	<i>Cis</i> -9-tétradécénoate de méthyle (myristoléate de méthyle)	
	C ₁₆ ¹⁼	<i>Cis</i> -9-hexadécénoate de méthyle (palmitoléate de méthyle)	
	C ₁₆ ¹⁼	<i>Trans</i> -9-hexadécénoate de méthyle (palmitélaïdate de méthyle)	
	C ₁₈ ¹⁼	<i>Cis</i> -9-octadécénoate de méthyle (oléate de méthyle)	
	C ₁₈ ¹⁼	<i>Trans</i> -9-octadécénoate de méthyle (élaïdate de méthyle)	
	C ₁₈ ¹⁼	<i>Cis</i> -9- <i>cis</i> -12-octadécadiénoate de méthyle (linoléate de méthyle)	
	C ₁₈ ²⁼	<i>Trans</i> -9- <i>cis</i> -12-octadécadiénoate de méthyle (linolélaïdate de méthyle)	
	C ₁₈ ³⁼	<i>Cis</i> -9- <i>cis</i> -12- <i>cis</i> -15-octadécatriénoate de méthyle (linoléinate de méthyle)	
	C ₂₀ ¹⁼	<i>Cis</i> -11-eicosénoate de méthyle (gondoate de méthyle)	
	C ₂₂ ¹⁼	<i>Cis</i> -13-docosénoate de méthyle (érucate de méthyle)	

Conseils et outils

Pour consulter notre gamme complète de plus de 7 000 étalons, tous fabriqués en conformité avec la norme ISO 17025/Guide 34, rendez-vous sur www.agilent.com/chem/standards.

Une assistance technique à vos côtés

Vous avez une question concernant le matériel, un logiciel, une application, la réparation d'instrument ou un problème à résoudre ? Les experts techniques d'Agilent sont disponibles pour répondre à vos questions. Grâce à des années d'expérience en laboratoire, les spécialistes de notre service d'assistance technique peuvent partager leurs connaissances approfondies et leur expérience.

Pour toute question sur les consommables de ce catalogue, contactez votre bureau Agilent local ou votre distributeur Agilent agréé. Ou rendez-vous sur **www.agilent.com/chem/techsupport**.



Services Agilent CrossLab

Optimisez la disponibilité des instruments avec l'assistance intégrale

Vous pouvez compter sur les spécialistes des services Agilent CrossLab pour vous faire bénéficier de leur précieuse expertise et maintenir les performances de vos instruments. Nos services réputés incluent des remises à niveau technique, des formations à l'analyse, des réparations, des maintenances préventives, et plus encore. Demandez-nous comment nous pouvons aider votre laboratoire dès aujourd'hui.

www.agilent.com/crosslab

Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?

Rendez-vous sur **www.agilent.com/chem/contactus** pour :

- trouver les coordonnées de votre bureau Agilent ou du distributeur Agilent agréé le plus proche pour une assistance technique experte ;
- obtenir une assistance commerciale ou technique rapide par téléphone. Utilisez tout simplement le menu déroulant pour sélectionner votre pays ;
- recevoir une assistance par e-mail à l'aide de nos formulaires pratiques en ligne.

Contactez-nous :

www.agilent.com/chem/contactus

Achetez en ligne :

www.agilent.com/chem/store

Rejoignez Agilent sur les réseaux sociaux :

www.agilent.com/chem/social

Découvrez notre gamme complète de catalogues :

www.agilent.com/chem/catalog

Ces renseignements peuvent être modifiés sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2019
Publié aux États-Unis, le 1^{er} mars 2019
5994-0621FR