



# SureGuide Cas9 可编辑核酸酶试剂盒

## 产品说明

### 主要特性

- CRISPR/Cas 体外系统的完整即用型试剂盒
  - 进行无限制的体外大片段 DNA 克隆，且不会受到常规限制酶或 PCR 的限制
  - 高特异性地克隆完整 DNA 文库
  - 平末端可直接用于下一个分子步骤
- 一个试剂盒即可实现快速简便的向导 RNA 合成及纯化



SureGuide Cas9 可编辑核酸酶试剂盒是新一代基因工程工具的基础。

完整试剂盒包括一个纯化的重组 Cas9 化脓性链球菌核酸酶、SureGuide gRNA 体外表达及纯化系统、对照靶标和 sgRNA 模板，以及所有开始 CRISPR/Cas9 实验所必需的试剂。安捷伦的 SureGuide 产品线为基因工程提供一系列经过我们的科学家广泛验证的工具，有助您获得值得信赖的结果。

这款唯一的完整体外 CRISPR/Cas9 系统包含您所需的全部工具，可帮助您立即展开基于这项新技术的实验，并从中获益。

从现在开始，享受更快的启动时间，获取更好的结果。



**Agilent Technologies**

