



IST IHR LABOR BEREIT FÜR WINDOWS 7?

DER WINDOWS XP SP3 SUPPORT ENDET AM 8. APRIL 2014

The Measure of Confidence

Nach dem 8. April 2014 wird es für Windows XP keine neuen Sicherheitsupdates mehr geben, sodass Ihr Labor Risiken ausgesetzt ist.

Welche Versionen von ChemStation und EZChrom werden unterstützt?

Wenn Sie mit ChemStation oder EZChrom arbeiten, bietet Ihnen OpenLAB CDS ein vertrautes Datensystem mit erweiterten Funktionen zur Optimierung Ihrer Laborproduktivität.

- **Unterstützt von Windows 7 (nur 32-Bit-Version):**
ChemStation B.04.03 SP2
EZChrom 3.3.2 SP2
- **Frühere Versionen werden von keiner Version von Windows 7 unterstützt**
- **OpenLAB CDS ist vollständig kompatibel mit Windows 7**


Benötigen Sie ein Upgrade?

Bitte wenden Sie sich an Ihren Agilent Vertreter und geben Sie folgenden Code an:
1311_UPGRADE_LI

Die Vorteile von OpenLAB CDS mit Netzwerkanbindung:

Wenn Sie mit ChemStation oder EZChrom arbeiten, bietet Ihnen OpenLAB CDS ein vertrautes Datensystem mit erweiterten Funktionen zur Optimierung Ihrer Laborproduktivität.

- **Zentralisierte Verwaltung und Datenspeicherung** für eine problemlose Suche und einen einfachen Austausch der Daten
- **Datensicherheit** mit Audit Trails, Versionskontrolle und elektronischer Unterschrift
- **Skalierbarkeit:** Starten Sie mit einer kleinen Installation und erweitern Sie diese je nach Bedarf. Von einzelnen Workstations bis hin zu großen Netzwerkumgebungen
- **Steuerung mehrerer Geräte:** Steuern Sie mit nur einem Software-paket sowohl Agilent Systeme als auch Geräte anderer Hersteller
- **Niedrigere Betriebskosten:** Optimieren Sie die Laborproduktivität
- Einhaltung gesetzlicher Richtlinien



Agilent Produkte sind nur für Forschungszwecke vorgesehen.
Nicht für Diagnoseverfahren geeignet.
Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2013
Gedruckt in Deutschland, November 2013

