



¿ESTÁ SU LABORATORIO LISTO PARA WINDOWS 7?

LA COMPATIBILIDAD CON WINDOWS XP SP3 FINALIZA EL 8 DE ABRIL DE 2014 The Measure of Confidence

A partir del 8 de abril de 2014, no habrá más actualizaciones de seguridad para Windows XP, exponiendo su laboratorio a riesgos potenciales.

¿Qué versiones de ChemStation y EZChrom son compatibles?

Si trabaja con ChemStation o EZChrom, el sistema de datos cromatográficos OpenLAB CDS le parecerá un sistema de datos muy familiar con funciones actualizadas para mejorar la productividad de su laboratorio.

- **Compatibles con Windows 7 (solo de 32 bits):**
ChemStation B.04.03 SP2
EZChrom 3.3.2 SP2
Las versiones anteriores no son compatibles con ninguna versión de Windows 7
- **OpenLAB CDS es totalmente compatible con Windows 7**

¿Necesita una actualización?

Póngase en contacto con su representante de Agilent con el código siguiente:

1311_UPGRADE_LI

Ventajas de OpenLAB CDS en la red:

Si trabaja con ChemStation o EZChrom, OpenLAB CDS le parecerá un sistema de datos muy familiar con funciones actualizadas para mejorar la productividad de su laboratorio.

- **Almacenamiento de datos y administración centralizados:** encuentre y comparta sus datos fácilmente.
- **Seguridad de los datos:** trazabilidad, control de versión y firma electrónica.
- **Escalabilidad:** puede empezar con una pequeña instalación y ampliarla según sus necesidades. De estaciones de trabajo individuales a grandes entornos en red.
- **Control instrumental múltiple:** controle tanto los sistemas Agilent como su instrumentación de otros fabricantes con un único paquete de software.
- **Reducción de los costes operativos:** mejore la productividad de su laboratorio.
- **Conformidad normativa**



Los productos Agilent están destinados solamente a investigación. Prohibido su uso en procedimientos diagnósticos. La información, las descripciones y las especificaciones de esta publicación están sujetas a modificación sin previo aviso.

The Measure of Confidence



Agilent Technologies

© Agilent Technologies, Inc. 2013
Publicado en Alemania, noviembre de 2013