



IL TUO LABORATORIO È PRONTO PER WINDOWS 7?



IL SUPPORTO WINDOWS XP SP3 TERMINA L'8 APRILE 2014 The Measure of Confidence

Dopo l'8 aprile 2014 non saranno più disponibili aggiornamenti di sicurezza per Windows XP, ciò potrebbe esporre a rischio il tuo laboratorio.

Quali versioni ChemStation e EZChrom sono compatibili?

Per chi utilizza ChemStation o EZChrom, OpenLAB CDS oggi rappresenta un sistema di gestione dati con nuove funzioni in grado di migliorare la produttività del laboratorio.

- **Sono compatibili con Windows 7 (solo a 32 bit):**
ChemStation B.04.03 SP2
EZChrom 3.3.2 SP2
Tutte le precedenti versioni non sono compatibili con alcuna versione di Windows 7
- **OpenLAB CDS è compatibile con Windows 7**

Devi eseguire l'aggiornamento?

Rivolgiti al rappresentante Agilent facendo riferimento al codice: **1311_UPGRADE_LI**

Vantaggi di OpenLAB CDS in rete:

Per chi utilizza ChemStation o EZChrom, OpenLAB CDS oggi rappresenta un sistema di gestione dati con nuove funzioni in grado di migliorare la produttività del laboratorio.

- **Gestione e archiviazione dei dati centralizzate:** per reperire e condividere facilmente i dati
- **Sicurezza dei dati:** grazie ad audit trail, controllo delle versioni e firme elettroniche
- **Scalabilità:** puoi cominciare con un'installazione su piccola scala per poi espanderla come preferisci, da singole workstation a soluzioni networking
- **Controllo di più sistemi:** un unico pacchetto software per sistemi Agilent o non Agilent
- **Costi operativi ridotti:** massima produttività del laboratorio
- Conformità alle normative



I prodotti Agilent possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di ricerca.
Non utilizzabili per procedure diagnostiche.
Le informazioni, descrizioni e specifiche fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2013
Pubblicato in Germania, novembre 2013

