

安捷伦改变了注射器的外观



最新推出

全新的安捷伦手动注射器

全新的彩色手动注射器以颜色区分针筒容量，让您一眼就能找到所需的注射器，帮助您在样品处理过程的每一步都能提高效率。

在当今繁忙的实验室里，无论是进行手动稀释、提取、放大还是样品制备，辨认注射器针筒上小字标注的部件号是在浪费时间。因此，安捷伦推出以颜色区分容量的新型注射器。



每支注射器都有独特的颜色永久标记在其玻璃针筒上，这样，您每次都能知道它的正确容量。同时，为便于注射器的安全存放，新颖的包装内衬可折叠成方便的台式支架，并采用可回收的环保包装。

用色彩表达容量！

Our measure is your success.

products | applications | software | services



Agilent Technologies

其它注射器 无法让您如此青睐!



安捷伦全新注射器的特点显而易见:

- 注射器容量范围 0.5 μL ~ 50 mL
- 每支注射器都有独特的颜色永久地标记在其玻璃针筒上, 便于快速方便地区分不同容量
- 直观、易于读数的垂直刻度
- NIST 可追溯性
- 通用注射器的准确度为 $\pm 1\%$, 推杆在针头中的注射器准确度为 $\pm 2\%$
- 新颖的包装内衬可折叠成台式支架——确保您和注射器的安全
- 可回收的环保包装
- 批次可追踪, 并且直接在注射器上永久地标记部件号

安捷伦手动注射器有单支方便装和适合大需求量的 6 支和 10 支经济装。只需一眼, 即可发现新型安捷伦手动注射器能使您的实验室色彩更明快、分析更准确、选择更方便。

用色彩表达容量

针筒颜色	容量大小
	0.5 μL
	1.0 μL
	2.0 μL
	5.0 μL
	10 μL /1.0mL
	25 μL /2.5mL
	50 μL /5.0mL
	100 μL /10.0mL
	250 μL /25.0mL
	500 μL /50.0mL

安捷伦注射器有各种针头和推杆类型可供订购, 以满足您的样品制备的需求。
如需更多信息, 请访问
www.agilent.com/chem/syringes.cn



现在就下载安捷伦注射器规格和选择指南!

安捷伦提供各种手动和自动进样注射器, 能够适合准确有效的进样需求。

这本 24 页的小册子涵盖了全套的安捷伦注射器产品, 包括产品规格、选择指南和使用技巧, 告诉您如何根据应用要求来选择合适的注射器。如需下载免费的注射器选择指南, 请访问:

www.agilent.com/chem/syringes.cn

