


究極のパフォーマンスを追求した UHPLC カラム

The Measure of Confidence




アジレント ZORBAX 超高速高分離 HPLC カラム / Rapid Resolution High Definition (RRHD) カラム

最大使用圧力 120 MPa の耐圧を実現した UHPLC 用カラムです。

- ハードウェア・充てんプロセスの最適化により最大使用圧力 120 MPa の耐圧を実現
- アジレント 1290 Infinity LC System と組み合わせることで、最高のパフォーマンスを発揮
- 既存 ZORBAX カラムと同等の選択性
- 連続分析に最適な耐久性と安定した再現性
- 各社高耐圧 UHPLC でも使用可能




アプリケーション例：頭痛薬の高速分析 結合相を変更することで、分離を最適化



1：アセトアミノフェン、2：カフェイン、3：アセチルサリチル酸
移動相：0.1% -リン酸 / ACN (3：1)、流速：1.5 mL/min、カラム温度：40℃、検出：UV 269 nm

アプリケーション例：頭痛薬の高速分析 結合相を変更することで、分離を最適化



詳細は www.agilent.com/chem/jp またはコールセンター 0120-477-111 まで!



Agilent Technologies

究極のパフォーマンスを追求した UHPLC カラム

カラムサイズ (内径 × 長さ, mm)	Eclipse Plus C18		Eclipse Plus C8		Eclipse Plus Phenyl-Hexyl		Eclipse XDB-C18		Extend-C18	
	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格
3.0 × 150	959759-302	¥99,000	959759-306	¥99,000	※	※	981759-302	¥99,000	759700-302	¥99,000
3.0 × 100	959758-302	¥81,000	959758-306	¥81,000	959758-312	¥81,000	981758-302	¥81,000	758700-302	¥81,000
3.0 × 50	959757-302	¥76,000	959757-306	¥76,000	959757-312	¥78,000	981757-302	¥76,000	757700-302	¥76,000
3.0 × 5 (ガード, 3個入り)	823750-901	¥64,000	—	—	—	—	823750-903	¥64,000	—	—
2.1 × 150	959759-902	¥99,000	959759-906	¥99,000	959759-912	¥99,000	981759-902	¥99,000	759700-902	¥99,000
2.1 × 100	959758-902	¥81,000	959758-906	¥81,000	959758-912	¥81,000	981758-902	¥81,000	758700-902	¥81,000
2.1 × 50	959757-902	¥76,000	959757-906	¥76,000	959757-912	¥78,000	981757-902	¥76,000	757700-902	¥76,000
2.1 × 5 (ガード, 3個入り)	821725-901	¥64,000	—	—	—	—	821725-904	¥64,000	—	—

カラムサイズ (内径 × 長さ, mm)	SB-C18		SB-C8		SB-CN		SB-Phenyl		SB-Aq	
	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格
3.0 × 150	859700-302	¥99,000	859700-306	¥99,000	※	※	※	※	※	※
3.0 × 100	858700-302	¥81,000	858700-306	¥81,000	858700-305	¥81,000	858700-312	¥81,000	858700-314	¥81,000
3.0 × 50	857700-302	¥76,000	857700-306	¥76,000	857700-305	¥78,000	857700-312	¥78,000	857700-314	¥78,000
3.0 × 5 (ガード, 3個入り)	823750-902	¥64,000	823750-904	¥64,000	—	—	—	—	—	—
2.1 × 150	859700-902	¥99,000	859700-906	¥99,000	859700-905	¥99,000	859700-912	¥99,000	859700-914	¥99,000
2.1 × 100	858700-902	¥81,000	858700-906	¥81,000	858700-905	¥81,000	858700-912	¥81,000	858700-914	¥81,000
2.1 × 50	857700-902	¥76,000	857700-906	¥76,000	857700-905	¥78,000	857700-912	¥78,000	857700-914	¥78,000
2.1 × 5 (ガード, 3個入り)	821725-902	¥64,000	821725-904	¥64,000	—	—	—	—	—	—

カラムサイズ (内径 × 長さ, mm)	Eclipse PAH		Bonus-RP		HILIC Plus	
	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格
3.0 × 150	※	※	※	※	※	※
3.0 × 100	959758-318	¥81,000	※	※	959758-301	¥81,000
3.0 × 50	959757-318	¥78,000	※	※	959757-301	¥78,000
3.0 × 5 (ガード, 3個入り)	—	—	—	—	—	—
2.1 × 150	959759-918	¥99,000	859768-901	¥99,000	959759-901	¥99,000
2.1 × 100	959758-918	¥81,000	858768-901	¥81,000	959758-901	¥81,000
2.1 × 50	959757-918	¥78,000	857768-901	¥78,000	959757-901	¥78,000
2.1 × 5 (ガード, 3個入り)	—	—	—	—	—	—

※ : お問い合わせください。

バイオ高分子分析用 RRHD カラム

カラムサイズ (内径 × 長さ, mm)	300SB-C18		300SB-C8		300SB-C3		300-Diphenyl		300-HILIC	
	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格
2.1 × 100	858750-902	¥86,000	858750-906	¥86,000	858750-909	¥86,000	858750-944	¥86,000	858750-901	¥86,000
2.1 × 50	857750-902	¥78,000	857750-906	¥78,000	857750-909	¥78,000	857750-944	¥78,000	857750-901	¥78,000

[お問い合わせ窓口]

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

●カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111

mail : email_japan@agilent.com

※仕様は予告なく変更する場合があります。

www.agilent.com/chem/jp

© Agilent Technologies, Inc. 2016

Printed in Japan, Apr.1, 2016

5990-5161JAJP



Agilent Technologies