

安捷伦扩展样品仓附件

适用于 CARY 60/100/300/4000/5000/6000i
UV-VIS-NIR 分光光度计

The Measure of Confidence



扩大了测试样品的种类

扩展样品仓代替分光光度计的标准前板，增大了样品室的容量。采取独特的“迷宫式”设计可确保良好的光密封性，通过容纳大样品和使用专用的高性能附件，扩大了 Cary 分光光度计的使用范围。

通过滑槽或使用挂钩可以轻松而方便地将扩展样品仓安装在分光光度计上。使用时，推动仪器滑盖，或将封盖整个取下（从前面进入样品室）即可将样品放入样品室。需要连接控温附件和水浴的恒温附件时，可配置软管接头一起使用。



配置扩展样品室的 Cary 60

如需了解更多信息，请访问：
www.agilent.com/chem/uv



Agilent Technologies

应用

扩展样品仓附件可用于无法置于样品室的样品分析。还可以配合某些专用固体/液体取样附件使用，包括 VW、SRA、VASRA、原位漫反射、样品传输和内置 DRA 附件。

产品参数

| | |
|------|--|
| 适用仪器 | Cary 60/100/300/4000/5000/6000i |
| 规格 | <ul style="list-style-type: none">• Cary 4000/5000/6000i，宽 x 高 x 长： 154 x 150 x 440 mm（样品室深度增加到 640 mm）• Cary 100/300，宽 x 高 x 长： 145 x 130 x 250 mm（样品室深度增加到 390 mm）• Cary 60，宽 x 高 x 长： 140 x 120 x 520 mm（样品室深度增加到 720 mm） |

其他附件

必需
选件

无
与恒温附件匹配的软管接头套件

如需了解更多信息，请访问：
www.agilent.com/chem/uv

安捷伦产品仅限研究使用。
不可用于诊断目的。
本资料中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技公司 2013
2013 年 4 月 1 日，中国印刷
5991-2219CHCN

