

# 定量分析信心十足 更高效率的液质联用分析

The Measure of Confidence

## Agilent StreamSelect 液质联用解决方案介绍

在单台质谱仪上实现两个液质联用系统的通量。Agilent StreamSelect 液质联用解决方案通过将平行、交错和双通道的液相色谱流入一个质谱中来提高效率，而数据质量和稳定性不会受到影响。

简单易用的 StreamSelect 液相色谱系统带有 Agilent StreamSelect 软件，可控制进样时机，还能实时显示在分析窗口，实现集成的单供应商解决方案，具备以下优势：

- 更高的效率 — 最高可比标准液质联用系统的通量高 2 倍
- 卓越的定量分析性能 — 使用成熟可靠的安捷伦仪器
- 使用维护成本更低 — 更长的正常运行时间以及更低的支持和样品净化成本

更多信息，请访问：

[www.agilent.com/chem/streamselect](http://www.agilent.com/chem/streamselect)

安捷伦产品仅限研究使用。  
不可用于诊断目的。  
本文中的信息、说明和性能指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2013  
2013 年 10 月 4 日，中国印刷  
5991-3350CHCN



**Agilent Technologies**