

充分发挥 安捷伦仪器的潜能



OpenLAB 气相色谱数据系统

其他软件无法精准控制安捷伦仪器

您是否因为使用非安捷伦色谱数据系统而使重要仪器功能无法使用，从而损失了分析效率？

使用 OpenLAB CDS 控制仪器可确保充分利用仪器功能，并能提高运行效率。OpenLAB CDS 可保证卓越的投资回报率、高质量结果以及业务的连续性。



无与伦比的安捷伦仪器控制

- 全面控制所有安捷伦检测器、进样口和阀
- 顶空控制
- 完全控制新型 1290 Infinity II Multisampler
- 100% 安捷伦支持

如需了解更多信息，请访问：
agilent.com/chem/openlab



Agilent Technologies

更低的运行成本

液相色谱	气相色谱
早期维护反馈 (EMF): 及时提供预防性维护需求的可视化指示	气相色谱方法转换软件: 将氦气方法轻松转换为氢气方法
安捷伦维护向导: 通过易于操作的步骤维护您的液相色谱	早期维护反馈 (EMF): 跟踪进样次数和消耗品使用情况, 在需要维护时提醒分析人员
轻微泄漏的压力补偿: 通过自动调节流速延长泵密封垫的寿命	部件查找工具: 帮助分析人员快速识别并重新订购特定仪器部件
智能系统模拟技术 (ISET): 在液相色谱仪之间实现无缝方法转移, 适用于任何制造商生产的液相色谱仪	睡眠/唤醒模式: 将气相色谱设置为节约资源的睡眠模式以节省能源和气体

更高的分析效率

液相色谱	气相色谱
双针进样: 进样周期在 5 秒以内, 可增加样品通量, 避免了传统进样方式中的等待时间	自动液体进样器 (ALS) 错误处理: 选择如何处理 ALS 错误: 暂停以等待用户干预, 中止序列或跳到下一个样品
多重清洗: 将交叉污染降至 < 10 ppm, 确保不影响数据质量	支持单个样品工作流程: 加载单个样品方法并自动运行
带中心切割的二维液相色谱: 在一维和二维液相色谱方法间实现轻松切换以应对挑战性分离	采集方法浏览器: 帮助分析人员在不触发方法解析的情况下查看方法
用于 OpenLAB CDS 的匹配比较 (Match Compare): 快速简便地比较样品与参比色谱图以保证质量	保留时间锁定 (RTL): 确保一台安捷伦气相色谱系统的保留时间能够再现于另一台系统中, 随时随地都可信心十足地进行方法转换

请咨询您的安捷伦销售专家了解详细信息。

如需了解 OpenLAB 软件包的更多信息, 请访问:
www.agilent.com/chem/openlab

安捷伦产品仅用于研究。
不可用于诊断目的。
本文中的信息、说明和性能指标如有变更,
恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2015
2015 年 2 月 23 日, 中国出版
5991-5431CHCN



Agilent Technologies