

Agilent 1100 HPLC 更新キャンペーン

内容 UHPLC 特別価格 & 超高压対応フィッティングプレゼント

期間 2015年12月31日(木)まで

対象 Agilent (HP) 1100 HPLC を
最新 UHPLC (Agilent 1200 シリーズ Infinity LC) に更新されるお客様


2015年5月に Agilent 1100 HPLC の修理部品保有期間が終了します。

現在お持ちの 1100 HPLC をアップグレードしませんか？



1100 シリーズ LC

ご予算に応じた
組合せ



ケース①



1290 Infinity II LC
へアップグレード
(約 1000 万円～*)

世界最高峰 UHPLC

ケース②



オートサンプラ
をアップグレード
(約 300 万円～*)

432 バイアル

ケース③



検出器
をアップグレード
(約 300 万円～*)

10 倍高感度

ケース④



PC とソフトウェア
をアップグレード
(約 80 万円～)

軽快操作

*ソフトウェアアップグレード込の定価

この他にも組合せは多数！


詳しくはアジレントまたは最寄りの販売店までお問い合わせください



Agilent Technologies

PC とソフトウェアのアップグレード

Microsoft 社による Windows XP のサポートは
2014 年 4 月 9 日をもって終了しました。
新しい OS と新しい OpenLAB CDS を搭載した PC へ
アップグレードして、システムを安全にコントロール。



OpenLAB CDS の
新機能その①


サンプルエントリー



サンプル設定が
簡単で一目でわかる
サンプルエントリー

OpenLAB CDS の
新機能その②

インテリジェントレポート




レポートフォーマットを
自由にカスタマイズできる
インテリジェントレポート機能

便利なフィッティングをプレゼント！

A-Line クイックコネクットフィッティング

- 工具を使わず、手で締めるだけで 130 MPa 対応
- 全ての UHPLC カラムで使用可能
- 200 回以上使用可能な耐久性
- キャピラリーのみ、フェラルのみの交換が可能



手締めで接続した後、
レバーを閉じるだけで 130 MPa まで使用できます。

A-Line クイックターンフィッティング

- 工具を使わず、手で締めるだけで 60 MPa 対応
- 工具を使えば 130 MPa まで使用可能
- 全ての UHPLC カラムで使用可能
- 200 回以上使用可能な耐久性



手締めだけで 60 MPa まで使用できます。
(別途専用のキャピラリーが必要となります)

詳しくはアジレントまたは最寄りの販売店まで
お問い合わせください

[お問い合わせ窓口]
アジレント・テクノロジー株式会社
本社 / 〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
● カスタムコンタクトセンター ☎ 0120-477-111
mail : email_japan@agilent.com
※仕様は予告なく変更する場合があります。

www.agilent.com/chem/jp

© Agilent Technologies, Inc. 2014
Printed in Japan, Dec. 24, 2014
5991-5437JAJP



Agilent Technologies