


강력한 XENON: 형광 측정 기술에 훨씬 앞서 있습니다

Cary Eclipse - 광섬유를 사용하여 측정하는 유일한 기기


Agilent Cary Eclipse 형광 분광 광도계는 실내 광에 의한 영향이 없는 기능을 광섬유 원격 측정 기술과 원활하게 통합하는 독특한 결합을 갖춘 세계 유일의 기기입니다. 광섬유를 사용하면 일반적으로 너무 커서 기기 시료부에 넣을 수 없는 시료를 측정할 수 있어, 비파괴 분석, 워크플로 개선 및 시료 전처리 감소 등 이점을 제공할 수 있습니다. 또한 Cary Eclipse를 사용하면 실내 광에 의한 영향이 없기 때문에 이들 측정을 데이터 품질 저하 없이 수행할 수 있습니다.



실내 광에 의한 영향 없음. 시료부가 열린 상태(파란색 선) 및 닫힌 상태(주황색 선)의 Cary Eclipse를 사용하여 수집한 퀴닌(quinine)의 중첩된 형광 스펙트럼. 데이터는 동일합니다.

강력한 기능

완벽하고 입증된 실내 광에 의한 영향이 없는 기능은 Agilent Cary Eclipse 형광 분광 광도계의 탁월한 샘플링 유연성을 제공하는 유일한 기능입니다. 시료 커버가 켜진 상태에서 측정하던 광섬유 측정 프로브를 사용하여 측정하던, Eclipse는 항상 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 제공합니다. 즉, 가장 까다로운 시료도 원 부위로 특성 규명될 수 있으며, 대기 온도 또는 압력에서 벗어나 시료를 측정, 또는 시료부 크기보다 더 큰 시료를 쉽게 측정할 수 있다는 의미입니다.




AGILENT Cary Eclipse

가장 필요한 곳에서 뛰어난 감도, 유명한 신뢰성 및 향상된 샘플링 기능 제공



시간과 비용 절약

- 10년 램프 수명 보증
- 지속적인 실험실 비용 절감
- 예열 필요 없이 바로 작업 시작 가능



분석 간소화

- 효율적인 워크플로
- 커버가 켜진 상태에서 작동
- 시료 및 액세서리에 쉽게 액세스



실험실 안전성 향상

비용이 많이 들고 시간 소모적이며 위험한 램프 교체를 제거하십시오.



유연한 구성

소프트웨어를 사용하여 다음 중에서 원활하게 전환

- 형광
- 인광
- 화학/생체 발광
- 시간 분해 모드




최고의 성능

- 필요한 곳에서의 입증된 감도
- 빠르고 정밀한 동역학적 측정
- 정확하고 안정적이며 신뢰할 수 있는 열 제어 액세서리



절약

Xenon의 힘으로 귀하는 비용을 절감하고 환경을 보호할 수 있습니다.



정보가 더 필요하십니까?

데모를 요청하여 학술, 생명 과학, 생명공학, 화학, 에너지 및 식품 시험 분석 영역에서 입증된 응용 분야 선택이 어떻게 분석 기대를 뛰어넘는 지를 확인해 보십시오.

Agilent Cary Eclipse에 대해 자세히 알아보시려면 다음 사이트를 방문하십시오.

www.agilent.com/chem/cary-eclipse

이 발행물에 포함된 정보 설명 및 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

서울시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층 우)04418
한국애질런트테크놀로지스(주) 생명과학/화학분석 사업부
고객지원센터 080-004-5090 www.agilent.co.kr

© Agilent Technologies, Inc. 2016
2016년 3월 11일, 한국에서 발행
5991-6739KO