

高质量产品
高品质承诺

Agilent
CrossLab

洞察敏锐，成就超群



安捷伦是您的坚实后盾，确保您的仪器和实验室得到充分保障

Agilent CrossLab 结合了安捷伦科技公司在创新服务、软件和消耗品领域的竞争力，提供重要的、可执行的行业见解和解决方案，并助力客户实现更高效的经济效益、运营管理与科学成果。

使用高质量的 Agilent CrossLab 备件优化工作流程

安捷伦为您带来前所未有的体验，并且随着 CrossLab 多供应商备件的推出，安捷伦让您对实验室中所有主要仪器品牌充满信心。

实际上，我们对 CrossLab 备件信心十足，因而我们的技术人员将它们用于所有的主要仪器制造商及仪器型号。

信心十足

Agilent CrossLab 备件享有与其他仪器品牌兼容的无风险保证。一旦出现任何问题，我们承诺：

- 所有备件享受 90 天退款保证
- 提供技术支持咨询
- 若有必要，可提供免费的仪器维修或服务



Agilent CrossLab 多供应商备件与以下主要仪器品牌完美匹配：

布鲁克/瓦里安
CTC
珀金埃尔默
岛津

赛默飞世尔科技/戴安
沃特世
以及更多

使您实验室的每台仪器… 获得最佳分析结果，并保持您的工作流程稳定运行

Agilent CrossLab 备件确保能够与指定仪器完全兼容。这些产品经过精心设计和制造，符合安捷伦工程师设置的多个严格指标，能够确保与您的仪器实现最佳匹配。

Agilent CrossLab 备件 与所有主要仪器品牌完美匹配

气相色谱

- 自动进样器进样针、样品瓶和密封件
- 色谱柱螺帽和密封垫圈
- 进样口隔垫、衬管和 O 形圈

液相色谱

- 自动进样器样品瓶、密封件和备件
- 毛细管、管线和接头
- 检测器光源
- 性能维护工具包
- 阀门和泵备件
- 多孔板和密封盖

光谱仪（仅适用于珀金埃尔默品牌）

- 采样锥和离子透镜
- 雾化室
- 雾化器
- 炬管
- 空心阴极灯
- 石墨管
- 以及更多



Agilent CrossLab 服务 最大程度缩短高成本的停机时间

您所信赖的安捷伦仪器的供应团队也为您的实验室中的每台仪器提供维修、维护和法规认证服务，从一台仪器分析效率的提高进而提高整个实验室的分析效率。我们的团队还可助您提高实验室分析仪器效率。



便捷的在线选择工具
查找您所需的 CrossLab 部件和备件。
www.agilent.com/chem/selectcrosslab

查找当地的安捷伦客户中心：
www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：
800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：
LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：
www.agilent.com/chem/erfq-cn

了解更多关于如何最大限度
提高分析效率的信息，请访问：

www.agilent.com/chem/crosslab

仅限研究使用。不可用于诊断目的。
本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2016
2016年6月8日，中国出版
5991-7014CHCN