

AUMENTE A SUA PAZ DE ESPÍRITO SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE MÉTODOS

Agilent
CrossLab

From Insight to Outcome

Certifique-se de que seus métodos funcionarão após uma visita de reparo ou manutenção

Restaurar seus métodos após uma chamada de serviço pode ser ineficiente e demorado. Mas com os Serviços de restauração de métodos Agilent, você pode ficar tranquilo de que seus métodos existentes funcionarão adequadamente após o reparo ou a manutenção terem sido feitos.

Durante a restauração de métodos, nossos técnicos:

- Realizarão uma única injeção de um padrão definido conhecido para comparar com os resultados anteriores
- Executarão as etapas de aquisição e análise de dados do seu fluxo de trabalho

Assim, você pode ter certeza de que o seu instrumento e o método estarão prontos para funcionar logo após a visita de serviço.



Produtivo. Eficiente. Econômico.
O Suporte de aplicações Agilent ajuda a implementar as mais recentes melhorias de produtividade e usabilidade com confiança.

Qualidade nos detalhes: o processo de Restauração de métodos



Realize uma injeção de seu padrão conhecido de QC Agilent



Verifique se seus métodos quantitativo ou qualitativo estão funcionando



Compare os tempos de retenção com a amostra de referência



Compare os valores de área e/ou altura com a amostra de referência



Realize uma inspeção visual da forma do pico e compare o resultado



Gere o relatório padrão ou um modelo de relatório já definido

Somente para uso em pesquisas. Não devem ser usados em procedimentos de diagnóstico.
Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
Publicado nos EUA, 29 de julho de 2016
5991-7239PTBR

Adicione a cobertura de Restauração de métodos ao seu contrato Bronze, Silver, ou Gold: Acesse www.agilent.com/crosslab

 **Agilent Technologies**