

DREAM BIGGER

Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪

有的放矢，创新超越

真正的革命性创新远不止于实现奇思妙想，而应能转化为重要的实际应用价值。

智能、直观、创新、Intuvo

现代气相色谱实验室始终面临各种各样的实际问题，需要采用切实可行的方法予以解决。处理复杂样品基质、保持重要数据的完整性以及满足用户培训需求等问题可能导致大量的时间和资源投入。

Intuvo 通过提供全新的视角，以前所未有的方式克服这些挑战，充分证明了自己的价值。



服务于世界各地的分析实验室

50 多年来，安捷伦开创的工艺和技术定义了当今气相色谱的分析方式。今天，安捷伦仍在奋力前行，为获得更出色的气相色谱不断开辟道路。

如需了解更多信息，请访问
www.agilent.com/chem/intuvo

质谱仪的完美伙伴

Intuvo 一举打破了现有的重重操作限制，您可以重新审视工作流程，大大提高您的效率和成果预期。将 Intuvo 引入实验室，让您梦想成真。

出色性能

联用任意气相色谱检测器或单四极杆/三重四极杆质谱仪，均可获得出色性能。

分析效率

安捷伦的所有气相色谱进样系统能够进一步提升 Intuvo 的分析效率。

直观

触屏式用户界面显示重要的仪器状态信息。

先进的软件控制

Intuvo 使用 OpenLAB CDS 和 MassHunter 等您已熟悉的安捷伦软件进行操作，无需培训即可上手。

服务和支持

Intuvo 远程顾问功能通过 Intuvo 运行状况报告提供关于仪器配置、色谱柱进样次数、错误历史以及其他关键性能参数的数据和信息，帮助您优化设备效率并大大延长正常运行时间。



一系列创新备件和接头让 Intuvo 成为了高效、高性价比、易于操作和值得拥有的高性能气相色谱仪。特殊设计的备件包括无密封垫接头、芯片式保护柱和免切割色谱柱，为您提供颠覆性的气相色谱使用体验。



Intuvo 流路芯片配有智能钥匙，能够自主配置、监测使用情况并自动实现方法开发。



Intuvo 垫片取代了传统密封垫圈，可在 Intuvo 惰性流路的组件之间提供无泄漏端面式密封。




Intuvo 色谱柱内部涂覆了久经考验的化学键合相，并采用革命性的盘式设计，配备的智能钥匙可用于快速识别和使用情况监测。

色谱柱直接加热节省了时间并提高了效率，所用台面空间仅为传统柱温箱的一半。



快速的芯片式保护柱更换使繁琐的色谱柱切割及相关的仪器停机永远成为历史。



易于操作的扭矩扳手确保快速建立无泄漏连接并完成色谱柱安装。



From Insight to Outcome

Agilent CrossLab 提供的全套综合服务（包括 Agilent CrossLab 更新换代服务）和安捷伦培训中心培训课程能够大幅延长仪器正常运行时间并保护您的投资。

了解更多信息

www.agilent.com/chem/intuvo

www.agilent.com/chem/intuvocolumns

www.agilent.com/chem/intuvosupplies

查找当地的安捷伦客户中心

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278

400-820-3278（手机用户）

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）公司，2016

2016 年 8 月 22 日，中国出版

5991-7313CHCN



先进的软件控制

Intuvo 使用 OpenLAB CDS 和 MassHunter 等您已熟悉的安捷伦软件进行操作，无需培训即可上手。