



DREAM BIGGER

Systeme GC Intuvo 9000 d'Agilent

L'innovation au service de vos objectifs

La véritable innovation transformatrice est bien plus qu'une idée ingénieuse devenue réalité. Elle doit donner aux utilisateurs le pouvoir de changer leur monde.

Intelligent. Intuitif. Innovant. Intuvo.

Les laboratoires de GC modernes sont soumis à une pression constante pour résoudre des problèmes réels de manière pratique. Des enjeux tels que le traitement de matrices complexes, le maintien de l'intégrité des données critiques et l'adaptation aux besoins de formation des utilisateurs peuvent demander des investissements importants en termes de temps et de ressources.

Intuvo fait ses preuves en fournissant une toute nouvelle perspective et des approches autrefois indisponibles pour surmonter ces défis, et plus encore.



Au service des laboratoires d'analyse partout dans le monde

Depuis plus de 50 ans, Agilent est le leader des technologies et techniques qui ont défini la manière dont la chromatographie en phase gazeuse est exécutée aujourd'hui. Agilent continue à se développer et ouvre la voie d'une meilleure GC.

Pour en savoir plus, visitez le site www.agilent.com/chem/intuvo

SYSTÈME GC INTUVO 9000 D'AGILENT AVEC SPECTROMÈTRE DE MASSE À TRIPLE QUADRIPOLE AGILENT 7010

LE PARTENAIRE IDÉAL POUR LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE

En dépassant les limites opérationnelles existantes, Intuvo vous encourage à ré-imaginer les flux de tâches, l'efficacité et les résultats. Introduisez Intuvo dans votre laboratoire – et rêvez plus grand.

Performance optimale

Obtenue avec tout détecteur de GC ou spectromètre de masse simple/triple quadripôle.

Productivité

À Intuvo s'ajoutent tous les systèmes d'introduction des échantillons de GC d'Agilent.

Intuitif

L'interface utilisateur à écran tactile affiche des informations essentielles sur l'état de l'instrument.

Commande logicielle avancée

L'utilisation d'Intuvo requiert l'utilisation des logiciels d'Agilent que vous connaissez déjà : OpenLAB CDS et MassHunter. Aucune formation requise.

Services et assistance Agilent

La fonction Remote Advisor d'Intuvo fournit des données et des informations, par le biais du rapport de santé d'Intuvo, quant à la configuration de l'instrument, au nombre d'injections sur colonne, à l'historique des erreurs et aux autres paramètres de performance clés qui aident à optimiser l'efficacité de l'équipement et à maximiser la disponibilité.



Avec sa gamme innovante de consommables et de raccords, Intuvo est le système de GC le plus efficace et le plus rentable à posséder et à exploiter. Cette gamme de consommables spécialement conçue comprend des raccords sans ferrule, la technologie de pré-colonne avec colonne de garde sur puce, et des colonnes sans raccourcissement qui transforment votre expérience de GC.



Les colonnes de garde sur puce d'Intuvo sont équipées de touches intelligentes pour l'auto-configuration, la surveillance de l'utilisation et l'automatisation du développement de méthodes.




Les joints d'Intuvo remplacent les ferrules traditionnelles, fournissant des joints frontaux sans fuites entre les composants du circuit analytique inerte d'Intuvo.




Les colonnes d'Intuvo, revêtues de compositions chimiques industrielles éprouvées dans un format révolutionnaire, comprennent des touches intelligentes pour l'identification immédiate et la surveillance de l'utilisation.

Le chauffage de colonne direct permet de gagner du temps et d'améliorer la productivité tout en réduisant de moitié l'encombrement du four.



Le remplacement rapide de la colonne de garde sur puce relègue au passé le raccourcissement de colonne problématique et l'indisponibilité en résultant.



L'accès facile à la clé dynamométrique assure la rapidité des connexions sans fuites « click and run » et de l'installation de la colonne.



De l'expertise aux résultats

Agilent CrossLab offre une gamme complète de services, y compris les services de transition Agilent CrossLab, et des formations Agilent University afin de maximiser la disponibilité de vos instruments et ainsi protéger votre investissement.

En savoir plus

www.agilent.com/chem/intuvo

www.agilent.com/chem/intuvocolumns

www.agilent.com/chem/intuvosupplies

Acheter en ligne

www.agilent.com/chem/store

Pour trouver un centre de clientèle Agilent dans votre pays, consultez :

www.agilent.com/chem/contactus

France

0810 446 446

customercare_france@agilent.com

États-Unis et Canada

0810 446 446

customercare_france@agilent.com

Europe

info_agilent@agilent.com

Inde

india-lsca_marketing@agilent.com

Asie et Pacifique

inquiry_lsca@agilent.com

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
Imprimé aux États-Unis, le 22 août 2016
5991-7313FR



Commande logicielle avancée

L'utilisation d'Intuvo requiert l'utilisation des logiciels d'Agilent que vous connaissez déjà : OpenLAB CDS et MassHunter. Aucune formation requise.



Agilent Technologies