

DREAM BIGGER

Agilent Intuvo 9000 GC 시스템

뚜렷한 목적을 위한 혁신

진정한 혁신적인 혁신은 좋은 아이디어를 현실화하는 것 이상의 가치입니다. 이것은 사용자에게 세상을 변화시키는 능력을 주어야 합니다.

지능성, 직관성, 혁신성, Intuvo

현대의 GC 실험실은 실용적인 방법으로 실제 문제를 해결하라는 압력을 꾸준히 받고 있습니다. 까다로운 시료 매트리스 다루기, 중요 데이터의 무결성 유지, 사용자 교육 실시 등의 작업에는 상당한 시간과 자원이 투자됩니다.

Intuvo는 이러한 작업의 어려움을 극복하기 위한 새로운 시각과 예전에는 사용하지 못했던 접근방식으로 그 가치를 증명하고 있습니다.



전 세계의 분석 실험실에 제품 제공
50년이 넘는 기간 동안 애질런트는 오늘날의 가스 크로마토그래피 관련 기술과 기법을 재정립한 선도적인 역할을 해 왔습니다. 애질런트는 더 좋은 GC를 위해 늘 앞으로 나아가고 새로운 장을 개척하고 있습니다.

자세한 내용:

www.agilent.com/chem/intuvo

질량 분석의 완벽한 파트너

Intuvo는 운영 한계를 높임으로써 사용자가 워크플로, 효율 및 결과를 재정립할 수 있습니다. Intuvo를 실험실에 도입하여 더 큰 목표를 꿈꾸실 수 있습니다.

최적의 성능

어떤 GC 검출기나 Single-/Triple-Quad 질량 분석기에도 활용할 수 있습니다.

생산성

Intuvo는 애질런트의 모든 GC 시료 주입 시스템을 사용할 수 있습니다.

직관성

터치스크린 사용자 인터페이스는 중요한 기기 상태 정보를 표시합니다.

첨단 소프트웨어 제어

Intuvo로 작업을 시작한다는 것은 이미 익숙하게 알고 있는 애질런트 소프트웨어(OpenLAB CDS 및 MassHunter)로 작업을 시작하는 것과 같습니다. 추가적인 교육이 필요 없습니다.

서비스 및 지원

Intuvo의 Remote Advisor 기능은 Intuvo의 상태 보고서를 통해 기기 구성, 컬럼의 시료 주입 수, 오류 이력 및 기타 중요한 성능 파라미터에 관한 데이터와 정보를 제공하여 장비 효율을 최적화하고 가동 시간을 극대화하는 데 도움을 드립니다.



혁신적인 소모품과 피팅 제품군 덕분에 Intuvo를 운영하기에 가장 효율적이고, 비용 효과적인 프리미엄급 GC로 만들어 드립니다. 이 특별히 설계된 다양한 소모품으로는 GC 경험에 변혁을 가져와 페룰(Ferrule)이 없는 피팅, Guard Chip Retention Gap 기술 및 커팅이 없는 컬럼 등이 있습니다.



Intuvo Flow Chip에는 스마트 키가 장착되어 자가 구성, 사용 현황 모니터링 및 분석법 개발 자동화를 지원합니다.



Intuvo 개스킷은 전통적인 페룰(Ferrule)을 대체하여, Intuvo 비활성 흐름 경로의 구성 요소 사이에 누출 없는 표면 Seal을 제공합니다.




혁신적인 형태로 업계에서 입증된 케미스트리로 코팅된 Intuvo 컬럼은 즉각적인 식별 및 사용 모니터링을 위한 스마트 키를 포함하고 있습니다.

직접 컬럼 가열 기술로 시간을 절약하고 기존 오픈 설치 면적의 절반으로 생산성을 개선합니다.



빠른 Guard Chip 교체로 인해 귀찮은 컬럼 커팅 및 이와 연관된 가동 중단이 사라집니다.



사용이 간편한 토크 드라이버를 이용해 신속하게 원터치 끼움(click-and-run) 방식의 누출 없는 연결과 컬럼 설치가 가능합니다.



잠재적 가치를 현실로

Agilent CrossLab은 Agilent CrossLab 전환 서비스를 비롯한 종합적인 서비스와 가동 시간을 극대화하고 투자를 보호할 수 있는 Agilent University의 교육을 제공합니다.

추가 정보

www.agilent.com/chem/intuvo

www.agilent.com/chem/intuvocolumns

www.agilent.com/chem/intuvosupplies

온라인 구매

www.agilent.com/chem/store

국가별 애질런트 고객센터 찾기

www.agilent.com/chem/contactus

미국 및 캐나다

1-800-227-9770

agilent_inquiries@agilent.com

유럽

info_agilent@agilent.com

인도

india-lsca_marketing@agilent.com

아시아 태평양

inquiry_lsca@agilent.com

이 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
2016년 8월 22일 한국에서 발행
5991-7313K0

서울시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층 우)04418
한국애질런트테크놀로지스(주) 생명과학/화학분석 사업부
고객지원센터 080-004-5090 www.agilent.co.kr



첨단 소프트웨어 제어

Intuvo로 작업을 시작한다는 것은 이미 익숙하게 알고 있는 애질런트 소프트웨어(OpenLAB CDS 및 MassHunter)로 작업을 시작하는 것과 같습니다. 추가적인 교육이 필요 없습니다.



Agilent Technologies