

DREAM BIGGER

Sistema GC Agilent 9000 Intuvo

Inovação com propósito

Uma inovação verdadeiramente transformadora é muito mais do que uma brilhante ideia que se torna realidade. Ela deve proporcionar aos usuários o poder de mudar o mundo.

Inteligente. Intuitivo. Inovador. Intuvo.

Os laboratórios de GC modernos sofrem constante pressão para resolver problemas reais de formas práticas. Problemas como ter que lidar com matrizes de amostras complexas, manter a integridade de dados essenciais e adaptar as necessidades de treinamento do usuário podem gerar um grande investimento de tempo e recursos.

O Intuvo prova o seu valor fornecendo uma perspectiva nova e abordagens indisponíveis anteriormente para superar esses desafios e muitos outros.



Atendendo laboratórios analíticos no mundo todo

Há mais de 50 anos, a Agilent é pioneira em tecnologias e técnicas que definem como a cromatografia gasosa é realizada hoje em dia. A Agilent continua impulsionando e abrindo portas para um melhor GC.

Para obter mais informações, acesse www.agilent.com/chem/intuvo

SISTEMA GC AGILENT 9000 INTUVO COM ESPECTRÔMETRO DE MASSAS TRIPLA QUADRUPOLO AGILENT 7010

O PARCEIRO PERFEITO PARA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS

Ao elevar os limites operacionais existentes, o Intuvo incentiva você a repensar os fluxos de trabalho, as eficiências e os resultados.

Traga o Intuvo para o seu laboratório – e sonhe mais alto.

Ótimo desempenho

O desempenho atual é obtido com qualquer detector de GC ou espectrômetro de massas quadrupolo simples/triplo.

Produtividade

O Intuvo é complementado por todos os sistemas de introdução de amostras de GC Agilent.

Intuitivo

A interface de usuário com tela touch-screen exibe informações essenciais sobre o status do instrumento.

Controle de software avançado

Começar com o Intuvo significa começar com o software Agilent que você já conhece: OpenLAB CDS e MassHunter. Não é necessário treinamento.

Serviço e suporte

A capacidade de assessor remoto do Intuvo fornece dados e informações, por meio do relatório de integridade do Intuvo, sobre a configuração do instrumento, o número de injeções de coluna, o histórico de erros e outros parâmetros de desempenho fundamentais para ajudar a otimizar a eficiência do equipamento e aumentar o tempo em atividade.



Uma gama inovadora de consumíveis e conexões fazem do Intuvo o GC premium mais eficiente e econômico de ter e operar. Esses diversos consumíveis especialmente projetados incluem: conexões sem anilha, tecnologia de coluna de retenção Guard Chip e colunas sem corte que transformam a experiência de GC.



Os chips de fluxo Intuvo são equipados com chaves inteligentes para configuração automática, monitoramento da utilização e desenvolvimento de métodos automatizado.



As vedações Intuvo substituem as anilhas tradicionais, oferecendo selos de vedação entre os componentes da trajetória de fluxo inerte Intuvo.



As colunas Intuvo, revestidas com produtos químicos comprovados pelo setor em um formato revolucionário, incluem chaves inteligentes para identificação imediata e monitoramento da utilização.

O aquecimento direto na coluna economiza tempo e melhora a produtividade ocupando metade do espaço de um forno convencional.



A rápida substituição do Guard Chip faz com que o incômodo corte de coluna e o tempo de inatividade decorrente sejam parte do passado.



A chave de torque de fácil acesso contribui com colunas click-and-run sem vazamentos e auxilia na instalação da coluna.



From Insight to Outcome

O Agilent CrossLab oferece um conjunto abrangente de serviços, inclusive os serviços de transição Agilent CrossLab, assim como a Agilent University para aumentar o tempo em atividade e proteger o seu investimento.

Saiba mais

www.agilent.com/chem/intuvo

www.agilent.com/chem/intuvocolumns

www.agilent.com/chem/intuvosupplies

Compre on-line

www.agilent.com/chem/store

Encontre um centro de atendimento local ao cliente Agilent em seu país

www.agilent.com/chem/contactus

Brasil

0800 7281405

chem_vendas@agilent.com

Europa

info_agilent@agilent.com

Índia

india-lsca_marketing@agilent.com

Ásia e Pacífico

inquiry_lsca@agilent.com

Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
Publicado nos EUA, 22 de agosto de 2016
5991-7313PTBR



Controle de software avançado

Começar com o Intuvo significa começar com o software Agilent que você já conhece: OpenLAB CDS e MassHunter. Não é necessário treinamento.



Agilent Technologies