

强大的技术基础 铸就出色的分析性能

Agilent Bond Elut QuEChERS 试剂盒



可靠地去除食品样品中的目标基质干扰物

快速、高效的样品前处理对食品和其他复杂基质中的痕量分析物检测而言至关重要。

使用 Agilent Bond Elut QuEChERS 试剂盒加快工作流程速度、提高目标分析物检测效率，还能防止仪器污染。这些简单易用的试剂盒可去除干扰性基质化合物，使您能够分析样品中的各种农药、兽药及其他目标分析物。

Agilent Bond Elut QuEChERS 试剂盒具有以下优势：

- **实现最佳的样品净化：**从众多试剂盒中选择一款最适合您的方法和样品基质的试剂盒
- **省时功能，**如预称重无水盐包
- **快速高效：**采用陶瓷均质子分散样品，确保萃取一致性
- **更高的重现性：**我们的多步骤 QA 和 QC 程序具有一致性、可靠性和稳定性
- 我们多年的 QuEChERS 经验能够获得**可信赖的洞察力**

限时抢购：

2016 年 11 月 14 日至 2017 年 4 月 14 日

六折优惠

购买 QuEChERS 试剂盒

联系当地的安捷伦客户服务中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

QuEChERS 只需 3 步即可轻松完成

免费获取 QuEChERS 选择海报：

www.agilent.com/chem/quechersposter

查找 QuEChERS 技术专家指导

索取食品检测引用文集，第 2 卷：

www.agilent.com/chem/quechersbook



Agilent Technologies

最少的样品净化步骤 使您对分析结果信心十足

选择最适合您样品的试剂盒

与安捷伦合作，获得业界最全面的 QuEChERS 试剂盒，用于萃取和净化任何样品基质。这些试剂盒包括 EN 和 AOAC 方法试剂盒以及适用于脂肪基质的 EMR-Lipid。

提高萃取的一致性

预称重的试剂盒可提供出色的回收率，缩短萃取时间，有助于实现优异的分析重现性。

体验预包装萃取试剂盒的便利性

细长、易于撕裂的脱水盐包可确保将准确的盐含量转移到试管中。

防止污染物干扰灵敏分析

未知峰使得分析工作变得更为复杂。因此，Agilent QuEChERS 试剂盒经过了严格的 QC 测试，可确保出色的清洁度和准确度。

故障排除时间更短

安捷伦通过综合应用程序库、选择工具、培训视频和技术建议来支持您的食品测试需求，值得您的信赖。

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

安捷伦科技大学：

<http://www.lscs-china.com.cn/agilent>

浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊：

www.agilent.com/chem/accessagilent-cn



通过萃取试剂盒可以在向样品中加完有机溶剂后再加入盐，最大程度减少会降低分析物回收率的放热反应。分散试剂盒满足 AOAC 和 EN 方法的要求。

可用资源

QuEChERS 在线选择工具：
快速查找最适合您需求的产品

www.agilent.com/chem/selectquechers

QuEChERS 工作原理视频：
了解样品前处理的最佳实践

www.agilent.com/chem/quechersvideo

了解更多有关安捷伦食品检测解决方案的信息：

www.agilent.com/en-us/solutions/food-testing-agriculture

仅限研究使用。不可用于诊断目的。
本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2016
2016 年 11 月 15 日，中国出版
5991-7504CHCN