


从样品到结果 准时而无误

用于 OpenLab 的 Sample Scheduler 样品调度程序

使用与 LIMS 集成且易于操作的应用程序运营色谱分析实验室，可自动执行常见的易出错和耗时的任务。

- 自动创建样品任务列表，提高实验室操作速度与效率
- 确保结果中无抄录错误，从而在 LIMS 中实现可靠的结果归因
- 采用审核与提交功能，借助可选的主管审核获得更高的准确性
- 利用可提高数据可靠性的技术控制措施降低法规认证风险

Agilent
OpenLab



利用以下功能确保数据可靠性:

- 密码保护的用户登录
- 基于不同角色的权限
- 审计跟踪

请联系安捷伦客户服务中心
或访问

[www.agilent.com/chem/
sample-scheduler](http://www.agilent.com/chem/sample-scheduler)

用于 OpenLab 的 Sample Scheduler 样品调度程序可自动完成操作中低效且容易出错的步骤，确保使用正确的方法在正确的仪器上运行正确的样品。管理人员会喜欢从台式或移动设备中访问全实验室概况的方式。分析人员也将对去除繁琐冗余的数据输入步骤以及能够对个人日常工作量进行全面查看感到满意。

对实验室管理人员和分析人员的益处

- 可从任何位置优化实验室操作
 - o 审核您整个实验室的样品序列，并可在移动设备或台式 PC 中查看每台仪器的状态
 - o 在下一台可用仪器上安排优先样品，以尽可能快地完成分析周转
 - o 利用清晰直观的通知快速发现并纠正仪器故障
 - o 快速引进新操作人员和技术人员
- 提高质量
 - o 避免因手动数据输入出错而导致的错误
 - o 通过自动输入结果，确保结果可靠地分配至 LIMS 中的正确样品
 - o 利用可选审核与提交功能，确保发送到 LIMS 的结果具有高质量

对操作人员和技术人员的益处

- 一览式查看个人工作量
- 在开始工作前规划日常维护和校准程序
- 在台式或移动设备的简单界面中管理并提交样品
- 站在仪器前时，可通过移动设备审核仪器和样品盘分配并启动运行
- 利用清晰直观的通知快速发现并修复错误




图 2. 审核已完成的分析结果，并在确认无误的情况下提交至 LIMS。若有需要，可打开一个完整的交互式 OpenLab 数据分析会话来解决处理错误（仅适用于台式 PC）




图 3. 使用移动设备，查看仪器状态以及每台仪器分配了多少样品的详细信息。单击仪器窗格可显示更多信息，例如正在运行的样品的名称、采集方法以及当前负责分析的用户

如需了解用于 OpenLab 的 Sample Scheduler 样品调度程序的更多信息，请访问：

www.agilent.com/chem/sample-scheduler

DE.4262731482

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2020
2020 年 5 月 7 日，中国出版
5991-8028ZHCN