


## 适用于 BENCHCEL 的 通用型微孔板架



### 安捷伦微孔板架

安捷伦提供与 Agilent BenchCel 微孔板操纵器兼容的微孔板架。安捷伦微孔板架可选择不同的高度规格，也可选择顶部装载或前部装载方式。所有安捷伦微孔板架同时兼容老款安捷伦仪器。

#### 特点和优势

- **高效设计：**将高通量自动化工作站与快速装载架结合，可最大程度缩短分析周期，提高分析效率
- **兼容 ANSI 规格微孔板：**PCR 板、深孔板、过滤板、带盖微孔板、管架、枪头盒等
- **耐化学腐蚀性：**电解抛光不锈钢可耐受常见的实验室化学品腐蚀，并保持出众的光洁度
- **设计灵活性：**微孔板架采用对称设计，可正向放置或反向放置，以充分适应实验室需求

#### 尺寸/容量

高 (mm)	高 (英寸)	可容纳 14 mm 孔板数
250	10	17
660	26	47
860	34	61

$$\frac{\text{微孔板架高度 (mm)}}{\text{微孔板高度 (mm)}} = \text{微孔板架容量}$$

#### 可用配置

顶部装载架	660 mm
顶部装载架	860 mm
前部装载架	250 mm
前部装载架	660 mm

如需了解更多信息，请访问：

[www.agilent.com/chem/BenchCelWorkstation](http://www.agilent.com/chem/BenchCelWorkstation)

安捷伦产品仅用于研究。  
不可用于诊断目的。  
本资料中的信息、说明和指标  
如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2017  
2017 年 8 月 1 日，中国出版  
5991-8086CHCN

 **Agilent Technologies**