


对溶出状态了如指掌

实时观测溶出杯 — 享超值优惠



您可以使用专为 Agilent 708-DS 溶出度仪设计的 Merel dissoGUARD 溶出监测系统，监测和查看已完成检测的视频。



限时抢购

同时购买 Agilent 708-DS 溶出度仪，购买带 PRO 软件的 dissoGUARD 监测系统可享受超值优惠！具体促销活动条款请联系当地安捷伦销售。

促销活动截止至 2018 年 5 月 31 日。

使用优惠码 9959

别再犹豫，立即联系安捷伦客户服务中心！

www.agilent.com/chem/contactus-cn

促销条件

促销折扣无法与购买协议折扣同时享受。此次促销不能与其他现有促销或优惠活动同时使用。顾客需要在下单时输入优惠码。dissoGUARD 系统的订购数量必须与 708-DS 溶出度仪的订购数量相同。安捷伦保留在促销期间更改或中断此次活动的权利。

关于 dissoGUARD

dissoGUARD 将摄像头放置在每个溶出杯的下方，无需占用额外的台面空间。此外，还可采用另一个摄像头以不同视角进行监测，其位置可以由您自行决定。

dissoGUARD 软件可为您提供实时查看功能以及预设记录选项。视频或截图可按照投药、取样或异常行为等关键事件进行标记，随后可被轻松导出以共享或存档。

每个摄像头不仅能够记录事件，还能够提供有关 RPM、溶出杯-轴同心度、摆动等关键物理参数的信息。dissoGUARD PRO 软件能够在测试过程中针对这些参数出现的异常状态向您发送警报，从而避免浪费时间并为所有故障调查提供辅助。

采用红/白 LED 的创新照明系统可手动或自动调节至红光照明，便于您观察光敏产品。

软件功能概述

dissoGUARD PRO

6/7 溶出杯的实时预览	✓
采集 6/7 溶出杯的视频	✓
6/7 溶出杯视频的预览与导出	✓
6/7 溶出杯的动态 LED（白/红）照明	✓
运动检测器	✓
水浴槽周围的避光罩	可选
RPM 测定	✓
摆动检测	✓
溶出杯/轴同心度检测	✓
震动/水平传感器	可选

您注意到了吗？

最近出版的 Dissolution Technologies 中提到了 Merel dissoGUARD：

[www.dissolutiontech.com/
issues/201611/DT201611_A03.pdf](http://www.dissolutiontech.com/issues/201611/DT201611_A03.pdf)

别再犹豫

访问 www.dissoguard.com 了解有关 dissoGUARD 的更多信息
如需联系安捷伦客户服务中心了解您的个人优惠详情，请访问
www.agilent.com/chem/contactus-cn

本资料中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2017
2017 年 8 月 1 日，中国出版
5991-8293CHCN