


Agilent BioConfirm 软件

快速表征蛋白质生物药物



您的所有工作流程均可实现轻松、快速、高效的数据处理



如需了解更多信息，请访问：


www.agilent.com

只需 Agilent MassHunter BioConfirm 一款软件程序便可分析完整蛋白质、蛋白质酶解物和释放的糖链：

- 在一个面板中快速完成分析设置
- 利用标记质谱图获得完整糖型和其他类型 PTM 的相对定量结果
- 使用 MS/MS 的全新肽谱分析算法可获得更可靠的结果
- 图形化的序列覆盖图 (Sequence Coverage Map) 使您能够同时查看多个样品（例如采用了不同的消化酶的样品）
- 全新的释放糖链 (Released Glycans) 工作流程可用于分析这一重要的 PTM
- 全新的 PDF 报告生成器便于您用自己喜爱的版面布局创建报告
- 快速完成二硫键分析，附带分析结果质量评分，让您信心十足
- 具备直观峰积分与专用报告功能的药物/抗体比率计算器

% Quantitation						
Use for %Quant	Vol	%Quant (Vol)	Height (MS)	%Quant (Height)	Area (MS)	%Quant (Area)
<input checked="" type="checkbox"/>	137782440	26.15	11281897	31.27	137782440	26.15
<input checked="" type="checkbox"/>	134438993	25.51	10615591	29.43	134438993	25.51
<input checked="" type="checkbox"/>	88660072	16.82	4930370	13.67	88660072	16.82
<input checked="" type="checkbox"/>	77697442	14.74	5314066	14.73	77697442	14.74
<input checked="" type="checkbox"/>	52838168	10.03	2337472	6.48	52838168	10.03
<input checked="" type="checkbox"/>	35566234	6.75	1597122	4.43	35566234	6.75

扩展了完整蛋白质的结果，涵盖诸如糖型等 PTM 的相对定量结果



序列覆盖图显示了蛋白质酶解物的 MS/MS (实线) 和仅 MS (虚线) 迹线

升级为 Agilent MassHunter Bioconfirm 最新版本

拥有软件维护协议 (SMA) 的客户可以在线免费获取 BioConfirm 软件升级包 (购买该协议一年内)。在 Agilent SubscribeNet 上注册 B.09.00 版本。拥有 BioConfirm 的非 SMA 客户可以购买升级产品 G6859AA。

www.agilent.com

仅限研究使用。不可用于诊断目的。

本资料中的信息如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2017
2017 年 10 月 2 日, 中国出版
5991-8449ZHCN



信任所托，成就所望