

更新您的 ICP Expert 软件

体验先进的自动化功能，大幅提高分析效率



Agilent ICP Expert 软件 7.4 版带来各种新功能，可显著提高分析效率，让您的工作更轻松

自动进行仪器性能测试

使用自动化仪器性能测试功能，确保仪器始终在规定范围内运行。测试结果一目了然，要么通过，要么失败。

自动处理实验室的繁琐工作

现在集成了 ESI prepFAST™ 自动稀释系统，能够进行标样自动配制和内标抑制补偿，还可自动稀释超量程样品。

利用切换阀创建高通量方法

Agilent AVS 6/7 切换阀的内置控制软件简化了方法开发和仪器操作。

您的样品中含有哪些元素？

IntelliQuant 功能可以快速对样品中 70 多种元素进行半定量分析。

缩短冲洗时长从而缩短运行时间

智能冲洗功能可在冲洗期间监测指定元素的强度，当强度达到用户规定的阈值时自动停止冲洗。

扩展的 QC + USP <232>/<233> 和 ICH Q3D 法规认证工具

QC 软件使您能够监测每个样品的 %RSD，还可将低于方法检测限的样品结果进行标记。包括专门针对 USP <232>/<233> 和 ICH Q3D 法规认证的测试、方法和报告。

提前发现潜在问题

仪器智能监测功能采用“仪表盘”方式显示供气、供电和供水的即时状态。助您快速定位问题，确保仪器持续运行。



IntelliQuant 软件生成的热图直观地显示了样品中所含元素的相对浓度

限时优惠

向您当地的安捷伦客服中心咨询将现有安捷伦 ICP-OES 软件升级到最新版本的优惠价格。

如需了解关于 ICP Expert 软件 7.4 版的更多信息，请访问：
www.agilent.com/chem/icp-expert

本资料中的信息如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2017
2017 年 10 月 1 日，中国出版
5991-8546ZHCN

 **Agilent**
Trusted Answers