


为不断发展的实验室提供安全的数据管理

Agilent OpenLab ECM XT



更加高效可靠的数据保护措施

无论对于业务与声誉息息相关的合同实验室，还是追求高产品质量的生产设施来说，科学数据都是最重要的资产。您的信息不会出现未经授权的修改或丢失，同时还易于访问以便检查或调查，让您毫无后顾之忧。

确保所有重要数据得到安全存储并易于查找

法规通常要求将数据文件存储一定的年限。内容导入工具可以确保所有重要的仪器数据在适当的时间得到自动保护。灵活的搜索功能确保数据易于查找。

防止造假并识别未经授权的更改或删除

OpenLab ECM XT 可以帮助您将数据和文件存储在安全的位置，并设置密码保护访问权限。该软件还可以追踪和保存每个版本的电子记录和数据。因此，您可以还原以前的版本并审核所做的更改。

缩短管理纸质报告和记录的时间，同时降低成本

将纸质报告或记录存储数年需要大量的存储空间（现场或非现场），成本也非常高昂。OpenLab ECM XT 可通过自动化的内容导入，简化填写和整理过程。

快速实施 — 大大降低确认成本

OpenLab ECM XT 是一款基于网页的软件工具，只需要安装在服务器上即可使用，而其他科学数据管理系统则需要访问数据的每台电脑上安装软件。此外，OpenLab ECM XT 可以轻松安装在目前运行 OpenLab CDS 客户端/服务器的实验室中。

适用于计划发展壮大的小型 and 大型实验室

我们知道您已经制定了宏伟的计划，因此我们不断简化扩展过程并增加更多功能，来帮助您扩大运营规模。请咨询您当地的安捷伦客服中心，了解能够为快速发展的组织提供支持的相关配置以及基于云的存储等创新技术。

Agilent
OpenLab



集中数据使您的实验室能够：

- 降低存储成本并减少纸张使用
- 自动保护数据
- 轻松查找和检索信息

请联系安捷伦客户服务中心
或访问

www.agilent.com/chem/openlabecmxt

OpenLab ECM XT 助您解决内容管理难题

问题	OpenLab ECM XT 可以帮助您：
<i>“有时，我们的数据文件、电子记录和其他文档会被不正当地修改。”</i>	<ul style="list-style-type: none">- 仅限授权人员访问- 记录并审核每个文件更新的时间、日期和负责人- 从选定的安捷伦数据系统中还原并查看文件、电子记录或数据的每个版本
<i>“在纸质记录填写方面，我们耗费了太多的时间、空间和成本。”</i>	<ul style="list-style-type: none">- 存储并整理文档的电子版本- 确保每份报告存储在适当的位置- 将纸质文档存储区域转变为生产区域
<i>“采用新技术的过程非常耗时，成本很高，新旧技术的转换过程也十分影响生产效率。”</i>	<ul style="list-style-type: none">- 消除部署障碍：<ul style="list-style-type: none">• 无需部署客户端• 如果您目前正在使用 OpenLab CDS 客户端/服务器，通过“就地”升级即可安装 OpenLab ECM XT，无需进行数据转移• 灵活使用优选数据库- 尽可能降低成本：与竞争厂商的软件包相比，OpenLab ECM XT 的占用空间更小
<i>“查找和审核信息非常麻烦 — 特别是需要到偏远地区出差的时候。”</i>	<ul style="list-style-type: none">- 无论您是查找原始数据、方法还是报告，只需通过关键词搜索字段，即可从任何位置轻松检索并查看数据及文件- 利用可联网的任意电脑查看选定的安捷伦 CDS 数据
<i>“如何确保将文件永久保存为上次使用的状态？”</i>	<ul style="list-style-type: none">- 在适当时间自动保存数据和文件- 锁定数据和文件以防更多修改
<i>“使用非本地语言管理数据和文件极易出错，需要进行培训。”</i>	<ul style="list-style-type: none">- 可使用本地语言（包括英语、中文、日语和巴西葡萄牙语）操作界面并管理文件

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

有关保护、存储和访问重要数据的更多信息，
请联系安捷伦客户服务中心，或访问

www.agilent.com/chem/openlabecmxt

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2019
2019年7月17日，中国出版
5991-8644ZHCN