

# 보다 믿을 수 있고 간편한 cone 점검



## 애질런트 LED measuring magnifier가 필요한 이유

오염되거나 막히거나 손상된 인터페이스 cone은 ICP-MS 결과의 감도, 정밀도, 백그라운드에 부정적인 영향을 미칩니다. 때문에 샘플러와 스키머 cone을 정기적으로 점검하고 오리피스(orifice)의 상태에 주의를 기울여야 합니다.

새로운 애질런트 LED measuring magnifier와 함께라면 이 중요한 작업을 한층 쉽게 처리하실 수 있습니다. 업계에서 그 성능이 증명된 이 도구는 다음의 기능을 갖추고 있습니다.

- 샘플러 또는 스키머 cone의 상태를 점검합니다.
- 팁의 매질 축적 상태를 확인합니다.
- 세척/유지관리 절차가 성공적으로 이루어졌는지 확인합니다.
- cone 교체가 필요한지, 특히 오리피스의 확장 또는 손상이 있는지를 확인합니다.
- 실험실에서 cone을 분리하여 현미경으로 점검하는 과정을 하지 않아도 됩니다.

magnifier도 포함하고 있는 애질런트의 Cone Care Kit은 인터페이스 cone의 교체 및 유지관리에 필요한 모든 소모품을 갖추고 있습니다. **키트를 구입하시면 각 제품을 개별로 구입하시는 것보다 25% 할인된 가격 혜택을 누리실 수 있습니다.**



모든 종류의 애질런트 Cone Care Kit 구입 시 무료 LED measuring magnifier를 드립니다

보다 자세한 내용은 애질런트 담당자에게 문의하십시오

[www.agilent.com/chem/contactus](http://www.agilent.com/chem/contactus)

### ICP-MS 리소스 라이브러리:

ICP-MS 성능 최적화 및 cone 수명 극대화에 대해 더 자세히 알아보십시오

[www.agilent.com/chem/icp-ms-resource](http://www.agilent.com/chem/icp-ms-resource)

### 3가지 Cone Care Kit - 모두 LED measuring magnifier 제공

(Cone Care Kit는 Agilent 7700, 7900, 8800, 8900 ICP-MS 기기에 사용할 수 있습니다)

#### Nickel Cone Care Kit(부품 번호 5067-0294)의 내용물

2 nickel sampler cones

1 LED measuring magnifier

1 package of sampling cone graphite gaskets (3/pk)

1 package of cotton swabs for cleaning (100/pk)

#### Nickel-Plated Cone Care Kit(부품 번호 5067-0295)의 내용물

2 nickel-plated sampler cones

1 LED measuring magnifier

1 package of sampling cone graphite gaskets (3/pk)

1 package of cotton swabs for cleaning (100/pk)

#### Platinum Cone Care Kit(부품 번호 5067-0296)의 내용물

2 platinum sampler cones

1 LED measuring magnifier

1 package of sampling cone graphite gaskets (3/pk)

1 package of cotton swabs for cleaning (100/pk)



LED measuring magnifier(부품 번호 5190-9614)는 개별 구매도 가능합니다.

장기적인 ICP-MS 감도, 정밀도, 재현성을 약속드립니다.  
바로 애질런트 담당자에게 문의하십시오.

[www.agilent.com/chem/contactus](http://www.agilent.com/chem/contactus)

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2018  
2018년 1월 2일, 한국에서 발행  
5991-8673KO

서울시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층 우)04418  
한국애질런트테크놀로지스(주) 생명과학/화학분석 사업부  
고객지원센터 080-004-5090 [www.agilent.co.kr](http://www.agilent.co.kr)