



OpenLab CDS로 업그레이드 시 쉽게 데이터 가져오기

애질런트 OpenLab CDS

Agilent
OpenLab

업그레이드의 기회가 찾아왔습니다

- 귀하의 소프트웨어가 지원되지 않는 운영 체제에서 작동되고 있지는 않습니까?
- 비용 및 가동 중단 문제로 최신 기기를 사용하지 못하고 계십니까?
- 시료 분석이 아닌 IT 작업에 너무 많은 시간은 쏟지는 않으십니까?
- 데이터 무결성 강화를 위한 솔루션이 필요하십니까?

기술 업그레이드로 해결하십시오

이제 OpenLab CDS 워크스테이션에는 기존 ChemStation, ChemStation Edition, EZChrom Edition, Galaxie CDS의 정보를 자동 마이그레이션하는 도구가 포함되어 있습니다. 이 자동화 절차는 OpenLab CDS로 업그레이드 시 비용과 가동 중단 시간을 줄여줍니다. 분석법 재생성이 불필요하므로, 분석 결과를 전에 얻은 결과와 비교할 수 있습니다. 사용자와 기기 정보는 원활하게 새 시스템으로 이전되므로 즉시 새로운 데이터 시스템을 활용하실 수 있습니다. 다음 데이터를 OpenLab CDS로 가져오십시오.


- **결과 세트** - OpenLab CDS 데이터 분석에서 귀하의 데이터를 재사용하십시오
- **분석법** - OpenLab CDS 수집 또는 데이터 분석에서 분석법을 가져오고 재사용하십시오
- **사용자 및 기기 정보** - 사용자, 사용자 그룹, 역할, 허가, 기기 설정 등을 이전하십시오

OpenLab CDS로 실험실의 미래를 여십시오

애질런트 OpenLab CDS는 사용 편의성과 생산성을 위해 설계된 차세대 CDS입니다. OpenLab CDS는 GC, LC, GC/MS Single Quadrupole, LC/MS Single Quadrupole, Supercritical fluid chromatography(SFC) 등을 포함한 애질런트 대표적 시스템에 사용할 수 있는 가장 통합적인 기기 제어 및 데이터 수집 플랫폼입니다. 또한 OpenLab CDS는 타사 기기 지원 기능을 확장해나가는 중이므로 실험실 전체를 단일 소프트웨어 시스템으로 관리하실 수 있습니다.

귀하의 데이터를 OpenLab CDS로 마이그레이션하는 것이 얼마나 쉬운 일인지
알아보십시오

www.agilent.com/chem/data-migration



OpenLab CDS로 쉽게 업그레이드하기 위한 주요 지원

ChemStation과 EZChrom Edition 고객들에게는 다음이 지원됩니다.

- **효율적으로 결과 세트 가져오기** - 원본 결과 세트 수정 없이 결과 세트와 관련된 분석법을 가져오고, 데이터를 재처리하고, 이를 OpenLab CDS 포맷으로 변환합니다.
- **분석법 가져오기 기능 확장** - 화합물 식별 설정 및 통합 이벤트 정보가 포함되었습니다.
- **데이터 분석에서 결과 세트를 열 때 자동화 분석법 가져오기** - 박스만 클릭함으로써 결과 세트와 관련된 분석법 위치를 찾고 새로운 분석법을 생성할 수 있습니다.
- **교차 프로젝트 파일 열기** - 한 프로젝트를 수행할 때 다른 프로젝트를 탐색할 수 있어 OpenLab CDS 결과 세트와 분석법 생성을 간소화합니다.



실험실 성능을 유지하면서 업그레이드 비용은 낮추십시오

OpenLab CDS를 최신 기능 및 업데이트 상태로 유지하고 필요할 때 도움을 받으십시오. 애질런트 연간 소프트웨어 유지보수 구독 서비스(SMA)는 무료 업그레이드와 애질런트 우선 서비스 혜택을 제공합니다.

CrossLab 기술 업그레이드 서비스

OpenLab CDS 마이그레이션 도구는 무료이며 사용이 쉽고 자동화되어 있습니다. 애질런트는 또한 귀하의 데이터 마이그레이션을 돕기 위한 완전한 도구 세트를 제공합니다. 애질런트에 문의하여 분석법, 워크플로, 데이터를 새로운 플랫폼으로 이전하는 작업을 관리하십시오.

CrossLab 기술 업그레이드 서비스에 대해 더 자세히 알아보기

www.agilent.com/en/products/crosslab-instrument-services/method-applications/technology-refresh-services

애질런트 지역 담당자에게 문의하시거나
www.agilent.com/chem/openlab에서
확인하시기 바랍니다

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2018
2018년 5월 21일, 한국에서 발행
5991-9462KO

서울시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층 우)04418
한국애질런트테크놀로지스(주) 생명과학/화학분석 사업부
고객지원센터 080-004-5090 www.agilent.co.kr