



Просто возьмите ваши данные с собой в новую OpenLab CDS

Agilent OpenLab CDS

Agilent
OpenLab

Время обновления - сегодня!

- Ваше программное обеспечение работает на неподдерживаемой операционной системе ?
- Вы проводите слишком много времени, решая IT проблемы вместо проведения анализов ?
- Вы не можете использовать своё новейшее оборудование из-за длительных простоев ?
- Ваша лаборатория нуждается в решениях по обеспечению целостности данных ?



Технология обновлений делает процесс простым

Рабочая станция OpenLab CDS теперь включает в себя инструменты, которые автоматизируют миграцию из более ранних версий ChemStation, ChemStation Edition, EZChrom Edition и Galaxie CDS. Автоматизированный процесс сокращает расходы и простой оборудования при обновлении до OpenLab CDS. Вам не придется воссоздавать методы, поэтому полученные вчера результаты можно сравнить с результатами, полученными сегодня. Информация о пользователях и приборах легко перемещается в новую систему, поэтому вы можете сразу начать использовать новую систему управления данными. Перенесите следующие данные в OpenLab CDS:

- **Наборы результатов** – Анализируйте свои старые данные в новой OpenLab CDS
- **Методы** – Импортируйте и используйте свои методы в новой OpenLab CDS для проведения анализов и расчёта результатов
- **Информацию пользователей и приборов** – Перенесите пользователей, группы пользователей, настройки прав и функции пользователей, а также конфигурацию приборов

Перенесите свою лабораторию в будущее вместе с OpenLab CDS

Agilent OpenLab CDS - это система управления хроматографическими данными нового поколения, разработанная для простоты использования и высокой производительности. OpenLab CDS предлагает наиболее полное управление прибором и сбор данных для инструментов Agilent, включая GC, LC, GC/MS Single Quad, LC/MS Single Quad и сверхкритическую жидкостную хроматографию (SFC). Кроме того, OpenLab CDS поддерживает постоянно расширяющийся набор приборов других производителей. OpenLab CDS - настоящее единое программное обеспечение для аналитической лаборатории.

Посмотрите, насколько просто перенести ваши данные в OpenLab CDS

www.agilent.com/chem/data-migration

 **Agilent**
Trusted Answers

Ключевые функции, обеспечивающие лёгкий переход на OpenLab CDS

Для обладателей ChemStation и EZChrom Edition эти функции позволяют производить:

- **Эффективный импорт данных и результатов** – Импортируйте метод, связанный с набором результатов, обработайте данные, что автоматически конвертирует их в формат CDS OpenLab, не изменяя исходные результаты.
- **Расширенный импорт методов** – Теперь включает настройки интегрирования и идентификации компонентов.
- **Автоматический импорт метода при открытии результатов в окне Data Analysis** – Простой клик на переключателе определяет метод, связанный с открытым набором результатов, и помогает создать новый метод.
- **Кросс-проектное использование данных** – Работая в одном проекте, открывайте данные из другого проекта для упрощения создания методов и быстрого получения результатов.



Обеспечьте свою лабораторию новейшими обновлениями и сократите их стоимость

Сохраняйте свою систему OpenLab CDS всегда актуальной, добавляя новый функционал и устанавливая самые последние обновления, получайте поддержку, когда вам это необходимо. Годовой план поддержки от Agilent - SMA - дает вам возможность бесплатных обновлений и приоритетную помощь при звонке в Agilent.

Технология обновлений CrossLab

OpenLab CDS migration tools - это простой в использовании, бесплатный, автоматизированный инструмент миграции данных. Мы также предлагаем полный набор услуг, которые помогут вам в миграции данных. Позвольте нам проконсультироваться с вами, чтобы помочь в управлении процессом миграции методов, рабочих процессов и данных на новую платформу.

Узнайте больше о CrossLab Technology Refresh Services

www.agilent.com/en/products/crosslab-instrument-services/method-applications/technology-refresh-services

Обратитесь в офис Agilent в вашей стране или посетите:

www.agilent.com/chem/openlab

Информация может быть изменена без предупреждения.

© Agilent Technologies, Inc. 2018
Опубликовано в США, 21 Мая, 2018
5991-9462RU