



升级 OpenLab CDS 时轻松转移数据

Agilent OpenLab CDS

Agilent
OpenLab

现在是升级的理想时机

- 您的软件是否在服务已到期的操作系统上运行？
- 您是否碍于成本和停机时间而无法享受最新仪器带来的优势？
- 您是否在 IT 任务而非样品分析中投入了过多时间？
- 您的实验室是否需要提高数据完整性的解决方案？

技术更新令这一切变得简单

OpenLab CDS 工作站现拥有可将数据从旧版 ChemStation、ChemStation 版、EZChrom 版和 Galaxie CDS 自动迁出的工具。这项自动化流程可以减少您在升级到 OpenLab CDS 的过程中耗费的成本和停机时间。您无需重新创建方法即可直接将昨天获得的数据与今天获得的数据进行比较。用户与仪器信息将会无缝转移到新系统，您可以立即开始使用新的数据系统。以下数据将转移至 OpenLab CDS：

- **结果集** — OpenLab CDS 数据分析中可再次使用数据
- **方法** — 在 OpenLab CDS 采集软件或数据分析软件中导入方法并重新使用
- **用户和仪器信息** — 转移用户、用户组、任务、权限和仪器配置

OpenLab CDS 引领实验室走向未来

Agilent OpenLab CDS 是新一代 CDS，专为实现易用性和高效率而设计。OpenLab CDS 为安捷伦仪器（包括 GC、LC、GC/MS 单四极杆系统、LC/MS 单四极杆系统以及超临界流体色谱 (SFC)）提供了更全面的仪器控制和数据采集功能。此外，OpenLab CDS 支持来自其他供应商的多种仪器，一套全面的软件系统即可满足整个实验室的分析要求。


了解如何将数据轻松迁移到 OpenLab CDS
www.agilent.com/chem/data-migration



主要功能为 OpenLab CDS 平稳过渡提供支持

对于 ChemStation 和 EZChrom 版客户而言，这些功能可实现：

- **高效导入结果集** — 导入与结果集相关的方法、重新处理数据，并在无需修改原始结果集的前提下将数据转换为 OpenLab CDS 格式。
- **扩展方法导入** — 现已包括化合物鉴定设置和积分事件。
- **在数据分析中打开结果集时实现自动方法导入** — 只需单击一个复选框，找到与打开结果集相关的方法，即可新建一个方法。
- **交叉项目文件打开** — 进行一个项目时浏览其他项目，以简化 OpenLab CDS 结果集和方法的创建。



使实验室保持最新状态并降低升级成本

以最新功能和更新确保 OpenLab CDS 处于最新状态，在您需要时充分发挥作用。订购安捷伦年度软件维护 (SMA)，即可在致电安捷伦之后获得免费升级和优先协助服务。

CrossLab 技术更新服务

OpenLab CDS 迁移工具是一款自动、免费而易于使用的工具。我们还提供全套服务，帮助您完成数据迁移。我们将与您沟通，帮助您将方法、工作流程和数据转移至新平台。

如需了解关于 CrossLab 技术更新服务的更多信息，请访问

www.agilent.com/en/products/crosslab-instrument-services/method-applications/technology-refresh-services

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

请联系当地的安捷伦客户服务中心或访问

www.agilent.com/chem/openlab

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。