


Agilent Bravo 和 BioTek Synergy 助您实现自动样品归一化

提高分析效率、延长无人值守时间的同时提升样品前处理的准确度和重现性


Bravo 液体处理器



前处理样品


RNA、DNA、蛋白质

BioTek Synergy 酶标仪



测量样品

A₂₆₀、A₂₈₀、荧光值



关联样品值

自动计算并关联浓度值

Bravo 液体处理器



归一化样品

运行自动生成的归一化方案



强强联手，助您成功

了解关于未来发现推动技术的更多信息。

访问 www.agilent.us/chem/agilent-bravo-biotek-synergy



查找当地的安捷伦客户中心：
www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：
800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：
LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：
www.agilent.com/chem/erfq-cn

DE.3591782407

仅限研究使用。不可用于诊断目的。
本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技(中国)有限公司, 2020
2020年5月20日, 中国出版
5994-1975ZHCN