

Agilent InfinityLab 液相色谱备件

液相色谱工作流程通用耗材备件推荐 (适用于 1220/1260/1290 系列)

标准配置 + 精选备件 = 更好的用户体验

InfinityLab 溶剂 / 样品容器产品系列

InfinityLab 溶剂瓶

- 9301-6524 : InfinityLab 透明溶剂瓶, GL45 口径, 1 L
- 9301-6526 : InfinityLab 棕色溶剂瓶, GL45 口径, 1 L
- 9301-6342 : InfinityLab 透明溶剂瓶, GL45 口径, 2 L
- 9301-6341 : InfinityLab 棕色溶剂瓶, GL45 口径, 2 L
- 9301-6529 : InfinityLab 硅橡胶标识圈, 8/包



InfinityLab 安全瓶盖

- 5043-1222 : InfinityLab 安全瓶盖起始工具包, 包含 4 个安全瓶盖、4 个放空阀及 4 个接头
- 5043-1217 : InfinityLab 安全瓶盖 (1 个插口)
- 5043-1218 : InfinityLab 安全瓶盖 (2 个插口)



InfinityLab Stay Safe 冲洗瓶

- 5043-1339 : InfinityLab Stay Safe 冲洗瓶



InfinityLab 废液收集

- 5043-1338 : InfinityLab 废液桶套件, 包括 10 L 废液容器和带 4 个插口的 InfinityLab 安全瓶盖 (须配活性炭过滤器使用)
- 5043-1193 : InfinityLab 活性炭过滤器, 带时间标签
- 5043-1337 : InfinityLab 10 L S60 螺口废液桶
- 5043-1336 : InfinityLab 安全瓶盖 (4 个插口), S60, 用于废液桶



选择高品质消耗品，提高用户对安捷伦整体解决方案的满意度

InfinityLab 液相色谱接头系列



InfinityLab Quick Connect 快速连接接头

- 5067-5958 : InfinityLab Quick Connect 快速连接接头组件，带不锈钢毛细管 (0.12 × 150 mm)，适用于 1290 Infinity II 系列液相色谱仪
- 5067-6167 : InfinityLab Quick Connect 快速连接接头组件，带不锈钢毛细管 (0.17 × 150 mm)，适用于 1260 Infinity II 系列液相色谱仪

InfinityLab Quick Turn 接头

- 5067-5966 : InfinityLab Quick Turn 液相色谱接头
- 5500-1191 : InfinityLab Quick Turn 不锈钢毛细管 (0.12 × 280 mm)
- 5043-0915 : 安装工具，用于拧紧 Quick Turn 毛细管接头

InfinityLab 液相色谱支架：让液相色谱仪的安装更灵活更安全



安装在 Agilent Flex Bench (部件号 5043-1252) 移动支架上的配有 Multisampler 的 Agilent 1260 Infinity II 二元液相色谱系统。




安装在 Agilent Flex Bench MS (G6015A) 移动支架上的 Agilent Ultivo 三重四极杆液质联用系统。



安装在 Agilent Benchtop (部件号 5043-1711) 固定支架上的 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统。

InfinityLab 2021 年新产品推荐



InfinityLab 快速更换在线过滤器

- 5067-1603 : InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件, 适用于 1290 Infinity II 系列 (配 2.1 mm 内径, 0.2 μm 孔径滤芯)
- 5067-1602 : InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件, 适用于 1260 Infinity II 系列 (配 4.6 mm 内径, 0.5 μm 孔径滤芯)

非常简单易用

- 手拧, 无需工具即可更换滤芯
- 咔哒一声: 咔哒一声拧上即可达 1300 bar, 不存在拧过紧风险

低运行成本

- 过滤器外壳可耐受 100 次以上的滤芯更换, 且无损坏。耐用性极强

延长色谱柱寿命

- 流路微粒引起压力增加, 可通过更换滤芯轻松消除这个问题, 不会损坏色谱柱

快速放心推荐, 现场游刃有余

液相色谱工作流程通用耗材备件推荐 (适用于 1220/1260/1290 Infinity II 系列)

部件号	描述	推荐起订量	简要推荐理由和卖点	产品系列
5067-1603	InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件, 适用于 1290 Infinity II 系列 (包括在线过滤器外壳、5 个 2.1 mm, 0.2 μm 滤芯、0.12 mm 内径, 90 mm 长管线, 未预装不锈钢接头)	1	延长色谱柱寿命, 无需工具手拧更换滤芯, 无接触包装安装方便、避免污染	在线过滤器
5067-1602	InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件, 适用于 1260 Infinity II 系列 (包括在线过滤器外壳、5 个 4.6 mm, 0.5 μm 滤芯、0.17 mm 内径, 90 mm 长管线, 未预装不锈钢接头)	1	延长色谱柱寿命, 无需工具手拧更换滤芯, 无接触包装安装方便、避免污染	在线过滤器
5067-5958	InfinityLab Quick Connect 快速连接接头组件, 带不锈钢毛细管, 内径 0.12 mm, 长 150 mm, 适用于 1290 Infinity II 系列液相色谱仪	1	手拧式接头, 推荐用于液相柱进口连接, 完全手拧无需工具可确保压力稳定性达 1300 bar, 弹簧加载设计以确保零死体积	液相色谱连接装置
5067-6167	InfinityLab Quick Connect 快速连接接头组件, 带不锈钢毛细管, 内径 0.17 mm, 长度 150 mm, 适用于 1260 Infinity II 系列液相色谱仪	1	手拧式接头, 推荐用于液相柱进口连接, 完全手拧无需工具可确保压力稳定性达 1300 bar, 弹簧加载设计以确保零死体积	液相色谱连接装置

液相色谱工作流程通用耗材备件推荐 (适用于 1220/1260/1290 Infinity II 系列)

部件号	描述	推荐起订量	简要推荐理由和卖点	产品系列
5067-5966	InfinityLab Quick Turn 液相色谱接头	2	推荐用于液相柱出口和检测器连接, 手拧压力稳定性可达 300–600 bar, 用扳手可拧紧至 1300 bar, 弹簧加载设计以确保零死体积防止样品峰扩散	液相色谱连接装置
5500-1191	InfinityLab Quick Turn 不锈钢毛细管, 内径 0.12 mm, 长 280 mm	1	液相柱出口到检测器连接, 与 Quick Turn 液相色谱接头 (5067-5966) 一起使用	液相色谱连接装置
5043-0915	安装工具, 用于拧紧 Quick Turn 毛细管接头	1	可以拧紧 Quick Turn 接头至 1000 bar 以上	液相色谱连接装置
5043-1222	InfinityLab 安全瓶盖启动工具包, 包含 4 个安全瓶盖 /4 个放空阀及 4 个接头	1	防止溶剂挥发到空气中造成实验室污染, 保护实验室人员健康, 以及保持缓冲溶液浓度的稳定; GL45 口径可以适配安捷伦溶剂瓶。工具包中包含: 瓶盖 (5043-1217, 3/ 包和 5043-1218)、带时间标签的放空阀 (5043-1190, 4/ 包)、3.2 mm 接头 4/ 包	溶剂 / 样品容器
5043-1338	InfinityLab 废液瓶桶件, 包括 10 L 废液桶和带 4 个插口的 S60 InfinityLab 安全瓶盖	1	可以安全地收集废液并防止溶剂挥发到空气中, 要与活性炭过滤器 (5043-1193) 一起使用。套件包括 1 个 10 L 废液桶 (5043-1337) 和 1 个用于废液桶的 4 插口 S60 安全瓶盖 (5043-1336)	溶剂 / 样品容器
5043-1221	InfinityLab 废液瓶桶件, 包括 6 L 废液桶和带 4 个插口的 InfinityLab 安全瓶盖	1	可以安全地收集系统废液并防止溶剂挥发到空气中, 需要与活性炭过滤器 (5043-1193) 一起使用。套件包括 6 L 废液桶 (5043-1196), 1 个用于废液桶的 4 口安全瓶盖 GL45 (5043-1220)	溶剂 / 样品容器
5043-1193	InfinityLab 活性炭过滤器, 带时间标签	2	用于废液瓶, 吸收废液桶挥发出来的溶剂, 上面有时间阀提醒定期更换, 防止活性炭饱和和有害气体挥发到实验室中	溶剂 / 样品容器
5043-1339	InfinityLab Stay Safe 冲洗瓶	1	有四个 GL45 开口可以连接并固定 2–4 条溶剂线路, 防止冲洗过程中的溶剂线路滑落和有机溶剂挥发问题, 提高溶剂冲洗过程的易用性和安全性	溶剂 / 样品容器
9301-6526	InfinityLab 棕色溶剂瓶, GL45 口径, 1 L	1	棕色瓶可以减少光敏溶剂或缓冲液的降解	溶剂 / 样品容器
9301-6342	InfinityLab 透明溶剂瓶, GL45 口径, 2 L	1	2 L 大容量	溶剂 / 样品容器
9301-6341	InfinityLab 棕色溶剂瓶, GL45 口径, 2 L	1	棕色瓶可以减少光敏溶剂或缓冲液的降解, 2 L 大容量	溶剂 / 样品容器
9301-6529	InfinityLab 硅橡胶标识圈环, 8/ 包	1	有颜色指示, 方便识别各种溶剂瓶	溶剂 / 样品容器
5043-9310	InfinityLab 96 孔板, 0.5 mL, 30/ 包	1	用于自动样品引入系统, 满足高通量实验需求	溶剂 / 样品容器
5042-1389	InfinityLab 96 孔板硅橡胶密封垫, 50/ 包	1	用于自动样品引入系统, 满足高通量实验需求	溶剂 / 样品容器
5191-6776	InfinityLab 溶剂过滤组件。包括 250 mL 玻璃漏斗、膜支架玻璃底座、1 L 玻璃烧瓶以及铝质装置夹	1	HPLC 和 UHPLC 的流动相过滤必备, 防止溶剂里的小颗粒杂质堵塞系统过滤头或是色谱柱导致压力过高, 尤其推荐给使用缓冲液的用户	液相色谱过滤装置
5191-4340	溶剂过滤膜, 再生纤维素膜, 47 mm 直径, 0.2 μm 孔径, 100/ 包	1	最常用的溶剂过滤膜, 配合溶剂过滤组件 (5191-6776) 使用	液相色谱过滤装置
01018-60025	不锈钢过滤器, 溶剂入口, 10 μm 孔径	4	具有比标准的玻璃漏斗更小的孔径, 推荐过滤缓冲液和液质联用系统溶剂过滤使用	液相色谱过滤装置
5043-1252	InfinityLab Flex Bench 移动式仪器载架, 带插线板	1	让液相色谱仪的安装具有最大的灵活性, 轻松地重新组合不同模块, 并可将色谱仪在实验室范围内随意移动, 便于维护, 可以避免杂乱并保持液相色谱系统的安全性	液相色谱支架
5043-1711	InfinityLab Benchtop 新型固定支架	1	适用于已经有工作台的实验室, 提高色谱仪安装的灵活性, 可轻松地重新组合不同模块	液相色谱支架

1290 Infinity II 液相色谱仪备件推荐



InfinityLab 长寿命 HIS 氙灯



1290 Infinity II 液相色谱仪

部件号	描述	推荐 起订量	简要推荐理由和卖点	工具包说明	产品系列
5190-0917	InfinityLab 长寿命 HIS 氙灯, 8 针, 带 RFID 标签, 用于配备最大光强卡套式流通池的二极管阵列检测器 (G7117A/B/C)	1	与检测器匹配的备用氙灯, 防止在用氙灯到达使用寿命后引起意外停机, 减少停机时间		液相色谱检测器灯
G1314-60101	InfinityLab 长寿命 HIS 氙灯, 带 RFID 标签, 用于可变波长检测器 (G7114A/B)	1	与检测器匹配的备用氙灯, 防止在用氙灯到达使用寿命后引起意外停机, 减少停机时间		液相色谱检测器灯
G7120-68741	InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 1290 Infinity II 高速泵 (G7120A)	1	我们的研究数据表明, 预防性维护能够有效减少系统停机次数和故障排查时间, 大大延长正常运行时间, 并有助于维持仪器理想性能, 可以为用户节省 30% 以上的成本	此高速泵 PM 工具包中包含: 4 个泵密封垫 (0905-1719)、2 个密封盖组件 (5067-4728)、1 个蠕动泵 (5065-4445)、1 包 5 个 PTFE 滤芯 (01018-22707)、2 个用于出口阀的内部分流平板 (G4220-20020), 以及 4 个 PTFE 清洗密封垫 (0905-1175)	预防性维护工具包 (PM Kit)
G7104-68741	InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 1290 Infinity II 全能泵 (G7104A)	1	我们的研究数据表明, 预防性维护能够有效减少系统停机次数和故障排查时间, 大大延长正常运行时间, 并有助于维持仪器理想性能, 可以为用户节省 30% 以上的成本	此全能泵 PM 工具包中包含: 2 个泵密封垫 (0905-1719)、1 个滤芯组件 (5067-5417)、1 个蠕动泵 (5065-4445)、1 包 5 个在线过滤器的 0.3 μm 滤芯 (5023-0271)、1 个用于出口阀的内部分流平板 (G4220-20020), 以及 2 个 PTFE 清洗密封垫 (0905-1175)	预防性维护工具包 (PM Kit)
G7167-68710	InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 1290 Infinity II Multisampler (G7167B), 标准配置	1	我们的研究数据表明, 预防性维护能够有效减少系统停机次数和故障排查时间, 大大延长正常运行时间, 并有助于维持仪器理想性能, 可以为用户节省 30% 以上的成本	1290 Infinity II Multisampler 标准配置 PM 工具包中包含: 1 个进样针组件 (G4267-87201)、1 个高压 PEEK 针座 (G4267-87012), 以及 1 个进样阀转子密封垫 (5068-0198)	预防性维护工具包 (PM Kit)

1290 Infinity II 液相色谱仪备件推荐 (续)

部件号	描述	推荐 起订量	简要推荐理由和卖点	工具包说明	产品系列
G7167-68720	InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 1290 Infinity II Multisampler (G7167B), 带双进样针选件	1	我们的研究数据表明, 预防性维护能够有效减少系统停机次数和故障排查时间, 大大延长正常运行时间, 并有助于维持仪器理想性能, 可以为用户节省 30% 以上的成本	1290 Infinity II Multisampler 双进样针系统 PM 工具包中包含: 2 个进样针组件 (G4267-87201)、2 个高压 PEEK 针座 (G4267-87012)、1 个 DN 阀转子密封垫 (5068-0232), 以及 1 个外围阀转子密封垫 (5068-0229)	预防性维护工具包 (PM Kit)
5067-6616	1290 Infinity II 方便套装	1	配合 1290 Infinity II 液相色谱仪系统的理想启动工具包。精选了一系列适用于该系统的液相色谱备件, 帮助提高系统的有效使用率	启动包中包括: 3 个透明溶剂瓶 (9301-6524)、1 个棕色溶剂瓶 (9301-6526)、1 个安全瓶盖启动工具包 (5043-1222)、500 套螺口 A-Line 进样瓶 (包含 400 个透明瓶和 100 个棕色瓶) 和固定预开口瓶盖 (5190-7023)、4 个不锈钢过滤器 (01018-60025)、1 个在线过滤器 (5067-6189)、1 包 5 个 PTFE 滤芯 (01018-22707)、2 个色谱柱支架夹 (G7116-68004)、2 个薄板型色谱柱支架夹 (G7116-68003)、以及一整套 1290 Infinity II 毛细管工具包 (5067-6615)	液相色谱启动工具包
5067-6615	1290 Infinity II 毛细管工具包	1	用于小改动或系统诊断测试的有用部件	工具包中包含: 2 个不锈钢毛细管, 0.17 × 300 mm, S/SX 接头 (5067-6129); 不锈钢毛细管, 0.17 × 900 mm, SI/SX ps-ps 接头 (5500-1217); 不锈钢毛细管, 500 × 0.12 mm, SL/SL 接头 (5500-1157); 带长套管不锈钢毛细管, 0.12 × 120 mm, SL/SL 接头 (5500-1249); PTFE 管线, 0.7 mm 内径, 1.6 mm 外径, 5 m (5062-2462); 1/16 英寸手紧式 PEEK 接头, 10/ 包 (5065-4426); Quick Connect 快速连接组件 (5067-5957); 2 个 Quick Turn 液相色谱接头 (5067-5966); Quick Connect 快速连接不锈钢毛细管, 0.12 × 105 mm, 包括 Swagelock 接头 (5500-1173); Quick Turn 不锈钢毛细管, 0.12 × 280 mm, 长套管, 两端, 不带接头 (5500-1191); 前密封垫圈, 用于 Quick Connect 快速连接接头和 Quick Turn 接头 (5043-0924); 长堵头 (5067-6127); 不锈钢限流毛细管 0.12 × 200 mm (5022-2159); 以及不锈钢三通 (5022-2184)	液相色谱启动工具包
G7116-60051	InfinityLab Quick Connect 快速连接热交换器, 大内径, 用于与 G7116A/B MCT 配套使用, 3.0 μL 容积, 0.17 mm 内径	1	用于高流速, 流速大于 2.5 mL/min		液相色谱连接装置
5067-5963	InfinityLab Quick Connect 热交换器, 低扩散组件 (0.075 mm 内径, 1.1 μL 体积, 带有连接毛细管)	1	减少样品扩散, 增加检测灵敏度		液相色谱连接装置

1260 Infinity II Prime 液相色谱仪备件推荐



InfinityLab 长寿命 HIS 氙灯



1260 Infinity II Prime 液相色谱仪

部件号	描述	推荐 起订量	简要推荐理由和卖点	工具包说明	产品系列
5190-0917	InfinityLab 长寿命 HIS 氙灯, 8 针, 带 RFID 标签, 用于配备最大光强卡套式流通池的二极管阵列检测器 (G7117A/B/C)	1	与检测器匹配的备用氙灯, 防止在用氙灯到达使用寿命后引起意外停机, 减少停机时间		液相色谱检测器灯
G1314-60101	InfinityLab 长寿命 HIS 氙灯, 带 RFID 标签, 用于可变波长检测器 (G7114A/B)	1	与检测器匹配的备用氙灯, 防止在用氙灯到达使用寿命后引起意外停机, 减少停机时间		液相色谱检测器灯
G7104-68741	InfinityLab 预防性维护工具包, 用于全能泵 (G7104A)	1	我们的研究数据表明, 预防性维护能够有效减少系统停机次数和故障排查时间, 大大延长正常运行时间, 并有助于维持仪器理想性能, 可以为用户节省 30% 以上的成本	此全能泵 PM 工具包中包含: 2 个泵密封垫 (0905-1719)、1 个滤芯组件 (5067-5417)、1 个蠕动泵 (5065-4445)、1 包 5 个在线过滤器的 0.3 μm 滤芯 (5023-0271)、1 个用于出口阀的内部分流平板 (G4220-20020), 以及 2 个 PTFE 清洗密封垫 (0905-1175)	预防性维护工具包 (PM Kit)
G7129-68740	InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 1260 Infinity II 和 1260 Infinity II Prime 样品瓶进样器 (G7129C)	1	我们的研究数据表明, 预防性维护能够有效减少系统停机次数和故障排查时间, 大大延长正常运行时间, 并有助于维持仪器理想性能, 可以为用户节省 30% 以上的成本	1260 Infinity II 样品瓶进样器 PM 工具包中包含: 1 个 1260 Infinity 自动进样器针头 (G7129-87200)、1 个 PEEK 针座组件 (G7129-87017)、1 个蠕动泵 (5065-4445)、1 包 2 个转子密封垫 (0101-1416), 以及 1 包 15 个指型帽 (5063-6506)	预防性维护工具包 (PM Kit)
G7167-68730	InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 1260 Infinity II Multisampler (G7167A)	1	我们的研究数据表明, 预防性维护能够有效减少系统停机次数和故障排查时间, 大大延长正常运行时间, 并有助于维持仪器理想性能, 可以为用户节省 30% 以上的成本	1260 Infinity II Multisampler 标准配置的 PM 工具包中包含: 进样针组件 (G4267-87201), 高压 PEEK 针座 (G4267-87012), 以及 1 包 2 个转子密封垫 (5068-0209)	预防性维护工具包 (PM Kit)

1260 Infinity II 液相色谱仪备件推荐



InfinityLab 启动工具包 (部分展示)



1260 Infinity II 液相色谱仪

部件号	描述	推荐 起订量	简要推荐理由和卖点	工具包说明	产品系列
2140-0820	InfinityLab 长寿命氙灯, 带 RFID 标签, 用于配备标准流通池的二极管阵列检测器 (G7115A) 和多波长检测器 (G7165A)	1	与检测器匹配的备用氙灯, 防止在用氙灯到达使用寿命后引起意外停机, 减少停机时间		液相色谱检测器灯
G1314-60101	InfinityLab 长寿命 HiS 氙灯, 带 RFID 标签, 用于可变波长检测器 (G7114A/B)	1	与检测器匹配的备用氙灯, 防止在用氙灯到达使用寿命后引起意外停机, 减少停机时间		液相色谱检测器灯
5067-6617	1260 InfinityLab II 方便套装	1	配合 1260 Infinity II 液相色谱仪系统的理想启动工具包。精选了一系列适用于该系统的液相色谱备件, 帮助提高系统的有效使用率	启动包中包含: 3 个透明溶剂瓶 (9301-6524)、1 个棕色溶剂瓶 (9301-6526)、安全瓶盖启动工具包 (5043-1222)、500 套螺口 A-Line 进样瓶 (包含 400 个透明瓶和 100 个棕色瓶) 和固定预开口瓶盖 (5190-7023)、4 个不锈钢过滤器 (01018-60025)、在线过滤器 (5067-6189)、1 包 5 个 PTFE 滤芯 (01018-22707)、2 个色谱柱支架夹 (G7116-68004)、2 个薄板型色谱柱支架夹 (G7116-68003), 以及一整套 1260 Infinity II 毛细管工具包 (5067-6614)	液相色谱启动工具包
5067-6614	1260 Infinity II 毛细管工具包	1	用于小改动或系统诊断测试的有用部件	工具包中包含: 2 个不锈钢毛细管, 0.17 × 500 mm, SI-SI 接头 (5500-1246); 不锈钢毛细管, 0.17 × 900 mm, SI/SX ps-ps 接头 (5500-1217); 不锈钢毛细管, 带长套管不锈钢毛细管, 0.17 × 120 mm, SL/SL 接头 (5500-1250); PTFE 管线, 0.7 mm 内径, 1.6 mm 外径, 5 m (5062-2462); 1/16 英寸手紧式 PEEK 接头, 10/包 (5065-4426); Quick Connect 不锈钢毛细管 (5500-1181); Quick Connect 不锈钢组件 (5067-6166); 2 个 Quick Turn 液相色谱接头 (5067-5966); 2 个 Quick Turn 不锈钢毛细管, 0.12 × 280 mm (5500-1191); 前密封垫圈, 用于 Quick Connect 快速连接接头和 Quick Turn 接头 (5043-0924); 手紧式 PEEK 堵头 (5043-0277); 不锈钢限流毛细管 0.12 × 200 mm (5022-2159); 以及不锈钢三通 (5022-2184)	液相色谱启动工具包
G1310-68741	预防性维护工具包, 用于 Agilent 1260 Infinity 等度泵 (G7110B) 和四元泵 (G7111A/B)	1	我们的研究数据表明, 预防性维护能够有效减少系统停机次数和故障排查时间, 大大延长正常运行时间, 并有助于维持仪器理想性能, 可以为用户节省 30% 以上的成本	1260 Infinity II 等度泵和四元泵 PM 工具包中包含: 1 个柱塞杆密封垫 (5063-6589)、2 个密封盖组件 (5067-4728)、2 个膜垫圈 (01018-07102), 以及 1 包 5 个 PTFE 滤芯 (01018-22707)	预防性维护工具包 (PM Kit)
G7129-68740	InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 1260 Infinity II 和 1260 Infinity II Prime 样品瓶进样器 (G7129C)	1	我们的研究数据表明, 预防性维护能够有效减少系统停机次数和故障排查时间, 大大延长正常运行时间, 并有助于维持仪器理想性能, 可以为用户节省 30% 以上的成本	1260 Infinity II 样品瓶进样器 PM 工具包中包含: 1260 Infinity 自动进样器针头 (G7129-87200)、1 个 PEEK 针座组件 (G7129-87017)、1 个蠕动泵 (5065-4445)、1 包 2 个转子密封垫 (0101-1416), 以及 1 包 15 个指型帽 (5063-6506)	预防性维护工具包 (PM Kit)
G7167-68730	InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 1260 Infinity II Multisampler (G7167A)	1	我们的研究数据表明, 预防性维护能够有效减少系统停机次数和故障排查时间, 大大延长正常运行时间, 并有助于维持仪器理想性能, 可以为用户节省 30% 以上的成本	1260 Infinity II Multisampler 标准配置的 PM 工具包中包含: 进样针组件 (G4267-87201)、高压 PEEK 针座 (G4267-87012), 以及 1 包 2 个转子密封垫 (5068-0209)	预防性维护工具包 (PM Kit)
G7116-60061	InfinityLab Quick Connect 快速连接热交换器, 大内径, 高流速 (0.17 mm 内径, 6.0 μL 体积)	1	用于高流速, 流速大于 2.5 mL/min		液相色谱连接装置

1220 Infinity II 液相色谱仪备件推荐



InfinityLab 长寿命氙灯



1220 Infinity II 液相色谱仪

部件号	描述	推荐 起订量	简要推荐理由和卖点	工具包说明	产品系列
2140-0820	InfinityLab 长寿命氙灯, 带 RFID 标签, 用于配备标准流通池的二极管阵列检测器 (1220 Infinity II 液相色谱的 DAD)	1	与检测器匹配的备用氙灯, 防止在用氙灯到达使用寿命后引起意外停机, 减少停机时间		液相色谱检测器灯
G1314-60101	InfinityLab 长寿命 HIS 氙灯, 带 RFID 标签, 用于可变波长检测器	1	与检测器匹配的备用氙灯, 防止在用氙灯到达使用寿命后引起意外停机, 减少停机时间		液相色谱检测器灯
G4280-68730	InfinityLab 预防性维护工具包, 用于 1220 Infinity II 自动进样器系统	1	我们的研究数据表明, 预防性维护能够有效减少系统停机次数和故障排查时间, 大大延长正常运行时间, 并有助于维持仪器理想性能, 可以为用户节省 30% 以上的成本	1220 Infinity 自动进样器 PM 工具包中包含: 1 个针头组件 (G1313-87201)、1 个标准针座 (G1329-87017)、1 个转子密封垫 (0100-1853)、1 包 5 个 PTFE 滤芯 (01018-22707)、2 个密封盖组件 (5067-4728), 以及 1 包 2 个柱塞杆密封垫 (5063-6589)	预防性维护工具包 (PM Kit)

查找当地的安捷伦客户中心:

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线:

800-820-3278 转 4

400-820-3278 转 4 (手机用户)

在线询价:

www.agilent.com/chem/erfq-cn



微信扫一扫

使用小程序在线咨询

安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。

DE63054273

本文中的信息、说明和技术指标如有变更, 恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2023
2023 年 2 月 15 日, 中国出版
5994-5755ZHCN